

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kapı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
115	L104050	Adrenalin (Epinefrin) (Plazma)		yeşil kapak	Heparinli Plazma	Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. Donmuş halde 1 ay.	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı için kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
161	L100490	* Alfa Galaktozidaz (Lökosit)		mor kapak	Edtalı Tam Kan		Fabry hastalığı düşündürülen klinik prezentasyonlu hastaların değerlendirilmesi, Fabry hastalığı için anormal yenidoğan taraması takibinde kullanılır.	Fluorometri	Pazartesi Cuma 09:30	21 gün sonra 18:00
2830	L100760	*Alüminyum		lacivert kapak	Sodyum Heparinli Plazma	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz uygulanan hastalarda alüminyum toksisitesi veya riskli kişilerde alüminyum entoksikasyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	AAS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1195	906530	* Anti HAV IgM		mor kapak	Edtalı plazma	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Anti-HAV IgM tayinleri akut hepatitlerin ayırıcı tanısında, Hepatit A enfeksiyonunun saptanmasında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
3088	902750	*Anti-NMO (Anti Nöromiyelitis Optika) IgG		sarı kapak ve bos tüpü	BOS ve Eş Zamanlı Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Neuromiyelitis Optica hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.	IFA	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00
103	L101330	Bakır		kırmızı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Jelsiz tüpe alınan örnek hemen santrifüj edilmeli ve serum ayrılmalıdır.	Wilson hastalığı olasılığının araştırılması ve hastalara uygulanan şelasyon tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
2169	L102000	* Cıva (Kan)		lacivert kapak	Sodyum Heparinli Plazma	Buzdolabında 1 ay	Cıva toksitesi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Salı-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
105	L102040	Çinko (Zn)		kırmızı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Jelsiz tüpe alınan örnek hemen santrifüj edilmeli ve serum ayrılmalıdır.	Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
116	L104050	Dopamin (Plazma)		yeşil kapak	Heparinli Plazma	Donmuş halde 1 ay Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir.	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı olarak kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
1305	907390	Galaktomannan Antijeni	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İnvaziv Aspergillus ön tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
3421	912760	* HIV p24 Antijeni		mor kapak	Edtalı Plazma	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Human immunodeficiency virus ile karşılaşılıp karşılaşmadığının araştırılması amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
2442	911440	* Kadmiyum 2444		lacivert kapak	Sodyum Heparinli Plazma			ICP-MS	Pazartesi-Salı-Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00
2573	-	* Kobalt (Co)		lacivert kapak	Sodyum Heparinli Plazma			ICP-MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4715	L104450	* Kolajen Tip 1 N-Telopeptid (Serum/Plazma)		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
117	L104890	Laktat		gri kapak	Oksalatlı Plazma	Buzdolabında 2 hafta donmuş halde 1 ay Numune alındıktan sonra hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir (Egzersiz ve kan alımı sırasında tumikenin uzun süre takılı kalması laktat düzeyini artırır)	Laktik asidoz olasılığının değerlendirilmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
7272	-	* Mangan Tam Kan (EDTA)		lacivert kapak	Sodyum Heparinli Plazma		Manganez eksikliğinin ve intoksikasyonun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00
2572	L105430	* Nikel		lacivert kapak	Sodyum Heparinli Plazma	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Mesleki maruziyet ve toksite semptomlarının araştırılmasında kullanılır.	ICP-MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
114	L104050	Noradrenalin (Norepinefrin) (Plazma)		yeşil kapak	Heparinli Plazma	Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir.	Feokromositoma şüphesinde ve nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısında kullanılır	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
7324	L105760	* Ozmotik Frajlite Testi (İnkübasyonlu)		mor kapak	Edtali Tam Kan		Hereditör sferositoz tanısı ve tedavisinde kullanılır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
781	L106650	Sedimentasyon		siyah kapak	Sitratlı Tam Kan	Buzdolabında 24 saat. Donmuş halde kabul edilmez	Enflamatuvar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, maligniteler, romatoid ve otoimmün hastalıkların tanısı ve takibinde kullanılır.	Westergren	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
1606	L106670	* Selenyum		lacivert kapak	Sodyum Heparinli Plazma	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Mesleki maruziyet, toksisite, GIS kanserleri malnutrisyon, siroz ve hepatit değerlendirilmesinde kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba- Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	
275	L107530	* Vitamin C	donmuş	sarı kapak	Serum	Buzdolabında 24 Saat, donmuş halde 2 ay Oda ısısında kabul edilmez	C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
4879	L109350	Alanin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L109400	Arjinin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L109450	Asparajin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L109500	Aspartat (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L109550	Etanolamin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L109580	Fenilalanin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L109630	Fosfoetanolamin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L109670	Fosfoserin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L109710	Glisin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L109760	Glutamat (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L109810	Glutamin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L109860	Hidroksilizin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L109910	Histidin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110020	Homositrülün (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	

NEEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
4879	L110060	İzölösün (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110110	Lizin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110160	Lösün (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110210	Metilhistidin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110260	Metiyonin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110310	Ornitin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110360	Prolin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110410	Serin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110460	Sistatyonin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110510	Sistein (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110580	Sitrülin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110630	Taurin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110680	Tirozin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110730	Treonin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110780	Triptofan (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4879	L110830	Valin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
1683	L100000	* 1,25-Dihidroksi Vitamin D		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	D vitamini eksikliği veya fazlalığı olasılarının araştırılması, yeni doğan, bebeklik ve çocuk rahatsızlı ile kronik böbrek yetmezliği teşhisinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	
1656	L100010	1,4-Delta Androstenedion		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hirsütizm, polikistik over, konjenital adrenal hiperplazi gibi hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00	

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi			
1663	L100160	* 11-Deoksikortizol		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Cushing sendromunun ayrıcı tanısında, ikincil veya üçüncül adrenal hiperplazi olasılığının araştırılması sırasında metiropon testinin bir parçası olarak kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00			
1658	L100170	* 17-Hidroksikortikoidler		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Adrenogenital sendrom ve steroid biyosentezi ile ilgili defektler sonucunda ortaya çıkan diğer hastalıkların araştırılması ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Salı 09:30	31 gün sonra 18:00			
1644	L100190	17-Hidroksiprogesteron		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Konjenital adrenal hiperplazilerde tarama testi olarak, ayrıca hirsütizm ve infertilite değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00			
7282	L111200	17-OH Progesteron-ACTH Uyarı Testi -15. Dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'in sentetik subünitü olan, sağlıklı kişilerde ACTH'in kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00			
7283	L111210	17-OH Progesteron-ACTH Uyarı Testi 0. Dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'in sentetik subünitü olan, sağlıklı kişilerde ACTH'in kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00			
7284	L111220	17-OH Progesteron-ACTH Uyarı Testi 15. Dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'in sentetik subünitü olan, sağlıklı kişilerde ACTH'in kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00			
2140	L111230	17-OH Progesteron-ACTH Uyarı Testi 30. Dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'in sentetik subünitü olan, sağlıklı kişilerde ACTH'in kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00			
7285	L111240	17-OH Progesteron-ACTH Uyarı Testi 45. Dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'in sentetik subünitü olan, sağlıklı kişilerde ACTH'in kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00			
2142	L111250	17-OH Progesteron-ACTH Uyarı Testi 60. Dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'in sentetik subünitü olan, sağlıklı kişilerde ACTH'in kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00			
2143	L111260	17-OH Progesteron-ACTH Uyarı Testi 90. Dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'in sentetik subünitü olan, sağlıklı kişilerde ACTH'in kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00			
2144	L111270	17-OH Progesteron-ACTH Uyarı Testi 120. Dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'in sentetik subünitü olan, sağlıklı kişilerde ACTH'in kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00			
250	L100220	25-Hidroksi Vitamin D		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	D vitamini eksikliği veya fazlalığı olasılıklarının araştırılması ve tedavinin takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00			
50	L100130	* 5' Nükleotidaz		sarı kapak	Serum	Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesi için kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5'-NT düzeyi yükselir.	Enzimatik	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00			
585	L100080	5-Hidroksi indol Asetik Asit (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Numunenin toplanacağı temiz kabin içine 6 M HCl ilave edilip koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph < 4 olmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Karsinoid sendrom olasılığının değerlendirilmesinde ve hastaların takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00			
4582	L100080	5-Hidroksi indol Asetik Asit/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Karsinoid sendrom olasılığının değerlendirilmesinde ve hastaların takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00			
4583	L100110	* 5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Numunenin toplanacağı temiz kabin içine 6 M HCl ilave edilip koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph 2.5 – 3.5 olmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir. Örnek dondurulmuş halde gönderilmelidir.	Karsinoid tümörü olan hastaların değerlendirilmesinde ikincil test olarak kullanılır.	LC-MS/MS	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00			
251	L100100	* 5-Hidroksitriptamin (Serotonin)		mor kapak	Edtalı Tam Kan	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Karsinoid tümörü olan hastaların değerlendirilmesinde ikincil test olarak kullanılır.	LC-MS/MS	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00			
2724	705140	ABO+Rh Tayini (Forward Gruplama)		mor kapak	Edtalı Tam Kan	Buzdolabında 2 hafta	Kan grubu ve Rh tayininde kullanılır.	Jel Santrifüjasyon	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00			

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
2723	705130	ABO+Rh Tayini (Forward Gruplama)+ABO Reverse Grup		mor kapak	Edtalı Tam Kan	Buzdolabında 2 hafta	Kan grubu ve Rh tayininde kullanılır.	Jel Santrifügasyon	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00
246	L100270	ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)		mor kapak	Edtalı Plazma	Numune alındıktan sonra Buz ile plazma hemen ayrılmalı ve örnek dondurularak transfer edilmelidir. 30 dk Trans -20 °C 'de 1 Ay	Adrenal yetmezliğin tanısında ve ön hipofiz tümörlerinin varlığının belirlenmesinde yardımcı olur.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
7281	L113760	ACTH-Düşük Doz (0.5 mg) Deksametazon Baskılama Testi		mor kapak	Edtalı Plazma	Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve örnek dondurularak transfer edilmelidir.	Adrenal yetmezliğin tanısında ve ön hipofiz tümörlerinin varlığının belirlenmesinde yardımcı olur.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
1166	906320	Adacık Hücre Antikoru(Islet Cell Antibody-ICA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Tip-1 diyabet olasılığının değerlendirilmesi ve ayrıca tanısında kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
1168	906330	Adenovirüs Antijeni		gaita kabı	Gaita		Akut ishal vakalarında sebebi belirlemeye yönelik incelemelerde kullanılır.	İmmünoassay	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
4585	L100250	* Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA), BOS		bos tüpü	BOS	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane kansinmaları, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00
2625	L100260	* Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA), Mayı		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane kansinmaları, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00
157	L100230	* Adenozin Deaminaz Aktivitesi (ADA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane kansinmaları, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00
1666	L100920	* ADH (Anti Diüretik Hormon, Vazopressin)	donmuş	mor kapak	Edtalı Plazma	Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay	Ektopik ADH salgılayan tümörler, akut intermittant porfiria, ADH stimülasyon testleri için kullanılır.	RIA	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00
586	L104070	Adrenalin (Epinefrin) (24h İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	24 saatlik idrar toplanarak kabın içine 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, gangliyonöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı için kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
2191	L104060	Adrenalin (Epinefrin) (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, gangliyonöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı için kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
599	L100290	Aktive Protein C Rezistansı	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Tromboemboli eğilimi bulunduğu düşünülen kişilerde sebebin Faktör V'de bulunan yapısal bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırması için kullanılır.	Koagülometri	Salı 09:30	Aynı gün 18:00
70	L100320	^Albümin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kan-beyin bariyerin geçirgenliğinde artış olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
3442	L100350	* Albümin (BOS)		bos tüpü	BOS			Fotometri	Her gün 12:30	7 gün sonra 18:00
2768	L100360	* Albümin (Vücut Sıvıları)		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)			Fotometri	Her gün 12:30	7 gün sonra 18:00
571	L100330	Albümin/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Diabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tanı ve takibinde, glomerüler proteinürinin erken saptanmasında ve yüksek riskli gebelik takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
159	L100370	* Aldolaz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kas distrofisi (muskuler distrofi) ve seyrek görülen iskelet kası bozuklukları olan hastaların tanı ve takibinde kullanılır.	Enzimatik	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00
1665	L100380	Aldosteron		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Plazma renin aktivitesi ölçümü ile birlikte,hipertansiyon etiolojisinin araştırması sırasında kullanılır.	CLIA	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
3414	L100400	* Aldosteron (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	4-5 mL, oda ısısında 2 saat, buzdolabında (koruyuculu) 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Örnek soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Adrenal adenom, karsinom, renovasküler hastalık, tuz tüketmesi, gebelik, Bartter sendromunun araştırılmasında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
557	L100390	* Aldosteron/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Adrenal adenom, karsinom, renovasküler hastalık, aşırı tuz tüketmesi, gebelik, Bartter sendromunun araştırılmasında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
209	L100610	* Alfa-1-Mikroglobulin		İdrar kabı	Spot İdrar			RID	Salı 09:30	21 gün sonra 18:00	
4964	L100620	* Alfa-1-Mikroglobulin / Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar			RID	Salı 09:30	21 gün sonra 18:00	
207	L100410	Alfa 1 Antitripsin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alfa-1 Antitripsin eksikliğinin belirlenmesinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00	
598	L100660	* Alfa-2 Makroglobulin		sarı kapak	Serum			Nefelometri	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	
259	L100680	^ Alfa-Fetoprotein (AFP)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Germ hücreli karsinomların sınıflandırılması ve derecelendirilmesinde HCG ile birlikte kullanılır. Özellikle hepatoselüler karsinomlarda prognoz ve tedavinin etkinliğini göstergesi olarak kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
4593	L100720	Alkalen Fosfataz (Vücut sıvıları)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Total alkalen fosfataz aktivitesinin yüksek bulunduğu durumlarda doku kaynağının belirlenmesi, karaciğer kemik bağırsak ve paratiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
56	L100730	*Alkalen Fosfataz İzoenzim Paneli		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Total alkalen fosfataz aktivitesinin yüksek bulunduğu durumlarda doku kaynağının belirlenmesi, karaciğer kemik bağırsak ve paratiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.	Elektroforez	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	
54	L100740	* Alkalen Fosfataz, Kemiğe Spesifik (Aktivite)	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Osteoporoz, kemik metastazları, hiperparatiroidizmde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	
53	L100710	ALP (Alkalen Fosfataz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatobiliyer ve kemik kaynaklı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
49	L100300	ALT (Alanin Aminotransferaz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatoselüler hasar, karaciğer hücre nekrozu ya da herhangi bir nedenle meydana gelen hasar,alkolik hepatit ve kronik hepatit tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
4587	L100310	ALT (Alanin Aminotransferaz), Vücut Sıvıları		bos tüpü	Vücut Sıvısı	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Hemolizli örnekler kabul edilmez	Hepatoselüler hasar, karaciğer hücre nekrozu ya da herhangi bir nedenle meydana gelen hasar,alkolik hepatit ve kronik hepatit tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
4595	L100770	*Alüminyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Örnekler soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz uygulanan hastalarda alüminyum toksisitesi veya riskli kişilerde alüminyum entoksikasyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	AAS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
4596	L100780	*Alüminyum (Diyaliz Sıvısı)		bos tüpü	Diyaliz Sıvısı	Örnekler soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz uygulanan hastalarda alüminyum toksisitesi veya riskli kişilerde alüminyum entoksikasyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	AAS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
4597	L100790	*Alüminyum (Vücut sıvıları)		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)	Örnekler soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz uygulanan hastalarda alüminyum toksisitesi veya riskli kişilerde alüminyum entoksikasyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	AAS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
72	L100800	Amilaz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pankreatit, böbrek yetmezliği, akciğer veya over tümörleri, tükürük bezi hastalıkları (özellikle kabakulak) tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
4600	L100820	Amilaz (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay. Donmuş halde kabul edilmez.	Pankreatit, böbrek yetmezliği, akciğer veya over tümörleri, tükürük bezi hastalıkları (özellikle kabakulak) tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
496	L100810	Amilaz (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay. Donmuş halde kabul edilmez.	Pankreatit, böbrek yetmezliği, akciğer veya over tümörleri, tükürük bezi hastalıkları (özellikle kabakulak) tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
4601	L100830	Amilaz (Vücut Sıvıları)		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)		Pankreatit, böbrek yetmezliği, akciğer veya over tümörleri, tükürük bezi hastalıkları (özellikle kabakulak) tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
1748	L100840	* Amiloid A		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut faz reaksiyonu, bir çok kanser için prognostik faktör tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Pzt-Per 09:30	10 gün sonra 18:00
4820		AMİNOASİTLER VE TÜREVELERİ (BOS)		bos tüpü	BOS	Aminoasitler Test Listesine bakınız	Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
4911		AMİNOASİTLER VE TÜREVELERİ (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Aminoasitler Test Listesine bakınız	Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
4879		AMİNOASİTLER VE TÜREVELERİ (Serum/Plazma)		sarı kapak	Serum	Aminoasitler Test Listesine bakınız	Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
249	L100880	* Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ACE)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sarkoidoz şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Kolorimetrik	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
1169	912690	* Anti Adenovirüs IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Adenovirüs enfeksiyonları ile ilgili araştırma yapılması sırasında kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
1244	L100890	Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00
1242	L100900	Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00
1243	L100910	Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00
1172	906360	Anti CMV IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Geçirilmiş CMV enfeksiyonu tanımlanmasında kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00
1173	906370	Anti CMV IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut CMV enfeksiyonu tanımlanmasında kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00
1176	906400	* Anti DNase B		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut ya da geçirilmiş Grup A streptokok enfeksiyonunun gösterilmesi	Nefelometri	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00
1177	906410	Anti ds DNA (ELİSA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) olasılığının düşürdüren hastaların teşhisinde ve SLE tanısı konmuş hastaların takibinde kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00
1178	906420	Anti Düz Kas Antikoru (ASMA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik aktif hepatit, siroz, infeksiyöz mononükleozis, otoimmün hepatit tanı ve takibinde kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
1180	906430	Anti Endomisyum IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformisin tanı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00
1181	906430	Anti Endomisyum IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformisin tanı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
1185	906470	Anti Fosfolipid IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Açıklanamayan arteriyel, venöz tromboz, kutanöz dolaşım bozukluğu, trombositopeni ile hemolitik anemi tanı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00
1187	906480	Anti Fosfolipid IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Açıklanamayan arteriyel, venöz tromboz, kutanöz dolaşım bozukluğu, trombositopeni ile hemolitik anemi tanı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00
1183	906450	* Anti Fosfolipid IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00
1184	906460	* Anti Fosfolipid IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00
1191	906490	Anti Gliadin IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformisin tanı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00
1192	906500	Anti Gliadin IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformisin tanı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00
1193	906510	Anti HAV IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut Hepatit A enfeksiyonu olasılığının veya kişinin Hepatit A virüsüne karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00
1198	906560	Anti HBc IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Geçirilmiş veya yeni Hepatit B enfeksiyonu tanısında, gizli Hepatit B enfeksiyonunun diğer bir deyişle HbsAg, Anti HBS, Anti HBc IgM, HbeAg ve Anti Hbe belirteçlerinin negatif olduğu Hepatit B taşıyıcılarının belirlenmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30 pzt-çar-Cuma	Ertesi gün 18:00
1200	906580	* Anti HBc IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut Hepatit B enfeksiyonunun tanısında, HbsAg ve Anti-Hbs'nin negatif olduğu serolojik pencere periyodundaki akut Hepatit B enfeksiyonun tespitinde ve Anti HBc'nin pozitif olması halinde akut ve kronik Hepatit B enfeksiyonu ayırımında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
1202	906600	Anti HBe		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit B virüsü taşıyıcılarının infektivitesinin belirlenmesinde ve kronik HBV enfeksiyonlu hastalarda enfeksiyon durumunun takibinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00
1204	906620	^ ANTI HBS (CHEM)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit B virusüne karşı, enfeksiyon ya da aşılama yoluyla kazanılmış bağışıklığın bulunup bulunmadığını gösterdiğinden bağışıklık kontrolü amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00
1314	907480	Anti HCV		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hastanın hepatit C virüsü ile enfekte olup olmadığının veya geçmişte bu virüse karşılaşıp karşılaşmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00
1207	906650	* Anti Hepatit E (HEV) IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit E enfeksiyon tanısında kullanılır.	EIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4943	906650	* Anti Hepatit E (HEV) IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit E enfeksiyon tanısında kullanılır.	EIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1209	906670	Anti HIV		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Human immunodeficiency virus ile karşılaşıp karşılaşmadığının anlaşılması amacı ile kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00
1213	906710	*Anti İnsülin Antikor		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Tip 1 Diyabet teşhis ve kontrolünde kullanılır.	RIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1215	906730	Anti Kardiyolipin IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE, lupus benzeri hastalıklar, maligniteler, Antifosfolipid Sendrom ve trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00
1216	906740	Anti Kardiyolipin IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE, lupus benzeri hastalıklar, maligniteler, Antifosfolipid Sendrom ve trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
1218	906760	Anti Mitokondrial Antikor (AMA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hepatitlerin ayırıcı tanısında kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
1220	906770	Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor Profil (ANCA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sistemik vaskülitlerin (özellikle renal ve pulmoner tutulumlarının) tanı ve tedavilerinin takibinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00
1221	906780	Anti Nükleer Antikor (ANA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hastalıkların araştırılması ve tanısında kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
1749	906790	Anti Pariyetal Antikor (APA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik atrofik gastrit olasılığının değerlendirilmesinde veya vitamin B12 eksikliğinin sebebinin araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
1226	906820	Anti Rubella IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kişinin kızamıkçık virüsüne karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00
1228	906840	Anti Rubella IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kişinin kızamıkçık virüsüne karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00
1231	906860	Anti Sentromer Antikor (IFA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Skleroderma hastalığının bir varyantı olarak kabul edilen CREST sendromu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
1635	906880	* Anti Tiroglobulin (Anti Tg)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hashimoto hastalığı, postpartum tiroiditis, neonatal hipotiroidi ve Graves hastalığı dahil otoimmün tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde yardımcı olarak kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
1634	L107060	* Anti Tiroid Peroksidaz (Anti TPO)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün tiroid hastalıklarının tanısında yardımcı olarak, otoimmün tiroid bozukluklarının nonotoimmün guatr veya hipotiroidizmden ayırımında ve subklinik hipotiroidizmi olan hastalarda tedaviye karar vermede tanısız bir araç olarak kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
1235	906910	Anti Toxoplazma IgG		sarı kapak	Serum	mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Toxoplazma IgG ölçümü, geçirilmiş ya da geçirilmekte olan Toxoplazma enfeksiyonu saptanmasına yardımcı olarak kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00
1237	906930	Anti Toxoplazma IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Toxoplazma IgM ölçümü, aktif toxoplazma enfeksiyonu saptanmasına yardımcı olarak kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
7365	-	* Anti Trombosit Antikor		mavi kapak	Sitratlı Tam Kan	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Trombositopenisi olan hastalarda sebebin otoimmün kaynaklı bir hadise olup olmadığını değerlendirme amacı ile kullanılır.	Akm Sitometri	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	
876	905610	Antibiyotik Duyarlılık Testi		kültür plağı	diğer		Kültür örneğinde etken bakteri varlığında, tedavi için duyarlı antibiyotigin tespiti amacıyla kullanılır.	Disk difüzyon	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
1239	L100990	Antitrombin III Aktivitesi	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Kazanılmış veya doğuştan gelen antitrombin eksikliğini teşhisi ve takibinde kullanılır.	Koagülometri	Salı Perşembe 09:30	Aynı gün 18:00	
1238	906940	* Antitrombin III Antijeni	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Antitrombin aktivitesi ile birlikte kazanılmış ya da konjenital antitrombin eksikliğini belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Salı Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
1241	906960	Anti-GAD Antikoru		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün (tip 1, insüline bağımlı) diabetes mellitus ve buna bağlı endokrin bozukluklarına (örneğin, tiroitid ve zararlı anemi) duyarlılığın değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	
2373	L100960	AMH (Anti Müllerien Hormon)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Bebeklerde ve çocuklarda testis fonksiyonunun değerlendirilmesinde, erken over yetmezliği de dahil olmak üzere menopoz durumunun değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
210	L101000	* Apolipoprotein A-I		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde, dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
211	L101030	* Apolipoprotein B		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde, dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
600	L101050	APTT	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	İntrensek ve ortak koagülasyon yolunun değerlendirilmesi, faktörlerin fonksiyonunu belirlemede, ayrıca heparin tedavisinde kullanılır.	Koagülometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
3434	906141	* ARB İncelemesi ve (TBC Hızlı Kültürü,)		steril idrar kabı	diğer		Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	59 gün sonra 18:00	
3436	906141	* ARB İncelemesi, Balgam		steril idrar kabı	diğer		Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
3052	L101110	* Arilsülfataz A (Lökosit)		mor kapak	Edtalı Tam Kan	1 2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Fotometri	Her gün 09:30	31 gün sonra 18:00	
3396	L101170	* Arsenik (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar		Arsenik maruziyetinin hemen sonrasında arsenik maruziyetinin tespiti amacıyla kullanılmaktadır.	ICP-MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
4608	L101200	* Arsenik (Diyaliz Sıvısı)		bos tüpü	Diyaliz Sıvısı		Diyaliz sıvısında arsenik varlığının tespitinde kullanılır.	ICP-MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
2782	L101190	* Arsenik (Eritrosit)		mor kapak	Edtalı Tam Kan	1	Akut ve kronik arsenik zehirlenmelerinin tanısında kullanılır.	ICP-MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
7314	L107930	Artemisia Vulgaris IgE Antikoru A753		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
7427	912340	* Ascaris İHA		sarı kapak	Serum			ELISA	Salı 09:30	21 gün sonra 18:00	
1230	906340	* Asetilkolin Reseptör Antikoru		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		RIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	

NEEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
175	L101250	* Asit Fosfataz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Prostat kanserini tanı ve takibinde kullanılır.	Enzimatik	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
183	L100980	ASO (Antistreptolizin O)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 ay	Bir kişinin yakın geçmişte veya halen A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu geçirip geçirmediğinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
2899	905661	Aspirat Kültürü		steril idrar kabı	aspirat		Aspirat örneğinde mikrobiyolojik etken varlığı araştırılması amacıyla yapılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	
48	L101280	AST (Aspartat Aminotransferaz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Karaciğer hasarının saptanması ve karaciğer hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.	Enzimatik	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
4613	L101290	AST (Aspartat Aminotransferaz), Vücut Sıvıları		bos tüpü	Vücut Sıvısı	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Karaciğer hasarının saptanması ve karaciğer hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
506	L101350	* Bakır (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Wilson hastalığı olasılığının araştırılması ve hastalara uygulanan şelasyon tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	AAS	Pazartesi-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	
507	L101340	* Bakır/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Wilson hastalığı olasılığının araştırılması ve hastalara uygulanan şelasyon tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	AAS	Pazartesi-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	
823	905675	Balgam Kültürü		steril idrar kabı	Balgam		Solunum yolu enfeksiyonları tanısında, patojen mikroorganizmaların belirlenmesinde kullanılır..	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	
7531	912540	* Bartonella henselae (Kedi Tirmığı) IgG		sarı kapak	Serum			CLIA	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
7532	912540	* Bartonella henselae (Kedi Tirmığı) IgM		sarı kapak	Serum			CLIA	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
178	L101430	* Beta Galaktozidaz (Lökosit)		mor kapak	Edtalı Tam Kan		Beta galaktozidaz eksikliği (GM1 gangliosidozis) Morquio B Hastalığı Galaktosialidozis tanısında kullanılır.	Fluorometri	Pazartesi Cuma 09:30	21 gün sonra 18:00	
1647	L101550	Beta HCG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Gebelik teşhisinde, germ hücreleri, overler, mesane, pankreas, mide, akciğer ve karaciğer tümörleri tanı ve teşhisinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
4626	L101540	Beta HCG (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Gebelik teşhisinde, gestasyonel yaşın belirlenmesinde, germ hücreleri, overler, mesane, pankreas, mide, akciğer ve karaciğer tümörleri tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
4627	L101640	Beta-2-Mikroglobulin (BOS)		bos tüpü	BOS		Akut lösemi veya lenfomada santral sinir sisteminin tutulumunun varlığını gösterir.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	
579	L101630	Beta-2-Mikroglobulin (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hücre turn-over artışına sebep olan enflamasyon ve malignite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	
580	L101630	Beta-2-Mikroglobulin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hücre turn-over artışına sebep olan enflamasyon ve malignite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	
107	L101620	Beta-2-Mikroglobulin (Serum)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hücre turn-over artışına sebep olan enflamasyon ve malignite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	
6215	L101650	* Beta-2 Transferrin		sarı kapak ve plastik kap	Vücut Sıvısı+Eş Zamanlı Serum	Soğuk zincir şartlarında	Kulak ve Burun sıvılarının BOS içerip içermediğinin araştırılmasında kullanılır.	Elektroforez	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
833	905730	Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Kültürü		bos tüpü	BOS		BOS numunesinden kültür, akut bakteriyel menenjit tanısı konulması veya BOS şant enfeksiyonu varlığının belirlenmesinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00
1614	L101670	* Bikarbonat (Serum)		sarı kapak	Serum	Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Örnek hava ile temas etmemelidir.	Solunumsal ve metabolik nedeni asit-baz dengesizliklerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
65	L101710	Bilirubin, Direkt		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Karaciğer fonksiyonlarının ve sarılığın değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
64	L101730	Bilirubin, Total		sarı kapak	Serum	1 mL, ışıktan korunması şartıyla, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Karaciğer fonksiyonunun; bilirubin üretimi, tutulumu, depolanması, metabolizması ve atılımını etkileyen hastalıkların ve neonatal fototerapinin etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
180	L101760	Biotinidaz Aktivitesi	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Yenidoğanlarda nöbetlere, hipotoni, solunum problemlerine ve ileri dönemde gelişme geriliğine neden olan biotinidaz eksikliğinin taraması amacıyla kullanılır.	Fluorometri	Salı-Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00
2344	908727	* BK Virus DNA (rt-PCR)		mor kapak	Edtali Tam Kan		BK Virus varlığı araştırılmasında kullanılır.	PCR	Pazartesi Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00
818	905670	Boğaz Kültürü		jelli swap	Boğaz Sürüntüsü		A Grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
2792	912010	* Bordetella pertussis IgA		sarı kapak	Serum		Boğmaca enfeksiyon tanısında yardımcı olmak üzere kullanılmaktadır.	ELISA	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00
1189	907050	Borrelia burgdorferi IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Lyme hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00
1188	907060	Borrelia burgdorferi IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Lyme hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00
128	L101780	* BOS İmmunelektroforez		bos tüpü	BOS	Soğuk zincir taşıma şartlarına uygundur.		Elektroforez	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1612	L101790	* BOS Oligoklonal Bant (Elektroforez)		sarı kapak ve bos tüpü	BOS ve Eş Zamanlı Serum	1	Multiple Skleroz başta olmak üzere santral sinir sisteminin inflamatuvar hastalıklarının tanısında, özellikle radyolojik ve klinik bulguları şüpheli olan hastalarda yardımcı olarak kullanılır.	Elektroforez	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
836	905760	Boyalı Mikroskopik İnceleme		laboratuvara danışınız	diğer	1	Gram, metilen mavisi, Giemza, Wright, Ziehl Nielsen vb. yöntemler ile mikrobiyolojik ve hematolojik incelemelerde kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
837	905770	Boyasız Direkt Mikroskopik İnceleme		laboratuvara danışınız	diğer		Mikolojik, bakteriyolojik, parazitolojik ve biyokimyasal amaçlı incelemelerde kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
509	L101810	* Böbrek Taşı Analizi		İdrar kabı	Taş		Üriner sistem taşlarının yapısının belirlenmesinde kullanılır.	FTIR	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00
1258	907080	Brucella Aglutinasyon (Coombs)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Brucella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Aglütinasyon	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
1256	907070	Brucella Aglutinasyon (Rose Bengal)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Brucella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Aglütinasyon	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
1186	907091	Brucella IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Brucella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
1257	907092	Brucella IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Brucella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00
1259	907090	Brucella Tüp Aglutinasyon (Wright)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Brucella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Agütinasyon	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
34	L107421	BUN (Kan Üre Azotu)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve serum kreatinin testi ile birlikte eşzamanlı olarak, prerenal, renal ve postrenal hiperüremiyinin ayrımı tanısında yardımcı olarak kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
825	905677	Burun Kültürü		jelli swap	Burun Sürüntüsü		Burun akıntısında patojen mikroorganizmaların izolasyonunda kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
1668	L101820	Büyüme Hormonu (GH, Somatotropin)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Büyüme hormonu üretiminde fazla veya yetersizlik bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
1364	907950	C ANCA (PR3 ANCA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Wegener granülomatozi 4 hastalığını teşhisi amacıyla kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00
1675	L101830	C Peptid		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Endojen insülin üretiminin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
2982	L101830	C Peptid (Tokluk)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Endojen insülin üretiminin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
185	L101860	C1 Esteraz İnhibitör, Fonksiyonel	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Hereditör anjio ödem teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Salı Perşembe 09:30	Aynı gün 18:00
4637	L101870	C1 Esteraz İnhibitör, Kütle		sarı kapak	Serum	Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay		Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00
264	L101900	CA 125		sarı kapak	Serum	mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Over kanserli hastaların tedaviye yanıtının değerlendirilmesinde ve over kanserinin rekürrensini saptanmasında kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	7 gün sonra 18:00
262	L101920	CA 15-3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Klinik bilgi ve diğer tanısal prosedürler ile birlikte meme kanseri hastalarının yönetiminde, metastatik meme kanserli hastalarda tedavi cevabının takibinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	7 gün sonra 18:00
263	L101940	CA 19-9		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pankreas kanserinin tanı ve takibinde yardımcı olarak ve kolanjokarsinom ve primer sklerozan kolanjiti hastaların tek başına primer sklerozan kolanjiti olan hastalardan ayırımında kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	7 gün sonra 18:00
265	L101960	* CA 72-4		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Mide kanserleri, kolorektal kanserler ve over kanserlerinde tedavi cevabının takibinde kullanılır. Over kanserlerinin takibinde CA- 125 ile birlikte kullanılabilir.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
2310	907101	CCP (Cyclic Citrullinated Peptide)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Romatoid artrit olduğundan şüphelenilen hastaları değerlendirme, Romatoid artrit ile ortaya çıkabilecek diğer bağ dokusu hastalıklarından ayırt etmek için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
3172	L104030	CEA (Karsinoembriyonik Antijen)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kolorektal kanserler başta olmak üzere gastrointestinal sistem, akciğer, karaciğer, over, meme, pankreas, prostat ve tiroit kanserleriyle ilgili tümör belirleyici olarak kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	7 gün sonra 18:00
189	L101980	* CH50 Kompleman Aktivitesi	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Klasik yol kompleman defekti şüphesinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00
1261	907110	* Chlamydia Antijeni		laboratuvara danışınız	Laboratuvara Danışınız		Ürogenital enfeksiyonların tanı ve tedavisinde kullanılır.	İmmünoassay	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00

BEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
1262	907120	Chlamydia pneumonia IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Chlamydia pneumoniae ile ilişkili atipik pnömöni enfeksiyonlarının serolojik teşhisi amacıyla kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
1263	907130	Chlamydia pneumonia IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Chlamydia pneumoniae ile ilişkili atipik pnömöni enfeksiyonlarının serolojik teşhisi amacıyla kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
1264	907140	Chlamydia pneumonia IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Chlamydia pneumoniae ile ilişkili atipik pnömöni enfeksiyonlarının serolojik teşhisi amacıyla kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
1265	907160	*Chlamydia trachomatis IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kadın ve erkeklerde genitouriner enfeksiyonların sebebinin araştırılması sırasında, etkenin Chlamydia trachomatis olup olmadığını belirlemesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
1266	907170	*Chlamydia trachomatis IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kadın ve erkeklerde genitouriner enfeksiyonların sebebinin araştırılması sırasında, etkenin Chlamydia trachomatis olup olmadığını belirlemesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
3398	L102010	* Cva (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Cva toksitesi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba 09:30	10 gün sonra 18:00	
4660	L102030	* Cva (Diyaliz Sıvısı)		bos tüpü	Diyaliz Sıvısı		Diyaliz sıvısında civa varlığının tespiti için kullanılır.	ICP-MS	Pazartesi-Salı-Çarşamba 09:30	10 gün sonra 18:00	
4662	L101990	* Cva (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Tam Kan	5 mL, uçucu olduğu için 7 günden uzun süreli saklamalarda konsantrasyonu azalabilir	Cva toksitesi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba 09:30	10 gün sonra 18:00	
2314	L102010	* Cva (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Cva toksitesi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Pazartesi-Salı-Çarşamba 09:30	10 gün sonra 18:00	
76	L104730	CK (Kreatin Kinaz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Miyopatileri veya diğer travma, toksin veya ilaca bağlı kas hasarını tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
1271	907190	Clostridium difficile Toxin-A ve B		gaita kabı	Gaita		Antibiyotik tedavisi sonrasında ortaya çıkan kolit vakalarının Clostridium difficile ile ilişkili olup olmadığını belirlemesi amacıyla kullanılır.	İmmüno-kromatografik	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
1272	907200	* CMV Antijenemia Viral Yük (IFA)		mor kapak	Edtali Plazma	Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	CMV enfeksiyonu tarama ve takibinde kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	
1766	908140	CMV DNA PCR		mor kapak	Edtali Plazma		CMV enfeksiyonu tarama ve takibinde kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
1274	907220	* CMV IgG Avidite		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	CMV enfeksiyonunda immünizasyon zamanının tahmini belirlenmesinde kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	
1275	705210	* Coombs Testi (Direkt)		mor kapak	Edtali Tam Kan	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hemolitik anemi, yenidoğan hemolitik hastalığı ve transfüzyon reaksiyonları gibi durumlarının araştırılması amacıyla kullanılır.	Aglütinasyon	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
1276	705290	* Coombs Testi (İndirekt)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Rh(-) annede Rh antikorlarının varlığının ve düzeyinin belirlenmesinde kullanılır.	Aglütinasyon		7 gün sonra 18:00	
193	L101850	CRP (C Reaktif Protein)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 ay	Başta bakteriyel enfeksiyonlar olmak üzere her türlü enfeksiyonun ve iltihabi sürecin belirlenmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
3383	905830	* Cryptosporidium Antijeni		gaita kabı	Gaita		Bağırsak kriptosporidyozu teşhisinin belirlenmesinde kullanılır.	İmmüno-kromatografik	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
108	L102050	* Çinko (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
904	L102060	* Çinko (Eritrosit İçeriği)		mor kapak	Edtali Tam Kan	2 mL, Oda ısısında, buzdolabında donmuş halde 2 hafta	Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	AAS	Salı-Çarşamba 09:30	10 gün sonra 18:00
109	L102050	Çinko (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
173	L102070	Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri (C:22,C:24,C:26) Analizi	donmuş	mor kapak	Edtali Plazma	1 mL, donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Yağ asidi oksidasyon defektlerinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00
611	L102090	D-Dimer (Kantitatif)		mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Fibrin yıkım ürünlerinin tayinine yönelik kullanılır.	İmmünoassay	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
1277	907230	* Delta Antijeni		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut HBV enfeksiyonu olan veya kronik akut alevlenme gösteren kronik enfeksiyonlu hastalarda, HDV koenfeksiyonu veya süperenfeksiyonu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	EIA	Salı-Çumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
1278	907240	Delta Antikoru (Anti HDV)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut HBV enfeksiyonu olan veya kronik akut alevlenme gösteren kronik enfeksiyonlu hastalarda, HDV koenfeksiyonu veya süperenfeksiyonu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00
99	L102120	Demir		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Demir yetersizliğinin değerlendirilmesinde ve anemilerin ayırıcı tanısında kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
613	L102120	* Demir (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Demir yetersizliğinin değerlendirilmesinde ve anemilerin ayırıcı tanısında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
2439	L102160	Demir Bağlama Kapasitesi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Demir yetersizliğinin değerlendirilmesinde ve anemilerin ayırıcı tanısında kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
4665	L102180	* Deoksipiridinol (DPD) (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar		Klinik uygulamada kemik metabolizma hastalıklarının teşhisinde ve izlenmesinde kullanılır.	CLIA	Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00
2268	L102170	* Deoksipiridinol (DPD)/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Klinik uygulamada kemik metabolizma hastalıklarının teşhisinde ve izlenmesinde kullanılır.	CLIA	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00
1601	L102190	* Desmoglein 1		sarı kapak	Serum	Buzdolabı (2-8) 14 gün	Pemfigus hastası tanısı	ELISA	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
1602	L102200	* Desmoglein 3		sarı kapak	Serum	Oda sıcaklığı 24 H -20 180		ELISA	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
1652	L102100	* DHEA /Dehidroepiandrosteron)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Androjen eksiklik veya fazlalığının değerlendirilmesinde ve hirsutizm, amenore, polikistik over sendromu, konjenital adrenal hiperplazi ile adrenal kansinomların değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1653	L102110	* DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kadınlarda hiperandrojenizm olasılığının değerlendirilmesi, prematüre menarş sebebinin araştırılması ve konjenital adrenal hiperplazi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
7529	912080	* Difteri IgG		sarı kapak	Serum		Difteri enfeksiyonu tanısı ve takibinde kullanılır.	EIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
217	L114090	* Digoksin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Digoksin tedavisinin takibi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	KIMS	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00

NEBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
1646	L102250	* Dihidrotestosteron (DHT)	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kemoterapi alan hastaların izlenmesi, 5 alfa redüktaz inhibitörü tedavisi ve 5 alfa redüktaz eksikliği olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
1682	L102260	Doku Transglutaminaz IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Çölyak hastalığı tanı ve takibinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	
1681	L102270	Doku Transglutaminaz IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Çölyak hastalığı tanı ve takibinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	
591	L104070	Dopamin (24h İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	24 saatlik idrar toplanacak kabin içine 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Feokromasitoma şüphesi,nöroblastoma, ganglionöroma ve hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
2192	L104060	Dopamin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyonun tanısı olarak kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
2270	L102290	Dörtlü Test (AFP-E3-HCG-Inhibin A)		sarı kapak	Serum	2 mL , buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 ay	İkinci trimester döneminde nöral tüp defekti, Down sendromu, Trizomi 18 için kantitatif risk tayini (prenatal tarama) için kullanılır.	CLIA	Salı Perşembe 09:30	3 gün sonra 18:00	
1640	L102320	E2 (Estradiol)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kadınlarda hormonal dengeyi değerlendirilmesi ve erkeklerde feminizasyon bulgularının sebebinin araştırılması sırasında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
2800	908728	* EBV DNA (PCR)		mor kapak	Edtali Plazma	Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.	PCR	Pazartesi Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
2182	907280	* EBV EARLY IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
2183	907280	EBV EARLY IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00	
1283	907290	EBV EBNA IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu geçirilip geçirilmediğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Çarşamba-Cumartesi 09:30	Aynı gün 18:00	
1284	907300	EBV EBNA IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonunun başlangıç zamanının belirlenmesinde kullanılır. Ebstein-Barr virüs ile karşılaşıldıktan sonraki 6-8. haftada (konvelesan dönem) pozitifleşir ve ömür boyu pozitif kalır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00	
1285	907310	EBV VCA IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu geçirilip geçirilmediğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00	
1286	907320	EBV VCA IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00	
2508		ENA 12'li Panel (İmmunoblot)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. ENA Panelleri listesine bakınız.	Otoimmün hastalıkların araştırılması amacıyla kullanılır.	İmmunoblotting	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
1301	907350	Entamoeba histolytica (Amip) Antijeni (Gaita)		gaita kabı	Gaita		Amip enfeksiyonlarının araştırılmasında kullanılır.	İmmünokromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
1302	907360	Entamoeba histolytica (Amip) Antikoru		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Gaitada amip enfeksiyonlarının araştırılması ve tanısı sırasında kullanılır.	ELISA	15 günde 09:30	Ertesi gün 18:00	
618	L102310	Eritropoetin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Primer ve sekonder polisitemia ayırıcı tanısı ile EPO replasman tedavisinin takibinde kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
3000	L102350	* Etanol		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Etanolün (etil alkol) tüketim seviyesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
7583	L114120	* Etosüksimid		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Etosüksimid ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.	HPLC	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
2846	L114140	* Everolimus (Kan)		mor kapak	Edtalı Tam Kan	Oda ısısı 7 gün (2,-8) 30 gün	Everolimus immünosupresyonun tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	
2172	L104270	Faktör 10 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Doğumsal ya da kazanılmış Faktör X eksikliğinin tespitinde ve karaciğer hastalığında hemostatik fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	
2173	L104280	Faktör 11 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Faktör XI eksikliğinin tespitinde ve uzamış aPTT'nin araştırılmasında kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	
2246	L104290	Faktör 12 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Uzamış aPTT'li hastalarda kanamaya eğilimin ve sürekli azalmış aktiviteli hastalarda orta dereceli artmış tromboz riskinin araştırılmasında kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	
2331	L104300	Faktör 13 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Kanama eğiliminde artış ve yara iyileşmesinde yavaşlık gibi sorunları olan hastalarda sebeb araştırılmasında kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	
2171	L104230	Faktör 5 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Karaciğer hastalığı, Vitamin K eksikliği, oral antikoagülan kullanımı ve antikorlara bağlı kazanılmış eksikliklerin değerlendirilmesinde kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	
3066	L104320	Faktör 5 İnhibitör	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Faktör V inhibitörleri, myeloproliferatif hastalıklar ile intravasküler koagülasyon ve fibrinolitik bağli kazanılmış eksikliklerin tespitinde kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	
625	L104240	Faktör 7 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Kanama eğilimi yüksek hastalarda, vitamin K eksikliğinin bağlı kazanılmış Faktör VII eksikliğinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	
622	L104250	Faktör 8 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	aPTT'nin uzamasına yol açan sebeplerin ve Hemofili A olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	
626	L104340	Faktör 8 İnhibitör	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Faktör VIII aktivitesi düşüklüğünün, gerçekten üretim defektine mi yoksa bu faktöre karşı üretilen inhibe edici antikorlara mı bağlı olduğunun ayrt edilmesi amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	
623	L104260	Faktör 9 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Faktör IX eksikliğinin tespiti, Hemofili B tanısı (Christmas Hastalığı), karaciğer hastalığının hemostaz üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	
2224	L104350	Faktör 9 İnhibitör	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Faktör IX'a spesifik inhibitör varlığının ve titresinin belirlenmesinde kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
4137	912370	* Fasciola hepatica (Distamatoz) (IHA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Fasciola hepatica enfeksiyonunun tespitinde kullanılır.	IFA	Salı 09:30	21 gün sonra 18:00
7304	L102400	Fenilalanin Yükleme Testi		sarı kapak	Serum			LC-MS/MS	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00
218	L114160	* Fenitoin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
2363	L114170	* Fenobarbital		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
1715	911380	* Fenol (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Mesleki maruziyet ve tedavi takibinde kullanılır.	HPLC	Laboratuvara danışınız	15 gün sonra 18:00
254	L102410	Ferritin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Demir eksikliği ve aşırı demir yüklenme durumlarının tanısında yardımcı olarak, demir eksikliği anemisinin kronik hastalık anemisinin ayrımında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
632	L102450	Fibrinojen	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Dissemine intravasküler koagülasyon, hiperfibrinolitik, akut pulmoner emboli, pankreatit ve ağır karaciğer yetmezliği tanı ve tedavisinde kullanılır.	Koagülometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
255	L102480	Folat		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesi ile folat eksikliğinin tanı, tedavi ve takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
4676	L102490	Folat (Eritrosit)		mor kapak	Edtalı Tam Kan	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesi ile folat eksikliğinin tanı, tedavi ve takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00
95	L102510	Fosfor		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Fosfor dengesinde değişiklik yaratabilen kemik, paratiroid bezi ve böbreklerle ilişkili hastalıkların tanı ve takibinde, ayrıca kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
2396	L102530	Fosfor (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	1 ml, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 ay	Fosfor dengesinde değişiklik yaratabilen kemik, paratiroid bezi ve böbreklerle ilişkili hastalıkların tanı ve takibinde, ayrıca kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
97	L102520	Fosfor/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Fosfor dengesinde değişiklik yaratabilen kemik, paratiroid bezi ve böbreklerle ilişkili hastalıkların tanı ve takibinde, ayrıca kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
8	L102570	* Fruktozamin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Orta dönem (son 2-3 haftalık) glisemik kontrolün değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1638	L102500	FSH (Folikül Stimülant Hormon)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Menstrüel düzensizliklerin değerlendirilmesine yardımcı olarak, hipogonadizm şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde, ovulasyonun tahmininde, infertilite değerlendirilmesinde ve hipofizer bozuklukların tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
2798	912140	* FTA-Abs IgG		sarı kapak	Serum		Treponema pallidum enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.	IFT	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00
2799	912150	* FTA-Abs IgM		sarı kapak	Serum		Treponema pallidum enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.	IFT	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00
820	905672	Gaita Kültürü		gaita kabı	Gaita		İshallerin sebebinin araştırılması sırasında, klinik tablonun patojen bir bakteri tarafından meydana getirilip getirilmediğinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00
861	905920	Gaitada Amip-Giardia Aranması		gaita kabı	Gaita		Kanlı ve mukuslu ishal vakalarının araştırılmasında kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
2726	905870	Gaitada Direkt Mikroskobik İnceleme		gaita kabı	Gaita		Gaitada parazit araştırılması sırasında kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
2752	905870	Gaitada Direkt Parazit İncelemesi		gaita kabı	Gaita		İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
862	905930	Gaitada Gizli Kan Aranması		gaita kabı	Gaita	Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 36 saat	Kansızlık sebebinin araştırılması sırasında ve kalın bağırsak kanseri taramasında kullanılır.	İmmüno-kromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
1734	L102600	Gaitada pH		gaita kabı	Gaita		Protein ve karbonhidrat yıkımının izlenmesinde kullanılır.	Manuel	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
1735	L102610	Gaitada Sindirim Durumu		gaita kabı	Gaita	Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 36 saat	Malabsorbsiyon bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
1742	L102630	* Gaitada Yağ (Steatokrit)		gaita kabı	Gaita	Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 36 saat	Malabsorbsiyon bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.	Manuel	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
7491	L102720	* Galaktoz (İdrar) (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar			Fotometri	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00
1677	L102800	* Gastrin	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pernisiyöz anemi, kronik atrojik gastrit, Zollinger Ellison sendromu ve gastrinoma gibi hastalık olasılıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00
4406	L114210	* Gentamisin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	PETİNIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
2601	-	GFR (CKD-EPI)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
52	L102780	GGT (Gamma Glutamil Transferaz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatobiliyer hastalık tanısının konulmasında ve izlenmesinde ve gizli alkolizm için tarama testi olarak kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
4684	L102790	GGT (Gamma Glutamil Transferaz), Vücut Sıvıları		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)		Hepatobiliyer hastalık tanısının konulmasında ve izlenmesinde ve gizli alkolizm için tarama testi olarak kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
7276	L112250	GH-Glukagon Uyarı Testi 0. Dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
2145	L112260	GH-Glukagon Uyarı Testi 30. Dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
2147	L112270	GH-Glukagon Uyarı Testi 60. Dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
2148	L112280	GH-Glukagon Uyarı Testi 90. Dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
2149	L112290	GH-Glukagon Uyarı Testi 120. Dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
2606	L112300	GH-Glukagon Uyarı Testi 150. Dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
2409	L112310	GH-Glukagon Uyarı Testi 180. Dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
7286	L111940	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 0. dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
7287	L111950	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 30. dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
7288	L111960	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 45. dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
7289	L111970	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 60. dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
7290	L111980	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 90. dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
7291	L111990	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 120. dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
7327	-	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 180. dakika		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
1306	907400	Giardia Antijeni		gaita kabı	Gaita		Dişi örneklerinde bulunan Giardia lamblia antijenlerinin tespiti için hassas tarama testi olarak kullanılır.	İmmüno-kromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
6	L102820	Gliko Hemoglobin (Hb A1c)		mor kapak	Edtali Tam Kan	Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta,	HbA1c Diabetes Mellituslu hastalarda kan şekerinin son 3 aydaki ortalama değerlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
7527	L102860	* Glikozaminoglikan Paneli (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar			Fotometri	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00
71	-	Globulin		sarı kapak	Serum			Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
1400	L102870	Glomerüler Bazal Membran Antikoru		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Goodpasture sendromu veya Glomerüler Bazal Membran hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
1676	L102880	* Glukagon		mor kapak	Edtali Plazma	Donmuş halde 1 ay	Glukagonomalarn ve diğer glukagon üreten tümörlerin tanı ve takibinde ve sorunlu hiper veya hipoglisemik atakları olan diyabetik hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	RIA	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00
744	L102980	Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz, (G6PD)		mor kapak	Edtali Tam Kan	Oda ısısında 3 gün	Çocuklarda ve yetişkinlerde hemolitik anemi sebebinin, yenidoğan döneminde ise uzun süren sarılıkların sebebinin araştırılması sırasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	10 gün sonra 18:00
4	L102890	^ Glukoz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. Oda ısısında kabul edilmez.	Diabetes mellitus, hipoglisemi, gestasyonel diyabet teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
4687	L102910	Glukoz (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 mL, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 1 ay	Diabetes Mellitus tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
2617	L102920	Glukoz (BOS)		bos tüpü	BOS		Her türlü menenjit vakalarında BOS glukozu düşüklüğünün değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00

BEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
495	L102900	Glukoz (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Diabetes Mellitus tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
4690	L102940	Glukoz, Tokluk (1. Saat)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Diabetes mellitus, hipoglisemi, gestasyonel diyabet teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
2307	L102950	Glukoz, Tokluk (2. Saat)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Diabetes mellitus, hipoglisemi, gestasyonel diyabet teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
867	905970	Gonokok Kültürü		jelli swap	Üretral Akıntı		Neisseria gonorrhoeae (gonokok) enfeksiyonunun teşhisinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	
868	905980	Grup A Streptokok Tayini		jelli swap	Boğaz Sürüntüsü		İltihabi boğaz hastalıklarının tanısında kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
6220	L114220	* Haloperidol		mor kapak	Edtali Plazma		ilaç düzeyi değerlendirme.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	
746	L103020	Haptogloblin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Intravasküler hemoliz varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
1308	907420	HBeAg		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit B virüsü ile enfekte bir kişide replikasyonun devam edip etmediğinin ve hastanın yakın çevresindekileri enfekte etme olasılığının belirlenmesine yardımcı olur.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	
1311	907450	^ HBS AG (CHEM)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut veya kronik hepatit B enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	
1418	908150	HBV DNA PCR		mor kapak	Edtali Plazma		Kronik hepatit B vakalarında tedaviye başlamadan önce ve tedavi takibinde, ayrıca kronik dönemdeki hastaların çevreleri için enfeksiyon olma olasılığının araştırılmasında kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
1758	908160	HCV Genotiplendirme		mor kapak	Edtali Plazma		HCV tipinin saptanması, hastanın prognozunun belirlenmesi ve tedavinin yönlendirilmesi amacıyla kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	
1326	908170	HCV RNA PCR		mor kapak	Edtali Plazma		Kronik HCV enfeksiyonunun tespiti ve onaylanması, HCV enfeksiyonunda hastalık ilerlemesinin izlenmesi ve tedavinin takibinde, ayrıca antiviral tedavinin tamamlanmasından sonra tedavi ve nüks tespitinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
43	L103050	HDL Kolesterol		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kalp hastalığı ve ateroskleroz riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
1759	908171	* HDV RNA (rt-PCR)		mor kapak	Edtali Plazma	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik hepatit B hastalarında HDV viral yükünün belirlenmesi amacıyla kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	
1315	907490	Helicobacter pylori Direkt Antijen		gaita kabı	Gaita		Helikobakter pylori enfeksiyonunun teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	İmmüno-kromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
1316	907500	* Helicobacter pylori IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Helikobakter pylori enfeksiyonu taraması amacıyla kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
1317	907510	* Helicobacter pylori IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Helikobakter pylori enfeksiyonu taraması amacıyla kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
4696	L103140	Hemoglobin Varyant Analizi (Elektroforez)		mor kapak	Edtali Tam Kan			Agaroz Jel Elektroforezi	Haftada 1 09:30	15 gün sonra 18:00	

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
640	L103150	* Hemoglobin Varyant Analizi (HPLC)		mor kapak	Edtali Tam Kan	3 mL, buzdolabında 7 gün Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez	Talasemi taşıyıcılığı ve diğer hemoglobin varyantlarının tespitinde ve açıklanamayan mikrositozun değerlendirilmesinde kullanılır.	HPLC	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00
1318	907520	Herpes Simpleks Tip 1 IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonlarının teşhisi, serokonversiyonun izlenmesi ve hastanın bu virüse karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00
1319	907530	Herpes Simpleks Tip 1 IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonlarının teşhisi, serokonversiyonun izlenmesi ve hastanın bu virüse karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00
1322	907560	Herpes Simpleks Tip 2 IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonlarının teşhisi, serokonversiyonun izlenmesi ve hastanın bu virüse karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00
1358	907830	* Heterofil Antikor (Mono Test)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	EBV enfeksiyonlarının tanısında, takip ve değerlendirilmesinde kullanılır.	Aglütinasyon	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
2621	908220	HIV RNA (PCR)		mor kapak	Edtali Plazma		HIV pozitifliğinin doğrulanması amacıyla kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
252	-	* Hidroksiprolin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay	Kemik rezorpsiyonunun göstergesi olarak primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yıkımının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
558	911300	* Hippürik Asit (İdrar)		İdrar kabı	Spot idrar		Toluen ve ksilen maruziyetinin araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
7270	L103160	Histamin (Serum/Plazma)		sarı kapak	Serum			LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
1722	L103190	HLA-B27 (Akım Sitometri)		mor kapak	Edtali Tam Kan	Buzdolabında 3 gün	HLA doku grubu tayininde kullanılır. Ankilozan spondilit ve romatoid artrit destekleyici bir bulgudur.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
206	L109960	Homosistein		mor kapak	Edtali Plazma	Oda ısısında 1saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay Numune alınması için sabah açlığı tercih edilir. Numune alındıktan sonra serum hemen ayırmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir	Dejeneratif vasküler hastalıklar ile kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi ve tromboz riskinin belirlenmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
584	L104110	Homovalinik Asit (HVA) (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 hafta. Asetik asit veya 6NHCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır. Oda ısısında kabul edilmez.	Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastoma gibi dopamin salgılayan tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00
2193	L104100	Homovalinik Asit (HVA) (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastoma gibi dopamin salgılayan tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00
1422	908730	HPV Genotipleme (PCR)		thin prep	Sürüntü		HPV tipinin saptanması hastanın ve tedavinin yönlendirilmesi amacıyla kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1324	908200	* HSV 1 DNA rtPCR		bos tüpü	BOS		Analiz materyalinde Herpes Simpleks Virüs Tip 1 ve 2 varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1325	908200	* HSV 2 DNA rtPCR		bos tüpü	BOS		Analiz materyalinde Herpes Simpleks Virüs Tip 1 ve 2 varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1423	908230	* Human Papilloma Virus (HPV)		thin prep	Thin Prep Jelsiz Sürüntü		HPV enfeksiyonunun bulunup bulunmadığının ve enfeksiyon mevcutsa etkenin malign lezyon yaratma riskinin yüksek olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
2634	L103520	Hücre Sayımı (Vücut Sıvıları)		sarı kapak	Diğer			Mikroskopi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
1331	907620	IgA (Nefelometrik)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopati olasılığının araştırılmasında ve immün yetmezlik tanısı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
196	L103530	* IgD	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	IgD'ye bağlı monoklonal plazma hücre diskrazilerinin tanısı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Perşembe 09:30	21 gün sonra 18:00	
197	L103540	IgE		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalıklar, primer immün yetmezlikler, enfeksiyonlar, maligniteler veya diğer iltihaplı hastalıkların tanısı ve takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
1671	L103810	IGFBP-3 (IGF Bağlayan Protein 3)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Rekombinant büyüme hormonu tedavisinin izlenmesi, akromegali ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	
1333	907630	IgG (Nefelometrik)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopati olasılığının araştırılması ile immün yetmezlik tanısı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
198	L103550	* IgG İndeksi		sarı kapak ve bos tüpü	BOS ve Eş Zamanlı Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Multiple Skleroz olasılığının araştırılmasında kullanılır.	Nefelometri	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	
1350	907790	* IgG Subclass I	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde ve total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	
1351	907790	* IgG Subclass II	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde ve total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	
1352	907790	* IgG Subclass III	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde ve total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	
1353	907790	* IgG Subclass IV	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde ve total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	
7277	L113800	IGF-1-Somatomedin Jenerasyon Testi Bazal		sarı kapak	Serum			CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	
7278	L113810	IGF-1-Somatomedin Jenerasyon Testi 2. Numune		sarı kapak	Serum			CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	
7279	L113820	IGF-1-Somatomedin Jenerasyon Testi 3. Numune		sarı kapak	Serum			CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	
7280	L113830	IGF-1-Somatomedin Jenerasyon Testi 4. Numune		sarı kapak	Serum			CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	
1335	907640	IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopati olasılığının araştırılması ile immün yetmezlik tanısı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
2408	908030	*Interleukin-6		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	
819	905671	İdrar Kültürü		steril idrar kabı	İdrar		Üriner sistem enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın izolasyonu ve identifikasyonunda kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	
2387	L103620	İkili Test (PAPP-A+Serbest/Total Beta HCG)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Birinci trimester döneminde Nöral tüp defekti, Down sendromu ve Trizomi 18 için kantitatif risk tayini (prenatal tarama) için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
121	L103730	İmmünoifiksasyon Elektroforezi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Multiple myeloma, Waldenström makroglobulinemisi ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır.	Elektroforez	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
3069	L103740	İmmünoifiksasyon Elektroforezi (İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İdrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığının ve özellikle multiple myeloma başta olmak üzere Amyloidosis, Fanconi sendromu ve Waldenström makroglobulinemisi ihtimalinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Elektroforez	Haftada 1 09:30	15 gün sonra 18:00	
2746	907660	İnfluenza A/B		jelli swap	Burun Sürüntüsü		Grip enfeksiyonunu teşhis etmeye yardımcı olmak için ve ayrıca influenzaya neden olan enfeksiyonların türünü belirlemek amacıyla kullanılır.	İmmünokromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
1688	L103760	Inhibin A		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Inhibin A, trizomi taraması amacıyla dörtlü testin bir komponenti olarak kullanılır.	CLIA	Salı Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	
2635	L103770	* Inhibin B	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Inhibin B, kadınlarda bazı over kanserlerin teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla tümör belirleyicisi olarak kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	
1673	L103780	İnsülin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İnsulin bağımlı Diabetes Mellitus tedavi ve takibinde ve insülinomanın teşhisinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
1672	L103790	İnsülin (Tokluk)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İnsulin bağımlı Diabetes Mellitus tedavi ve takibinde ve insülinomanın teşhisinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
1674	-	İnsülin Direnci (HOMA- IR)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Metabolik sendrom tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
94	L103820	İyonize Kalsiyum		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve yeni doğanın kalsiyum dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
2622	L103840	* İyot (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta	İyot beslenme durumunun ya da iyot tedavisinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
2622	L103840	* İyot (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta	İyot beslenme durumunun ya da iyot tedavisinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
1340	907690	Kabakulak IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Aşılama ile kazanılan bağışıklığın ölçülmesi ve doğal bağışıklığın değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00	
1341	907700	Kabakulak IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kabakulak virüs enfeksiyonunun laboratuvar tanısı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00	
2442	-	* Kadmiyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar			ICP-MS	Pazartesi-Salı-Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	
2442	-	*Kadmiyum (Spot İdrar) 2443		İdrar kabı	Spot İdrar			ICP-MS	Pazartesi-Salı-Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	
1636	L103850	* Kalsitonin	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Medüller tiroid kanserinin teşhisi ve takibinde ve multiple endokrin neoplazi Tip II teşhisinde kullanılır.	CLIA	Çarşamba -Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
93	L103860	Kalsiyum		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Serum kalsiyum konsantrasyonunda azalma veya artma meydana getirebilen kemik, böbrek, paratiroid bezi ve gastrointestinal sistem hastalıkları ile besinsel D vitamini veya kalsiyum eksikliği olasılığının araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
2308	L103880	Kalsiyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 mL, oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 3 hafta Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat böbrek taşı riskinin değerlendirilmesi, osteoporoz ve osteomalazi dahil kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
500	L103870	Kalsiyum/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	6 mL, oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 3 hafta Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat böbrek taşı riskinin değerlendirilmesi, osteoporoz ve osteomalazi dahil kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
665	705160	Kan Grubu (Jel Sent.)		mor kapak	Edtali Tam Kan	3 mL, oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta Donmuş halde kabul edilmez	Kan grubu ve Rh tayininde kullanılır.	Jel Santrifügasyon	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
871	906010	Kan Kültürü (Aerob)		kan kültür şişesi	Kan	5-10 mL, Kan kültür şişesine alınır Buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez	Bakteriyemi ve sepsis etkeni mikroorganizmanın izolasyon ve indentifikasyonu amacıyla kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
2786	L103950	Kappa Hafif Zincir, Serbest (İdrar)		İdrar kabı	Spot idrar	Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00
2784	L103930	Kappa Hafif Zincir, Serbest (Serum)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00
565	L103950	Kappa Hafif Zincir, Total (İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik veya Spot İdrar	9 Ml, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00
559	L103940	Kappa Hafif Zincir, Total (Serum)		sarı kapak	Serum	2 mL, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 hafta	Multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00
220	L114260	* Karbamazepin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 6 ay. Edtali plazma ve jelli tüpler kabul edilmez	ilaç düzeyinin belirlenmesi ile tedavi ve takibinde kullanılır.	PETINIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
3096	L103980	Karnitin, Serbest		Özel Filtre Kağıdı	Özel Filtre Kağıdı	Buzdolabında 12 saat, donmuş halde 1 ay. Serum-plazma (heparinli) için: İki yuvarlak işaretli alana kan tamamen emdirilmelidir. Oda ısısında kabul edilmez		LC-MS/MS	Pazartesi 09:30	10 gün sonra 18:00
2829	L104010	Karnitin/Açıkarnitin Analizi (Kuru Kan)		Özel Filtre Kağıdı	Özel Filtre Kağıdı	Buzdolabında 12 saat, donmuş halde 1 ay Serum-plazma (heparinli) için: İki yuvarlak işaretli alana kan tamamen emdirilmelidir Oda ısısında kabul edilmez	Yağ asidi oksidasyon defektleri ve bazı organik asidemilerin taramasında kullanılır.	LC-MS/MS	Pazartesi 09:30	10 gün sonra 18:00
1342	907710	Kızamık (Rubeola-Measles) IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Bireyin kızamık virüsüne karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi ve önceki enfeksiyonun belgelenmesinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00
1343	907720	Kızamık (Rubeola-Measles) IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Rubeola (kızamık) virüsü ile akut faz enfeksiyonunun belirlenmesinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00
1344	907730	Kıst Hidatik (İndirekt Hemaglutinasyon)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Echinococcus granulosus spesifik antikorlarının belirlenmesinde kullanılır.	IHA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
92	L104180	Klorür		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
498	L104200	Klorür (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
4705	L104210	Klorür (BOS)		bos tüpü	BOS		Her türlü menenjit varlığında klor düşüklüğünün tespitinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
4707	L104190	Klorür (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
6223	L114310	* Klozapin		mor kapak	Edtali Plazma			LC-MS/MS	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
4714	L104470	* Kolajen Tip 1 N-Telopeptid (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar			EIA	Pazartesi 09:30	21 gün sonra 18:00	
42	L104520	^ Kolesterol, Total		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde ve riski yüksek hastaların takibi sırasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
6180	L104540	* Kompleman C1q		sarı kapak	Serum	Buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay	SLE, glomerulonefrit, kronik HBV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu, Lyme hastalığı, enfektif endokardit gibi hastalıkların teşhisinde, SLE ve romatoid artrit takibinde kullanılır. Edilmiş eksiklikleri immün komplekslere bağlı kompleman tükenmesinde, otoimmün hastalıklarda, cryoglobülinemide ve lenfopenide gözlenirken, konjenital eksikliği herediter olabilir veya hipogamaglobülinemilerde gözlenir.	Nefelometri	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	
186	L104560	Kompleman C3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE hastalık aktivitesinin takibi ile Total Kompleman (CH50) eksikliğini değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
187	L104570	Kompleman C4		sarı kapak	Serum	mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE, proliferatif glomerulonefrit, romatoid artrit, otoimmün hemolitik anemi hastalık aktivitesinin takibinde, Total Kompleman (CH50) eksikliğini değerlendirilmesinde ve herediter anjioödem tanısında kullanılır.	Nefelometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
1661	L104670	* Kortizol		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipotalamus-hipofiz adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde ve Cushing Sendromunun ayrıcı tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	15 gün sonra 18:00	
4718	L104710	*Kortizol (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik idrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Konjenital adrenal hiperplazi ile adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
2133	L104670	*Kortizol (İlaç Sonrası)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipotalamus-hipofiz adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde ve Cushing Sendromunun ayrıcı tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	15 gün sonra 18:00	
4719	L104700	*Kortizol/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Konjenital adrenal hiperplazi ile adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
7306	L113740	* Kortizol-Düşük Doz (0.5 mg) Deksametazon Baskılama Testi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Cushing Sendromunun tanısında, konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	15 gün sonra 18:00	
7305	L113730	* Kortizol-Gecelik Düşük Doz Deksametazon Baskılama Testi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Cushing Sendromunun tanısında, konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	15 gün sonra 18:00	
7307	L113770	* Kortizol-Yüksek Doz (2 mg) Deksametazon Baskılama Testi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Cushing Sendromunun tanısında, konjenital adrenal hiperplazi ve adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	15 gün sonra 18:00	
82	L104770	Kreatin Kinaz-MB (CK-MB), Kütle		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut miyokard enfarktüsü veya miyokarditler gibi miyokardial iskemilerin tanı ve takibinde kullanılır.	İmmünoassay	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
38	L104780	^ Kreatinin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut ve kronik böbrek hastalarının ve diyalize alınan hastaların izlenmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
505	L104800	Kreatinin (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Akut ve kronik böbrek hastalarının ve diyalize alınan hastaların izlenmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
572	L104790	Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Akut ve kronik böbrek hastalarının ve diyalize alınan hastaların izlenmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
671	L104840	* Kriyoglobulin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Raynaud benzeri semptomu olan hastalarda kriyoglobülinemi tanısında kullanılır. Neoplastik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar ve kollajen doku hastalıklarında serum kriyoglobulin miktarı artar.	Manuel	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
2485	L104850	* Krom (İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik veya Spot İdrar		Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları takibinde kullanılır.	ICP-MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	

TEST LİSTESİ

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
2288	L104850	* Krom (Kan)		mor kapak	Edtalı Tam Kan	1	Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları takibinde kullanılır.	ICP-MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
2404	-	* Kromogranin A (CgA)		sarı kapak	Serum	Donmuş halde 1 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez	Endokrin tümör şüphesinde kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	31 gün sonra 18:00
505	L104800	Kreatinin (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Akut ve kronik böbrek hastalarının ve diyalize alınan hastalarını izlenmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
821	905673	Kulak Kültürü		jelli swap	Kulak Sürüntüsü	1	Otit etkeni mikroorganizmanın izolasyon ve identifikasyonunda kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00
2410	L104880	* Kurşun (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları takibinde kullanılır.	AAS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1607	L104870	* Kurşun (Kan)		mor kapak	Edtalı Tam Kan	Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları takibinde kullanılır.	AAS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
84	L104950	* Laktat Dehidrogenaz İzoenzimleri (Elektroforez)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	LDH yüksekliğinin kaynağının belirlenmesi amacıyla ve AMI, karaciğer hastalıkları, neoplaziler ve iskelet kası hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılır.	Elektroforez	Her gün 09:30	31 gün sonra 18:00
2787	L104990	Lambda Hafif Zincir, Serbest (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Elektroforez ile idrarda M-proteini tespit edilen hastalarda kantifikasyon ve tiplendirme, monoklonal protein şüphesi olan idrarda elektroforez kararı için kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
2785	L104970	Lambda Hafif Zincir, Serbest (Serum)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopatilerin tanı ve takibinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00
566	L104990	Lambda Hafif Zincir, Total (İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik veya Spot İdrar	9 mL, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Elektroforez ile idrarda M-proteini tespit edilen hastalarda kantifikasyon ve tiplendirme, monoklonal protein şüphesi olan idrarda elektroforez kararı için kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00
560	L104980	Lambda Hafif Zincir, Total (Serum)		sarı kapak	Serum	2 mL, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopatilerin tanı ve takibinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00
2406	L114340	* Lamotrijin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Lamotrijin serum konsantrasyonunun izlenmesinde ve lamotrijine ile farmakokinetik olarak etkileşime giren diğer antikonvülsan ilaç kullanılan hastalarda lamotrijin dozunun ayarlanmasında kullanılır.	HPLC	Cuma-Salı 09:30	15 gün sonra 18:00
83	L104920	LDH (Laktat Dehidrogenaz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kalp, karaciğer, kas, böbrek, akciğer ve kan hastalıkları dahil çeşitli hastalıkların araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
2771	L104930	LDH (Laktat Dehidrogenaz), BOS		bos tüpü	BOS			Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
44	L105000	LDL Kolesterol		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Aterosklerotik risk değerlendirilmesinde, hiperlipidemiyenin tedavi ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
1346	907750	* Legionella Antijen (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyonun erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve konvalesan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 kat titre artışının gösterilmesi önemlidir.	İmmüno-kromatografik	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
877	906070	* Legionella Kültürü		jelli swap	Diğer			Kültür	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4572	908280	* Legionella pneumophila DNA (PCR) Aspirat		steril idrar kabı	Aspirat	1	Pnömoninin ağır bir formu ve akciğer enfeksiyonu ile seyreden olan Lejyoner hastalığına Legionella isimli bakteri yol açmaktadır.	PCR	Perşembe-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
4570	908280	* Legionella pneumophila DNA (PCR) BAL		steril idrar kabı	BAL		Pnömoninin ağır bir formu ve akciğer enfeksiyonu ile seyreden olan Lejyoner hastalığına Legionella isimli bakteri yol açmaktadır.	PCR	Perşembe-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
2918	908280	* Legionella pneumophila DNA (PCR) Balgam		steril idrar kabı	Balgam		Pnömoninin ağır bir formu ve akciğer enfeksiyonu ile seyreden olan Lejyoner hastalığına Legionella isimli bakteri yol açmaktadır.	PCR	Perşembe-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
4569	908280	* Legionella pneumophila DNA (PCR) Boğaz Sürüntüsü		jelli swap	Boğaz Sürüntüsü		Pnömoninin ağır bir formu ve akciğer enfeksiyonu ile seyreden olan Lejyoner hastalığına Legionella isimli bakteri yol açmaktadır.	PCR	Perşembe-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
4573	908280	* Legionella pneumophila DNA (PCR) Diğer		laboratuvara danışınız	Diğer		Pnömoninin ağır bir formu ve akciğer enfeksiyonu ile seyreden olan Lejyoner hastalığına Legionella isimli bakteri yol açmaktadır.	PCR	Perşembe-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
4571	908280	* Legionella pneumophila DNA (PCR) Tam Kan		mor kapak	Edtali Tam Kan		Pnömoninin ağır bir formu ve akciğer enfeksiyonu ile seyreden olan Lejyoner hastalığına Legionella isimli bakteri yol açmaktadır.	PCR	Perşembe-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
1371	907760	* Legionella pneumophila (DFA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyonun erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve konvalesan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 kat titre artışının gösterilmesi önemlidir.	İmmüno-kromatografik	Çarşamba-Perşembe-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
1347	907770	* Legionella pneumophila IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyonun erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve konvalesan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 kat titre artışının gösterilmesi önemlidir.	CLIA	Çarşamba-Perşembe-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
1348	907780	* Legionella pneumophila IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyonun erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve konvalesan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 kat titre artışının gösterilmesi önemlidir.	CLIA	Çarşamba-Perşembe-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
2359	-	* Leptin		sarı kapak	Serum			ELISA	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00
2975	912660	* Leptospira IgG		sarı kapak	Serum		Leptospira araştırılmasında kullanılır.	EIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
2974	912670	* Leptospira IgM		sarı kapak	Serum		Leptospira araştırılmasında kullanılır.	EIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
2411	L114360	* Levetirasetam		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 ay	Tedavi takibinde kullanılır.	HPLC	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1639	L105220	LH (Lüteinizan Hormon)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Menstrüel düzensizliklerin değerlendirilmesine yardımcı olarak, hipogonadizm şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
74	L105100	Lipaz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Özellikle pankreatit olmak üzere pankreas hastalıklarının araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
4727	L105110	Lipaz (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Özellikle pankreatit olmak üzere pankreas hastalıklarının araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
199	L105140	* Lipoprotein a		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Koroner kalp hastalığı veya serebrovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesi sırasında lipit profili parametrelerine ek bir parametre olarak kullanılır.	Fotometri	Pazartesi Çarşamba 12:30	10 gün sonra 18:00
124	L105130	* Lipoprotein Elektroforezi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Lipid metabolizması bozukluklarının araştırılması sırasında, lipoproteinlerin alt gruplara dağılımının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Elektroforez	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00
1355	907800	* Listeria Aglutinasyon		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Listeria monocytogenes enfeksiyonu olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.	Aglütinasyon	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
224	L114390	* Lityum		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Tekrarlayan mani atakları ve depresyon da dahil olmak üzere, bipolar bozukluğu olan hastaların tedavisinin izlemesinde ve lityum toksisitesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00
1356	907810	Liver Kidney Mikrozomal Antikor (LKM) (IFA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hepatitlerin ayırıcı tanısında kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
3416	L105160	* Lizozomal Enzimler, Tarama (Kan)		mor kapak	Edtalı Tam Kan		Metakromatik lökodikrofi (lipid depo hastalıkları) tanı ve takibinde kullanılır.	Fluorometri	Perşembe-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00
681	L105210	Lupus Antikoagülan (Doğrulama)	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Sistemik Lupus Eritematozus başta olmak üzere, vasküler hastalığa sebep olabilen her türlü otoimmün hastalık olasılığının araştırılması sırasında kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	Aynı gün 18:00
680	L105200	Lupus Antikoagülan (Tarama)	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Sistemik Lupus Eritematozus başta olmak üzere, vasküler hastalığa sebep olabilen her türlü otoimmün hastalık olasılığının araştırılması sırasında kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	Aynı gün 18:00
98	L105230	Magnezyum		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
554	L105240	Magnezyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar		Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
514	L105240	Magnezyum (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
2662	903210	* Makroprolaktin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hiperprolaktinemi ayırıcı tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
7273	-	* Mangan (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar		Manganez eksikliğini ve intoksikasyonun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	
2732	906091	Mantar Aranması (KOH ile)		laboratuvara danışınız	Diğer		İncelenen materyalde dermatofitlerin gözlenmesi, izolasyonu ve identifikasyonunun değerlendirilmesinde kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
826	905678	Meni Kültürü		steril idrar kabı	Meni		Yara enfeksiyonlarının etkenlerinin belirlenmesinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	
1608	L104110	Metanefrin (24h İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	İdrar toplanacak kabın içine 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Katekolamin salgılayan feokromasitoma gibi adrenal tümörlerde ve paraganglioma gibi nöral kaynaklı tümörlerde teşhis ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	
2197	L104090	Metanefrin (Plazma)		mor kapak	Edtalı Plazma	2 mL, donmuş halde 1 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez	Katekolamin salgılayan feokromasitoma gibi adrenal tümörlerde ve paraganglioma gibi nöral kaynaklı tümörlerde teşhis ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	
111	L104100	Metanefrin/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Katekolamin salgılayan feokromasitoma gibi adrenal tümörlerde ve paraganglioma gibi nöral kaynaklı tümörlerde teşhis ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	
7392	L105270	* Metanol		mor kapak	Edtalı Tam Kan			CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
7370	-	*Metilhippürük Asit, İdrar		İdrar kabı	Spot İdrar			HPLC	Pazartesi Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
2394	L105300	* Metil Malonik Asit/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	3 mL, buzdolabında 6 gün,donmuş halde 1 ay. Oda ısısında kabul edilmez	Vitamin B12 eksikliğini araştırılmasında kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	
222	L114410	* Metotreksat		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Metotreksate kullanan hastaların ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
1764	908290	* Mikobakteri (PCR)		steril idrar kabı			Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	PCR	Cumartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
885	906150	* Mikobakteri Ant. Duy. Testi (Oto. Sis.)		steril idrar kabı			Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	59 gün sonra 18:00	
2369	906141	* Mikobakteri Aranması (ARB) Mikroskopik		steril idrar kabı			Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
887	906170	* Mikobakteri Kültürü (Üreme Kont. Oto. S.)		steril idrar kabı			Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Kültür	Perşembe-Cumartesi 09:30	59 gün sonra 18:00	
888	906180	* Mikobakteri Tiplendirmesi		steril idrar kabı	Balgam, Biyolojik Sıvı, Açlık Mide Sıvısı, BOS,Diğer	Oda ısısında, buzdolabında 3 gün. Donmuş halde kabul edilmez	Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	
568	L100340	Mikroalbumin (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Diabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tanı ve takibinde, glomerüler proteinürünün erken saptanmasında ve yüksek riskli gebelik takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
2720	L100330	Mikroalbumin/Kreatinin		İdrar kabı	Spot İdrar	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Diabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tanı ve takibinde, glomerüler proteinürünün erken saptanmasında ve yüksek riskli gebelik takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
1689	L105330	* Miyogloblin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Her türlü kas hasarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi- Cumartesi 09:30 HERGÜN	Aynı gün 18:00	
4740	L105340	* Miyogloblin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Her türlü kas hasarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi- Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	
2179	902620	* Mukopolisakkarit (GAG) (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Mukopolisakkaridoz olasılığı düşünülen hastalarda ön tarama testi olarak kullanılır.	Fotometri	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
898	906190	* Mycoplasma Kültürü		laboratuvara danışınız	Laboratuvara Danışınız		M. Pneumonia, Üreoplazma ureolyticum ve M. hominis tanısında kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	
1361	907860	* Mycoplasma pneumonia IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Atipik pnömoni tablosu sergileyen hastalarda, Mikoplazma pneumoniae enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	EIA	Pazartesi- Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	
1362	907870	* Mycoplasma pneumonia IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Atipik pnömoni tablosu sergileyen hastalarda, Mikoplazma pneumoniae enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	EIA	Pazartesi- Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	
4742	L105460	*Nikel (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Mesleki maruziyet ve toksisite semptomlarının araştırılmasında kullanılır.	ICP-MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
4746	L105450	* Nikel/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Mesleki maruziyet ve toksisite semptomlarının araştırılmasında kullanılır.	ICP-MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
587	L104070	Noradrenalin (Norepinefrin) (24h İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 ay, donmuş halde 1 ay 5 mL Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır	Hipertansiyon, feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
2195	L104060	Noradrenalin (Norepinefrin) (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipertansiyon, feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
2196	L104110	Normetanefrin (24h İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	İdrar toplanacak kabın içine 5 M HCl koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Hipertansiyon, feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	
2244	L104090	Normetanefrin (Plazma)		mor kapak	Edtalı Plazma	Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir.	Hipertansiyon, feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	
588	L104100	Normetanefrin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipertansiyon, feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	
1684	L105530	* Nöron Spesifik Enolaz (NSE)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Küçük hücreli akciğer kanseri, nöroblastoma, retinoblastoma, tiroit medüller kanseri, pankreas adacık hücreli kanseri, karsinoid tümör, feokromasitoma gibi APUD hücreli nöronendokrin hücrelerden kaynaklanan tümörlerin teşhisine yardımcı parametre olarak kullanılır.	CLIA	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	
2198	L105580	* Oksalat (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay 4 mL idrar 30 ml 6 N HCl üzerine toplanır. Toplama esnasında ve bir gün öncesi salatalık, kuşkonmaz, ıspanak ve domates tüketilmemelidir.	Üriner sistem taşı olan hastalarda sebebin araştırılması için kullanılır.	Fotometri	Salı- Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	
510	L105570	* Oksalat/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Üriner sistem taşı olan hastalarda sebebin araştırılması için kullanılır.	Fotometri	Salı- Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	
2378	L114500	* Okskarbazepin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Okskarbazepin tedavisi sırasında serum konsantrasyonunun izlenmesinde ve potansiyel toksisitenin değerlendirilmesinde kullanılır.	HPLC	Pazartesi- Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	
2167	L105660	Organik Asit Analizi (İdrar)	donmuş	İdrar kabı	Spot İdrar	Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Üriner sistem taşı olan hastalarda sebebin araştırılmasında, belirtili olan veya olmayan kişilerde ve özelliklede çocuklarda, kılkurdu enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	GC-MS	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
1728	905678	Ortam Kültürü		jelli swap	diğer			Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00
1680	L105720	* Osteokalsin	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Osteopeni, osteoporoz, Paget hastalığı veya osteokalsin seviyelerinin arttığı diğer hastalıklar için antirezorptif tedavi alan hastalarda tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır.	CLIA	Çarşamba 09:30	7 gün sonra 18:00
2415	L105730	* Ozmolalite		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	HPLC	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
1719	L105740	* Ozmolalite (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar		Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	FPD	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
2392	L105740	* Ozmolalite (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	FPD	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
692	L105750	* Ozmotik Frajlite Testi		mor kapak	Edtali Tam Kan		Hereditör sferositoz tanısı ve tedavisinde kullanılır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1363	907880	PANCA (Anti-MPO)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Diğer otoantikör testleri ile birlikte otoimmün vaskülit, özellikle mikroskobik polianjiit (MPA) olduğundan şüphelenilen hastaları değerlendirmesinde kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00
695	905150	* PAI (Plazminojen Aktivatör İnhibitör)	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Miyokart enfarktüsü, Derin Ven Trombozu, sepsis malignite gibi trombus çözünmesinin bozulduğu durumlarda kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00
6224	L11530	* Paliperidon		mor kapak	Edtali Plazma			LC-MS/MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
73	L105910	* Pankreatik Amilaz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pankreatit olasılığının kontrolü, total amilaz aktivitesi yüksek bulunan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
6184	L105940	Pankreatik Elastaz (Gaita)		gaita kabı	Gaita	Buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 ay	Pankreatik elastaz testi, dışkı örneklerinde insan pankreatik elastaz enziminin kantitatif olarak tespiti amacıyla yapılan bir testtir.	ELISA	Ayda 1 09:30	35 gün sonra 18:00
6183	L105930	* Pankreatik Elastaz (Serum)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		EIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
273	L106290	* PAP (Prostatik Asit Fosfataz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Prostat kansinom tanısı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
2380	L105950	PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein A)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Birinci trimester dönemi prenatal tarama testi içerisinde Down sendromu ve Trizomi 13/18 için biyokimyasal marker olarak risk hesaplamasında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
6214	L114010	* Parasetamol Asetaminofen		sarı kapak	Serum			RAST	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
1745	907900	Parvovirüs B19 IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Parvovirüs B19 enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00
1746	907910	Parvovirüs B19 IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Parvovirüs B19 enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00
1424	908330	* Parvovirüs PCR		mor kapak	Edtali Tam Kan		Parvovirüs enfeksiyonu tanısı ve takibinde kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
1621	L106040	* Piruvat		mor kapak	Edtali Plazma	Donmuş halde 6 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez	Metabolik asidozun değerlendirilmesinde ve karaciğer hastalığı, kalp yetmezliği, Tip 1 Diabetes Mellitus, AMI, kardiyak arrest tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
702	L106070	* Piruvat Kinaz (Eritrosit)		mor kapak	Edtali Tam Kan	Buzdolabında 20 gün. Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez	Yenidoğan döneminde hemolitik anemi sebebinin belirlenmesine yönelik araştırmalar kapsamında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
1368	907920	* Plasmodium Aranması (Kalın Damla-P.Y.)		mor kapak	Edtali tam kan		Malaria tanısında kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
1616	907930	* Pneumocystis sp. (DFA)		jelli swap	Boğaz Sürüntüsü			PCR	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
139	L106140	* Porfobilinojen (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar		Akut Hepatik Porfiriya tanısında kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4757	L106120	*Porfobilinojen/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Akut Hepatik Porfiriya tanısında kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
91	L106150	^ Potasyum		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesinde ve böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
4758	L106180	* Potasyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesinde ve böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
1713	L106170	* Potasyum (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesinde ve böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
2379	L106200	Prealbumin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Özellikle akut hastalarda beslenme desteğine olan yanıtın takibinde olmak üzere nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
119	L106220	ProB Natriüretik Peptid (NT- ProBNP)		mor kapak	Edtali Plazma	1 mL, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 ay	Konjestif kalp yetmezliğinin tanı, evrelendirme, prognoz tayini ve takibinde kullanılır.	İmmünoassay	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
1643	L106230	Progesteron		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ovülasyon, corpus luteum fonksiyonları ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, induksiyon takibi, progesteron tedavisinin takibi ve erken abortus riski olan hastaların takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	7 gün sonra 18:00
243	L106240	Prokalsitonin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sepsis, bakteriyel enfeksiyonlar, ciddi travma, yanık, cerrahi operasyonlar ve multiorgan yetmezliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
1637	L106260	* Prolaktin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipofiz tümörlerinin, amenore, galaktore, kısırlık ve hipogonadizmin değerlendirilmesinde ve prolaktin üreten tümörlerin tedavisinin izlenmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	7 gün sonra 18:00
574	L106320	Protein (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Proteinüriye sebep olan böbrek hastalıkları ile ilgili araştırmalar sırasında ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
2618	L106330	Protein (BOS)		bos tüpü	BOS		Menenjit, ensefalomyelit vb. hastalıklarda kan-santral sinir sistemi bariyerinin bozulduğu durumların tespitinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
68	L106300	Protein, Total		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Böbrek, karaciğer ve kemik iliği kaynaklı hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
2767	L106330	Protein (Vücut Sıvıları)		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)			Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
706	L106340	Protein C	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Trombotik sorunlar yaşayan yenidoğanlarda konjenital yetersizlik olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Salı 09:30	Aynı gün 18:00
707	L106350	* Protein C Antijeni	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Protein C eksikliği tip ayrımında ve trombozis etyolojisi araştırmasında kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
129	L106360	Protein Elektroforezi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Lipoid nefrozis ve glomerulonefrit teşhis ve takibi amacı ile kullanılır.	Elektroforez	Haftada 1 09:30	15 gün sonra 18:00
2603	L106370	Protein Elektroforezi (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	10 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Lipoid nefrozis ve glomerulonefrit teşhis ve takibi amacı ile kullanılır.	Elektroforez	İki haftada 1 09:30	15 gün sonra 18:00
708	L106390	Protein S	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Kazanılmış veya kongenital protein S eksikliğinin teşhisi için kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	Aynı gün 18:00
709	L106400	* Protein S Antijeni	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Tromboz etyolojisinin araştırılması amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
67	L106310	Protein/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Proteinüriye sebep olan böbrek hastalıkları ile ilgili araştırmalar sırasında ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
712	L106430	Protrombin Zamanı (PTZ)	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Karaciğer hastalığı, K vitamini eksikliği veya belirli bir faktör inhibitörü nedeniyle ekstrinsik pıhtılaşma sisteminin (I, II, V, VII, X) pıhtılaşma faktörlerinden 1 veya daha fazla eksikliği belirlemek için yapılan tarama testidir. Oral antikoagülan tedavi izleminde kullanılır.	Koagülometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
137	L106440	* Pseudokolinesteraz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Uzamsız anestezi, sinir gazı ve organofosfat zehirlenmelerinin araştırılmasında kullanılır.	Enzimatik	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1679	L105960	* PTH (Parathormon)	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Paratiroid bezlerinin fonksiyonun değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00
2370	-	* Quantiferon TB Gold		laboratuvara danışınız	Laboratuvara Danışınız			ELISA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1741	-	* Redükten Madde (Gaita)	donmuş	gaita kabı	Gaita		İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.	Manuel	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
555	-	* Redükten Madde (İdrar)	donmuş	İdrar kabı	Spot İdrar		İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.	Manuel	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
247	L106490	* Renin (Aktivite)	donmuş	mor kapak	Edtali Plazma	Donmuş halde 1 ay, oda ısısında kabul edilmez Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. Örnek ayakta alınması gerektiğinde hasta örnek alımından önce en az 2 saati ayakta geçirmelidir; yataktan alınacaksa sabah yataktan kalkmadan önce alınmalıdır. Gönderide örneğin hangi pozisyonda alındığı mutlaka belirtilmelidir.	Primer hiperaldosteronizm ve sekonder hiperaldosteronizm ayırıcı tanısında ve hipertansiyon etyolojisi araştırmasında kullanılır.	RIA	Çarşamba-Cumartesi 09:30	10 gün sonra 18:00
719	L106530	* Retikülosit Sayımı		mor kapak	Edtali Tam Kan	Buzdolabında 3 gün. Donmuş halde kabul edilmez	Eritropoezisin arttığı durumların ve anemilerin tedavi sürecinin takibinde kullanılır.	Otomatik Kan Sayım Sistemi	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
202	L106570	RF (Romatoid Faktör)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Romatoid artrit, miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatomyozit, SLE gibi otoimmün hastalıklar, enfeksiyöz mononükleoz gibi bazı viral hastalıklar ve bazı akut iltihabi hastalıkların teşhis ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
6222	L114560	* Risperidon	donmuş	mor kapak	Edtali Plazma			LC-MS/MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1372	907980	Rotavirüs Antijen		gaita kabı	Gaita		Gaitada rotavirüs varlığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	İmmüno-kromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00

TEST LİSTESİ

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
1376	908000	* Rubella IgG Avidite		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Rubella IgM antikor sonucu pozitif bulunan gebelerde primer enfeksiyonun geçirilme zamanını belirlemek amacıyla kullanılır.	ELISA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1434	-	* Rubella Virus RNA PCR		sarı kapak	Serum			PCR	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
2871	L106600	* S-100B Proteinini	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Bazı santral sinir sistemi hastalıklarının tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4763	L106610	* S-100B Proteinini (BOS)		bos tüpü	BOS		Bazı santral sinir sistemi hastalıklarının tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
3	L106620	* Safra Asitleri (Açlık)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Açlık safra asitleri düzeyinin yüksek olması hepatik klirensin bozulmasına bağlıdır ve karaciğer hastalıkları için sensitif bir gösterge olarak kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
4764	L106630	* Safra Asitleri (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Fotometri	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
2531	L106620	* Safra Asitleri (Tokluk)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Fotometri	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
4765	L106640	* Safra Asitleri (Vücut Sıvıları)		bos tüpü	Vücut Sıvıları	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Fotometri	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
3083	L114590	* Salisilat		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Klinik uygulamada, tedavi dozunun optimize edilmesi veya toksisite vakalarının teşhis ve takibi amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
1378	908020	* Salmonella Tüp Aglutinasyon (Gruber Widal)		sarı kapak	Serum		Tifo ve paratifo enfeksiyon olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Tüp Aglutinasyon	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
894	907222	SARS-CoV-2 IgG		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
6210	907223	SARS-CoV-2 IgM		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
7310	-	SARS-CoV-2 IgG/IgM (Total)		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	7 gün sonra 18:00
7371	907222	SARS-CoV-2 IgG II (Quant)		sarı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
6217	-	SARS-CoV-2 PCR		jelli swap	Orofarengeal+Nazofarengeal Kombine Sürüntü			PCR	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
190	L106680	* Sensitif CRP (hsCRP)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Başa bakteriyel enfeksiyonlar olmak üzere her türlü enfeksiyonun ve iltihabi sürecin belirlenmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
1664	L106750	* Serbest Kortizol (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Konjenital adrenal hiperplazi, adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
2338	L106740	* Serbest Kortizol/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Konjenital adrenal hiperplazi, adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
7292	L113750	* Serbest Kortizol- Düşük Doz (0.5 mg) Deksametazon Baskılama Testi		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir		CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
7293	L113780	* Serbest Kortizol- Yüksek Doz (2 mg) Deksametazon Baskılama Testi		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir		CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1630	L106760	Serbest T3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hormon konsantrasyonunun saptanması tiroid hastalıklarının ayrıcı tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
1631	L106770	Serbest T4		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hormon konsantrasyonunun saptanması tiroid hastalıklarının ayrıcı tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
1655	L106780	Serbest Testosteron		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Erkeklerde libido bozuklukları, empotans, infertilite, testiküler atrofi ile prematüre veya gecikmiş pubertenin tanı ve takibinde; kadınlarda ise hirsütizm, polikistik over sendromu ve amenore hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00
205	L106790	* Seruloplazmin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Bakır bağlayıcı protein olması sebebiyle Wilson hastalığının tanısında ve akut faz reaktanı olarak kullanılır. Gebelik, östrojen ve oral kontraseptif kullanımı, inflamasyon, doku nekrozu, osteosarkomlar, bilier siroz ve travmalarda serum seruloplazmin düzeyi artarken, Wilson hastalığı, Menkes kinky MKH hair sendromu ve gastroenteropatilerde azalır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
1651	L106660	* SHBG (Seks Hormon Bağlayıcı Globulin)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipertiroidizm, Anoreksiya Nervosa, hipotiroidizm, hirsütizm, obezite ve polikistik over sendromunda kullanılır.	CLIA	Salı Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00
215	L114600	Siklosporin		mor kapak	Edtali Tam Kan	Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 2 ay	Siklosporin tedavisi uygulanan hastalarda hedeflenen kan konsantrasyonunun elde edilip edilemediğinin kontrolü ve hasta için uygun olan tedavi dozunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
4770	L114640	* Sirolimus (Kan)		mor kapak	Edtali Tam Kan	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Terapi sırasında tam kan sirolimus konsantrasyonunun izlenmesi ve toksisiteyi asgariye indirirken immünoüpresyonu optimize etmek için dozu ayarlanması amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
2687	L106850	* Sıstatin C	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Böbrek yetmezliğinin tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba 09:30	21 gün sonra 18:00
582	L110560	* Sistin (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 mL, buzdolabında 12 saat, donmuş halde 1 ay. İdrar toplanırken soğuk ortamda tutulmalıdır ve 24 saatlik İdrar hacmi belirtilmelidir. Oda ısısında kabul edilmez.	Sistinozis tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00
512	L110550	* Sistin/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Sistinozis tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
2264	L106900	* Sitrat (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 mL, Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz. 6 m HCl ilave ederek idrar toplanırken soğuk ortamda tutulmalıdır ve idrar hacmi belirtilmelidir İdrar pH'ı 2'nin altında olmalıdır	Kalsiyum içeren böbrek taşı olan hastaların ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Cumartesi Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	
563	L106890	* Sitrat/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Kalsiyum içeren böbrek taşı olan hastaların ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Cumartesi Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	
7269	911330	* Siyanür		mor kapak	Edtalı Tam Kan			LC-MS/MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
90	L106910	^ Sodyum		san kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
2712	L106940	* Sodyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	1 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Diyette sodyum alımının azalması gibi durumlarda ve adrenal yetmezliğin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
497	L106930	* Sodyum (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	1 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Diyette sodyum alımının azalması gibi durumlarda ve adrenal yetmezliğin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
2326	705320	* Soğuk Agglutininer		san kapak	Serum			Jel Santrifüjasyon	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
1670	L103800	Somatomedin-C (IGF-1)		san kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Büyüme hormonu eksikliği veya fazlalığının değerlendirilmesinde, recombinant büyüme hormonu tedavisi ve takibinde ve akromegali ve gigantizmli vakaların takibinde kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	
268	L106270	* SPSA (Prostat Spesifik Antijen, Serbest)		san kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Prostat kanseri taramasında, kanser teşhisi konmuş hastalarda tedaviye alınan cevabın takibi ve tedavi sonrasında ve izlenmekte olan hastalarda nüksün olup oluşmadığının belirlenmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	7 gün sonra 18:00	
2241	-	* Şeker Kromatografisi, İdrar		İdrar kabı	Spot İdrar	Şeker Kromatografisi Test Listesine Bakınız	Karbonhidrat malabsorpsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
2286	-	* Şeker Kromatografisi, Gaita		gaita kabı	Gaita	Şeker Kromatografisi Test Listesine Bakınız	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında (laktöz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
214	L114680	* Takrolimus (FK 506) (Kan)		mor kapak	Edtalı Tam Kan	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Terapötik aralığının dar olması ve toksite potansiyelinin yüksek olması sebebiyle, bu ilaç ile immunosupresif tedaviye tabi tutulan hastalarda uygun dozun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Pazartesi Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	
749	L107020	Tam Kan Sayımı (Hemogram)		mor kapak	Edtalı Tam Kan	Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat. Donmuş halde kabul edilmez	Hematolojik hastalıkların araştırılması, akut ve kronik infeksiyonlar, kan kaybı durumlarında kullanılır.	Otomatize Kan Sayım Sistemi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
104	L114700	Teofilin		san kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Uygun dozun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	PETINIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
1390	908050	* Tetanoz Antikor		san kapak	Serum			CLIA	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	
1632	L107050	Tiroglobulin (Tg)		san kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Diferansiyel tiroid kanserli hastaların tiroidektomi ve radyoaktif iyot ablasyonu sonrası takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
1627	L107070	* Tiroid Stimule Edici İmmünglobulin (TSI)		san kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Gestasyonel tiroitoksikozun oluşmasına veya Graves hastalığının nüksüne göre ayırıcı tanısında ve Graves hastalığı nüks riskini değerlendirmek amacıyla kullanılır.	CLIA	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	
1633	L107080	* Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG)		san kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kanda ölçülen total T3 ve total T4 konsantrasyonlarının klinik durum ile uyumlu bulunmadığı durumlarda, TBG eksikliğinin düşünüldüğü durumlarda kullanılır.	CLIA	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
3001	-	* Toksikoloji Konfirmasyon Testi		sarı kapak	Serum	Toksikoloji Tarama test listesine bakınız		EIA	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	
100		Total Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı için ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
245	L107160	* Total Testosteron		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Androjen yetersizliği, idiyopatik hirsutizm, Down Sendromu, hipogonadizm ve gecikmiş puberte tedavisi ve takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
2769	912490	* Toxocara canis IgG		sarı kapak	Serum			ELISA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
1436	908728	* Toxoplasma gondii DNA (PCR)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Toxoplasma gondii enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
1754	908070	Toxoplazma IgG Avidite		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Toxoplazmaya spesifik IgG ve IgM antikorlarının beraberce pozitif bulunması halinde, bu durumun primer enfeksiyonla ilişkili olup olmadığını belirlemesine yardımcı olmak ve primer enfeksiyonun gerçekleşme zamanını yaklaşık olarak belirlemek amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	
1394	908090	TPHA (Treponema pallidum Hemag. Antikoru)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sifiliz olasılığının araştırılması sırasında, nontreponemal testlerle elde edilen pozitif sonuçların kontrolü amacıyla kullanılır.	IHA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
267	L106280	* TPSA (Prostat Spesifik Antijen, Total)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Prostat kanseri taramasında, kanser teşhisi konmuş hastalarda tedaviye alınan cevabın takibinde ve tedavi sonrası izlenmekte olan hastalarda nüksün olup olmadığını belirlemede kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	7 gün sonra 18:00	
46	L107250	^ Trigliserid		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hiperlipideminin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
2945	911370	* Triklor Asetik Asit (TCA)		İdrar kabı	Spot İdrar		Trikloroetilen maruziyetinin tespitinde kullanılır.	GC-MS	Laboratuvara danışınız	15 gün sonra 18:00	
2247	L107290	Triptaz	donmuş	sarı kapak	Serum	Donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Anafilaksi tanısının doğrulanmasında ve mastositozların tanısında kullanılır.	ELISA	20 günde 09:30	21 gün sonra 18:00	
101	L107360	Troponin I		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut miyokard enfarktüsünün dışlayıcı tanısında, akut koroner sendromların takibinde ve prognozunun belirlenmesinde ve iskemik olmayan sebeplerle kardiyak hasar oluşmuş (travma, enfeksiyon, vb.) hastaların takibinde kullanılır.	İmmünoassay	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
241	L107380	TSH		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve tedavi ile takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
242	L107390	TSH Reseptör Bloke Edici Antikor (TRB)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Graves hastalığının teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00	
897	906280	* Ureaplasma Kültürü		laboratuvara danışınız	Laboratuvara Danışınız		Başa üretritler olmak üzere ürogenital sistem enfeksiyonları ile ilgili araştırmalar sırasında kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
2386	L107410	Üçlü test (AFP-E3-HCG)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İkinci trimester döneminde nöral tüp defekti, Down Sendromu ve Trizomi 18 için kantitatif risk tayini (prenatal tarama) için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	
2607	905680	Üretral Akıntı Kültürü		jelli swap	üretral akıntı		Göz enfeksiyonlarına neden olan mantar ve bakterilerin identifikasyonunda kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	
40	L107460	Ürik asit		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Böbrek fonksiyonlarının ve gut hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
2984	L107480	Ürik Asit (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 mL, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 2 hafta	İdrarla ürik asit atılımı nedeni ile börek taşı bulunan hastalarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
2400	L107470	Ürik Asit/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		İdrarla ürik asit atılımı nedeni ile börek taşı bulunan hastalarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
795	905676	Vajen Kültürü		jelli swap	Vajinal Sürüntü		Candida, Trichomonas, Nisseria gonorrhoeae, Gardnerella ve diğer bakteriyel etkenlerin izolasyon ve identifikasyonu sırasında kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00
219	L114730	* Valproik Asit		sanı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin takibinde, hasta uyumunun kontrolünde ve potansiyel toksisitenin değerlendirilmesinde kullanılır.	PETİNIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00
583	L107500	Vanil Mandelik Asit (VMA) (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 saatlik İdrar	İdrar toplanacak kabın içine 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde ve ayrıca nöroblastoma, ganglionöroma ve karsinoid tümörlerin değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00
2194	L107490	Vanil Mandelik Asit (VMA)/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde ve ayrıca nöroblastoma, ganglionöroma ve karsinoid tümörlerin değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00
2376	L114740	* Vankomisin		sanı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin takibinde, hasta uyumunun kontrolünde ve potansiyel toksisitenin değerlendirilmesinde kullanılır.	PETİNIA	Pazartesi Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00
1395	908100	Varicella Zoster Virüs (VZV) IgG		sanı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Bireylerin suçiçeği (Varicella zoster) virüsüne karşı bağışıklık durumunun belirlenmesinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00
1396	908110	Varicella Zoster Virüs (VZV) IgM		sanı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Varicella zoster virüsü ile akut faz enfeksiyonu tanısında kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00
899	906290	VDRL-RPR		sanı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Treponema pallidum neden olduğu sifilis hastalığının tanısında kullanılır.	İmmüno-kromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
274	L107510	Vitamin A		sanı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	A vitamini eksikliği ve toksisitenin teşhisinde ve lipidlerin bağırsak emiliminde bozukluk olan kişilerin değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00
258	-	* Vitamin B6	donmuş	sanı kapak	Serum	Örnek karanlık ortamda gönderilmelidir.	Vitamin B6 eksikliğinin araştırılmasında kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00
257	L107520	Vitamin B12		sanı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Makrositik aneminin araştırılmasında ve megaloblastik anemilerde görülen eksikliklerin tetkikinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00
272	L107540	Vitamin E		sanı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	E vitamini eksikliği için motor ve duyuşal nöropatili bireylerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00
2759	-	* Vitamin H (Biyotin)		sanı kapak	Serum	Donmuş halde 1 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez	Vitamin K eksikliğinin araştırılmasında kullanılır.	LC-MS/MS	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00
3063	-	* Vitamin K		sanı kapak	Serum	Donmuş halde 1 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez	Vitamin H eksikliğinin araştırılmasında kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00
45	-	VLDL Kolesterol		sanı kapak	Serum	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00
741	L107550	von Willebrand Faktör Antijeni	donmuş	mavi kapak	Sitratlı plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Pıhtılaşma mekanizmasında bozukluğa sebep olan von Willebrand hastalığının teşhisinde ve hastalığın alt tipleri arasında ayırım yapılması amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Salı Perşembe 09:30	Aynı gün 18:00

NEEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
742	L107570	von Willebrand Faktör, Ristostetin Kofaktör	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Pıhtılaşma mekanizmasında bozukluğa sebep olan von Willebrand hastalığının teşhisinde ve hastalığın alt tipleri arasında ayırım yapılması amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Salı Perşembe 09:30	Aynı gün 18:00	
822	905674	Yara Kültürü (Aspirat, Vücut Sıvıları vs.)		jelli swap	Vücut Sıvıları (Mayı)		Yara enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonunun değerlendirilmesinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	
164	L107610	Yenidoğan Taraması (Kuru Kan)		Özel Filtre Kağıdı	Özel Filtre Kağıdı (PKU)	Buzdolabında 12 saat, donmuş halde 1 ay Serum-plazma (heparinli) için: İki yuvarlak işaretli alana kan tamamen emdirilmelidir Oda ısısında kabul edilmez	Yenidoğan döneminde belirlenerek tedavi edilmemesi halinde bebeğin kaybına ya da fiziksel ve zihinsel gelişme geriliğine neden olacak bazı metabolik hastalıkların taranması amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Pazartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	
310	L109330	Spesifik IgE Zeytin Ağacı T9		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
2152	L109300	Spesifik IgE Yumurta Sarısı F75		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
284	L109310	Spesifik IgE Yumurta Akı F1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
482	L109290	Spesifik IgE Yumurta F245		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
288	L109260	Spesifik IgE Yerfıstığı F13		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2399	L107810	Spesifik IgE Yabani Ot (Weed) Panel 3 WP3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2407	L107810	Spesifik IgE Yabani Ot (Weed) Panel 1 WP1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2253	L109250	Spesifik IgE Yaban Arısı Zehri İ3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4149	903720	Spesifik IgE Vanilya F234		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
294	L107820	Spesifik IgE Toz (Dust) Panel 1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4143	L109230	Spesifik IgE Ton Balığı F40		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
348	L109220	Spesifik IgE Timoty (Phleum)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
336	903720	Spesifik IgE Tavuk Tüyü E85		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2683	L109200	Spesifik IgE Tavuk Eti F83		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4145	L108680	Spesifik IgE Tatlı Kırmızı Biber F218		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	

MİNEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
4144	903720	Spesifik IgE Tarçın F220		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4960	L109170	Spesifik IgE Süt Antikoru		sarı kapak	Serum	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4142	903720	Spesifik IgE Susam F10		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
473	903720	Spesifik IgE Söğüt Ağacı T12		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
289	L109140	Spesifik IgE Soya Fasüyesi F14		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2679	L109130	* Spesifik IgE Somon F41		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
4153	L109120	Spesifik IgE Soğan F48		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2688	L109110	Spesifik IgE Sivrisinek İ71		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2677	L108200	Spesifik IgE Siğir Eti F27		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4160	903720	Spesifik IgE Sarıca Arı Zehri İ4		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4159	903720	Spesifik IgE Roka F406		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2674	L109040	Spesifik IgE Pirinç F9		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2986	L109020	Spesifik IgE Penisilol V C2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2987	L109010	Spesifik IgE Penisilol G C1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
279	L109030	* Spesifik IgE Penicillium notatum M1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	
2678	L108990	Spesifik IgE Patates F35		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4959	L108960	Spesifik IgE Ovomukoid		sarı kapak	Serum	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4958	L108950	Spesifik IgE Ovalbümin Antikoru		sarı kapak	Serum	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
4155	903720	Spesifik IgE Nane F405		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	10 gün sonra 18:00
3179	L108920	* Spesifik IgE Muz F92		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00
340	L108910	Spesifik IgE Muhabbet Kuşu Tüyü E78		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
2673	L108890	Spesifik IgE Mısır F8		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
4157	903720	Spesifik IgE Maydanoz F86		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
4164	903720	Spesifik IgE Mantar F212		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
4139	903720	Spesifik IgE Levrek F65		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
2202	L108790	Spesifik IgE Lateks K82		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
4161	903720	Spesifik IgE Küflü Peynir F82		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
308	L107790	Spesifik IgE Küf Panel 1 MP1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
4147	903720	Spesifik IgE Köri F281		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
2231	L108760	Spesifik IgE Köpek Epiteli E2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
4158	L108780	Spesifik IgE Koyun Eti F88		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
6168	L108700	* Spesifik IgE Kivi F84		sarı kapak	Serum	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	ELISA	Cumartesi 09:30	10 gün sonra 18:00
4156	L108660	Spesifik IgE Kestane F299		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
484	L108650	Spesifik IgE Kereviz F85		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
4148	903720	Spesifik IgE Kekik F273		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
318	L108640	Spesifik IgE Kedi Döküntüsü E1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
2686	L108630	Spesifik IgE Keçi Sütü F409		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
AL435	903720	Spesifik IgE Kavak Ağacı T96		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
2676	L108530	Spesifik IgE Karabuğday F11		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
4138	L108520	Spesifik IgE Kara Biber F280		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
341	L108500	Spesifik IgE Kanarya Tüyü E201		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
6204	L1085490	Spesifik IgE Kakao F93		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
4146	L108480	Spesifik IgE Kaju F202		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
4151	903720	Spesifik IgE Kahve F221		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
6189	L108470	* Spesifik IgE Kabak Çekirdeği F226		sarı kapak	Serum	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	ELISA	Cumartesi 09:30	10 gün sonra 18:00
290	903710	Spesifik IgE İnhalant Panel 8 IP8		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
483	L108440	Spesifik IgE İnek Sütü F2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
4162	L108420	Spesifik IgE İncir F402		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
2672	903710	Spesifik IgE Hububat Karışımı FP3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
1698	903710	Spesifik IgE Hayvan Tüyleri Karışımı EP72		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
292	L107780	Spesifik IgE Hayvan (Animal) Panel 71 EP71		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
322	L107780	Spesifik IgE Hayvan (Animal) Panel 1 EP1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
287	L107780	Spesifik IgE Hayvan (Animal) Panel 72		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
2234	L107780	Spesifik IgE Hayvan (Animal) Panel 2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00

TEST LİSTESİ

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
306	L108360	Spesifik IgE Hamam Böceği İ6		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
4154	903720	Spesifik IgE Güvercin Tüyü E215		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	10 gün sonra 18:00
2682	L108320	Spesifik IgE Gluten F79		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
6172	L107750	Spesifik IgE Gıda FP73 (Food) Panel 73		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
286	L107760	Spesifik IgE Gıda FP7 (Food) Panel 7		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
6174	L107770	Spesifik IgE Gıda FP50 (Food) Panel 50		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
2954	L107740	Spesifik IgE Gıda FP5 (Food) Panel 5		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
7275	L107730	Spesifik IgE Gıda FP25 (Food) Panel 25		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
6171	L107740	Spesifik IgE Gıda FP2 (Food) Panel 2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00
6173	L107760	Spesifik IgE Gıda FP15 (Food) Panel 15		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00

NEEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
283	903710	Spesifik IgE Gıda FP13 (Food) Panel 13		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
6170	L107720	Spesifik IgE Gıda FP1 (Food) Panel 1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
471	L108280	Spesifik IgE Fındık F17		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4152	903720	Spesifik IgE Eşek Anısı I2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2689	L108240	Spesifik IgE Ekmek Maya F45		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2592	L108230	Spesifik IgE Domates F25		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
6167	L108220	Spesifik IgE Diklofenak		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
295	L108210	Spesifik IgE D1- Dermatophagoides pteronyssinus		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
296	L108210	Spesifik IgE D. farinae D2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
374	L107650	Spesifik IgE Çimen (Grass) Panel 2 GP2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
355	L107650	Spesifik IgE Çimen Panel 1 GP1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
1710	L108190	* Spesifik IgE Çilek F44		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
2684	L108180	Spesifik IgE Çikolata F105		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
440	903720	Spesifik IgE Çınar Ağacı T11		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
372	L108170	Spesifik IgE Çavdar F5		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
1711	L108150	Spesifik IgE Ceviz F256		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2252	L108510	* Spesifik IgE Candida albicans M5		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	
2238	L108130	Spesifik IgE Buğday F4		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	

BİBEREN		TEST LİSTESİ								Doküman No	
										Yürürlük Tarihi	
										Revizyon No	
										Revizyon Tarihi	
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	
2681	L108070	* Spesifik IgE Beta Laktoglobülin F77		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	
4150	L108010	Spesifik IgE Bal F247		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2153	L108000	Spesifik IgE Bal Arısı Zehri İ1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
1712	L107980	Spesifik IgE Badem F20		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2204	903720	Spesifik IgE Aspergillus niger- M207		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
281	L107940	Spesifik IgE Aspergillus fumigatus-M3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4140	L107890	Spesifik IgE Antep Fıstığı F203		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2251	L107870	Spesifik IgE Ampisilin C203		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2245	L107860	Spesifik IgE Amoksisilin C204		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
282	903720	Spesifik IgE Alternaria tenuis M6		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2680	L107840	* Spesifik IgE Alfa Laktalbumin F76		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	
8	903720	Spesifik IgE Ala Balık F204		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2236	L107820	Spesifik IgE Akar Panel 1 DP1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2692	L107640	Spesifik IgE Ağaç (Trees) Panel 7 TP7		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2691	L107640	Spesifik IgE Ağaç (Trees) Panel 5 TP5		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
6169	L107640	Spesifik IgE Ağaç (Trees) Panel 2 TP2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
409	L107640	Spesifik IgE Ağaç (Trees) Panel 1 TP1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4141	L108680	Spesifik IgE Acı Kırmızı Biber F279		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafilaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
4820	L110610	Sitrülin (BOS)		bos tüpü	BOS		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
4820	L110660	Taurin (BOS)		bos tüpü	BOS		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
4820	L110710	Tirozin (BOS)		bos tüpü	BOS		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
4820	L110760	Treonin (BOS)		bos tüpü	BOS		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
4820	L110810	Triptofan (BOS)		bos tüpü	BOS		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
4820	L110860	Valin (BOS)		bos tüpü	BOS		Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00
4965	L102640	* Gaitada Fruktoz		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz,galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4679	L102650	* Gaitada galaktoz		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz,galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4680	L102660	* Gaitada glukoz		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4681	L102670	* Gaitada laktoz		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4682	L102680	* Gaitada süktroz		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4678	L102560	* Fruktoz (Kalitatif) (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorpsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
7330	L102720	* Galaktoz(Kalitatif)(İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorpsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4689	L102960	* Glukoz (Kalitatif) (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorpsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4966	L104960	* Laktoz (Kalitatif) (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorpsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
4775	L106960	* Süktroz (Kalitatif) (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorpsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00
1232	907000	Anti SM (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor test sonucu pozitif sonucu pozitif bulunan ve skleroderma olasılığını destekleyen klinik bulgular gösteren hastalarda, bu olasılığın kontrolü amacıyla kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
3385	907010	Anti-Sm/RNP (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00

TEST LİSTESİ		Doküman No								
		Yürürlük Tarihi								
		Revizyon No								
		Revizyon Tarihi								
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktar / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
1251	907020	Anti SS-A (Anti Ro 60) (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor testinin pozitif olduğu bağ dokusu hastalığının belirti ve semptomları olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
1753	907030	Anti SS-B (Anti La) (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor testinin pozitif olduğu bağ dokusu hastalığının belirti ve semptomları olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
1229	906990	Anti-SCL 70 (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor test sonucu pozitif bulunan ve skleroderma olasılığını destekleyen klinik bulgular gösteren hastalarda, bu olasılığın kontrolü amacıyla kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
1247	906980	Anti-JO1 (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pulmoner belirti ve semptomlarında Raynaud fenomeni ve artriti olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
1752	907020	Anti SS-A (Anti Ro 52) (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor testinin pozitif olduğu bağ dokusu hastalığının belirti ve semptomları olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
3386	907340	Anti Sentromer (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hastalıkların tanısı, SLE hastalığı tanı ve takibi, otoimmün hepatitlerin ayırıcı tanısı ve takibinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
1761	906700	Anti Histon Antikor (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hastalık, ilaç bağılı lupus sendromu ve böbrek hastalığı olasılıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
1299	907871	Nucleosomes (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hastalıkların tanısı, SLE hastalığı tanı ve takibi, otoimmün hepatitlerin ayırıcı tanısı ve takibinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
1762	906800	Anti Ribozomal P Protein (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE ve romatoid artrit hastalığı olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
1175	906410	Anti dsDNA (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sistemik lupus eritematozus (SLE) olasılığının düşündürülen hastaların teşhisinde ve SLE tanısı konmuş hastaların takibinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00
		CD34 Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik iliği, Aferez Ürünü	2 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Otolog ve allojenik kemik iliği naklinde verilecek kök hücre miktarının ve zamanının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
		Lenfosit Alt Grupları Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik iliği	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	İmmün yetmezlik düşünülen hastalarda, immünojenik monitorizasyonda T, B ve NK hücrelerini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Panel içerisinde CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56 ve CD45 yer almaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
		CD3/CD4/CD8 Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik iliği	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	AIDS hastalarının tanısı, immünojenik monitorizasyonu ve takibini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Panel içerisinde CD3, CD4, CD8 ve CD45 yer almaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
		Lösemi Paneli Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik iliği, Vücut Sıvıları	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır. Farklı numune türleri için laboratuvara danışınız	Lösemi düşünülen hastaların tanı, tedavi ve takibini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
		Lenfoma Paneli Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik iliği, Vücut Sıvıları	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Lenfoproliferatif (T ve B) hastalık düşünülen hastaların tanı, tedavi ve takibini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Farklı numune türleri için laboratuvara danışınız	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
		Bronkoalveolar Lavaj (BAL) Lenfosit Alt Grupları Analizi		ıdrar kabı	BAL	5 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune stabilitesi için laboratuvara danışınız	Akciğer hastalıkları, sarkoidoz vs. düşünülen hastaların immünojenik yönden değerlendirilme amacıyla kullanılmaktadır. Panel içerisinde CD3, CD4, CD8, CD14, CD15, CD19, CD16, CD56 ve CD45 yer almaktadır	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
		Kök Hücre Canlılığı Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik iliği	1 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Otolog ve allojenik kemik iliği naklinde verilecek kök hücre canlılığının değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
		Multiple Myeloma Paneli Analizi		mor kapak	Edtali Kemik iliği	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Multiple Myeloma ve plazma hücreli hastalıkları düşünülen hastaların tanı, tedavi ve takibini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00

TEST LİSTESİ

Doküman No
Yürürlük Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi
		MDS Paneli Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik iliği	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	MDS (Myelodisplastik Sendrom) düşünülen hastaların tanı tedavi ve takibinde kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
		PNH (Paroksizmal Nokturnal Hemoglobinüri) Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Paroksizmal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) hastalığının tanısını desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
		Lyme Hastalığı (CD8/CD57) Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Kronik Lyme Hastalığının tedavisi ve takibinde kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00
		CD40 Ligand Test Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Aktive olmuş T hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD40 Ligand Hiper IgM Sendromu Tip 3 ile birlikte pek çok immün yetmezlik durumunda B hücre immün yanıtının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
14711-6
1813-5
16349-3
5181-3
14665-4
25170-2
5763-8
14703-3
35383-9
42339-2
2524-7
18245-1
14852-8

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
32862-5
30341-2
5724-0
1903-4
20636-7
20637-5
20638-3
20639-1
26608-0
14875-9
26612-2
20654-0
20644-1
20642-5
20643-3
26610-6
20645-8
55876-7

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
20648-2
20650-8
20649-0
20633-4
20651-6
20652-4
20655-7
20656-5
26607-2
20641-7
20640-9
20657-3
20660-7
20658-1
20659-9
20661-5
1649-3
1854-9

DRN.PRS.08.LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
40810-4
34218-8
1668-3
47533-5
27996-8
10964-5
10965-2
16108-3
14114-3
56616-6
56617-4
1989-3
14573-0
27057-9
882-1

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
1303-7
2141-0
50420-9
13927-9
5826-3
9404-5
1722-8
14949-2
14712-4
24522-5
13590-5
1751-7
1746-7
1747-5
32293-3
1761-6
1763-2

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
15010-2
15010-2
1825-9
1835-8
19176-7
24332-9
17838-4
6768-6
1742-6
1798-8

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
1799-6
48498-0
2742-5
5042-7
44447-1
44448-9
44449-7
5124-3
5126-8
14207-5
5131-8
5358-7
10362-2
39554-1

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
7801-4
7802-2
32032-5
32033-3
6924-5
5170-6
5179-7
5187-0
5185-4
5189-6
5193-8
16128-1
13294-4
5223-3
8072-1
3181-5
3182-3

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
5247-2
17351-8
5048-4
5271-2
5334-8
5335-5
16570-4
8098-6
8099-4
8039-0
8040-8

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
29576-6
55442-8
27812-7
13926-1
38476-8
1869-7
1884-6
3173-2
11545-1
11545-1
1901-8
5586-3
5583-0
6183-8
5049-2
20427-1

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
1711-1
5370-2
597-5
1920-8
34273-3
34273-3
6460-0
6954-2
6955-9
1941-4
19080-1
1953-9
1953-9
1952-1
53559-1

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
606-4
1963-8
1968-7
1968-7
1982-8
546-2
7817-0
22135-8
49272-8
12782-9
27112-2
20431-3
14638-1
40614-0
40614-0
24396-4

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
24397-2
20719-1
3094-0
10353-1
2963-7
17351-8
14633-2
14633-2
4477-6
10334-1
6875-9
24108-3
34161-0
32218-0
2039-6
4532-8
6347-9

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
25369-0
5085-6
22174-7
22191-1
5090-6
5685-3
5685-3
16688-4
34713-8
16715-5
4996-5
52984-2
1007-4
50959-6
1988-5
20781-1

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
34387-1
17080-3
48066-5
33464-9
13248-0
2498-4
33824-4
2500-7
27424-1
2193-1
2191-5
13227-4

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
1848-1
31017-7
32998-7
25906-9
24524-1
2243-4
23995-4
5153-2
7883-2
7884-0
7885-7
7886-5
31811-3
21259-7
15061-5

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Lainc Kodu
5640-8
50544-6
3218-5
3226-8
3232-6
3240-9
3193-0
3193-0
3198-9
38521-1
3204-5
3190-6
3185-6

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
25406-0
32265-1
2758-1
2276-4
3255-7
2284-8
2777-1
2779-7
2778-9
15069-8
15067-2
17726-1
17729-5
625-4
10670-8

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
20932-0
2335-8
2755-7
10753-2
2270-7
2310-1
2333-3
2324-2
34063-8
55512-8
55517-7
55516-9
55504-5
55515-1

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
55511-0
40298-2
55513-6
55509-4
40299-0
40300-6
40301-4
27265-8
17856-6
31252-0
15073-0
32546-4
2345-7
2342-4

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
2350-7
2345-7
698-1
546-2
3669-9
4542-7
5191-2
58452-4
5007-0
32286-7
11259-9
2085-9
7906-1
31843-6
7901-2
7902-0

DRN.PRS.08.LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
32017-6
7909-5
7910-3
7912-9
6424-6
20447-9
20647-4
26833-4
4821-5
13965-9
73879-9
73879-9
48560-7
20444-6
20444-6
12222-6
12182-2

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
2458-8
2460-4
19113-0
2483-6
2465-3
14117-6
2466-1
2467-9
2468-7
2469-5
49850-1
60011-4
60010-6
60009-8
2472-9
630-4
48798-3

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
5863-6
23883-2
23883-2
20448-7
20448-7
17864-0
34320-2
34320-2
25418-5
25419-3
1992-7
2000-8
18488-7

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
35675-8
33062-1
600-7
43940-6
36916-5
15188-6
11050-2
3432-2
59249-3
59249-3
5244-9
25421-9
26008-3
2075-0
2079-2
6896-5

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
14647-2
4478-4
4485-9
4498-2
2143-6
14675-3
1427-4
1440-7
1425-8
13969-1
2160-0
2162-6
35674-1
5117-7
25374-0

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
25374-0
2162-6
608-0
14808-0
5671-3
5910-5
53574-0

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
33944-0
15187-8
11051-0
2532-0
2528-8
18262-6
6447-7

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
10501-5
3040-3
10835-7
20510-4
23211-6
3719-2
9838-4
48311-5
3281-3
3282-1
19123-9
25954-9
2598-1

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
10689-8
11140-1
25473-0
13771-1
13964-2
14836-1
14974-0
29579-0
11545-1
539-7
543-9
14956-7
14957-5

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
2639-3
6486-5
7970-7
21406-4
25963-0
24523-3
15083-9
25489-6
34348-3
15060-7
2701-1
2700-3
3432-2
33477-1

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
2697-1
2692-2
2695-5
2695-5
4667-2
8085-3
5974-1
59002-6
1805-1
25907-7
2221-0
20420-6
32046-5
3298-7
40657-9
40659-5
9572-9

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
32338-6
2912-4
10710-2
6519-3
2811-8
2823-3
2828-2
14338-8
30934-4
2839-9
33959-8
2842-3
2889-4
32337-8
32337-8
2881-1

Loinc Kodu

6007-9

2915-7

14196-0

11572-5

9393-0

5879-2

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
52986-7
47275-3
4024-6

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
30522-7
2147-7
11040-3
1391-2
1392-0
3051-0
3024-7
2991-8
2064-4
13967-5
3520-4
33863-2
13966-7
13966-7

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
6687-8
34266-7
13511-1
2951-2
21525-1
2955-3
2484-4
10886-0
2553-6
51593-2
11253-2
58410-2
5093-0
3013-0
11580-8
27980-2

DRN.PRS.08.LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
2500-7
2986-8
13276-1
56991-3
26009-1
2857-1
2571-8
3041-1
21582-2
10839-9
3016-3
5385-0
32368-3
49572-1
6463-4
3084-1

DRN.PRS.08.LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
3087-4
3086-6
43410-0
4086-5
3122-9
15097-9
19162-7
21597-0
20507-0
14642-3
2132-9
29747-3
14647-2
27816-8

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
6014-5
6462-6
57794-0
6192-9
6107-7
6106-9
7291-8
15917-8
15273-6
24481-4
6270-3
6265-3
19734-3
19734-3

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
6174-7
6242-2
6248-9
6237-2
6039-2
6230-7
6210-9
6851-0
6212-5
7557-2
7556-4

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
6035-0
6030-1
6087-1
6158-0
24485-5
6833-8
6154-9
6065-7
6833-8

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
7171-2
6080-6
11193-0
37989-1
7258-7
52972-7
15215-7
30185-3
15216-5
15213-2

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
6078-0
6125-9
15226-4
47302-5
47302-5
24484-8
15253-8
15218-1
15246-2

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
15244-7
15217-3
6136-6
6287-7
6266-1
56701-6
41271-8
41271-8
24486-3
24478-0
6257-0
6073-1
6273-7
6059-0
6276-0

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
6844-5
6019-4
6025-1
15530-9
6082-2
37987-5
15268-6
15266-0
15263-7
24479-8
7591-1

DRN.PRS.08.LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
27326-8
27296-3
27317-7
26680-9
34300-4
26967-0
25502-6
26738-5
27325-0
30348-7
27043-9
27291-4
27904-2
74483-9
26965-4
27304-5
27323-5
27044-7

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
26963-9
27292-2
26726-0
26741-9
26964-7
34277-4
27056-1
30563-1
26966-2
27322-7
34384-8
3119-5
22657-1
22656-3
26603-1
22655-5
26593-4
22646-4

DRN.PRS.08.LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
26597-5
26737-7
22650-6
22652-2
22641-5
26595-9
9453-2
55875-9
22659-7
22651-4
9412-8
26584-3
22648-0
22647-2
22645-6
22644-9
26592-6
54336-3

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu
22654-8
26614-8
22642-3
22643-1
26602-3
22649-8
51593-2
51594-0
51595-7
51598-1
40672-8
32240-4
2349-9
2553-6
51612-0
56730-5
33568-7

DRN.PRS.08-LST.05

26.09.2023

0

00/00.00.0000

Loinc Kodu

63445-1

56725-5

56693-5

56731-3

63445-1

8071-3

31592-9

DRN.PRS.08-LST.05
26.09.2023
0
00/00.00.0000
Loinc Kodu