



TEST LİSTESİ

Doküman No	DİN PRS 08-15T.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	4
Revizyon Tarihi	06/06/20.0000

Gözetim Tarihi: 28.03.2023		TEST LİSTESİ									
Test No	Bilgi Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat Edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Laboratuvar Kodu
161	L100490	* Alfa Galaktosidaz (Lökozit)		mor kapak	Edtali Tam Kan		Fabry hastalığı, düşündürücü klinik prezentasyonu hastalarının değerlendirilmesi, Fabry hastalığı için anormal yenidoğan taraması takibinde kullanılır.	Fluorometri	Pazartesi Cuma 09:30	21 gün sonra 18:00	1813-5
1658	L100170	* 17-Hidroksikortikoidler		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Adrenogenital sendrom ve steroid biosentezi ile ilgili defektler sonucunda ortaya çıkan diğer hastalıkların araştırılması ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Salı 09:30	31 gün sonra 18:00	34218-8
4587	L100310	ALT (Alanin Aminotransferaz), Üçüncü Sıvılar		bos tüpü	Üçüncü Sıvı	1 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Hemolizli örnekler kabul edilmez.	Hepatositler hasar, karaciğer hücre nekrozu ya da herhangi bir nedenle meydana gelen hasar, jilistik hepatit ve kronik hepatit tan ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
4600	L100820	Amilaz (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Ode esnasında 1 hafta, buzdolabında 1 ay. Donmuş halde kabul edilmez.	Pankreatit, böbrek yetmezliği, alkolör veya over tümörleri, tükürük bezi hastalıkları (özellikle kabakulak) tan ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
496	L100810	Amilaz (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Ode esnasında 1 hafta, buzdolabında 1 ay. Donmuş halde kabul edilmez.	Pankreatit, böbrek yetmezliği, alkolör veya over tümörleri, tükürük bezi hastalıkları (özellikle kabakulak) tan ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1799-6
4601	L100830	Amilaz (Üçüncü Sıvılar)		bos tüpü	Üçüncü Sıvılar (Mayı)		Pankreatit, böbrek yetmezliği, alkolör veya over tümörleri, tükürük bezi hastalıkları (özellikle kabakulak) tan ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
274	L107510	Vitamin A		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	A vitamini eksikliği ve toksisitenin teşhisinde ve lipitlerin bağışıklık emiliminde bozukluk olan kişiler değerlendirilmesinde kullanılır.	LC MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	14642-3
7282	L111200	17-OH Progesteron ACTH Uyan Testi 15 Dakika		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa OH progesteron/adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sematik subümiti olan, sağlıklar kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortizolün veriler 17-alfa-OH progesteron yanıt ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliği gösterir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	47533-5
7283	L111210	17-OH Progesteron ACTH Uyan Testi 0 Dakika		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa OH progesteron/adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sematik subümiti olan, sağlıklar kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortizolün veriler 17-alfa-OH progesteron yanıt ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliği gösterir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	27996-8
7365		* Anti Trombotik Antikor		mavi kapak	Sıratlı Tam Kan	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Trombositopenisi olan hastalarda sebebini otostimülün kaynaklı bir hadise olup olmadığını değerlendirme amacı ile kullanılır.	Akım Stometri	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	
7314	L107930	Artemisia Vulgaris İgt Antikoru AT53		sanı kapak	Serum			CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	6183-8
4613	L101290	AST (Aspartat Aminotransferaz), Üçüncü Sıvılar		bos tüpü	Üçüncü Sıvı	2 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Karaciğer hasarının saptanması ve karaciğer hastalıklarının tan ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
		free Beta HCG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Gebelik teşhisinde, germ hücreleri, overler, meme, pankreas, mide, akciğer ve karaciğer tümörleri tan ve teşhisinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
4627	L101640	Beta-2-Mikroglobulin (BOS)		bos tüpü	BOS		Akut lösemi veya lenfomada santral sinir sisteminin tutulumunun varlığını gösterir.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	
833	905730	Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Kültürü		bos tüpü	BOS		BOS numunesinden kültür, akut bakteriyel menenjit tanısı konulması veya BOS sıvı enfeksiyonu varlığının belirlenmesinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	606-4
1189	907050	Borrelia burgdorferi İgG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Lyme hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Haftada bir gün	7 gün sonra 18:00	7817-0
1188	907060	Borrelia burgdorferi İgM		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Lyme hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Haftada bir gün	7 gün sonra 18:00	22135-8
7284	L111220	17-OH Progesteron ACTH Uyan Testi 15 Dakika		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa OH progesteron/adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sematik subümiti olan, sağlıklar kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortizolün veriler 17-alfa-OH progesteron yanıt ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliği gösterir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	10964-5
2140	L111230	17-OH Progesteron ACTH Uyan Testi 30 Dakika		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa OH progesteron/adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sematik subümiti olan, sağlıklar kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortizolün veriler 17-alfa-OH progesteron yanıt ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliği gösterir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	10965-2
7285	L111240	17-OH Progesteron ACTH Uyan Testi 45 Dakika		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa OH progesteron/adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sematik subümiti olan, sağlıklar kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortizolün veriler 17-alfa-OH progesteron yanıt ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliği gösterir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	16108-3
264	L101900	*CA 125		sanı kapak	Serum	ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Over kanserli hastaların tedavisi yanıtını değerlendirilmesinde ve over kanserinin rekürrensünün saptanmasında kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 12:30	7 gün sonra 18:00	10334-1
262	L101920	*CA 15-3		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Klinik bilgi ve diğer tanısal prosedürler ile birlikte meme kanserli hastalarının yönetiminde, metastatik meme kanserli hastalarda tedavi cevabının takibinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 12:30	7 gün sonra 18:00	6875-9
263	L101940	*CA 19-9		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pankreas kanserinin tan ve takibinde yardımcı olarak ve kolajenazim ve primer silözazim kolanjiyit hastaların sık başına primer silözazim kolanjiyit olan hastaların ayırımında kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 12:30	7 gün sonra 18:00	24108-3
3172	L104030	CEA (Karsinöembriyolik Antijen)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kolorektal kanserler başta olmak üzere gastrointestinal sistem, akciğer, karaciğer, over, meme, pankreas, prostat ve tiroit kanserlerle ilgili tümör belirleyici olarak kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	7 gün sonra 18:00	2039-6
4660	L102030	* Civa (Diyaliz Sıvısı)		bos tüpü	Diyaliz Sıvısı		Diyaliz sıvısında civa varlığının tespiti için kullanılır.	ICP-MS	Pazartesi-Salı-Çarşamba 09:30	10 gün sonra 18:00	
4662	L101990	* Civa (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Tam Kan	5 ml, uçucu olduğu için 7 günden uzun süreli saklamalarda konsantrasyonu azaltılabilir	Civa toksitesi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba 09:30	10 gün sonra 18:00	
1272	907200	* CMV Antijenemia Viral Yük (IFA)		mor kapak	Edtali Plazma	Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	CMV enfeksiyonu tarama ve takibinde kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	16715-5
109	L102050	Çinko (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Turbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	34387-1
2142	L111250	17-OH Progesteron ACTH Uyan Testi 60 Dakika		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa OH progesteron/adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sematik subümiti olan, sağlıklar kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortizolün veriler 17-alfa-OH progesteron yanıt ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliği gösterir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	14114-3
4665	L102180	* Deoksipiridolin (DPO) (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar		Klinik uygulamada kemik metabolizma hastalıklarının teşhisinde ve izlenmesinde kullanılır.	CLIA	Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
1653	L102110	* DHEA-S04 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kadınlarda hipogonadizmi olanların değerlendirilmesinde, premenstrü menarşi sebebinin araştırılması ve koroner arteriyel hipertansiyon olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2191-5
7529	912080	* Differi İgG		sanı kapak	Serum		Differi enfeksiyonu tanısı ve takibinde kullanılır.	EA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	13227-4
2143	L111260	17-OH Progesteron ACTH Uyan Testi 90 Dakika		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa OH progesteron/adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sematik subümiti olan, sağlıklar kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortizolün veriler 17-alfa-OH progesteron yanıt ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliği gösterir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	56616-6
2144	L111270	17-OH Progesteron ACTH Uyan Testi 120 Dakika		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa OH progesteron/adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sematik subümiti olan, sağlıklar kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortizolün veriler 17-alfa-OH progesteron yanıt ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliği gösterir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	56617-4
1185	906470	Anti Fosfolipid İgG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Açıklanamayan aritmiyel, venöz tromboz, kütanöz dolajım bozukluğu, trombotikpeni ile hemolitik anemi tan ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00	7801-4
1284	907300	*EBV EBNA İgM		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virus enfeksiyonunun başlangıç zamanının belirlenmesinde kullanılır. Ebstein-Barr virus ile karıştırdıktan sonra 6-8 hafta (konvalesan dönem) pozitifliği ve omur boya pozitif kalır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00	7884-0
1187	906480	Anti Fosfolipid İgM		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Açıklanamayan aritmiyel, venöz tromboz, kütanöz dolajım bozukluğu, trombotikpeni ile hemolitik anemi tan ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00	7802-2
246	L100270	ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)		mor kapak	Edtali Plazma	Numune alındıktan sonra buz ile plazma hemen ayrılmalı ve örnek dondurularak transfer edilmelidir. 30 dk trans -20 °C de 1 ay	Adrenal yetmezliğin tanısında ve ön hipofiz tümörlerinin varlığının belirlenmesinde yardımcı olur.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2141-0

2846	L114140	* Everolimus (Kan)		mor kapak	Edtal Tam Kan	Oda ussu 7 gün (2-8) 30 gün	Everolimus immünoresponunun tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	50544-6
4676	L102490	Folat (Eritrost)		mor kapak	Edtal Tam Kan	2 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesi ile folat eksikliğinin tanı ve takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	
2396	L102530	Fosfor (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	1 ml, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 ay	Fosfor dengesinde değişiklik yaratabilen kemik, paratiroid bez ve böbreklerle ilişkili hastalıkların tanı ve takibinde, ayrıca kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2779-7
97	L102520	Fosfor/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Fosfor dengesinde değişiklik yaratabilen kemik, paratiroid bez ve böbreklerle ilişkili hastalıkların tanı ve takibinde, ayrıca kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2778-9
1742	L102630	* Galatada Yağ (Steatokrit)		galta kabı	Galta	Oda ussında 1 saat, buzdolabında 36 saat	Malabsorbsiyon bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.	Manuel	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	2270-7
4684	L102790	GGT (Gamma Glutamil Transferaz), Vücut Sıvıları		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)		Hepatobilyer hastalık tanısının konulmasında ve izlenmesinde ve gili alkolizm için tarama testi olarak kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
1400	L102870	Glomerüler Bazal Membran Antikoru		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Goodpasture sendromu veya Glomerüler Bazal Membran hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Haftada bir gün	7 gün sonra 18:00	31252-0
744	L102880	* Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz, (G6PD)		mor kapak	Edtal Tam Kan	Oda ussında 3 gün	Çocuklarda ve yetişkinlerde hemolitik anemi sebebinin, yenidoğan döneminde ise uzun süren sarılıkların sebebinin araştırılması amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	10 gün sonra 18:00	32546-4
4687	L102910	Glukoz (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 ml, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 1 ay	Diabetes Mellitus tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
2617	L102920	Glukoz (BOS)		bos tüpü	BOS		Her türlü menenjit vakalarında BOS glukoz düzeyliğünün değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2342-4
495	L102900	Glukoz (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Diabetes Mellitus tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2350-7
6220	L114220	* Haloperidol		mor kapak	Edtal Plazma		İlaç düzeyi değerlendirme.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	3669-9
7281	L113760	ACTH-Düşük Doz (0.5 mg) Dekametazon Bazımlama Testi		mor kapak	Edtal Plazma	Numune alındıktan sonra plazma hemen ayırmak ve örnek dondurularak transfer edilmelidir.	Adrenal yetmezliğin tanısında ve ön hipofiz tümörlerinin varlığının belirlenmesinde yardımcı olur.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	50420-9
1173	906370	Anti CMV İgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut CMV enfeksiyonu tanınmasında kullanılır.	CLIA	Salı Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00	5126-8
1278	907240	Delta Antikoru (Anti HDV)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut HBV enfeksiyonu olan veya kronik akut alevlenme gösteren kronik enfeksiyonlu hastalarda, HDV koenfeksiyonu veya süperenfeksiyonu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00	13248-0
1323	907570	Herpes Simpleks Tip 2 İgM		sarı kapak	Serum	2 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonlarının teşhisi, serokonversiyonun izlenmesi ve hastanın bu virüse karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	7913-7
252	-	* Hidrokortizon (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Oda ussında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay	Kemik rezorpsiyonunun göstergesi olarak primer ve sekonder tümörlere bağlı kemik yitiminin değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	Fotometri	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	20647-4
1722	L103190	HLA-B27 (Akım Stometri)		mor kapak	Edtal Tam Kan	Buzdolabında 3 gün	HLA-B27 grubu tayininde kullanılır. Ankilozan spondilit ve romatoid artrite destekleyici bir bulgudur.	Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	4821-5
1422	908730	*HPV Genotipleme (PCR)		thin prep	Sürüntü		HPV tipinin saptanması hastanın ve tedavisinin yönlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	48560-7
2634	L103520	Hücre Sayımı (Vücut Sıvıları)		sarı kapak	Diğer			Mikroskopisi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	12182-2
2622	L103840	* İyot (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Oda ussında 3 gün, buzdolabında 1 hafta	İyot tedavisi durumunun ya da iyot tedavisinin değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	İCP-MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	34320-2
1193	906510	Anti HAV İgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut Hepatit A enfeksiyonu olasılığının veya kişinin Hepatit A virüsüne karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	5179-7
1168	906330	Adenovirüs Antijeni		galta kabı	Galta		Akut tihah vakalarında sebebi belirlemeye yönelik incelemelerde kullanılır.	İmmünoasay	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	5826-3
82	L104770	Kreatin Kinaz-MB (CK-MB), Kütle		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut miyokard enfarktüsü veya miyokardiyer gibi miyokardiyal iskemilerin tanı ve takibinde kullanılır.	İmmünoasay	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	13969-1
101	L107360	Tropoin I		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut miyokard enfarktüsünün diğayıcı tanısında, akut koroner sendromların takibinde ve prognozunun belirlenmesinde ve iskemik kalp hastalarının kardiyak hasar durumu (travma, enfeksiyon, vb.) hastaların takibinde kullanılır.	İmmünoasay	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	10839-9
498	L104200	Klorür (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	1 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanması ve gönderilmelidir.	Svı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	İSE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2079-2
4705	L104210	Klorür (BOS)		bos tüpü	BOS		Her türlü menenjit vakalarında klor düzeyliğinin tespitinde kullanılır.	İSE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
4707	L104190	Klorür (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Svı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	İSE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
7306	L113740	* Kortizol Düşük Doz (0.5 mg) Dekametazon Bazımlama Testi		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Cushing Sendromunun tanısında, kongenital adrenal hiperplazi ve adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	15 gün sonra 18:00	1427-4
7305	L113730	* Kortizol Gececik Düşük Doz Dekametazon Bazımlama Testi		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Cushing Sendromunun tanısında, kongenital adrenal hiperplazi ve adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	15 gün sonra 18:00	1440-7
7307	L113770	* Kortizol Yüksek Doz (2 mg) Dekametazon Bazımlama Testi		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Cushing Sendromunun tanısında, kongenital adrenal hiperplazi ve adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	15 gün sonra 18:00	1425-8
83	L104920	*LDH (Laktat Dehidrogenaz)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kalp, karaciğer, kas, böbrek, akciğer ve kan hastalıkları dahil çeşitli hastalıkların araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2532-0
2771	L104930	LDH (Laktat Dehidrogenaz), BOS		bos tüpü	BOS			Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2528-8
2411	L114960	* Levitirasetam		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 ay	Tedavi takibinde kullanılır.	HPLC	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
4727	L105110	Lipaz (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Özellikle pankreatit olmak üzere pankreas hastalıklarının araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
554	L105240	Magnezyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar		Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	25954-9
514	L105240	Magnezyum (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2598-1
6224	L11530	* Paliperidon		mor kapak	Edtal Plazma			LC-MS/MS	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	59002-6
1643	L106230	*Progesteron		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ovülasyon, corpus luteum fonksiyonları ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, indüksiyon takibi, progesteron tedavisinin takibi ve erken abortus riski olan hastaların takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	7 gün sonra 18:00	2839-9
2618	L106330	Protein (BOS)		bos tüpü	BOS		Menenjit, ensefalomyelit vb. hastalıklarda kan-santral sıvı sistemi bariyerinin bozulduğu durumların tespitinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	32337-8

2767	L106330	Protein (Vücut Sıvıları)		bos tüpü	Vücut Sıvıları (May)					Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2881-1
67	L106310	Protein/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	10 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Proteinürüye sebep olan böbrek hastalıkları ile ilgili arşırmalar sırasında ve takibinde kullanılır.			Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
894	907222	*SARS-CoV-2 IgG		sarı kapak	Serum					CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
6210	907223	*SARS-CoV-2 IgM		sarı kapak	Serum					CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
7310	-	*SARS-CoV-2 IgG/IgM (Total)		sarı kapak	Serum					CLIA	Her gün 12:30	7 gün sonra 18:00	
7371	907222	*SARS-CoV-2 IgG II (Quant)		sarı kapak	Serum					CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
7292	L113750	*Serbest Kortizol: Düşük Doz (0.5 mg) Deleamasyon Baskılama Testi		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 ml, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.				CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	1391-2
7293	L113780	*Serbest Kortizol: Yüksek Doz (2 mg) Deleamasyon Baskılama Testi		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 ml, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.				CLIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	1392-0
4770	L114640	*Sirolimus (Kıan)		mor kapak	Edtali Tam Kan	2 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Terapi sırasında tam kan sirolimus konsantrasyonunun izlenmesi ve toksisiteyi aşgınyeye indirirken immünosupresyonu optimize etmek için doz ayarlaması amacıyla kullanılır.			LC/MS/MS	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
104	L114700	*Teofilin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Uygun dozun belirlenmesi amacıyla kullanılır.			PETINA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
3001	-	* Toksikoloji Konfirmasyon Testi		sarı kapak	Serum	Toksikoloji Tarama test istesene bakınız				EIA	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	
38	L104780	* Kreatinin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut ve kronik böbrek hastalıklarının ve diyalize alınan hastaların izlenmesinde kullanılır.			Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2160-0
505	L104800	Kreatinin (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 ml, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Akut ve kronik böbrek hastalıklarının ve diyalize alınan hastaların izlenmesinde kullanılır.			Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2162-6
6189	L108470	*Spezifik İgE Kabak Çekirdeği F226		sarı kapak	Serum	2 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonu mu alerjen tespiti için kullanılır.			ELISA	Cumartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	11193-0
		*CD34 Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik İliği	2 ml. Oda ısısında (18-24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Ototlog ve allojenik kemik iliği naklinde verilecek kök hücre miktarının ve zamanının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.			Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
		Lenfosit Altı Grupları Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik İliği	3 ml. Oda ısısında (18-24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	İmmün yetmezlik dışı genelde hastalarda, immüno lojik monitorizasyonu T, B ve NK hücrelerini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Panel içerisinde CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, CD25, CD56 ve CD45 yer almaktadır.			Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
		CD3/CD4/CD8 Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik İliği	3 ml. Oda ısısında (18-24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	AIDS hastalarının tanı, immüno lojik monitorizasyonu ve takibini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Panel içerisinde CD3, CD4, CD8 ve CD45 yer almaktadır.			Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
		Lösemi Paneli Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik İliği, Vücut Sıvıları	3 ml. Oda ısısında (18-24 °C) Numune dondurulmamalıdır. Farklı numune türleri için laboratuvara danışınız.	Lösemi dışı genelde hastaların tanı, tedavi ve takibini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.			Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
		Lenfoma Paneli Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik İliği, Vücut Sıvıları	3 ml. Oda ısısında (18-24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Lenfoproliferatif (T ve B) hastalık dışı genelde hastaların tanı, tedavi ve takibini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Farklı numune türleri için laboratuvara danışınız.			Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
		Bronkoalveolar Lavajı (BAL) Lenfosit Altı Grupları Analizi		İdrar kabı	BAL	5 ml. Oda ısısında (18-24 °C) Numune stabilitesi için laboratuvara danışınız.	Alerjik hastalıklar, sarkoidoz vs. dışı genelde hastaların immüno lojik yönden değerlendirilme amacıyla kullanılmaktadır. Panel içerisinde CD3, CD4, CD8, CD14, CD15, CD19, CD20, CD56 ve CD45 yer almaktadır.			Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
		Kök Hücre Canlılığı Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik İliği	1 ml. Oda ısısında (18-24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Ototlog ve allojenik kemik iliği naklinde verilecek kök hücre canlılığının değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.			Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
		Multiple Myeloma Paneli Analizi		mor kapak	Edtali Kemik İliği	3 ml. Oda ısısında (18-24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Multiple Myeloma ve plazma hücreli hastalıkların dışı genelde hastaların tanı, tedavi ve takibini değerlendirilme amacıyla kullanılmaktadır.			Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
		MDS Paneli Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik İliği	3 ml. Oda ısısında (18-24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	MDS (Myelodisplastik Sendrom) dışı genelde hastaların tanı ve takibinde kullanılmaktadır.			Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
		PNH (Paroksizmal Nokturnal Hemoglobinüri) Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan	3 ml. Oda ısısında (18-24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Paroksizmal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) hastalığının tanısını desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.			Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
		Lyme Hastalığı (CD8/CD57) Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan	3 ml. Oda ısısında (18-24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Kronik Lyme Hastalığının tedavisi ve takibinde kullanılmaktadır.			Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
		CD40 Ligand Test Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan	3 ml. Oda ısısında (18-24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Aktive olmuş T hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD40 Ligand Hiper İgM Sendromu Tip 3 ile birlikte pek çok immün yetmezlik durumunda B hücre immün yanıtının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.			Akım Stometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
2830	L100760	*Alüminyum		İlacivari kapak	Heparinli Plazma	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyalize uygulanan hastalarda alüminyum toksisitesi veya riskli kışperde alüminyum entoksikasyonu olasılığının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.			AAS	Pazartesi-Perembe 09:30	15 gün sonra 18:00	16349-3
1195	906530	*Anti HAV İgM		mor kapak	Edtali plazma	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Anti HAV İgM tayinleri akut hepatitlerin ayrıca tanısında, Hepati A infeksiyonunun saptanmasında kullanılır.			CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	5181-3
3088	902750	*Anti NMO (Anti Nöromiyelitis Optik) İgG		sarı kapak ve bos tüpü	B05 ve Eş Zamanlı Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Neuromiyelitis Optikta hastalığın tanı ve takibinde kullanılır.			FA	Salı 09:30	7 gün sonra 18:00	
2169	L102000	* Cıva (Kan)		İlacivari kapak	Heparinli tam kan	Buzdolabında 2 ay	Cıva toksitesi olasılığının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.			ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	25170-2
4715	L104450	* Kolajen Tip 1 N-Telopeptid (Serum/Plazma)		sarı kapak	Serum					CLIA	Perembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
2572	L105430	* Nüfel		İlacivari kapak	Heparinli Plazma	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Mesleki maruziyet, toksisite, GIS kanserleri malnutrisyon, siroz ve hepatit değerlendirilmesinde kullanılır.			ICP-MS	Pazartesi-Perembe 09:30	15 gün sonra 18:00	18245-1
7324	L105760	* Ösmotik Frajlite Testi (İnkübasyonlu)		mor kapak	Edtali Tam Kan		Hereditör sferositoz tanı ve tedavisinde kullanılır.			Akım Stometri	Salı-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	32862-5
1806	L106970	* Selemyum		İlacivari kapak	Sodyum Heparinli Plazma	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Mesleki maruziyet, toksisite, GIS kanserleri malnutrisyon, siroz ve hepatit değerlendirilmesinde kullanılır.			ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	5724-0
275	L107530	* Vitamin C	donmuş	sarı kapak	Serum	Buzdolabında 24 Saat, donmuş halde 2 ay	C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır.			Fotometri	Çarşamba 09:30	20 gün sonra 18:00	1903-4
1683	L100000	* 1,25-Dihidroksi Vitamin D		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	D vitamini eksikliği veya fazlalığı olasılıklarının araştırılması, yeni doğan, bebeklik ve çocuk rahatsızlı ile kronik böbrek yetmezliği teşhisinde kullanılır.			CLIA	Salı-Perembe 09:30	10 gün sonra 18:00	1649-3
1663	L100160	* 11-Öksikortizol		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Cushing sendromunun ayrıca tanısında, ikincil veya üçüncül adrenal hiperplazi olasılığının araştırılması sırasında metropion testinin bir parçası olarak kullanılır.			LC/MS/MS	Perembe 09:30	15 gün sonra 18:00	40810-4
50	L100130	* 5' Nükleotidaz		sarı kapak	Serum	Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatobiliyer hastalıkların değerlendirilmesinde için kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5'-NT düzeyi yüksek.			Enimatik	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
4583	L100110	* 5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Numunenin toplanacağı temno kabın içine 6 M HCl ilave edilmiş koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara gönderilmeden önce 2-5-5 ösmotikler pH 7-9 arasında numuneler test için stabil değildir. İdrar volumu mutlaka bildirilmelidir. Örnek dondurulmuş halde gönderilmelidir.	Karsinoid tümörün olan hastaların değerlendirilmesinde ikinci test olarak kullanılır.			LC/MS/MS	Pazartesi-Perembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
251	L100100	* 5-Hidroksitriptamin (Serotonin)		mor kapak	Edtali Tam Kan	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Karsinoid tümörü olan hastaların değerlendirilmesinde ikinci test olarak kullanılır.			LC/MS/MS	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	27057-9

4585	L100250	* Adenozin desaminaz aktivitesi (ADA), BOS		bos tüpü	BOS	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit, siroz, hemokromatoz, prostat ve mesane kansinömleri, talasemi major, tüberküloz, otomünim hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.	Fotometri	Salı-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
2625	L100260	* Adenozin desaminaz aktivitesi (ADA), Mayı		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit, siroz, hemokromatoz, prostat ve mesane kansinömleri, talasemi major, tüberküloz, otomünim hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.	Fotometri	Salı-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	9404-5
157	L100230	* Adenozin Desaminaz Aktivitesi (ADA)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit, siroz, hemokromatoz, prostat ve mesane kansinömleri, talasemi major, tüberküloz, otomünim hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.	Fotometri	Salı-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	1722-8
1666	L100920	* ADH (Anti Diüretik Hormon, Vasopressin)	donmuş	mor kapak	Edali Plazma	Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay	Ekstropik ADH salgılayan tümörler, akut intermittant porfiria, ADH stimülasyon testleri için kullanılır.	RIA	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	14949-2
3442	L100350	* Albümin (BOS)		bos tüpü	BOS			Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	1746-7
2768	L100360	* Albümin (Vücut Sıvıları)		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)			Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	1747-5
159	L100370	* Aldolaz		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kas distrofisi (muskuler distrofi) ve sneyk görülen iskelet kasi bozuklukları olan hastaların tanı ve takibinde kullanılır.	Enzimatik	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	1761-6
3414	L100400	* Aldosteron (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	4-5 ml, oda ısısında 2 saat, buzdolabında (konulurulu) 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Örnek soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Adrenal adenom, karsinom, renovesiküler hastalık, tuz tüketmesi, gebelik, Bartter sendromunun araştırılmasında kullanılır.	CLIA	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	15010-2
557	L100390	* Aldosteron/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Adrenal adenom, karsinom, renovesiküler hastalık, ağırlı tuz tüketmesi, gebelik, Bartter sendromunun araştırılmasında kullanılır.	CLIA	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	15010-2
209	L100610	* Alfa-1-Mikroglobulin		İdrar kabı	Spot İdrar			RİD	Salı 09:30	21 gün sonra 18:00	
4964	L100620	* Alfa-1-Mikroglobulin /Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar			RİD	Salı 09:30	21 gün sonra 18:00	
598	L100660	* Alfa-2 Makroglobulin		sarı kapak	Serum			Nefelometri	Salı-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	1835-8
56	L100730	*Alkalen Fosfataz İzoenzim Paneli		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Total alkalen fosfataz aktivitesinin yüksek bulunduğu durumlarda doku kaynağının belirlenmesi, karaciğer kemik bağırnak ve paratiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.	Elektroforez	Çarşamba 09:30	21 gün sonra 18:00	24332-9
54	L100740	*Alkalen Fosfataz, Kemije Spesifik (Aktivite)	donmuş	sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Osteoporoz, kemik metastazları, hiperparatiroidizmde kullanılır.	CLIA	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	17838-4
4595	L100770	*Alüminyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Örnekler soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz uygulanan hastalarda alüminyum toksisitesi veya riskli kişilerde alüminyum entoksikasyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	AAS	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
4596	L100780	*Alüminyum (Diyaliz Sıvısı)		bos tüpü	Diyaliz Sıvısı	Örnekler soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz uygulanan hastalarda alüminyum toksisitesi veya riskli kişilerde alüminyum entoksikasyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	AAS	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
4597	L100790	*Alüminyum (Vücut sıvıları)		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)	Örnekler soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz uygulanan hastalarda alüminyum toksisitesi veya riskli kişilerde alüminyum entoksikasyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	AAS	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
1748	L100840	* Amiloid A		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut faz reaktanı, bir çok kanser için prognostik faktör tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Pst-Per 09:30	10 gün sonra 18:00	48498-0
249	L100880	* Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ACE)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sarkoidoz şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Kolorimetrik	Pazartesi-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	2742-5
1183	906450	* Anti Fosfolipidin İgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	32032-5
1184	906460	* Anti Fosfolipidin İgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	32033-3
1200	906580	* Anti Hbc İgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut Hepatt B enfeksiyonunun tanısında, HBsAg ve Anti-HBc'nin negatif olduğu serolojik penicere periyoducağı akut Hepatt B enfeksiyonunun teşhisinde ve Anti-HBc'nin pozitif olması halinde akut ve kronik Hepatt B enfeksiyonu ayırımında kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	5185-4
1207	906650	* Anti Hepatt E (HEV) İgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatt E enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	EIA	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	12394-4
4943	906650	* Anti Hepatt E (HEV) İgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatt E enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	EIA	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	
1213	906710	Anti İnülin Antibir		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Tip 1 Diyabet teşhis ve kontrolünde kullanılır.	EIA	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	8072-1
1635	906880	* Anti Tiroglobulin (Anti Tg)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hashimoto hastalığı, postpartum tiroidit, neonatal hipotiroidi ve Graves hastalığı dahil otomünim tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde yardımcı olarak kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	8096-6
1634	L107060	* Anti Tiroid Peroksidaz (Anti TPO)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otomünim tiroid hastalıklarının tanısında yardımcı olarak, otomünim tiroid bozukluğunun otomünim gıvaz veya hipotiroidizmde ayırımında ve subklinik hipotiroidizmi olan hastalarda tedavide karar vermede tanısız bir araç olarak kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	8099-4
1238	906940	* Antitrombin III Antijenii	donmuş	navi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Antitrombin aktivitesi ile birlikte kazanılması ya da kongenital antitrombin eksikliğinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	27812-7
210	L101000	* Apolipoprotein A I		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde, dislipoproteini ve hiperlipoproteini tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	1869-7
211	L101030	* Apolipoprotein B		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde, dislipoproteini ve hiperlipoproteini tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	1884-6
3052	L101110	* Arilülfat A (Lökoiti)		mor kapak	Edali Tam Kan	1-2 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Fotometri	Pazartesi 09:30	20 gün sonra 18:00	1901-8
3396	L101170	* Arsenik (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar		Arsenik maruziyetinin hemen sonrasında arsenik maruziyetinin tespiti amacıyla kullanılmaktadır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	5586-3
4608	L101200	* Arsenik (Diyaliz Sıvısı)		bos tüpü	Diyaliz Sıvısı		Diyaliz sıvısında arsenik varlığının tespitinde kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
2782	L101190	* Arsenik (Eritrosit)		lacivert kapak	Heparin Tam Kan	1	Akut ve kronik arsenik zehirlenmelerinin tanısında kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	5585-0
1230	906340	* Asetilkolin Reseptör Antibir		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		RIA	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	20427-1
175	L101250	* AİT Fosfataz		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Prostat karsinom tanı ve takibinde kullanılır.	Enzimatik	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	1711-1
506	L101350	* Bakır (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Wilson hastalığı olasılığının araştırılması ve hastalara uygulanan jejunonun tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	AAS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	34273-3
507	L101340	* Bakır/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	10 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Wilson hastalığı olasılığının araştırılması ve hastalara uygulanan jejunonun tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	34273-3
178	L101430	* Beta Galaktosidaz (Lökoiti)		mor kapak	Edali Tam Kan		Beta galaktosidaz eksikliği (GM1 gangliosidoz) Morquio B Hastalığı Galaktosialosidoz tanısında kullanılır.	Fluorometri	Pazartesi-Cuma 09:30	21 gün sonra 18:00	1941-4
6215	L101650	* Beta-2 Transferrin		sarı kapak ve plastik kap	Vücut Sıvısı+Çz Zamanlı Serum	Soğuk zincir partitirleri	Kulak ve Burun sıvılarının BOS içermediğinin araştırılmasında kullanılır.	Elektroforez	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	53559-1

1614	L101670	* Bikarbonat (Serum)		sanı kapak	Serum	Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Örnek hava ile temas etmemelidir.	Solunumsal ve metabolik nedenli asit-baz dengesizliklerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	1963-8
128	L101780	* BOS İmmünoelektroforez		bos tüpü	BOS	Soluk zincir tıjama partısına uygundur.		Elektroforez	Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	49272-8
1612	L101790	* BOS Dİglokonal Bant (Elektroforez)		sarı kapak ve bos tüpü	BOS ve Eş Zamanlı Serum	1	Multiple Skleroz başta olmak üzere santral sinir sisteminin inflamatuvar hastalıklarının tanısında, özellikle radyolojik ve klinik bulguları çözümlenemeyen hastalarda yardımcı olarak kullanılır.	Elektroforez	Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	12782-9
509	L101810	* Böbrek Tıp Analizi		ldrar kabı	Taş		Üriner sistem taşlarının yapısının belirlenmesinde kullanılır.	FTIR	Salı-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	14638-1
265	L101960	* CA 72-4		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Mide kanserleri, kolorektal kanserler ve over kanserlerinde tedavi cevabının takibinde kullanılır. Over kanserlerinin takibinde CA-125 ile birlikte kullanılabilir.	CLIA	Pazartesi-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	34161-0
189	L101980	* CH50 Kompleman Aktivitesi	donmuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kızık yolu kompleman defekti şüphesinde kullanılır.	Türbidimetri	Salı 09:30	30 gün sonra 18:00	4532-8
3398	L102010	* Civa (24 Saatlik İdrar)		ldrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Civa toksitesi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	İCP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	5685-3
2314	L102010	* Civa (Spot İdrar)		ldrar kabı	Spot İdrar		Civa toksitesi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	İCP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	5685-3
1274	907220	* CMV İgG Avidite		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	CMV enfeksiyonunda immünizasyon zamanının tahmini belirlenmesinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	52984-2
1275	705210	* Coombs Tesi (Direkt)		mor kapak	Edtal Tam Kan	2 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otomünun hemolitik anemi, yenidoğan hemolitik hastalığı ve transfüzyon reaksiyonları gibi durumların araştırılması amacıyla kullanılır.	Aglutinasyon	Pazartesi-Çarşamba 09:30	10 gün sonra 18:00	1007-4
1276	705290	* Coombs Tesi (İndirekt)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Rh(+) anede Rh antijenlerinin varlığının ve düzeyinin belirlenmesinde kullanılır.	Aglutinasyon	Pazartesi-Çarşamba 09:30	10 gün sonra 18:00	50959-6
3383	905830	* Cryptosporidium Antijeni		galta kabı	Galta		Bağırak kriptosporidyozis teşhisinin belirlenmesinde kullanılır.	İmmüno-kromatografik	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	20781-1
108	L102050	* Çinko (24 Saatlik İdrar)		ldrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soluk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Türbidimetri	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	7 gün	
904	L102060	* Çinko (Ertrostri İç)		mor kapak	Edtal Tam Kan	2 ml, Oda ısısında, buzdolabında donmuş halde 2 hafta	Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	AAS	Pazartesi-Çarşamba-Cuma	7 gün	
1277	907230	Delta Antijeni		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut HBV enfeksiyonu olan veya kronik akut alevlenme gösteren kronik enfeksiyonlu hastalarda, HDV koenfeksiyonu veya süperenfeksiyonu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	EIA	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	33464-9
613	L102120	* Demir (İdrar)		ldrar kabı	Spot İdrar	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Demir yetersizliğinin değerlendirilmesinde ve anemilerin ayırıcı tanısında kullanılır.	Fotometri	Perşembe 09:30	20 gün sonra 18:00	33824-4
2268	L102170	* Deoksipiridinolin (DPO)/Kreatinin (Spot İdrar)		ldrar kabı	Spot İdrar		Klinik uygulamada kemik metabolizma hastalıklarının teşhisinde ve izlenmesinde kullanılır.	CLIA	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	27424-1
1601	L102190	* Desmoglein 1		sanı kapak	Serum	Buzdolabı (2-8) 14 gün	Pemfigus hastası tanısı	ELISA	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
1602	L102200	* Desmoglein 3		sanı kapak	Serum	Oda sıcaklığı 20 H -20 180		ELISA	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
1652	L102100	* DHEA/Dehidroepiandrosteron		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Androjen eksikliği veya fazlalığının değerlendirilmesinde ve hirsutizm, amenore, polikistik over sendromu, korjenital adrenal hiperplazi ile adrenal karsinomların değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Çarşamba 09:30	10 gün sonra 18:00	2193-1
217	L114090	* Digoksin		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Digoksin tedavisinin takibi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	KIMS	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	
1646	L102250	* Dihidrotestosteron (DHT)	donmuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kemoterapi alan hastaların izlenmesi, 5 alfa redüktaz inhibitörü tedavisi ve 5 alfa redüktaz eksikliği olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	1848-1
2182	907280	* EBV EARLY İgG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı olarak kullanılır.	ELISA	Pazartesi-Cuma-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	23995-4
3000	L102350	* Etanol		gri kapak	Tam kan(nafl)	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Etanolün (etil alkol) tüketim seviyesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Türbidimetri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	5640-8
7583	L114120	* Etoksimid		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Etoksimid ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.	HPLC	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	
218	L114160	* Feviston		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	
2363	L114170	* Fenobarbital		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	
8	L102570	* Fruktozamin		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Orta dönem (son 2-3 haftalık) glikemik kontrolün değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	15069-8
7491	L102720	* Galaktöz (İdrar) (24 Saatlik İdrar)		ldrar kabı	24 Saatlik İdrar			Fotometri	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	21 gün sonra 18:00	2310-1
1677	L102800	* Gastrin	donmuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pernisyöz anemi, kronik atrofik gastrit, Zollinger Ellison sendromu ve gastrinoma gibi hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	2333-3
4406	L114210	* Gentamisin		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	PETNIA	Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
7527	L102860	* Glikozaminoglikan Paneli (İdrar)		ldrar kabı	Spot İdrar			Fotometri	Perşembe 09:30	21 gün sonra 18:00	
1676	L102880	* Glukagon		mor kapak	Edtal Pflama	Donmuş halde 1 ay	Glukagonolun ve diğer glukagon üreten tümörlerin tanısı ve takibinde ve sonulu hiper veya hipoglisemik atakları olan diyabetik hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	RIA	Salı 09:30	21 gün sonra 18:00	15073-0
1316	907500	* Helicobacter pylori İgA		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Helicobacter pylori enfeksiyonu taraması amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	7901-2
1317	907510	* Helicobacter pylori İgG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Helicobacter pylori enfeksiyonu taraması amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	7901-0
640	L103150	* Hemogloblin Varyant Analizi (HPLC)		mor kapak	Edtal Tam Kan	3 ml, buzdolabında 7 gün Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez	Talazemi taşıyıcılığı ve diğer hemogloblin varyantlarının tespitinde ve açıklanamayan mikrositozusun değerlendirilmesinde kullanılır.	HPLC	Pazartesi-Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	32017-6
196	L103530	* İgD	donmuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İgD'ye bağlı monoklonal plazma hücre diskrazilerinin tanısı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Perşembe 09:30	21 gün sonra 18:00	2460-4
198	L103550	* İgG İndeksi		sarı kapak ve bos tüpü	BOS ve Eş Zamanlı Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Multiple Skleroz olasılığının araştırılmasında kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	14117-6
2635	L103770	* İnhibin B	donmuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	İnhibin B, kadınlarda bazı over kanserlerinin teşhis ve tedavisinin takibi amacıyla tımdir belirleyicisi olarak kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	21 gün sonra 18:00	23883-2
2622	L103840	* İyot (24 Saatlik İdrar)		ldrar kabı	24 Saatlik İdrar	Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 2 hafta	İyot beslenme durumunun ya da iyot tedavisinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	İCP-MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	34320-2

2442	-	* Kadimiyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar				İCP-MS	Sali-Çarjamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
2442	-	*Kadimiyum (Spot İdrar) 2443		İdrar kabı	Spot İdrar				İCP-MS	Sali-Çarjamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
1636	L103850	* Kalitonin	donmuş	sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Medüller tiroid kanserinin teşhis ve takibinde ve multiple endokrin neoplazi Tip II teşhisinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarjamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	1992-7
220	L114260	* Karbamazepin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 6 ay. Edtal plazma ve jelli toplar kabul edilmez		İlaç düzeyinin belirlenmesi ile tedavi ve takibinde kullanılır.	PETNIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	3432-2
6223	L114310	* Klocapin		mor kapak	Edtal Plazma				LC-MS/MS	Çarjamba 09:30	21 gün sonra 18:00	6896-5
4714	L104470	* Kolajen Tip 1 N Telopektid (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar				EIA	Sali 09:30	21 gün sonra 18:00	
6180	L104540	* Kompleman C1q		sarı kapak	Serum	Buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay		SLE, glomerulonefrit, kronik HBV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu, Lyme hastalığı, enfektif endokardit gibi hastalıkların teşhisinde, SLE ve romatoid artrit için takibinde kullanılır. Edilmiş ekssikilleri immün komplekslere bağlı kompleksler takibinde, otoimmün hastalıklarda, vireyebölünmede ve lenfopende gösterilen, konjenital eksikliği herediter olabilir veya hipogamaglobülinemilerde gösterir.	Nefelometri	Pazartesi-Çarjamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	4478-4
1661	L104670	* Kortizol		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Hipotalamus-hipofiz adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde ve Cushing Sendromunun aynı zamanda kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	2143-6
4718	L104710	*Kortizol (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 ml, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir		Konjenital adrenal hiperplazi ile adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Çarjamba 09:30	15 gün sonra 18:00	
2133	L104670	*Kortizol (İlaç Sonrası)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Hipotalamus-hipofiz adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde ve Cushing Sendromunun aynı zamanda kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	14675-3
4719	L104700	*Kortizol/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 ml, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir		Konjenital adrenal hiperplazi ile adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Çarjamba 09:30	15 gün sonra 18:00	
671	L104840	* Kriyoglobulin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Raynaud benzeri semptomları olan hastalarda kriyoglobulinemi tanısında kullanılır. Neoplastik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar ve kollajen doku hastalıklarında serum kriyoglobulin miktarı artar.	Manuel	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	5117-7
2485	L104850	* Krom (İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik veya Spot İdrar			Medüleri manüiyet ve toksisite semptomları takibinde kullanılır.	İCP-MS	Sali-Çarjamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	25374-0
2288	L104850	* Krom (Kan)		mor kapak	Edtal Tam Kan	1		Medüleri manüiyet ve toksisite semptomları takibinde kullanılır.	İCP-MS	Sali-Çarjamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	25374-0
2404	-	* Kromogranin A (İgA)		sarı kapak	Serum	Donmuş halde 1 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez		Endokrin tümör şüphesinde kullanılır.	ELISA	Sali 09:30	20 gün sonra 18:00	
2410	L104880	* Kurşun (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir		Medüleri manüiyet ve toksisite semptomları takibinde kullanılır.	AAS	Sali-Çarjamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	14808-0
1607	L104870	* Kurşun (Kan)		mor kapak	Edtal Tam Kan	Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir		Medüleri manüiyet ve toksisite semptomları takibinde kullanılır.	AAS	Sali-Çarjamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	5671-3
84	L104950	* Laktat Dehidrogenaz İzoenzimleri (Elektroforez)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		LDH yüksekliğinin kaynağının belirlenmesi amacıyla ve AMI, karaciğer hastalıkları, neoplaziler ve iskelet kası hastalıklarının ayırıcısında kullanılır.	Elektroforez	Sali 09:30	31 gün sonra 18:00	5910-5
2787	L104990	Lambda Haff Zincir, Serbest (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 ml, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir		Elektroforez ile İdrarda M-protein tespit edilen hastalarda kantifikasyon ve tiplendirme, monoklonal protein şüphesi olan idrarında elektroforez kararı için kullanılır.	Nefelometri	Çarjamba-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	53574-0
2785	L104970	Lambda Haff Zincir, Serbest (Serum)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Monoklonal gammopatiilerin tanı ve takibinde değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Çarjamba-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	33944-0
566	L104990	Lambda Haff Zincir, Total (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	9 ml, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir		Elektroforez ile İdrarda M-protein tespit edilen hastalarda kantifikasyon ve tiplendirme, monoklonal protein şüphesi olan idrarında elektroforez kararı için kullanılır.	Nefelometri	Çarjamba-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	15182-8
560	L104980	Lambda Haff Zincir, Total (Serum)		sarı kapak	Serum	2 ml, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay		Monoklonal gammopatiilerin tanı ve takibinde değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Çarjamba-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	11051-0
2406	L114340	* Lamotrijin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Lamotrijin serum konsantrasyonunun izlenmesinde ve lamotrijine ile farmakokinetik olarak etkileşime giren diğer antikonvülsan ilaç kullanan hastalarda lamotrijin dozunun ayarlanmasında kullanılır.	HPLC	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
1346	907750	* Legionella Antijen (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar			Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyon erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve kronik olan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 kat titre artışının gösterilmesi önemlidir.	İmmünookromatografik	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	6447-7
877	906070	* Legionella Kültürü		jelli swap	Diğer				Kültür	Pazartesi-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	
1347	907770	* Legionella pneumophila İgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyon erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve kronik olan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 kat titre artışının gösterilmesi önemlidir.	CLIA	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
1348	907780	* Legionella pneumophila İgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyon erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve kronik olan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 kat titre artışının gösterilmesi önemlidir.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	
2359	-	* Legtin		sarı kapak	Serum				ELISA	Sali 09:30	21 gün sonra 18:00	
199	L105140	* Lipoprotein a		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Koroner kalp hastalığı veya serebrovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesinde sırasındaki lipit profili parametrelerine ek bir parametre olarak kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	10835-7
124	L105130	* Lipoprotein Elektroforizi		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Lipid metabolizması bozukluklarının araştırılması sırasında, lipoproteinlerin alt gruplara dağılımının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Elektroforez	Çarjamba 09:30	21 gün sonra 18:00	20510-4
224	L114390	* Litium		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Tekrarlayan mani atakları ve depresyon da dahil olmak üzere, bipolar bozukluğu olan hastaların tedavisinin izlenmesinde ve litium toksisitesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	İSE	Pazartesi-Cumartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	3719-2
3416	L105160	* Lizosomal Enzimler, Tarama (Kan)		mor kapak	Edtal Tam Kan			Metakromatik tokodistrofi (lipid depo hastalıkları) tanı ve takibinde kullanılır.	Fluorometri	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	48311-5
2662	903210	* Makroprotein		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Hiperproteinemi aynı zamanda kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	
7273	-	* Manganez (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar			Manganez eksikliğinin ve intoksikasyonunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	İCP-MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	
7392	L105270	* Metanol		mor kapak	Edtal Tam Kan				CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	
7370	-	*Metilhipponik Asit, İdrar		İdrar kabı	Spot İdrar				HPLC	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
2394	L105300	* Metil Malonik Asit/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	3 ml, buzdolabında 6 gün,donmuş halde 1 ay. Oda ısısında kabul edilmez		Vitamin B12 eksikliğinin araştırılmasında kullanılır.	LC-MS/MS	Sali-Perşembe-Cumartesi 09:30	21 gün sonra 18:00	13964-2
222	L114410	* Metotreksat		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Methotrexate kullanan hastaların ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.	PCR	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	14836-1
1689	L105330	* Miyogloblin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Her türlü kas hasarının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	2639-3
4740	L105340	* Miyogloblin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar			Her türlü kas hasarının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	

2179	902620	* Mukopolisakarini (GA0) (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar			Mukopolisakaridde olasılığla düşümlen hastalarda ön tarama testi olarak kullanılır.	Fotometri	Perşembe 09:30	20 gün sonra 18:00	
898	906190	* Mycoplasma Kültürü		laboratuvara damgınız	Laboratuvara Damgınız			M. Pneumonia, Üreoplazma ureolyticum ve M. hominis tanısında kullanılır.	Kültür	Pazartesi-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	6486-5
4742	1105460	* Nikel (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Mesleki maruziyet ve toksisite semptomlarının araştırılmasında kullanılır.	İCP-MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
4746	1105450	* Nikel/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar			Mesleki maruziyet ve toksisite semptomlarının araştırılmasında kullanılır.	İCP-MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	
1684	1105530	* Nöron Spesifik Endoz (NSE)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Küçük hücreli akciğer kanseri, nöroblastoma, retinoblastoma, türot medüller kanseri, pankreas adacık hücreli kanseri, karinoid tümör, feokromsistoma gibi APUD hücreli nöronendokrin hücrelerden kaynaklanan tümörlerin teşhisine yardımcı parametre olarak kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	15060-7
2198	1105580	* Oksalat (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Öde oranda 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay 4 ml İdrar 30 ml 6 N HCl üzerine toplanır. Toplama esnasında ve bir gün öncesi salatalık, kuşkonmaz, spanak ve domates tüketilmemelidir.		Üriner sistem taji olan hastalarda sebebi araştırılması için kullanılır.	Fotometri	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	2701-1
510	1105570	* Oksalat/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar			Üriner sistem taji olan hastalarda sebebi araştırılması için kullanılır.	Fotometri	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	2700-3
2378	1114500	* Okskarbazepin		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Okskarbazepin tedavisi sırasında serum konsantrasyonunun izlenmesinde ve potansiyel toksisitenin değerlendirilmesinde kullanılır.	HPLC	Pazartesi-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	3432-2
1680	1105720	* Osteokalsin	donmuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Osteopeni, osteoporoz, Paget hastalığı veya osteokalsin seviyelerinin arttığı diğer hastalıklar için antirezorptif tedavi alan hastalarda tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	2697-1
2415	1105730	* Ozmolalite		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	HPLC	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	2692-2
1719	1105740	* Ozmolalite (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar			Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	FPD	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	2695-5
2392	1105740	* Ozmolalite (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay		Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	FPD	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	2695-5
692	1105750	* Ozmotik Frijilite Testi		mor kapak	Edtal Tam Kan			Hereditör sferositoz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Akım Stometri	Salı-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	4667-2
695	905150	* PAI (Plazminojen Aktivatör İnhibitör)	donmuş	mavi kapak	Stratlı Plazma	2 ml, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Miyokart enfarktüsü, Derin Ven Trombozu, sepsis malignite gibi trombus çözüneşinin bulunduğu durumlarda kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	21 gün sonra 18:00	5974-1
73	1105910	* Pankreatik Amilaz		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Pankreatit olasılığının kontrolü, total amilaz aktivitesi yüksek bulunan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	1805-1
6183	1105930	* Pankreatik Elastaz (Serum)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay			EIA	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	2221-0
273	1106290	* PAP (Prostatik Asit Fosfataz)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Prostat kanserinin tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	20420-6
6214	1114010	* Parasetamol Asetaminofen		sanı kapak	Serum				RAST	Pazartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	3298-7
1621	1106040	* Piruvat		mor kapak	Edtal Plazma	Donmuş halde 6 ay buzdolabında kabul edilmez	Oda ısısında	Metabolik asidozun değerlendirilmesinde ve karaciğer hastalığı, kalp yetmezliği, Tip 1 Diabetes Mellitus, AMI, kardiyak arrest tan ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	32338-6
702	1106070	* Piruvat Kinaz (Eritrosit)		mor kapak	Edtal Tam Kan	Buzdolabında 20 gün. Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez		Yenidoğan döneminde hemolitik anemi sebebinin belirlenmesine yönelik araştırmalar kapsamında kullanılır.	Fotometri	Salı-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	2912-4
139	1106140	* Porfobilinojen (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar			Akut Hepatik Porfiriya tanısında kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	2811-8
4757	1106120	* Porfobilinojen/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar			Akut Hepatik Porfiriya tanısında kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	
4758	1106180	* Potasyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesinde ve böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.	ISE	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 Gün	
1713	1106170	* Potasyum (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesinde ve böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.	ISE	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 Gün	2828-2
1637	1106260	* Proktinin		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Hipofiz tümörlerinin, amenore, galaktore, kızrık ve hipogonadizmin değerlendirilmesinde ve proktinin üreten tümörlerin tedavisinin izlenmesinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	2842-3
707	1106350	* Protein C Antijeni	donmuş	mavi kapak	Stratlı Plazma	2 ml, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Protein C eksikliği tip ayırımında ve tromboz etyolojisi araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	
709	1106400	* Protein S Antijeni	donmuş	mavi kapak	Stratlı Plazma	2 ml, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Tromboz etyolojisinin araştırılmasında amacıyla kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	
137	1106440	* Propokalimesteraz		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Uzamsı anestezik, sınırlı gaz ve organofosfat zehirlenmelerinin araştırılmasında kullanılır.	Enzimatik	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	
1679	1105960	* PTH (Parathormon)	donmuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Paratiroit becerinin fonksiyonun değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	
2370	-	* Quantiferon TB Gold		laboratuvara damgınız	Laboratuvara Damgınız				ELISA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
1741	-	* Redüktan Madde (Gaita)	donmuş	gaita kabı	Gaita			İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.	Manuel	Pazartesi-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	
555	-	* Redüktan Madde (İdrar)	donmuş	İdrar kabı	Spot İdrar			İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.	Manuel	Pazartesi-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	
247	1106490	* Retin (Aktivite)	donmuş	mor kapak	Edtal Plazma	Donmuş halde 1 ay, oda ısısında kabul edilmez Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. Örnek ayıkta alınması gerektiğinde hasta örnek alınmadan önce en az 2 saatli açlık gerekir. Yatarak alınacaksa labahı yataktan kalkmadan önce alınmalıdır. Gönderde örneğin hangi ortamında alındığı mutlaka belirtilmelidir.		Primer hiperaldosteronizm ve sekonder hiperaldosteronizm ayrıca tanısında ve hipertansiyon etyolojisi araştırılmasında kullanılır.	RIA	Pazartesi-Salı-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	2915-7
719	1106530	* Retküloit Sayımı		mor kapak	Edtal Tam Kan	Buzdolabında 3 gün. Donmuş halde kabul edilmez		Eritropoiesis artışı durumlarının ve anemilerin tedavi sürecinin takibinde kullanılır.	Otomatik Kan Sayım Sistemi	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	14196-0
6222	1114560	* Risperidon	donmuş	mor kapak	Edtal Plazma				LC-MS/MS	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	9393-0
1434	-	* Rubella Virus RNA PCR		sanı kapak	Serum				PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
2871	1106600	* S-100B Proteini	donmuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Bazı santral sinir sistemi hastalıklarının tanısında kullanılır.	CLIA	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	47275-3
4763	1106610	* S-100B Proteini (BDS)		bos tipi	BOS			Bazı santral sinir sistemi hastalıklarının tanısında kullanılır.	CLIA	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	
3	1106620	* Safra Asitleri (Açlık)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Açlık safra asitleri düzeyinin yüksek olması hepatik kirensin bozulmasına bağlıdır ve karaciğer hastalıkları için sensitif bir göstergedir olarak kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	
4764	1106630	* Safra Asitleri (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay			Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	

2531	L106620	* Safra Asitleri (Toksik)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	
4765	L106640	* Safra Asitleri (Vücut Sıvıları)		boş tüpü	Vücut Sıvıları	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	
3083	L114590	* Salişilat		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Klinik uygulamada, tedavi dozunun optimize edilmesi veya toksikite vakalarının teşhisi ve takibi amacıyla kullanılır.	LC/MS/MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	4024-6
190	L106680	* Sensitif CRP (hsCRP)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Başa bakteriyel enfeksiyonlar olmak üzere her türlü enfeksiyonun ve iltihabi sürecin belirlenmesi ve tedavisi alınan cevapın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	30522-7
1664	L106750	* Serbest Kortizol (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 ml, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanması ve gönderilmelidir.	Konjenital adrenal hiperplazi, adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	2147-7
2338	L106740	* Serbest Kortizol/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 ml, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanması ve gönderilmelidir.	Konjenital adrenal hiperplazi, adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	11040-3
1651	L106660	* SHBG (Seks Hormon Bağlayıcı Globulin)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipertiroidizm, Anoreksiya Nervosa, hipotiroidizm, hirsutizm, obezite ve polikistik over sendromunda kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	13967-5
2687	L106850	* Sistolik C	donmuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Böbrek yetmezliğinin tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Pazartesi 09:30	20 gün sonra 18:00	33863-2
512	L110550	* Sistolik/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Sidnoz tan ve tedavi takibinde kullanılır.	LC/MS/MS	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	13966-7
512	L110550	* Sistolik/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Sidnoz tan ve tedavi takibinde kullanılır.	LC/MS/MS	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	13966-7
2264	L106900	* Strate (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 ml, oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde birleştirilmez. 6 m HCl lüve ederek idrar toplanırken soğuk ortamda tutulmalıdır ve idrar hacmi belirlenmelidir. İdrar pH'ı 2'nin altında olmalıdır.	Kalsiyum içeren böbrek taşı olan hastaların ve renal tübüler asidozun tan ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	6687-8
563	L106890	* Strate/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Kalsiyum içeren böbrek taşı olan hastaların ve renal tübüler asidozun tan ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	34286-7
2712	L106940	* Sodyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	1 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Diyette sodyum alımının azalması gibi durumlarda ve adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	ISE	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	21525-1
497	L106930	* Sodyum (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	1 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Diyette sodyum alımının azalması gibi durumlarda ve adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	ISE	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	2955-3
2326	705320	* Soğuk Agglutininler		sanı kapak	Serum			el Santrifüjasyonu	Pazartesi-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	
268	L106270	* SPSA (Prostat Spesifik Antijen, Serbest)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Prostat kanseri taramasında, kanser teşhisi konmuş hastalarda tedavi alınan cevap takibi ve tedavi sonrasında ve izleniminde olan hastalarda nüksün olup olmadığını belirlemede kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	10886-0
2241	-	* Şeker Kromatografisi, İdrar		İdrar kabı	Spot İdrar	Şeker Kromatografisi Test Listesine Bakınız	Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	2553-6
2286	-	* Şeker Kromatografisi, Gaita		Gaita kabı	Gaita	Şeker Kromatografisi Test Listesine Bakınız	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında (laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	51593-2
214	L114680	* Takrolimus (FK 506) (Kan)		mor kapak	Edital Tam Kan	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Terapötik aralığın dar olması ve toksite potansiyelinin yüksek olması sebebiyle, bu ilaç ile immunosupresif tedaviye tabi tutulan hastalarda uygun dozun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	LC/MS/MS	Pazartesi-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	11253-2
2241	-	* Şeker Kromatografisi, İdrar		İdrar kabı	Spot İdrar	Şeker Kromatografisi Test Listesine Bakınız	Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	2553-6
2286	-	* Şeker Kromatografisi, Gaita		Gaita kabı	Gaita	Şeker Kromatografisi Test Listesine Bakınız	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında (laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	51593-2
1627	L107070	* Tiroid Stimüle Edici İmmünglobulin (TSİ)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Gestasyonel tiroitokozun oluşmasına veya Graves hastalığının nüksüne göre ayrımı tanısında ve Graves hastalığı nüks riskini değerlendirmede kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	11580-8
1633	L107080	* Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kanda ölçülen total T3 ve total T4 konsantrasyonlarının klinik durum ile uyumlu bulunmadığı durumlarda, TBG eksiğinin dışlandırdığı durumlarda kullanılır.	CLIA	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	27980-2
245	L107160	* Total Testosteron		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Androjen yetersizliği, İdiopatik hirsutizm, Down Sendromu, hipogonadizm ve gecikmiş puberte tedavisi ve takibinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	2986-8
267	L106280	* TP5A (Prostat Spesifik Antijen, Total)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Prostat kanseri taramasında, kanser teşhisi konmuş hastalarda tedavi alınan cevap takibi ve tedavi sonrasında ve izleniminde olan hastalarda nüksün olup olmadığını belirlemede kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	2857-1
897	906280	* Üreaplastma Kültürü	laboratuvara danışınız	laboratuvara danışınız	Laboratuvara Danışınız		Başa üreterler olmak üzere üriner sistem enfeksiyonları ile ilgili araştırmalar sırasında kullanılır.	Kültür	Pazartesi-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	32368-3
219	L114730	* Valproik Asit		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin takibinde, hasta uyumunun kontrolünde ve potansiyel toksisitenin değerlendirilmesinde kullanılır.	PETNIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	4086-5
2376	L114740	* Varikozin		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin takibinde, hasta uyumunun kontrolünde ve potansiyel toksisitenin değerlendirilmesinde kullanılır.	PETNIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	
258	-	* Vitamin B6	donmuş	sanı kapak	Serum	Örnek karanteni ortamda gönderilmelidir.	Vitamin B6 eksiğinin araştırılmasında kullanılır.	LC/MS/MS	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	
2759	-	* Vitamin H (Biyotin)		sanı kapak	Serum	Donmuş halde 1 ay buzdolabında kabul edilmez	Vitamin K eksiğinin araştırılmasında kullanılır.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
3063	-	* Vitamin K		sanı kapak	Serum	Donmuş halde 1 ay buzdolabında kabul edilmez	Vitamin H eksiğinin araştırılmasında kullanılır.	LC/MS/MS	Pazartesi 09:30	21 gün sonra 18:00	
2679	L109130	* Spesifik İgE Soman F41		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tan ve immunoterapi için sonumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	6237-2
279	L109030	* Spesifik İgE Penicilim notatum M1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tan ve immunoterapi için sonumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	6212-5
3179	L108920	* Spesifik İgE Muz F92		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tan ve immunoterapi için sonumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	6055-0
6168	6168	6168	6168	6168	6168	6168	6168	6168	6168	6168	6168
1710	L108190	* Spesifik İgE Çiçek F44		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tan ve immunoterapi için sonumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	Aynı gün 18:00	6257-0
2252	L108510	* Spesifik İgE Candida albicans M5		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tan ve immunoterapi için sonumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	6059-0
2681	L108070	* Spesifik İgE Beta Laktoglobulin F77		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tan ve immunoterapi için sonumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
2680	L107840	* Spesifik İgE Alfa Laktalbumin F76		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tan ve immunoterapi için sonumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
4965	L102640	* Gaitada Fruktoz		Gaita kabı	Gaita	10 gr., donmuş halde 14 gün	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında (laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	51593-2

4679	L102650	* Gaitada galaktöz		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda peker intoleransının araştırılmasında (laktoz, glukoz, fruktoz, galaktöz, ksilöz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Pazaritesi Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	51594-0
4680	L102660	* Gaitada glukoz		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda peker intoleransının araştırılmasında (laktoz, glukoz, fruktoz, galaktöz, ksilöz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Pazaritesi Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	51595-7
4681	L102670	* Gaitada laktoz		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda peker intoleransının araştırılmasında (laktoz, glukoz, fruktoz, galaktöz, ksilöz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Pazaritesi Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	51598-1
4682	L102680	* Gaitada sükroz		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda peker intoleransının araştırılmasında (laktoz, glukoz, fruktoz, galaktöz, ksilöz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Pazaritesi Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	40672-8
4678	L102560	* Fruktöz (Kalitatif) (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazaritesi Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	32240-4
7330	L102720	* Galaktöz (Kalitatif) (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazaritesi Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
4689	L102960	* Glukoz (Kalitatif) (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazaritesi Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	2349-9
4966	L104960	* Laktoz (Kalitatif) (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazaritesi Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	2553-6
4775	L106960	* Sükroz (Kalitatif) (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazaritesi Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	51612-0
572	L104790	Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 ml, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Akut ve kronik böbrek hastalarının ve diyaliz alan hastaların izlenmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	35674-1
505	L104800	Kreatinin (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 ml, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Akut ve kronik böbrek hastalarının ve diyaliz alan hastaların izlenmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2162-6
1311	907450	* HBS AG (CHEM)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut veya kronik hepatit B enjeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazaritesi Çarşamba - Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	58452-4
1176	906400	* Anti DNase B		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut ya da geçirilmiş Grup A streptokok enfeksiyonunun gösterilmesi	Nefelometri	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	14207-5
100	Total Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC)			sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı için ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2500-7
3421	912760	* HIV p24 Antijeni		mor kapak	Edtali Plazma	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Human immunodeficiency virus ile karşılaşıp karşılanmadığının araştırılması amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazaritesi Güvenliği 09:30	7 gün sonra 18:00	42339-2
2442	911440	* Kadmium 2444		İsivi kapak	Heparinli tam kan			İCP-MS	Salı-Çarşamba- Cuma	15 gün sonra 18:00	
2573	-	* Kobalt (Co)		İsivi kapak	Sodyum Heparinli Plazma			İCP-MS	Salı-Çarşamba- Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
2152	L109300	Spezifik İgE Yumurta Sarısı F75		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6107-7
7272	-	* Mangan Tam Kan (EDTA)		İsivi kapak	Sodyum Heparinli Plazma		Manganez eksikliğinin ve intoksikasyonunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	İCP-MS	Salı-Çarşamba- Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
284	L109310	Spezifik İgE Yumurta Akı F1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6106-9
482	L109290	Spezifik İgE Yumurta F245		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	7291-8
288	L109260	Spezifik İgE Yerkırsık F13		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15917-8
2399	L107810	Spezifik İgE Yabani Ot (Weed) Panel 3 WP3		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15273-6
2407	L107810	Spezifik İgE Yabani Ot (Weed) Panel 1 WP1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	24481-4
2253	L109250	Spezifik İgE Yaban Arısı Zehir İ3		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4149	903720	Spezifik İgE Vanilya F234		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
294	L107820	Spezifik İgE Toz (Dust) Panel 1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4143	L109230	Spezifik İgE Tom Balığı F40		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6270-3
348	L109220	Spezifik İgE Timothy (Phleum)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6265-3
336	903720	Spezifik İgE Tavuk Tüyü E85		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	19734-3
2683	L109200	Spezifik İgE Tavuk Et F83		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	19734-3
4145	L108680	Spezifik İgE Taziri Kırmızı Biber F238		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4144	903720	Spezifik İgE Tarçın F220		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4960	L109170	Spezifik İgE Sür Antikor		sanı kapak	Serum	2 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6174-7
4142	903720	Spezifik İgE Susam F10		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6242-2
473	903720	Spezifik İgE Soğan Ağacı F12		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
289	L109140	Spezifik İgE Soya Fasulyesi F14		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6248-9
4153	L109120	Spezifik İgE Soğan F48		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2688	L109110	Spezifik İgE Sivrisinek F71		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2677	L108200	Spezifik İgE Sığır Et F27		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6039-2

4160	903720	Spesifik İgE Sanca Ari Zehri İ4		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4159	903720	Spesifik İgE Roka F406		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2674	L109040	Spesifik İgE Piring F9		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6230-7
2886	L109020	Spesifik İgE Penisilol V C2		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6210-9
2887	L109010	Spesifik İgE Penisilol G C1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6851-0
2678	L108990	Spesifik İgE Patates F35		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4959	L108960	Spesifik İgE Ovomukoid		sanı kapak	Serum	2 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	7557-2
4958	L108950	Spesifik İgE Ovalbumin Antikor		sanı kapak	Serum	2 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	7556-4
4157	903720	Spesifik İgE Maydanoz F86		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4164	903720	Spesifik İgE Mantar F212		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4139	903720	Spesifik İgE Levrek F65		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2202	L108790	Spesifik İgE Lateks K82		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6158-0
4161	903720	Spesifik İgE Kılıf Peynir F82		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
308	L107790	Spesifik İgE Kuf Panel 1 MP1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	24485-5
4147	903720	Spesifik İgE Kiri F281		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2231	L108760	Spesifik İgE Köpek Epitel E2		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6833-8
4158	L108780	Spesifik İgE Koyun Et F88		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4156	L108660	Spesifik İgE Keçane F209		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
484	L108650	Spesifik İgE Kereviz F85		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6065-7
4148	903720	Spesifik İgE Kaktik F273		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
318	L108640	Spesifik İgE Kedi Döküntüsü E1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6833-8
2686	L108630	Spesifik İgE Keçi Sütü F409		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
AL435	903720	Spesifik İgE Kavanoz Ajdani T96		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2676	L108530	Spesifik İgE Karaböğdüyü F11		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4138	L108520	Spesifik İgE Kara Biber F280		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
341	L108500	Spesifik İgE Kanarya Tüyü E201		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	7171-2
6204	L1085490	Spesifik İgE Kaka F93		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6080-6
4146	L108480	Spesifik İgE Kaju F202		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
4151	903720	Spesifik İgE Kahve F221		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
290	903710	Spesifik İgE İnhalant Panel B İP8		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	37989-1
483	L108440	Spesifik İgE İnek Sütü F2		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	7258-7
2672	903710	Spesifik İgE Hububat Karışımı F93		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	52972-7
599	L100290	Aktive Protein C Rezistansı	donmuş	navi kapak	Strazil Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Tromboemboli eğilimi bulunduğu düşünülen kişilerde sebebini Faktör V'de bulunan yapısal bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırması için kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	13590-5
1698	903710	Spesifik İgE Hayvan Tüyleri Karışımı EP72		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
571	L100380	Albümin/kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Diabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tanı ve takibinde, glomerüler proteinürünün erken saptanmasında ve yüksek riskli gebelik takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	32293-3
1665	L100380	Albosteron		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Plazma renin aktivitesi ölçümü ile birlikte hipertansiyon etiyolojisinin araştırması sırasında kullanılır.	CLIA	Pazartesi 09:30	ertesi gün sonra 18:00	1763-2
207	L100410	* Alfa 1 Antitripsin		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alfa-1 Antitripsin eksikliğinin belirlenmesinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	1825-9
292	L107780	Spesifik İgE Hayvan (Animal) Panel 71 EP71		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15215-7
4939	L100720	Alkalen Fosfataz (Vücut sıvıları)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Total alkalen fosfataz aktivitesinin yüksek bulunduğu durumlarda doku kaynağının belirlenmesi, karaciğer kemik büyüme ve paratiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
322	L107780	Spesifik İgE Hayvan (Animal) Panel 1 EP1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	30185-3

287	L107780	Spesifik İgE Hayvan (Animal) Panel 72		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15216-5
2334	L107780	Spesifik İgE Hayvan (Animal) Panel 2		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15213-2
306	L108360	Spesifik İgE Hamam Böceği İgE		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6078-0
2682	L108320	Spesifik İgE Gluten F79		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6125-9
6172	L107750	Spesifik İgE Gıda FP73 (Food) Panel 73		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15226-4
1169	912690	* Anti Adenovirüs İgM		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Adenovirüs enfeksiyonları ile ilgili araştırma yapılırsa sırasında kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	5042-7
286	L107760	Spesifik İgE Gıda FP7 (Food) Panel 7		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	47302-5
6174	L107770	Spesifik İgE Gıda FP50 (Food) Panel 50		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	47302-5
2954	L107740	Spesifik İgE Gıda FP5 (Food) Panel 5		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	24484-8
7275	L107730	Spesifik İgE Gıda FP25 (Food) Panel 25		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15253-8
1178	906420	Anti Düz Kas Antikoru (ASMA)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik aktif hepatit, siroz, infeksiyöz mononükleozis, otoimmün hepatit tanı ve takibinde kullanılır.	FA	Her gün 09:30	5 gün 18:00	5358-7
6171	L107740	Spesifik İgE Gıda FP2 (Food) Panel 2		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15218-1
6173	L107760	Spesifik İgE Gıda FP15 (Food) Panel 15		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15246-2
283	903710	Spesifik İgE Gıda FP13 (Food) Panel 13		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15244-7
6170	L107720	Spesifik İgE Gıda FP1 (Food) Panel 1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15217-3
471	L108280	Spesifik İgE Fındık F17		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6136-6
4152	903720	Spesifik İgE Ejek Anısı I2		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2689	L108240	Spesifik İgE Elmek Mıya F45		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6287-7
2592	L108230	Spesifik İgE Domates F25		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6266-1
6167	L108220	Spesifik İgE Diklofenak		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	56701-6
295	L108210	Spesifik İgE D1- Dermatophagoides pteronyssinus		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	41271-8
296	L108210	Spesifik İgE D. farinae D2		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	41271-8
374	L107650	Spesifik İgE Çimen (Grass) Panel 2 GP2		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	24486-3
355	L107650	Spesifik İgE Çimen Panel 1 GP1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	24478-0
2684	L108180	Spesifik İgE Gıolata F105		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6073-1
1218	906760	Anti Mitokondrial Antikor (AMA)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otomünun hepatitinin ayırıcı tanısında kullanılır.	FA	Her gün 09:30	5 gün 18:00	5247-2
440	903730	Spesifik İgE Çınar Ağacı T11		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
1221	906780	Anti Nükleer Antikor (ANA)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otomünun hastalıklarının araştırılmasında tanısında kullanılır.	FA	Her gün 09:30	5 gün 18:00	5048-4
1749	906790	Anti Parayetal Antikor (APA)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik atrofik gastrit olasılığının değerlendirilmesinde veya vitamin B12 eksikliğinin sebebinin araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Haftada bir gün	7 gün sonra 18:00	5271-2
372	L108170	Spesifik İgE Çavdar F5		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
1711	L108150	Spesifik İgE Cıvı F236		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6273-7
1231	906880	Anti Sentromer Antikor (FA)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Skleroderma hastalığının bir varyantı olarak kabul edilen CREST sendromu olasılığının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	FA	Her gün 09:30	7 gün 18:00	16570-4
2238	L108130	Spesifik İgE Buğday F4		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6276-0
4150	L108010	Spesifik İgE Bal F247		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2153	L108000	Spesifik İgE Bal Anısı Zehri I1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6844-5
1712	L107980	Spesifik İgE Badem F20		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6019-4
1241	906960	Anti-GAD Antikoru		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otomünun (Dp 1, insüline bağımlı) diabetes mellitus ve buna bağlı endokrin bozukluklarına (örneğin, tiroit ve zrarlı anemi) duyarlılığın değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	5 gün 18:00	13926-1
2204	903720	Spesifik İgE Aspergillus niger- M207		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
281	L107940	Spesifik İgE Aspergillus fumigatus-M5		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6025-1
4140	L107890	Spesifik İgE Antep Fotoğ F203		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonucu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	

2251	L107870	Spezifik İgE Ampisilin C203		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
7427	912340	* Ascaris IHA		sanı kapak	Serum			ELISA	Salı 09:30	21 gün sonra 18:00	5049-2
183	L100980	ASO (Antistreptolizin O)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 ay	Bir kişinin yakın geçmişte veya halen A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu geçirdiğini göstermek için kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	5370-2
2245	L107860	Spezifik İgE Amoksisilin C204		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
282	903720	Spezifik İgE Alternaria tenuis M6		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15530-9
2685	903720	Spezifik İgE Ala Balık F204		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6082-2
7531	912540	* Bartonella henselae (Kedi Tirmö) İgG		sanı kapak	Serum			CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	6954-2
7532	912540	* Bartonella henselae (Kedi Tirmö) İgM		sanı kapak	Serum			CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	6955-9
2236	L107820	Spezifik İgE Akar Panel 1 DP1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	37887-5
4626	L101540	Beta HCG (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Gebelik teşhisinde, gestasyonel yaşı belirlenmesinde, germ hücreleri, overler, mesane, pankreas, mide, akciğer ve karaciğer tümörleri tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
579	L101630	Beta-2-Mikroglobulin (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hücre turn-over artışına sebep olan enfeksiyon ve malignite olasılığının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	1953-9
580	L101630	Beta-2-Mikroglobulin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hücre turn-over artışına sebep olan enfeksiyon ve malignite olasılığının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	1953-9
107	L101620	Beta-2-Mikroglobulin (Serum)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hücre turn-over artışına sebep olan enfeksiyon ve malignite olasılığının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	1952-1
65	L101710	Bilirubin, Direkt		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Karaciğer fonksiyonlarının ve sarılığın değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1968-7
64	L101730	Bilirubin, Total		sanı kapak	Serum	1 ml, spilitan korunması şartıyla, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Karaciğer fonksiyonunu, bilirubin üretimi, tutulumu, depolanması, metabolizması ve atılımı etkileyen hastalıkları ve neonatal fototerapinin etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1968-7
180	L101760	Biotinidaz Aktivitesi	donmuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Yenidoğanlarda nöbetlere, hipotoni, solunum problemlerine ve ileri dönemde gelişme geriliğine neden olan biotinidaz eksikliğinin tanısında amacıyla kullanılır.	Fluorometri	Salı-Perşembe 09:30	10 gün 18:00	1982-8
2344	908727	* BK Virus DNA (rt-PCR)		mor kapak	Edital Tam Kan		BK Virus varlığı araştırılmasında kullanılır.	PCR	Pazartesi-Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	
818	905670	Boğaz Kültürü		jelli swab	Boğaz Sürüntüsü		A Grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonunun tanısında kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	546-2
2792	912010	* Bordetella pertussis İgA		sanı kapak	Serum		Boğmaca enfeksiyon tanısında yardımcı olmak üzere kullanılmaktadır.	ELISA	Salı	21 gün sonra 18:00	
2692	L107640	Spezifik İgE Aşç (Trend) Panel 7 TFF		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15268-6
2691	L107640	Spezifik İgE Aşç (Trend) Panel 5 TP5		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15268-0
6169	L107640	Spezifik İgE Aşç (Trend) Panel 2 TP2		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15263-7
409	L107640	Spezifik İgE Aşç (Trend) Panel 1 TP1		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	24479-B
4141	L108680	Spezifik İgE Aca Kırmızı Biber F279		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	7591-1
197	L103540	İgE		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalıklar, primer immün yetmezlikler, enfeksiyonlar, maligniteler veya diğer itihaplı hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	19113-0
1301	907350	Entamoeba histolytica (Amip) Antijeni (Gaita)		gaita kabı	Gaita		Amip enfeksiyonlarının araştırılmasında kullanılır.	İmmünoelkromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	31821-3
2247	L107290	Triptaz	donmuş	sanı kapak	Serum	Donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Anafaksi tanısının doğrulanmasında ve mastositozlarının tanısında kullanılır.	ELISA	20 günde 09:30	21 gün sonra 18:00	21582-2
94	L103820	İyonize Kalsiyum		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve yeni doğan kalsiyum dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	17864-0
1271	907190	Clostridium difficile Toxin A ve B		gaita kabı	Gaita		Antibiyotik tedavisi sonrasında ortaya çıkan kalıt vakalarının Clostridium difficile ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesinde amacıyla kullanılır.	İmmünoelkromatografik	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	34713-8
185	L101860	C1 Esteraz İnhibitör, Fonksiyonel	donmuş	navi kapak	Strazil Plazma	Odâ ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Hereditör anjiy ödem teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	4477-6
4637	L101870	C1 Esteraz İnhibitör, Kütle		sanı kapak	Serum	Odâ ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay		Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	
1244	L100890	Anti Beta-2 Glikoprotein 1 İgA		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00	44447-1
1261	907110	* Chlamydia Antijeni	laboratuvara danışınız	laboratuvara danışınız	Laboratuvara Danışınız		Ürogenital enfeksiyonların tanı ve tedavisinde kullanılır.	İmmünoassay	Pazartesi-Cuma-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	6347-9
1262	907130	Chlamydia pneumoniae İgA		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Chlamydia pneumoniae ile ilişkili atipik pnömoni enfeksiyonlarının serolojik teşhisi amacıyla kullanılır.	ELISA	Haftada bir gün	7 gün sonra 18:00	25969-0
1263	907130	Chlamydia pneumoniae İgG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Chlamydia pneumoniae ile ilişkili atipik pnömoni enfeksiyonlarının serolojik teşhisi amacıyla kullanılır.	ELISA	Haftada bir gün	7 gün sonra 18:00	5085-6
1264	907140	Chlamydia pneumoniae İgM		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Chlamydia pneumoniae ile ilişkili atipik pnömoni enfeksiyonlarının serolojik teşhisi amacıyla kullanılır.	ELISA	Haftada bir gün	7 gün sonra 18:00	22174-7
1265	907160	*Chlamydia trachomatis İgG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kadın ve erkeklerde genitoüriner enfeksiyonların sebebinin araştırılmasında, etkenin Chlamydia trachomatis olup olmadığının belirlenmesinde amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi-Cuma-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	22191-1
1266	907170	*Chlamydia trachomatis İgM		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kadın ve erkeklerde genitoüriner enfeksiyonların sebebinin araştırılmasında, etkenin Chlamydia trachomatis olup olmadığının belirlenmesinde amacıyla kullanılır.	ELISA	Haftada bir gün	7 gün sonra 18:00	5090-6
1242	L100900	Anti Beta-2 Glikoprotein 1 İgG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00	44448-9
1243	L100910	Anti Beta-2 Glikoprotein 1 İgM		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00	44449-7

2899	905661	Aspirat Kültürü		steril ıdrar kabı	aspirat			Aspirat örneğinde mikrobiyolojik etken varlığı araştırılması amacıyla yapılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	597-5
193	L101850	*CRP (C Reaktif Protein)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 ay		Başa bakteriyel enfeksiyonlar olmak üzere her türlü enfeksiyonun ve iltihabi sürecin belirlenmesi ve tedavide alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1888-5
1340	907690	Kabakulak İgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Aylama ile kazanılan bulaşıcılığın ölçülmesi ve doğal bulaşıcılığın değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00	25418-5
44	L105000	LDL Kolesterol		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Aterosklerotik risk değerlendirilmesinde, hiperlipideminin tedavide ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	18262-6
205	L106790	* Seruloplazmin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Bakır bağlayıcı protein olması sebebiyle Wilson hastalığının tanısında ve akut faz reaksiyonu olarak kullanılır. Gebelik, doğum ve oral kontraseptif kullanım, inflamasyon, ödem nökrezi, osteosarkomlar, bilher sızoz ve travmalarda serum seruloplazmin düzeyi artar. Wilson Hastalığı, Menkes kelyi Mönch-Taus sendromu ve gastroenteropatiende azalır.	Türbidimetre	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2054-4
871	906010	Kan Kültürü (Aerob)		kan kültür şişesi	Kan	5-10 ml, Kan kültür şişesine alınır	Buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez	Bakteriyemi ve sepsis etkeni mikroorganizmanın tanı ve identifikasyonu amacıyla kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	600-7
2373	L100960	AMH (Anti Müllerien Hormon)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Bebeklerde ve çocuklarda testis fonksiyonunun değerlendirilmesinde, erken over yetmezliği de dahil olmak üzere menopoz durumunun değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	38476-8
1342	907710	Kızamık (Rubella-Mesleç) İgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Bireyin kızamık virüsüne karşı bulaşıcılık durumunun belirlenmesi ve öncelikle enfeksiyonun belirlenmesinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00	5244-9
1395	908120	Varicella Zoster Virüs (VZV) İgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Bireylerin suçiçeği (Varicella zoster) virüsüne karşı bulaşıcılık durumunun belirlenmesinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00	19162-7
2387	L103620	İkili Test (PAPP-A-Serbest/Total Beta HCG)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Birinci trimester döneminde Nöral tüp defekti, Down sendromu ve Trizomi 18 için kantitatif risk tayini (prenatal tarama) için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	48798-3
2800	908728	* EBV DNA (PCR)		mor kapak	Edtali Plazma	Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Epstein-Barr virüs enfeksiyonu varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
34	L107421	BUN (Kan Üre Azotu)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve serum kreatinin testi ile birlikte epamaları olarak, prerenal, renal ve postrenal hiperemiyinin ayırıcı tanısında yardımcı olarak kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3094-0
2508		ENA 12'li Panel (Immunoblot)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay, ENA Panelleri listesinde bakınız.		Otomatın hastalıklarının araştırılması amacıyla kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	3 gün 18:00	
40	L107460	Ürik asit		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Böbrek fonksiyonlarının ve gut hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3084-1
68	L106300	Protein, Total		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Böbrek, karaciğer ve kemik iliği kaynaklı hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	32337-8
1186	907091	Bruella İgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Bruella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00	24396-4
2172	L104270	Faktör 10 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Doğumsal ya da kazanımlı Faktör X eksikliğinin tespitinde ve karaciğer hastalığında hemostatik fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba - Cuma 09:30	7 gün 18:00	3218-5
2173	L104280	Faktör 11 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Faktör XI eksikliğinin tespitinde ve uzamış aPTT'nin araştırılmasında kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba - Cuma 09:30	7 gün 18:00	3226-8
2246	L104290	Faktör 12 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Uzamış aPTT'li hastalarda kanamaya eğilimin ve sürekli azalmış aktivite hastalarda orta dereceli artmış tromboz riskinin araştırılmasında kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba - Cuma 09:30	7 gün 18:00	3232-6
2331	L104300	Faktör 13 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Kanamaya eğiliminde artış ve yara iyileşmesinde yavaşlık gibi sorunları olan hastalarda sebebini araştırılmasında kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba - Cuma 09:30	7 gün 18:00	3240-9
2171	L104230	Faktör 5 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Karaciğer hastalığı, Vitamin K eksikliği, oral antikoagülan kullanım ve antikoagülan bağı kazanımlı eksikliklerin değerlendirilmesinde kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba - Cuma 09:30	7 gün 18:00	3193-0
3066	L104320	Faktör 5 İnhibitör	donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Faktör V inhibitörleri, myelofibroblastik hastalıklar ile intravasküler koagülasyon ve fibrinolitik bağı kazanımlı eksikliklerin tespitinde kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba - Cuma 09:30	7 gün 18:00	3193-0
625	L104240	Faktör 7 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Kanamaya eğilimi yüksek hastalarda, vitamin K eksikliğinin bağı kazanımlı Faktör VII eksikliğinin değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba - Cuma 09:30	7 gün 18:00	3198-9
622	L104250	Faktör 8 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		aPTT'nin uzamasına yol açan sebeplerin ve Hemofili A olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba - Cuma 09:30	7 gün 18:00	38521-1
626	L104340	Faktör 8 İnhibitör	donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Faktör VIII aktivitesi düşüklüğünün, geçpelen üretim defektine mi yoksa bu faktöre karşı üretilen inhibite edici antikorlara mı bağlı olduğunu aydınlatmada kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba - Cuma 09:30	7 gün 18:00	3204-5
623	L104260	Faktör 9 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Faktör IX eksikliğinin tespiti, Hemofili B tanısı (Christmas Hastalığı), karaciğer hastalığının hemostaz üzerine etkisinin değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba - Cuma 09:30	7 gün 18:00	3190-6
2224	L104350	Faktör 9 İnhibitör	donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Faktör IX'a spesifik inhibitör varlığının ve titrezinin belirlenmesinde kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba - Cuma 09:30	7 gün 18:00	3185-6
4137	912370	* Fasciola hepatica (Distomatosis) (IHA)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Fasciola hepatica enfeksiyonunun tespitinde kullanılır.	FA	Salı 09:30	21 gün sonra 18:00	25406-0
1257	907092	Bruella İgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Bruella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00	24397-2
1715	911380	* Fenol (İdrar)		ıdrar kabı	Spot İdrar			Mesleki maruziyet ve tedavi takibinde kullanılır.	HPLC	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	2758-1
1258	907080	Bruella Aglutinasyon (Coomb)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Bruella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Aglütinasyon	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	40614-0
1256	907070	Bruella Aglutinasyon (Rose Bengal)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Bruella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Aglütinasyon	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	40614-0
1259	907090	Bruella Tip Aglutinasyon (Wright)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Bruella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Aglütinasyon	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	20719-1
4879	L109350	Alanin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma			Bu test, plazma örnekleri kullanılarak obeziteyle ilişkili metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesinde (çinid ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	20636-7
4879	L109400	Arginin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma			Bu test, plazma örnekleri kullanılarak obeziteyle ilişkili metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesinde (çinid ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	20637-5
2798	912140	* FTA-Abs İgG		sarı kapak	Serum			Treponema pallidum enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.	IFT	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	17726-1
2799	912150	* FTA-Abs İgM		sarı kapak	Serum			Treponema pallidum enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.	IFT	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	17729-5
4879	L109450	Asparajin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma			Bu test, plazma örnekleri kullanılarak obeziteyle ilişkili metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesinde (çinid ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	20638-3
4879	L109500	Aspartat (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma			Bu test, plazma örnekleri kullanılarak obeziteyle ilişkili metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesinde (çinid ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	20639-1
4879	L109550	Etanolamin (Serum/Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma			Bu test, plazma örnekleri kullanılarak obeziteyle ilişkili metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesinde (çinid ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26608-0

558	911300	* Hippürnik Asit (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Toluen ve kafen maruziyetinin araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	26833-4
4911	1109690	Fosforenin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26738-5
4911	1109730	Göksin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	27325-0
4911	1109780	Glutamat (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	30348-7
4911	1109830	Glutamin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	27043-9
1324	908200	* HSV 1 DNA rtPCR		bos tüpü	BOS				Analiz materyalinde Herpes Simpleks Virüs Tip 1 ve 2 varlıđının deđerlendirilmesinde kullanılır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	20444-6
1325	908200	* HSV 2 DNA rtPCR		bos tüpü	BOS				Analiz materyalinde Herpes Simpleks Virüs Tip 1 ve 2 varlıđının deđerlendirilmesinde kullanılır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	20444-6
1423	908230	* Human Papilloma Virus (HPV)		thin prep	Thin Prep Jelüsü Soruntu				HPV enfeksiyonunun bulunup bulunmadıđının ve enfeksiyon mevcutsa etkenin maliđn lezyon yaratan riskinin yüksek olup olmadıđının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	12222-6
4911	1109880	Hidroksilizin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	27291-4
4911	1109930	Histinidin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	27904-2
4911	1110040	Homostrolin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	74483-9
4911	1110080	İbolosin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26965-4
1350	907790	* İgG Subclass I	dommuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay			Humoral veombine immün yetmezliklerin deđerlendirilmesinde ve total İgG düzeyi normal ya da diđiđ bulunan ve immün yetmezlik bulđunları gösteren hastaların deđerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	20 gün sonra 18:00	2466-1
1351	907790	* İgG Subclass II	dommuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay			Humoral veombine immün yetmezliklerin deđerlendirilmesinde ve total İgG düzeyi normal ya da diđiđ bulunan ve immün yetmezlik bulđunları gösteren hastaların deđerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	20 gün sonra 18:00	2467-9
1352	907790	* İgG Subclass III	dommuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay			Humoral veombine immün yetmezliklerin deđerlendirilmesinde ve total İgG düzeyi normal ya da diđiđ bulunan ve immün yetmezlik bulđunları gösteren hastaların deđerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	20 gün sonra 18:00	2468-7
1353	907790	* İgG Subclass IV	dommuş	sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay			Humoral veombine immün yetmezliklerin deđerlendirilmesinde ve total İgG düzeyi normal ya da diđiđ bulunan ve immün yetmezlik bulđunları gösteren hastaların deđerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	20 gün sonra 18:00	2469-5
4911	1110130	Lizin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	27304-5
4911	1110180	Losin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	27323-5
4911	1110230	Metilhistidin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	27044-7
4911	1110280	Metiyonin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26963-9
4911	1110330	Omitin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	27292-2
2408	908030	*İnterleukin 6		sanı kapak	Serum					CLIA	Pazartesi-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
819	905671	İdrar Kültürü		steril İdrar kabı	İdrar				Ünner sistem enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın izolasyonu ve identifikasyonunda kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	630-4
4911	1110380	Prolin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26726-0
4911	1110430	Serin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26741-9
3069	1103740	İmmünoifkasyon Elektroferez (İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay			İdrarı atılan serbest lambda ve kappa hafif zincir bulđunmadıđının ve özellikle multiple myeloma bađta olmak üzere Amiloidozis, İncecik endermit ve Waldenström makroglobulinemisi ihtimalinin deđerlendirilmesinde kullanılır.	Elektroferez	Hafızda 3 gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
4911	1110480	Sitayonin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26964-7
4911	1110530	Süsten (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	34277-4
4911	1110600	Streölin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	27056-1
4911	1110650	Taurin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	30563-1
4911	1110700	Treonin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26966-2
4911	1110750	Treonin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	27322-7
4911	1110800	Triptofan (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	34384-8
4911	1110850	Valin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	3119-5
4820	1109380	Alanin (BOS)		bos tüpü	BOS				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22657-1
4820	1109430	Arginin (BOS)		bos tüpü	BOS				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22656-3
4820	1109480	Asparajin (BOS)		bos tüpü	BOS				Bu test, plazma örnekleri kullanılarak ölüsü dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi (çindri ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđi ve yanlıđın deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26603-1
2786	1103950	Kappa Hafif Zincir, Serbest (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Öda ösünde 2 saat, buzdolabında 1 hafta gördürülmelidir		Söđük ortamda saklanmalı ve gördürülmelidir	Multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	43940-6
2784	1103930	Kappa Hafif Zincir, Serbest (Serum)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay			Multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	36916-5
565	1103950	Kappa Hafif Zincir, Total (İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	9 ml, oda ösünde 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Söđük ortamda saklanmalı ve gördürülmelidir			Multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	15188-6

559	L103940	Kappa Haff Zincir, Total (Serum)		sarı kapak	Serum	2 mL, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 hafta	Multiplex myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba Perembe 09:30	7 gün 18:00	11050-2	
4820	L109530	Aspartat (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26555-5	
4820	L109570	Etanolamin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26593-4	
4820	L109610	Fenilalanin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22646-4	
4820	L109660	Fofofotolanin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26597-5	
4820	L109700	Fofoserin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26737-7	
4820	L109740	Glisin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22650-6	
4820	L109790	Glutamat (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22652-2	
4820	L109840	Glutamin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22641-5	
4820	L109890	Hidroksilizin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26595-9	
4820	L109940	Histidin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	9453-2	
4820	L110050	Homostrolin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	55875-9	
4820	L110090	İsoizin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22659-7	
4820	L110140	Lizin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22651-4	
4820	L110190	Lösin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	9412-8	
4572	908280	* Legionella pneumophila DNA (PCR) Aspirat		steril idrar kabı	Aspirat	1	Prömonsının ađır bir formu ve akciđer enfamasyonuyla seyreden olan Leydner hastalığına Legionella isimli bakteriyi ayırır.	PCR	Pazartesi Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00		
4570	908280	* Legionella pneumophila DNA (PCR) BAL		steril idrar kabı	BAL		Prömonsının ađır bir formu ve akciđer enfamasyonuyla seyreden olan Leydner hastalığına Legionella isimli bakteriyi ayırır.	PCR	Pazartesi Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00		
2918	908280	* Legionella pneumophila DNA (PCR) Balgam		steril idrar kabı	Balgam		Prömonsının ađır bir formu ve akciđer enfamasyonuyla seyreden olan Leydner hastalığına Legionella isimli bakteriyi ayırır.	PCR	Pazartesi Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00		
4569	908280	* Legionella pneumophila DNA (PCR) Balgıra Sürüntüsü		jelli swap	Bođaz Sürüntüsü		Prömonsının ađır bir formu ve akciđer enfamasyonuyla seyreden olan Leydner hastalığına Legionella isimli bakteriyi ayırır.	PCR	Pazartesi Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00		
4573	908280	* Legionella pneumophila DNA (PCR) Diđer		laboratuvara damıncı	Diđer		Prömonsının ađır bir formu ve akciđer enfamasyonuyla seyreden olan Leydner hastalığına Legionella isimli bakteriyi ayırır.	PCR	Pazartesi Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00		
4571	908280	* Legionella pneumophila DNA (PCR) Tam Kan		mor kapak	Edtal Tam Kan		Prömonsının ađır bir formu ve akciđer enfamasyonuyla seyreden olan Leydner hastalığına Legionella isimli bakteriyi ayırır.	PCR	Pazartesi Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00		
1371	907760	* Legionella pneumophila (IFA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 2 ay	Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanı için enfeksiyon erken döneminde (hastalığın bađlangıcının ilk haftası) ve konvalesan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 kat titre artışının gösterilmesi önemlidir.	İmmüno-kromatografik	Çarşamba-Perembe-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00		
2975	912660	* Leptospira İđS		sarı kapak	Serum		Leptospira araştırılmasında kullanılır.	EIA	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00		
2974	912670	* Leptospira İđM		sarı kapak	Serum		Leptospira araştırılmasında kullanılır.	EIA	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00		
4820	L110240	Methilglisin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26584-3	
4820	L110290	Metyonin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22648-0	
4820	L110340	Ometin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22647-2	
1356	907810	Liver Kidney Mikrozomal Antikor (LKM) (IFA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otomünun hepatitinin ayırıcı tanısında kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	3 gün 18:00	9838-4	
681	L105210	Lupus Antikoagulan (Dođrulama)		donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Sistematik Lupus Eritematözus başta olmak üzere, vasküler hastalığa sebep olabilen her türlü otoimmün hastalığın olasığının araştırılması sırasında kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perembe 09:30	7 gün 18:00	3281-3
680	L105200	Lupus Antikoagulan (Tarama)		donmuş	mavi kapak	Stratifi Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Sistematik Lupus Eritematözus başta olmak üzere, vasküler hastalığa sebep olabilen her türlü otoimmün hastalığın olasığının araştırılması sırasında kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perembe 09:30	7 gün 18:00	3282-1
4820	L110390	Prolin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22646-6	
4820	L110440	Serin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22644-9	
4820	L110490	Sitatinyonin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26592-6	
4820	L110540	Sistein (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	54336-3	
4820	L110610	Strülin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22654-8	
4820	L110660	Taurin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26544-8	
1764	908290	* Mikobakteri (PCR)		steril idrar kabı			Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	PCR	Pazartesi Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	14974-0	
4820	L110710	Tirozin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22642-3	
4820	L110760	Treonin (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22643-1	
4820	L110810	Triptofan (BOS)		boş tüpü	BOS		Bu test, plazma örneği kullanılarak oto dođuyan metabolizma hastalıkları olan hastaların deđerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciđer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliđ ve yanlıđların deđerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	26602-3	

4820	L110860	Valin (BOS)		bos tüpü	BOS			Bu test, plazma örnekleri kullanılarak oluşan doğuştan metabolizma hastalıklarını olan hastaların değerlendirilmesi için ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, bebek yetersizliği ve yankıların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	22649-8
825	905677	Burun Kültürü		jelli swap	Burun Sürüntüsü			Burun akıntısında patojen mikroorganizmaların izolasyonunda kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	10353-1
1670	L103800	Somatostatin C (GGF-1)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Büyüme hormonu eksikliği veya fazlalığının değerlendirilmesinde, recombinant büyüme hormonu tedavisi ve takibinde ve akromegali ve jiganromi vakalarında kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	2484-4
1361	907860	* Mycoplasma pneumoniae IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Atıp pnömone tablosu sergileyen hastalarda, Mikoplazma pneumoniae enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	7970-7
1362	907870	* Mycoplasma pneumoniae IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Atıp pnömone tablosu sergileyen hastalarda, Mikoplazma pneumoniae enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	21406-4
1668	L101820	Büyüme Hormonu (GH, Somatotropin)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Büyüme hormonu üretiminde fazla veya yetersizlik bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2863-7
795	905676	Vajen Kültürü		jelli swap	Vajinal Sürüntü			Candida, Trichomonas, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella ve diğer bakteriyel etkenlerin izolasyonu ve tanımlanmasında kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	43410-0
1766	908140	CMV DNA PCR		mor kapak	Edtali Plazma			CMV enfeksiyonu tarama ve takibinde kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	4896-5
105	L102040	Çinko (Zn)		kırmızı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Jefeis tüpe alınan örnek hemen santrifüj edilmeli ve serum ayrılmalıdır.		Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	5763-8
1682	L102260	Doku Transglutaminaz IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Çölyak hastalığı tan ve takibinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	31017-7
2167	L105660	Organik Asit Analizi (İdrar)	donmuş	İdrar kabı	Spot İdrar	Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Üriner sistem tıpaı olan hastalarda sebebin araştırılmasında, belirti olmayan kişilerde ve özellikle çocuklarda, kalıtsal enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	GC-MS	Çarşamba - Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	33477-1
1681	L102270	Doku Transglutaminaz IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Çölyak hastalığı tan ve takibinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	32998-7
1180	906430	Anti Endomisyum IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformis tan ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	10362-2
1181	906430	Anti Endomisyum IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformis tan ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	38554-1
2380	L105950	PAPP A (Pregnancy Associated Plazma Protein A)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Birinci trimester dönemi prenatal tarama testi içerisinde Down sendromu ve Trizomi 13/18 için biyokimyasal marker olarak risk hesaplanmasında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	12046-5
1191	906490	Anti Gladin IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformis tan ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	6924-5
1192	906500	Anti Gladin IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformis tan ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	5170-6
1424	908130	* Parvovirus PCR		mor kapak	Edtali Tam Kan			Parvovirus enfeksiyonu tan ve takibinde kullanılır.	PCR	Salı-Çarşamba-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	9572-9
1368	907920	* Plazmodium Anemiası (Kalın Damla P.Y.)		mor kapak	Edtali tam kan			Malaria tanısında kullanılır.	Mikroskopi	Pazartesi-Güneşli 09:30	7 gün sonra 18:00	10710-2
1616	907930	* Pneumocystis sp. (DFA)		jelli swap	Böğaz Sürüntüsü				PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	6519-3
250	L100220	25-Hidroksi Vitamin D		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		D vitamini eksikliği veya fazlalığı olasılıklarının araştırılması ve tedavisinin takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1989-3
206	L109960	Homocistein		mor kapak	Edtali Plazma	Öde rırasında 1 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay Numune alınması için sabah açlığı tercih edilir. Numune alındıktan sonra serumu hemen ayırmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir		Dejenereatif vasküler hastalıklar ile kardiyovasküler riskin değerlendirilmesinde ve tromboz riskinin belirlenmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	13965-9
254	L102410	* Ferritin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Demir eksikliği ve ağır demir yüklenme durumlarının tanısında yardımcı olarak, demir eksikliği anemisinin kronik hastalık anemisinde ayırımı için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2276-4
99	L102120	Demir		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Demir yetersizliğinin değerlendirilmesinde ve anemilerin ayırımı tanısında kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2498-4
2439	L102160	Demir Bağlama Kapasitesi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Demir yetersizliğinin değerlendirilmesinde ve anemilerin ayırımı tanısında kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2500-7
1306	907400	Giardia Antijeni		gaita kabı	Gaita			Diye örneklerinde bulunan Giardia lamblia antijenlerinin tespiti için hassas tarama testi olarak kullanılır.	İmmünoelkromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	27265-8
706	L106340	Protein C	donmuş	navi kapak	Stratifi Plazma	2 mL, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Trombotik sorunları yaşayan yetişkinlerde konjenital yetersizlik olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	6007-9
129	L106360	Protein Elektroforezi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Lipoid nefrozis ve glomerulonefrit teşhis ve takibi amacıyla kullanılır.	Elektroforez	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	
4	L102890	* Glukoz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanması ve gönderilmelidir. Öde rırasında kabul edilmelidir.		Diabetes mellitus, hipoglisemi, gestasyonel diyabet teşhis ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2345-7
708	L106390	Protein S	donmuş	navi kapak	Stratifi Plazma	2 mL, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Kazanılmış veya kongenital protein S eksikliğinin teşhis için kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	
4690	L102940	Glukoz, Toksik (1. Saet)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Diabetes mellitus, hipoglisemi, gestasyonel diyabet teşhis ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
202	L106570	RF (Romatoid Faktör)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Romatoid artrit, mki bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatomyozit, SLE gibi otoimmün hastalıklar, enfeksiyöz monoklonal glo bu bazu viski hastalıklar ve bazı viski itihabi hastalıkların teşhis ve takibinde kullanılır.	Turbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	11572-5
2307	L102950	Glukoz, Toksik (2. Saet)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Diabetes mellitus, hipoglisemi, gestasyonel diyabet teşhis ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2345-7
1376	908000	* Rubella IgG Avıdite		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Rubella IgM antikor sonucu pozitif bulunan gebelerde primer enfeksiyonun geçirilme zamanını belirlemek amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	52986-7
1378	908020	* Salmonella Tıp Aglutinasyon (Gruber Widal)		sarı kapak	Serum			Tifo ve paratifo enfeksiyon olasılıklarının değerlendirilmesinde amacıyla kullanılır.	Tıp Aglutinasyon	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	
568	L100340	Mikroaldömin (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay		Diabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tan ve takibinde, glomerüler proteinürinin erken saptanmasında ve yüksek riskli gebelik takibinde kullanılır.	Turbidimetri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	14956-7
2720	L100330	Mikroaldömin/Kreatinin		İdrar kabı	Spot İdrar	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay		Diabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tan ve takibinde, glomerüler proteinürinin erken saptanmasında ve yüksek riskli gebelik takibinde kullanılır.	Turbidimetri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	14957-5
1363	907880	P ANCA (Anti-MPO)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Diğer otoantik testleri ile birlikte otoimmün vaskülit, özellikle mikroskobik polianji (MPA) olduğundan şüphelenilen hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00	8085-3
1655	L100780	Serbest Testosteron		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Erkeklerde libido bozuklukları, empotans, infertilite, testiküler atrofi ile prematüre veya gecikmiş pubertenin tan ve takibinde, kadınlarda ise hirsutizm, polikistik over sendromu ve amenore bozukluklarının tan ve takibinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	3 gün sonra 18:00	2991-8
632	L102450	Fibrinojen	donmuş	navi kapak	Stratifi Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.		Diseminere intravasküler koagülasyon, hiperfibrinolitik, akut pulmoner emboli, pankreatit ve ağır karaciğer yetmezliği tan ve tedavisinde kullanılır.	Koagülometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3255-7

272	L107540	Vitamin E		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	E vitamini eksikliği için motor ve duyuş nöropatili bireylerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	LC/MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	29747-3
7269	911330	* Sıyanür		mor kapak	Edital Tam Kan			LC/MS/MS	Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	13511-1
1285	907310	EBV VCA IgG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu geçirip geçirilmediğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	7885-7
1283	907290	EBV EBNA IgG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu geçirip geçirilmediğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Çarşamba-Gümrüktesi 09:30	Aynı gün 18:00	7883-2
2183	907280	EBV EARLY IgM		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	5153-2
1286	907320	EBV VCA IgM		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00	7886-5
2769	912490	* Toxocara canis IgG		sanı kapak	Serum			ELISA	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	13276-1
1436	908728	* Toxoplazma gondii DNA (PCR)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Toxoplazma gondii enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	
1754	908070	Toxoplazma IgG Avidite		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Toxoplazmaya spesifik IgG ve IgM antikorlarını beraberce pozitif bulunması halinde, bu durumun primer enfeksiyona ilişkin olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak ve primer enfeksiyonun gerçekleşme zamanını yaklaşıp olarak belirlemek amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	56991-3
1344	907730	Kıst Hızlık (İndirekt Hemaglutinasyon)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Echinococcus granulosus spesifik antikorlarının belirlenmesinde kullanılır.	IHA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	26008-3
91	L106150	* Potasyum		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesinde ve böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2823-3
2945	911370	* Triklor Asetik Asit (TCA)		ldrar kabı	Spot İdrar		Trikloroetilen maruziyetinin tespitinde kullanılır.	GC-MS	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	3041-1
1675	L101830	C Peptid		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Endojen insülin üretiminin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	14633-2
2982	L101830	C Peptid (Toksik)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Endojen insülin üretiminin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	14633-2
783	L106650	Sedimentasyon		siyah kapak	Stratlı Tam Kan	Buzdolabında 24 saat. Donmuş halde kabul edilmez	Enflamatuar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, maligniteler, romatiz ve otoimmün hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Westergren	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	30341-2
242	L107390	TSH Reseptör Blokajı Edici Antikor (TRB)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Graves hastalığının teşhisi ve tedavisi alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	3 gün sonra 18:00	5385-0
591	L104070	Dopamin (24h İdrar)		ldrar kabı	24 Saatlik İdrar	24 saatlik idrar toplanacak kabın içine 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumu mutlaka bildirilmelidir.	Feokromasitoma şüphesi, nöroblastoma, gangliyonoma ve hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	25906-9
583	L107500	Vanil Mandelik Asit (VMA) (24 Saatlik İdrar)		ldrar kabı	24 saatlik İdrar	İdrar toplanacak kabın içine 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumu mutlaka bildirilmelidir.	Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde ve ayrıca nöroblastoma, gangliyonoma ve karinoid tümörlerin değerlendirilmesinde kullanılır.	LC/MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	3122-9
2194	L107490	Vanil Mandelik Asit (VMA)/Kreatinin (Spot İdrar)		ldrar kabı	Spot İdrar		Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde ve ayrıca nöroblastoma, gangliyonoma ve karinoid tümörlerin değerlendirilmesinde kullanılır.	LC/MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	15097-9
584	L104110	Homovanilik Asit (HVA) (24 Saatlik İdrar)		ldrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 hafta. Asetik asit veya ENHCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır. Oda ısısında kabul edilmez.	Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastoma gibi dopamin salgılayan tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır.	LC/MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	73879-9
2193	L104100	Homovanilik Asit (HVA) (Spot İdrar)		ldrar kabı	Spot İdrar		Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastoma gibi dopamin salgılayan tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır.	LC/MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	73879-9
115	L104050	Adrenalin (Epinefrin) (Plazma)		yeşil kapak	Heparinli Plazma	Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. Donmuş halde 1 ay.	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, gangliyonoma, hipertansiyon ayrıca tanısı için kullanılır.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	14711-6
586	L104070	Adrenalin (Epinefrin) (24h İdrar)		ldrar kabı	24 Saatlik İdrar	24 saatlik idrar toplanarak kabın içine 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumu mutlaka bildirilmelidir.	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, gangliyonoma, hipertansiyon ayrıca tanısı için kullanılır.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	14712-4
2191	L104060	Adrenalin (Epinefrin) (Spot İdrar)		ldrar kabı	Spot İdrar		Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, gangliyonoma, hipertansiyon ayrıca tanısı için kullanılır.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	24523-5
116	L104050	Dopamin (Plazma)		yeşil kapak	Heparinli Plazma	Donmuş halde 1 ay. Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir.	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, gangliyonoma, hipertansiyon ayrıca tanısı olarak kullanılır.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	14703-3
2192	L104060	Dopamin (Spot İdrar)		ldrar kabı	Spot İdrar	Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, gangliyonoma, hipertansiyon ayrıca tanısı olarak kullanılır.	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	24524-1
114	L104050	Noradrenalin (Norepinefrin) (Plazma)		yeşil kapak	Heparinli Plazma	Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir.	Feokromositoma şüphesinde ve nöroblastoma, gangliyonoma, hipertansiyon ayrıca tanısında kullanılır	LC/MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	14852-8
611	L102090	D Ömeri (Kantitatif)		navi kapak	Stratlı Plazma	2 ml, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Fibrin yıkım ürünlerinin tayinine yönelik kullanılır.	İmmünoassay	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	48066-5
95	L102510	Fosfor		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Fosfor dengesinde değişiklik yaratabilen kemik, paratiroid bez ve böbreklerle ilişkili hastalıkların tanı ve takibinde, ayrıca kalsiyum fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2777-1
741	L107550	von Willebrand Faktör Antijeni	donmuş	navi kapak	Stratlı Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Pihlisyama mekanizmasında bozukluğa sebep olan von Willebrand hastalığının teşhisi ve hastalığın alt tipleri arasında ayırım yapılması amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	27816-8
742	L107570	von Willebrand Faktör, Ritosenin Kofaktör	donmuş	navi kapak	Stratlı Plazma	2 ml, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Pihlisyama mekanizmasında bozukluğa sebep olan von Willebrand hastalığının teşhisi ve hastalığın alt tipleri arasında ayırım yapılması amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	6014-5
1302	907360	Entamoeba histolytica (Amip) Antikoru		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Gaitada amip enfeksiyonlarının araştırılması ve tanısı sırasında kullanılır.	ELISA	15 günde 09:30	Ertesi gün 18:00	21259-7
2726	905870	Gaitada Örekte Mikroskopik İnceleme		gaita kabı	Gaita		Gaitada parazit araştırılması sırasında kullanılır.	Mikrooloji	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	20932-0
310	L109330	Spesifik İgE Zeytin Ağacı TP		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6192-9
1372	907980	Rotavirüs Antijen		gaita kabı	Gaita		Gaitada rotavirüs varlığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	İmmünookromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	5879-2
1647	L101550	Beta HCG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Gebelik teşhisi, germ hücreleri, overler, mesane, pankreas, mide, akciğer ve karaciğer tümörleri tanı ve teşhisi için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	19080-1
1172	906360	*Anti CMV IgG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Geçirilmiş CMV enfeksiyonu tanınmasında kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00	5124-3
1198	906560	Anti HBe; IgG		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Geçirilmiş veya yeni Hepatit B enfeksiyonu tanısında, güllü Hepatit B enfeksiyonunun diğer bir deyişle HBeAg, Anti HBe, Anti HBe IgM, HBeAg ve Anti HBe belirteçlerinin negatif olduğu Hepatit B taşıyıcısının belirlenmesinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	5187-0
259	L100880	* Alfa-Fetoprotein (AFP)		sanı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Germ hücreli kansinömlerin sınıflandırılması ve derecelendirilmesinde HCG ile birlikte kullanılır. Özellikle hepatoselüler kansinömlerde prognoz ve tedavinin etkinliğini gösterebilir olarak kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	19176-7
2607	905680	Üretral Akıntı Kültürü		jelli swap	Üretral akıntı		Göz enfeksiyonlarına neden olan mantar ve bakterilerin identifikasyonunda kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	6463-4

836	905760	Boyali Mikroskopik İnceleme		laboratuvara danjınız	diğer	1	Gram, metilen mavisi, Giemsa, Wright, Ziehl Neelsen vb. yöntemler ile mikrobiyoloji ve hematolojik incelemelerde kullanılır.	Mikroskop	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	27112-2
2746	907660	Influenza A/B		jelli swap	Burun Sürüntüsü		Grip enfeksiyonunu teşhis etmeye yardımcı olmak için ve ayrıca influenza neden olan enfeksiyonların türünü belirlemek amacıyla kullanılır.	İmmüno-kromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	5863-6
1314	907480	Anti HCV		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hastanın hepatit C virüsü ile enfekte olup olmadığını veya geçmişte bu virüse karşı olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi Çarşamba - Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	16128-1
6	1102820	Gilite Hemogloblin (Hb A1c)		mor kapak	Edital Tam Kan	Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta,	HBA1c Diabetes Mellituslu hastalarda kan glikozinin son 3 aylık ortalama değerlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Turbidimetre	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	17856-6
1758	908160	HCV Genotiplendirme		mor kapak	Edital Plazma	3 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	HCV tipinin saptanması, hastanın prognozunu belirlemesi ve tedavinin yönlendirilmesi amacıyla kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	32286-7
1315	907490	Helicobacter pylori Direkt Antijen		galta kabı	Galta		Helicobacter pylori enfeksiyonunun teşhis ve tedavile alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	İmmüno-kromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	31843-6
749	1107020	Tam Kan Sayımı (Hemogram)		mor kapak	Edital Tam Kan	Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat. Donmuş halde kabul edilmez	Hematolojik hastalıkların araştırılması, akut ve kronik enfeksiyonlar, kan kaybı durumlarında kullanılır.	Otomatize Kan Sayım Sistemi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	58410-2
1204	906620	ANTI HBS (CHEM)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit B virüsüne karşı, enfeksiyon ya da aşıyla yoluyla kazanılmış bağışıklığın bulunup bulunmadığının gösterilmesinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi Çarşamba - Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	5193-8
1202	906600	Anti HBe		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit B virüsü taşıyıcısının enfeksiyonunun kronik HBV enfeksiyonu hastalarda enfeksiyon durumunun takibinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi Çarşamba - Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	5189-6
1308	907420	HBeAg		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit B virüsü ile enfekte bir kişide replikasyonun devam edip etmediğinin ve hastanın yakın çevresindeki enfekte etme olasılığının belirlenmesine yardımcı olur.	CLIA	Pazartesi Çarşamba - Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	5191-2
52	1102780	*GGT (Gamma Glutamyl Transferaz)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatobilyer hastalıkların tanınmasında ve izlenmesinde ve gelli alkolizm için tarama testi olarak kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2324-2
53	1100710	ALP (Alkalen Fosfataz)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatobilyer ve kemik kaynaklı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	6768-6
49	1100300	ALT (Alanin Aminotransferaz)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatoselüler hasar, karaciğer hücre nekrozu ya da herhangi bir nedenle meydana gelen hasar,alkolik hepatit ve kronik hepatit tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1742-6
1318	90720	Herpes Simpleks Tip 1 IgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonunun teşhis, serokonvansiyonun izlenmesi ve hastanın bu virüse karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	7609-5
1319	90730	Herpes Simpleks Tip 1 IgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonunun teşhis, serokonvansiyonun izlenmesi ve hastanın bu virüse karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	7910-3
1322	90760	Herpes Simpleks Tip 2 IgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonunun teşhis, serokonvansiyonun izlenmesi ve hastanın bu virüse karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	7912-9
2621	908220	*HIV RNA (PCR)		mor kapak	Edital Plazma		HIV pozitifliğinin doğrulanması amacıyla kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	20447-9
46	1107250	* Trigliserid		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hiperlipideminin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2571-8
587	1104070	Noradrenalin (Norepinefrin) (24h İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 ay, donmuş halde 1 ay 5 ml. Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır	Hipertansiyon, feokromsitosoma, nöroblastoma ve gangliodromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	25963-0
2195	1104060	Noradrenalin (Norepinefrin) (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipertansiyon, feokromsitosoma, nöroblastoma ve gangliodromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	24523-3
2196	1104110	Normetanefrin (24h İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	İdrar toplanacak kabın içine 5 M HCl koyular ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumü mutfaka bildirilmelidir.	Hipertansiyon, feokromsitosoma, nöroblastoma ve gangliodromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	15083-9
2244	1104090	Normetanefrin (Plazma)		mor kapak	Edital Plazma	Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir.	Hipertansiyon, feokromsitosoma, nöroblastoma ve gangliodromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	25489-6
588	1104100	Normetanefrin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipertansiyon, feokromsitosoma, nöroblastoma ve gangliodromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	34348-3
1656	1100010	1,4-Dehidroandrostenedion		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hirjutizm, polikistik over, konjenital adrenal hiperplazi gibi hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	CLIA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00	1854-9
4151	903720	Spesifik IgE Nane F405		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	10 gün sonra 18:00	
1630	1106760	Serbest T3		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hormon konsantrasyonunun saptanması tiroid hastalıklarının ayrıntı tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	3051-0
1631	1106770	Serbest T4		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hormon konsantrasyonunun saptanması tiroid hastalıklarının ayrıntı tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	3024-7
1209	906670	Anti HIV		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Human immunodeficiency virus ile karşılaşıp karşılanmadığının antijenler ile kullanılır.	CLIA	Pazartesi Çarşamba - Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	5223-3
2984	1107480	Ürik Asit (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 ml, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 2 hafta	İdrarla ürik asit atılımı nedeni ile böbrek taşı bulunan hastaların değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3087-4
2400	1107470	Ürik Asit/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		İdrarla ürik asit atılımı nedeni ile böbrek taşı bulunan hastaların değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3086-6
2386	1107410	Üçlü test (AFP-E3-HCG)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İkinci trimester döneminde nöral tüp defekti, Down Sendromu ve Trizomi 18 için kantitatif risk tayini (prenatal tarama) için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	49572-1
2270	1102290	Dörtlü Test (AFP-E3-Hbİn A)		sarı kapak	Serum	2 ml, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 ay	İkinci trimester döneminde nöral tüp defekti, Down sendromu, Trizomi 18 için kantitatif risk tayini (prenatal tarama) için kullanılır.	CLIA	Salı Perşembe 09:30	3 gün sonra 18:00	
2752	905870	Gartada Direkt Parazit İncelemesi		galta kabı	Galta		İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.	Mikroskop	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
2601	-	GFR (KID-EPİ)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	
2752	906091	Mantra Aranması (KOH ile)		laboratuvara danjınız	Diğer		İncelenen materyalde dermatofitlerin gözlemlenmesi, izolasyonu ve identifikasyonunun değerlendirilmesinde kullanılır.	Mikroskop	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	10689-8
1688	1103760	İnhibin A		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İnhibin A, trizomi taraması amacıyla doğulu testin bir bileşeni olarak kullanılır.	CLIA	Salı Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	22883-2
1673	1103780	İnsülin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İnsülin bağımlı Diabetes Mellitus tedavisi ve takibinde ve insülinoman tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	20448-7
1672	1103790	İnsülin (Folikül)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İnsülin bağımlı Diabetes Mellitus tedavisi ve takibinde ve insülinoman tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	20448-7
746	1103020	Haptogloblin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Intravasküler hemoliz varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.	Turbidimetre	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	4542-7
600	1101050	APTT		donmuş	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	İntrensek ve ortak koagülasyon yolunun değerlendirilmesi, faktörlerin fonksiyonunu belirlemede, ayrıca heparin tedavisinde kullanılır.	Koagülometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3173-2

1305	907390	Galaktozmannan Antijeni	dommuş	sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Invaziv Aspergillus ön tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	35383-9
820	905672	Galeta Kültürü		galeta kabı	Galeta		İshallerin sebebinin araştırılması sırasında, klinik tablonun patojen bir bakteri tarafından meydana getirilip getirilmediğinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	625-4
1341	907700	Kabakulak İgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kabakulak virüs enfeksiyonunun laboratuvar tanısı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00	25419-3
1640	1102320	E2 (Estradiol)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kadınlarda hormonal dengenin değerlendirilmesi ve erkeklerde feminizasyon bulgularının sebebinin araştırılması sırasında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2243-4
43	1103050	HDL Kolesterol		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kalp hastalığı ve ateroskleroz riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2085-9
2308	1103880	Kalsiyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 ml, oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 3 hafta Soğuk ortamda vakolamalı ve gönderilmelidir.	Kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat bubreğe taşınma riskinin değerlendirilmesi, osteoporoz ve osteomalazi gibi kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	18488-7
500	1103870	Kalsiyum/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	6 ml, oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 3 hafta Soğuk ortamda vakolamalı ve gönderilmelidir.	Kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat bubreğe taşınma riskinin değerlendirilmesi, osteoporoz ve osteomalazi gibi kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	35675-8
2724	705140	ABO-Rh Tayini (Forward Gruplama)		mor kapak	Edtali Tam Kan	Buzdolabında 2 hafta	Kan grubu ve Rh tayininde kullanılır.	İki Santrifügasyon	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	882-1
4162	1108420	Spesifik İgE İncir F402		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	
2723	705130	ABO-Rh Tayini (Forward Gruplama)+ABO Reverse Grup		mor kapak	Edtali Tam Kan	Buzdolabında 2 hafta	Kan grubu ve Rh tayininde kullanılır.	İki Santrifügasyon	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	1301-7
665	705160	Kan Grubu (Jel Sent.)		mor kapak	Edtali Tam Kan	3 ml, oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta Donmuş halde kabul edilmez	Kan grubu ve Rh tayininde kullanılır.	İki Santrifügasyon	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	33062-1
70	1100320	*Albumin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kan-beyin bariyerin geçirgenliğinde artış olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1751-7
861	905920	Gaitada Amip-Giardia Aranması		galeta kabı	Galeta		Kanli ve mukuslu ishallerin araştırılmasında kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	10670-8
862	905930	Gaitada Gili Kan Aranması		galeta kabı	Galeta	Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 36 saat	Kansızık sebebinin araştırılması sırasında ve kalın bağırsak kanseri taramasında kullanılır.	İmmünookromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2335-8
48	1101280	* AST (Aşpartat Aminotransferaz)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Karaciğer hasarının saptanması ve karaciğer hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.	Enzimatik	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1920-8
712	1106430	Protrombin Zamanı (PTZ)	dommuş	navi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 24 saat donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Karaciğer hastalığı, K vitamini eksikliği veya belirli bir faktör inhibitörü nedeniyle ekstrinsik pıhtılaşma sistemini (I, II, V, VII, X) etkileyen faktörlerden 1 veya daha fazla eksikliğinin belirlenmesi için yapılan tarama testidir. Oral antikoagülan tedavi izlenmesinde kullanılır.	Koagülometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
4154	903720	Spesifik İgE Gövercin Tüyü E215		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immünoterapi için sonumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	10 gün sonra 18:00	
585	1100080	5-Hidroksi İndol Asetik Asit (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Nümunenin toplanacağı temiz kabin içine 6 M HCl ile edilebilir koyulur ve idrar üzerine boşaltılır. Numune laboratuvara gönderilmeden önce 4 olinadır. Rh 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Karsinoid sendrom olasılığının değerlendirilmesinde ve hastaların takibinde kullanılır.	LC MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	14573-0
4582	1100080	5-Hidroksi İndol Asetik Asit/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Karsinoid sendrom olasılığının değerlendirilmesinde ve hastaların takibinde kullanılır.	LC MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	
1608	1104110	Metanefrin (24h İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	İdrar toplanacak kabin içine 5 M HCl koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Katekolamin salgılayan feokromositoma gibi adrenal tümörlerde ve paraganglioma gibi nöral kaynaklı tümörlerde teşhis ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	LC MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	11140-1
2197	1104090	Metanefrin (Plazma)		mor kapak	Edtali Plazma	2 ml, donmuş halde 1 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez	Katekolamin salgılayan feokromositoma gibi adrenal tümörlerde ve paraganglioma gibi nöral kaynaklı tümörlerde teşhis ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	LC MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	25473-0
111	1104100	Metanefrin/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar		Katekolamin salgılayan feokromositoma gibi adrenal tümörlerde ve paraganglioma gibi nöral kaynaklı tümörlerde teşhis ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	LC MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	13771-1
1239	1100990	Antitrombin III Aktivitesi	dommuş	navi kapak	Stratifi Plazma	2 ml, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Kazanmış veya doğuştan gelen antitrombin eksikliğinin teşhisi ve takibinde kullanılır.	Koagülometri	Salı Perşembe 09:30	Aynı gün 18:00	55442-8
1226	906820	*Anti Rubella İgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kişinin kızamıkçık virüsüne karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00	5334-8
1228	906840	Anti Rubella İgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kişinin kızamıkçık virüsüne karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00	5335-5
1644	1100190	17-Hidroksiprogesteron		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Konjenital adrenal hiperplazilerde tarama testi olarak, ayrıca hipüritizm ve infertilite değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	1668-3
119	1106220	Prob Nüritetik Peptid (NT- ProBNP)		mor kapak	Edtali Plazma	1 ml, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 ay	Koroner kalp yetmezliğinin tanısı, evrelendirme, prognoz tayini ve takibinde kullanılır.	İmmünoassay	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	30934-4
42	1104520	* Kolesterol, Total		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde ve riski yüksek hastaların takibi sırasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	14647-2
1326	908170	*HCV RNA PCR		mor kapak	Edtali Plazma	3 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik HCV enfeksiyonunun tespiti ve onaylanması, HCV enfeksiyonunda hastalığın ilerlemesinin izlenmesi ve tedavinin takibinde, ayrıca antiviral tedavinin tamamlanmasından sonra tedavi ve nüksün tespiti için kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	11259-9
1418	908150	*HBV DNA PCR		mor kapak	Edtali Plazma	3 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik hepatit B vakalarında tedaviye başlamadan önce ve tedavi takibinde, ayrıca kronik dönemdeki hastaların geçireti için enfeksiyon olma olasılığının araştırılmasında kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	5007-0
876	905630	Antibiyotik Duyarlılık Testi		kültür plağı	diğer		Kültür örneğinde etken bakteri varlığında, tedavi için duyarlı antibiyotik tespiti amacıyla kullanılır.	Dışkı difüzyon	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	29576-6
117	1104890	Laktat		gri kapak	Oksalatlı Plazma	Buzdolabında 2 hafta donmuş halde 1 ay Namune alındıktan sonra hemoliz edilmemesi için ayırılmaz ve soğuk ortamda gönderilmelidir (İğneleri ve kan alımı sırasında bunların üzerine süne tabakası katılması kabul edilmez)	Laktik asidoz olasılığının değerlendirilmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2524-7
2603	1106370	Protein Elektroforезi (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	10 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Lipid nefrozis ve glomerulonefrit teşhisi ve takibi amacıyla kullanılır.	Elektroforез	iki haftada 1 09:30	15 gün sonra 18:00	
1355	907800	* Listeria Agütinasyon		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Listeria monocytogenes enfeksiyonu olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.	Agütinasyon	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	23211-6
98	1105230	Magnezyum		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	19123-9
257	1107520	*Vitamin B12		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Makrositik anemilerin araştırılmasında ve megaloblastik anemilerde görülen eksikliklerin takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2132-9
1735	1102610	Gaitada Sindirim Durumu		galeta kabı	Galeta	Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 36 saat	Malabsorbsiyon bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	10753-2
255	1102480	*Folat		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesi ile folat eksikliğinin tanı, tedavi ve takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2284-8
1639	1105220	LH (Lüteinizan Hormon)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Menstrüel düzensizliklerin değerlendirilmesine yardımcı olarak, hipogonadizm şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	10501-5
1638	1102500	FSH (Folikül Stimülasyon Hormon)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Menstrüel düzensizliklerin değerlendirilmesine yardımcı olarak, hipogonadizm şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde, ovulasyon tahmininde, infertilite değerlendirilmesinde ve hipofizer bozukluklarının tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	15067-2

1674	-	İnsülin Direnci (HOMA- IR)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Metabolik sendrom tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
837	905770	Boyasız Direkt Mikroskopik İnceleme		laboratuvara damızır	diğer		Mikrobiyolojik, bakteriyolojik, parazitolojik ve biyokimyasal amaçlı incelemelerde kullanılır.	Mikroskop	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	20431-3
76	1104730	CK (Kreatin Kinaz)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Miyopatleri veya diğer travma, toksin veya ilaç bağı kas hasarını tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	16688-4
1333	907630	IgG (Nefelometrik)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopati olasılığının araştırılması ile immün yetmezlik tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetre	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2465-3
1335	907640	IgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopati olasılığının araştırılması ile immün yetmezlik tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetre	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2472-9
1331	907620	IgA (Nefelometrik)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopati olasılığının araştırılmasında ve immün yetmezlik tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetre	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2458-8
121	1103730	İmmünofloresan Elektroferez		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Multiple myeloma, Waldenström makroglobulinemi ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır.	Elektroforez	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
867	905970	Gonokok Kültürü		jelli swap	Üretral Akıntı		Neisseria gonorrhoeae (gonokok) enfeksiyonunun teşhisinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	698-1
821	905673	Kudak Kültürü		jelli swap	Kudak Sürüntüsü	1	Öst etkeni mikroorganizmaları izolasyon ve identifikasyonunda kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	608-0
2379	1106200	*Prealbumin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Özellikle akut hastalarda beslenme desteğine olan yanıtın takibinde olmak üzere nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır.	Türbidimetre	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	14338-8
74	1105100	Lipaz		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Özellikle pankreatit olmak üzere pankreas hastalıklarının araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3040-3
6184	1105940	Pankreatik Elastaz (Gaita)		gaita kabı	Gaita	Buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 ay	Pankreatik elastaz testi, diğer örneklerinde insan pankreatik elastaz enziminin kantitatif olarak tespiti amacıyla yapılan bir testtir.	CLIA	Aynı gün 09:30	35 gün sonra 18:00	25907-7
72	1100800	Amilaz		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pankreatit, böbrek yetmezliği, akciğer veya over tümörleri, siklik bez hastalıkları (özellikle kabakulak) tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1798-8
1745	907900	Parvovirus B19 IgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Parvovirus B19 enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	40657-9
1746	907910	Parvovirus B19 IgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Parvovirus B19 enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	40659-5
618	1102310	Eritropoetin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Primer ve sekonder polisitemi ayrıca tanısı ile EPO replazman tedavisinin takibinde kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	15061-5
574	1106320	Protein (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	10 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Proteinüriye sebep olan böbrek hastalıkları ile ilgili arızaların sızdırma ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2880-4
1671	1103810	IGFBP-3 (IGF Bağlayan Protein 3)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Rekombinant büyüme hormonu tedavisinin izlenmesi, akromegali ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	2483-6
2310	907101	CCP (Cyclic Citrullinated Peptide)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Romatoid artrit olduğundan şüphelenilen hastaların değerlendirilme, Romatoid artrit ile ortaya çıkabilecek diğer bağ dokusu hastalıklarından ayırt etmek için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	32218-0
1343	907720	Kızamık (Rubella-Measles) IgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Rubella (kızamık) virüsü ile akut faz enfeksiyonunun belirlenmesinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00	25421-9
243	1106240	Prokalsitonin		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sepsis, bakteriyel enfeksiyonlar, ciddi travma, yanık, cerrahi operasyonlar ve multiorgan yetmezliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	33959-8
93	1103860	Kalium		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Serum kalium konsantrasyonunda azalma veya artma meydana getirilen kemik, böbrek, paratiroid bezi ve gastrointestinal sistem hastalıkları ile beslenme D vitamini veya kalium eksikliği olasılığının araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2000-8
92	1104180	*Florür		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sıvı-elektrolit ve sıvı-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2075-0
90	1106910	*Sodyum		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sıvı-elektrolit ve sıvı-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2951-2
1394	908090	TPHA (Treponema pallidum Hemag Antikoru)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sifiliz olasılığının araştırılması sırasında, nontreponemal testlerle elde edilen pozitif sonuçların kontrolü amacıyla kullanılır.	IHA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	26009-1
215	1114600	Siklosporin		mor kapak	Edilmiş Tam Kan	Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 2 ay	Siklosporin tedavisi uygulanan hastalarda hedeflenen kan konsantrasyonunun elde edilmediğinin kontrolü ve hasta için uygun olan tedavi dozunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3520-4
1177	906410	Anti ds DNA (ELISA)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) olasılığının düşündürülen hastaların teşhisinde ve SLE tanısı konmuş hastaların takibinde kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	5 gün 18:00	5131-8
1220	906770	Anti Nütrofil Sitoplazmik Antikor Profili (ANCA)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sistemik vaskülitlerin (özellikle renal ve pulmoner tutulumlarının) tanı ve tedavilerinin takibinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00	17351-8
186	1104560	Kompleman C3		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE hastalık aktivitesinin takibi ile Total Kompleman (CH50) eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	4485-9
1215	906730	Anti Kardiyolipin IgG		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE, lupus benzeri hastalıklar, maligniteler, Antifosfolipid Sendrom ve trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00	3181-5
1216	906740	Anti Kardiyolipin IgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE, lupus benzeri hastalıklar, maligniteler, Antifosfolipid Sendrom ve trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	Ertesi gün 18:00	3182-3
187	1104570	*Kompleman C4		sarı kapak	Serum	ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE, proliferatif glomerulonefrit, romatoid artrit, otosimün hemolitik anemi hastalık aktivitesinin takibinde, Total Kompleman (CH50) eksikliğinin değerlendirilmesinde ve herediter aranjodem tanısında kullanılır.	Nefelometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	4498-2
823	905675	Balgam Kültürü		steril idrar kabı	Balgam		Solunum yolu enfeksiyonları tanısında, patojen mikroorganizmaların belirlenmesinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	6460-0
1166	906320	Adacak Hücre Antikoru/İstik Cell Antibody (ICA)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Tip 1 diyabet olasılığının değerlendirilmesi ve ayrıca tanısında kullanılır.	FA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	11927-9
241	1107380	TSH		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve tedavi ile takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	3016-3
1235	906910	*Anti Tokoplazma IgG		sarı kapak	Serum	ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Tokoplazma IgG ölçümü, geçirilmiş ya da geçirilmekte olan Tokoplazma enfeksiyonu saptanmasına yardımcı olarak kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00	8039-0
1237	906930	Anti Tokoplazma IgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Tokoplazma IgM ölçümü, aktif tokoplazma enfeksiyonu saptanmasına yardımcı olarak kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00	8040-8
899	906290	VDRL-RPR		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Treponema pallidum neden olduğu sifiliz hastalığının tanısında kullanılır.	İmmünoromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	20507-0
3434	906141	* ARB İncelemesi ve (TBC Heli Kültürü)		steril idrar kabı	diğer		Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	59 gün sonra 18:00	11545-1
3436	906141	* ARB İncelemesi, Balgam		steril idrar kabı	diğer		Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	11545-1

885	906150	* Mikobakteri Ant. Doy. Testi (Dko. Sw.)		steril idrar kabı				Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	59 gün sonra 18:00	29579-0
2369	906141	* Mikobakteri Araması (ARB) Mikroskopik		steril idrar kabı				Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Mikroskop	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	11545-1
887	906170	* Mikobakteri Kültürü (Örme Kont. Oto. 5)		steril idrar kabı				Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Kültür	Perşembe-Cumartesi 09:30	59 gün sonra 18:00	539-7
888	906180	* Mikobakteri Tiplandırması		steril idrar kabı	Balgam, Eriyikli Sıvı, Açık Mide Sıvısı, BOS, Diğer	Oda ısısında, buzdolabında 3 gün.	Dommuş halde kabul edilmez	Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	21 gün sonra 18:00	543-9
1396	908110	Varicella Zoster Virüs (VZV) IgM		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Varicella zoster virüsü ile akut faz enfeksiyonu tanısında kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00	21597-0
1364	907950	CANCA (PR3 ANCA)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Wegener granülomatizi 4 hastalığın teshisi amacıyla kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	Ertesi gün 18:00	17351-8
103	1101330	Bakır		kırmızı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Wilson hastalığı olasığının araştırılması ve hastalara uygulanan plazasyon tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	14665-4	
2829	1104010	Karmin/Açık Karmin Analizi (Kuru Kan)		Özel Filtre Kağıdı	Özel Filtre Kağıdı	Buzdolabında 12 saat, donmuş halde 1 ay	Serum plazma (heparinli) için: İli yavaşlık işaretli alana kan tamamen emdirilmez. Oda ısısında kabul edilmez	Yağ asidi oksidasyon defektleri ve bazı organik asidlerin taramasında kullanılır.	LC MS/MS	Pazartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	59249-3
173	1102070	Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri (C22,C24,C26) Analizi	donmuş	mor kapak	Edalı Plazma	1 ml, donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurulurak transfer edilmelidir.		Yağ asidi oksidasyon defektlerinde kullanılır.	LC MS/MS	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	17080-3
826	905678	Meni Kültürü		steril idrar kabı	Meni			Yara enfeksiyonlarının etkenlerinin belirlenmesinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	
822	905674	Yara Kültürü (Aspirat, Vücut Sıvıları vs.)		jelli swap	Vücut Sıvıları (Mayı)			Yara enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonunun değerlendirilmesinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	6462-6
164	1107610	Yenidoğan Taraması (Kuru Kan)		Özel Filtre Kağıdı	Özel Filtre Kağıdı (PKLI)	Buzdolabında 12 saat, donmuş halde 1 ay	Serum plazma (heparinli) için: İli yavaşlık işaretli alana kan tamamen emdirilmez. Oda ısısında kabul edilmez	Yenidoğan döneminde belirlenerek tedavi edilmesini halinde bebeğin kaybına ya da fiziksel ve zihinsel gelişime engelleyen neden olacak bazı metabolik hastalıkların taraması amacıyla kullanılır.	LC MS/MS	Pazartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	57794-0
7304	1102400	Fenilalanin Yükleme Testi		sarı kapak	Serum				LC MS/MS	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	32265-1
7276	1112250	GH-Glukagon Uyan Testi 0. Dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	34063-8
2145	1112260	GH-Glukagon Uyan Testi 30. Dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55512-8
2147	1112270	GH-Glukagon Uyan Testi 60. Dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55517-7
2148	1112280	GH-Glukagon Uyan Testi 90. Dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55516-9
2149	1112290	GH-Glukagon Uyan Testi 120. Dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55504-5
2606	1112300	GH-Glukagon Uyan Testi 150. Dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55515-1
2409	1112310	GH-Glukagon Uyan Testi 180. Dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55511-0
7286	1111940	GH-Klonidin/L-DOPA uyanı testi 0. dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	40298-2
7287	1111950	GH-Klonidin/L-DOPA uyanı testi 30. dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55513-6
7288	1111960	GH-Klonidin/L-DOPA uyanı testi 45. dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55509-4
7289	1111970	GH-Klonidin/L-DOPA uyanı testi 60. dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	40299-0
7290	1111980	GH-Klonidin/L-DOPA uyanı testi 90. dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	40300-6
7291	1111990	GH-Klonidin/L-DOPA uyanı testi 120. dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	40301-4
7327	-	GH-Klonidin/L-DOPA uyanı testi 180. dakika		sarı kapak	Serum				CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	
71	-	Globulin		sarı kapak	Serum				Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
7270	1103160	Histamin (Serum/Plazma)		sarı kapak	Serum				LC MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	
7277	1113800	HGF-1-Somatostatin Jenerasyon Testi Bazal		sarı kapak	Serum				CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	60050-1
7278	1113810	HGF-1-Somatostatin Jenerasyon Testi 2. Numune		sarı kapak	Serum				CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	60011-4
7279	1113820	HGF-1-Somatostatin Jenerasyon Testi 3. Numune		sarı kapak	Serum				CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	60010-6
7280	1113830	HGF-1-Somatostatin Jenerasyon Testi 4. Numune		sarı kapak	Serum				CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	60009-8
3096	1103980	Karmin, Serbest		Özel Filtre Kağıdı	Özel Filtre Kağıdı	Buzdolabında 12 saat, donmuş halde 1 ay. Serum-plazma (heparinli) için: İli yavaşlık işaretli alana kan tamamen emdirilmez. Oda ısısında kabul edilmez			LC MS/MS	Pazartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	59249-3
1728	905678	Ortam Kültürü		jelli swap	diğer				Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	
6217	-	SARS-CoV-2 PCR		jelli swap	Orofarengeal-Nazofarengeal Kombinasyonlu				PCR	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	
45	-	VLDL Kolesterol		sarı kapak	Serum	2 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay			Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	14647-2
1232	907000	Anti SM (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Antinükleer antikor test sonucu pozitif sonuçta bulunan ve skleroderma olasığının destekleyen klinik bulgular gösteren hastalarda, bu olasığın kontrolü amacıyla kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	56730-5
3385	907010	Anti-Sm/RNP (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	33568-7
1251	907020	Anti SS-A (Anti Ro 60) (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay		Antinükleer antikor testinin pozitif olduğu bazı doku hastalığının belirti ve semptomları olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	63445-1

1753	907030	Anti SS-B (Anti La) (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor testinin pozitif olduğu bağ dokusu hastalığının belirti ve semptomları olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	56725-5
1229	906990	Anti-SCL 70 (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor test sonucu pozitif bulunan ve skleroderma olasılığın destekleyen klinik bulgular gösteren hastalarda, bu olasılığın kontrolü amacıyla kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	56693-5
1247	906980	Anti-JD1 (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pulmoner belirti ve semptomlarında Raynaud fenomeni ve artritli olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	56731-3
1752	907020	Anti SSA (Anti Ro 52) (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor testinin pozitif olduğu bağ dokusu hastalığının belirti ve semptomları olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	63445-1
3886	907340	Anti Sentromer (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hastalıkların tanısı, SLE hastalığı tanı ve takibi, otoimmün hepatitlerin ayrıcı tanısı ve takibinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
1761	906700	Anti Histon Antikor (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hastalık, ilaca bağlı lupus sendromu ve böbrek hastalığı olasılıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	8071-3
1299	907871	Nucleosomes (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hastalıkların tanısı, SLE hastalığı tanı ve takibi, otoimmün hepatitlerin ayrıcı tanısı ve takibinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	
1762	906800	Anti Ribosomal P Protein (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE ve romatoid artrit hastalığı olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	31592-9
1175	906410	Anti dsDNA (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 ml, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sistemik lupus eritematozus (SLE) olasılığının dışıdiren hastaların teşhisinde ve SLE tanısı konmuş hastaların takibinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	

Not: *güvenli analizler akreditasyon kapsamindedir.