

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi:		21.10.2026									
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
48	L101280	^ AST (Aspartat Aminotransferaz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Karaciğer hasarının saptanması ve karaciğer hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.	Enzimatik	Her gün 08:30	Aynı gün 18:00	1920-8
1665	L100380	Aldosteron		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Plazma renin aktivitesi ölçümü ile birlikte,hipertansiyon etiyojisinin araştırması sırasında kullanılır.	CLIA	Pazartesi 09:30	ertesi gün sonra 18:00	1763-2
1204	906620	ANTİ HBS (CHEM)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit B virusüne karşı, enfeksiyon ya da aşılama yoluyla kazanılmış bağışıklığın bulunup bulunmadığını gösterdiğinden bağışıklık kontrolü amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	5193-8
-	-	CD3/CD4/CD8 Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik iliği	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	AIDS hastalarının tanısı, immünolojik monitorizasyonu ve takibini değerlendirmek amacıyla kullanılır.Panel içerisinde CD3, CD4, CD8 ve CD45 yer almaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-
-	-	CD34 Kök Hücre Canlılığı Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik iliği	1 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Otolog ve allojenik kemik iliği naklinde verilecek kök hücre canlılığının değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-
671	L104840	Kriyoglobulin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Raynaud benzeri semptomu olan hastalarda kryoglobulinemi tanısında kullanılır. Neoplastik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar ve kollajen doku hastalıklarında serum kryoglobulin miktarı artar.	Manuel	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	5117-7
2203	L108600	Spesifik IgE Kazein F78		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	-
4964	L100620	* Alfa-1-Mikroglobulin /Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	10 mL, 2-8°C	Böbrek hasarı, enfeksiyon, bağışıklık sistemi problemleri veya ilaç etkileşimleri gibi çeşitli nedenlerle alfa-1 mikroglobulin seviyelerinde değişiklikler görülebilir.	RID	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	-
1207	906650	* Anti Hepatit E (HEV) IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit E enfeksiyon tanısında kullanılır.	EIA	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	13294-4
7365	-	* Anti Trombosit Antikor		mavi kapak	Sitratlı Tam Kan	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Trombositopenisi olan hastalarda sebebin otoimmun kaynaklı bir hadise olup olmadığını değerlendirmek amacıyla kullanılır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	-
6215	L101650	* Beta-2 Transferrin		sarı kapak ve plastik kap	Vücut Sıvısı+Eş Zamanlı Serum	Soğuk zincir şartlarıyla	Kulak ve Burun sıvılarının BOS içerip içermediğinin araştırılmasında kullanılır.	Elektroforez	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	53559-1
1715	911380	* Fenol (İdrar)		İdrar kabı	İdrar	20mL, 2-8°C	Mesleki maruziyet ve tedavi takibinde kullanılır.	HPLC	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	2758-1
2798	912140	* FTA-Abs IgG		sarı kapak	Serum	0,5mL, 2-8°C	Treponema pallidum enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.	IFT	Salı 09:30	Çar 18:00	17726-1
2799	912150	* FTA-Abs IgM		sarı kapak	Serum	0,5mL, 2-8°C	Treponema pallidum enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.	IFT	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	17729-5
7527	L102860	* Glizokaminoglikan Paneli (İdrar)	donmuş	İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, <0°C	Mukopolisakkaridozların taranmasında önemlidir.	Fotometri	Perşembe 09:30	21 gün sonra 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi:	21.10.2026										
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1324	908200	* HSV 1 DNA rıPCR		bos tüpü	BOS	2mL, 2-8°C	Analiz materyalinde Herpes Simpleks Virüs Tip 1 ve 2 varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	20444-6
1325	908200	* HSV 2 DNA rıPCR		bos tüpü	BOS	2mL, 2-8°C	Analiz materyalinde Herpes Simpleks Virüs Tip 1 ve 2 varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	20444-6
198	L103550	* IgG İndeksi		sapı kapak ve bos tüpü	BOS ve Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Multiple Skleroz olasılığının araştırılmasında kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	14117-6
1350	907790	* IgG Subclass I	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde ve total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Cuma 18:00	2466-1
1351	907790	* IgG Subclass II	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde ve total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Cuma 18:00	2467-9
1352	907790	* IgG Subclass III	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde ve total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Cuma 18:00	2468-7
1353	907790	* IgG Subclass IV	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde ve total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Cuma 18:00	2469-5
2394	L105300	* Metil Malonik Asit/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Vitamin B12 eksikliğinin araştırılmasında kullanılır.	LC-MS/MS	Salı-Perşembe-Cumartesi 09:30	21 gün sonra 18:00	13964-2
1378	908020	* Salmonella Tüp Aglütinasyon (Gruber Widal)		sarı kapak	Serum	0,5mL, 2-8°C	Tifo ve paratifo enfeksiyon olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Tüp Aglütinasyon	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	Çar-Cmt 18:00 Sal 18:00	-
7292	L113750	* Serbest Kortizol- Düşük Doz (0.5 mg) Deksa metazon Baskılama Testi		İdrar kabı	24Saat İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Cushing sendromunu ve subklinik seyreden adrenal insidentalomayı değerlendirmek amaçlı yapılan testtir.	LC-MS/MS	Çar 08:00	Per 18:00	1391-2
7293	L113780	* Serbest Kortizol- Yüksek Doz (2 mg) Deksa metazon Baskılama Testi		İdrar kabı	24Saat İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Cushing sendromunu ve subklinik seyreden adrenal insidentalomayı değerlendirmek amaçlı yapılan testtir.	LC-MS/MS	Çar 08:00	Per 18:00	1392-0
258	-	* Vitamin B6	donmuş	sarı kapak	Serum	Örnek karanlık ortamda gönderilmelidir.	Vitamin B6 eksikliğinin araştırılmasında kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	-
275	L107530	* Vitamin C	donmuş	sarı kapak	Heparin'li Plazma	Buzdolabında 24 Saat, donmuş halde 2 ay Oda ısısında kabul edilmez	C vitamini eksikliği ve fazlalığının değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Çarşamba 09:30	20 gün sonra 18:00	1903-4

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
2759	-	* Vitamin H (Biyotin)		sarı kapak	Serum	Donmuş halde 1 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez	Vitamin K eksikliğinin araştırılmasında kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	-
3063	-	* Vitamin K		sarı kapak	Serum	Donmuş halde 1 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez	Vitamin H eksikliğinin araştırılmasında kullanılır.	LC-MS/MS	Pazartesi 09:30	21 gün sonra 18:00	-
1663	L100160	*11-Deoksikortizol		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Cushing sendromunun ayrıncı tanısında, ikincil veya üçüncül adrenal hiperplazi olasılığının araştırılması sırasında metiropen testinin bir parçası olarak kullanılır.	LC-MS/MS	Perşembe 09:30	Cuma 18:00	40810-4
1658	L100170	*17-Hidroksikortikoidler(idrar)		İdrar kabı	İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay İdrar koruyucusu olarak 25 mL %50 glasiyal asetik asit kullanılmalıdır	Adrenogenital sendrom ve steroid biyosentezi ile ilgili defektler sonucunda ortaya çıkan diğer hastalıkların araştırılması ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Salı 08:00	2 Hafta Sonra 18:00	34218-8
50	L100130	*5' NÜKLEOTİDAZ		sarı kapak	Serum	Oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesi için kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5'-NT düzeyi yükselir.	Enzimatik	Cuma 09:30	Cuma 18:00	1690-7
251	L100100	*5-Hidroksitriptamin (Serotonin)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Karsinoid tümörü olan hastaların değerlendirilmesinde ikincil test olarak kullanılır.	LC-MS/MS	Pazartesi 09:30	Salı 18:00	27057-9
4583	L100110	*5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (24 saatlik idrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Numunenin toplanacağı temiz kabın içine 6 M HCL ilave edilip koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph 2.5 – 3.5 olmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir. Örnek dondurulmuş halde gönderilmelidir.	Karsinoid tümörü olan hastaların değerlendirilmesinde ikincil test olarak kullanılır.	LC-MS/MS	Pazartesi 09:30	Salı 18:00	-
4516	-	*Sitrat / Kreatinin Oranı (Spot İdrar)		Plastik Kap	Spot İdrar	2mL ,2-8°C	İdrarda sitrat varlığı idrarda kalsiyum bağlanmasına bağlı olarak böbrek taşı oluşumunun majör inhibitörüdür.	Fotometri	Pzt 08:00 Per 08:00	Pzt 18:00 Per 18:00	-
9305	L100260	*Adenozin deaminaz (ADA), Perikard Sıvısı		Biyolojik Sıvı Tüpü	Perikardial Sıvı	2 mL, 2-8°C	Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane kansinomları, talasemi majör, tüberküloz, otoimmun hastalıkların tanı ve teşhisinde kullanılır.	PCR	Sal 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00	9404-5
9306	L100260	*Adenozin deaminaz (ADA), Periton Sıvısı		Biyolojik Sıvı Tüpü	CAPD (Periton Diyaliz) Sıvısı	2 mL, 2-8°C	Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane kansinomları, talasemi majör, tüberküloz, otoimmun hastalıkların tanı ve teşhisinde kullanılır.	PCR	Sal 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00	9404-5

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
9307	L100260	*Adenozin deaminaz (ADA), Plevra Sıvısı		Biyolojik Sıvı Tüpü	Plevral Sıvı	2 mL, 2-8°C	Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane kansinimleri, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.	PCR	Salı 08:00 Cum 08:00	Salı 18:00 Cum 18:00	9404-5
9308	L100260	*Adenozin deaminaz (ADA), Sinoviyal Sıvı		Biyolojik Sıvı Tüpü	Sinoviyal sıvı	2 mL, 2-8°C	Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane kansinimleri, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.	PCR	Salı 08:00 Cum 08:00	Salı 18:00 Cum 18:00	9404-5
157	L100230	*Adenozin Deaminaz Aktivitesi (ADA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane kansinimleri, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.	Fotometri	Salı-Cuma 09:30	Salı-Cuma 18:00	1722-8
4585	L100250	*Adenozin Deaminaz Aktivitesi (ADA), BOS		bos tüpü	BOS	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane kansinimleri, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.	Fotometri	Salı-Cuma 09:30	Salı-Cuma 18:00	-
2625	L100260	*Adenozin Deaminaz Aktivitesi (ADA), Mayı		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit, siroz, hemokromatozis, prostat ve mesane kansinimleri, talasemi majör, tüberküloz, otoimmün hastalıklarının tanı ve teşhisinde kullanılır.	Fotometri	Salı-Cuma 09:30	Salı-Cuma 18:00	9404-5
1666	L100920	*ADH (Anti Diuretik Hormon, Vazopressin)	donmuş	mor kapak	Edta'lı Plazma	Donmuş halde 1 ay	Ektopik ADH salgılayan tümörler, akut intermittant porfiriya, ADH stimülasyon testleri için kullanılır.	RIA	Cuma 09:30	17 gün sonra 18:00	14949-2
9178	L103550	*Albumin, BOS'		BOS Tüpü	BOS	0.5 mL, 2-8°C. BOS: Sanrifüj edilerek hücrelerden ayrılması gerekir.	Kan-beyin bariyerinin bütünlüğünün araştırılmasında kullanılır.	NEFELOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00	1746-7
2768	L100360	*Albümin (Vücut Sıvıları)		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)	1 mL, 2-8°C	Vücut sıvılarının değerlendirilmesinde transüdayı eksüdataan ayırt edilmesinde kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	1747-5
159	L100370	*Aldolaz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kas distrofisi (muskuler distrofi) ve seyrek görülen iskelet kası bozuklukları olan hastaların tanı ve takibinde kullanılır.	Enzimatik	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	1761-6
3414	L100400	*Aldosteron (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	4-5 mL, oda ısısında 2 saat, buzdolabında (koruyuculu) 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Örnek soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Adrenal adenom, kansinom, renovasküler hastalık, tuz tüketmesi, gebelik, Bartter sendromunun araştırılmasında kullanılır.	CLIA	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	15010-2
557	L100390	*Aldosteron/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Adrenal adenom, kansinom, renovasküler hastalık, aşırı tuz tüketmesi, gebelik, Bartter sendromunun araştırılmasında kullanılır.	CLIA	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	15010-2
161	L100490	*Alfa Galaktozidaz (Lökosit)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	8 mL, 2-8°C.	Fabry hastalığı düşündürülen klinik prezentasyonlu hastaların değerlendirilmesi, Fabry hastalığı için anormal yenidoğan taraması takibinde kullanılır.	Fluorometri	Pazartesi Cuma 09:30	21 gün sonra 18:00	1813-5

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
209	L100610	*Alfa-1-Mikroglobulin		İdrar kabı	Serum	1 mL, 2-8°C	Artan globülin seviyesi; akut infeksiyon, romatoid artrit ve SLE gibi kronik inflamatuvar hastalıkları, multipl miyelom, Waldenstrom makroglobulinemi, hiperimmünizasyon gibi klinik durumlar ile ilişkilidir. Hepatik veya böbrek hastalığının bulunmaması durumunda düşük globulin seviyeleri, belirgin önem tasimaktadır.	RİD	Salı 09:30	21 gün sonra 18:00	-
598	L100660	*Alfa-2 Makroglobulin		sarı kapak	Serum	0,5 mL, 2-8°C	Nefrotik sendrom, diyabet, karaciğer hastalıkları, gebelik ve östrojen tedavisi serumda artışına neden olur.Kritik hastalıkların son döneminde, akut pankreatitte, fibrinolis ve DIC'da, stresde, cerrahi sonrasında, romatoid artritde ve puberte başlangıcında serumda azalır.Diagnostik amaçlı olarak, Alfa-2 makroglobulin sonuçları her zaman hastanın tıbbi geçmişi ve klinik muayene bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir.	Nefelometri	Salı-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	1835-8
56	L100730	*Alkalen Fosfataz İzoenzim Paneli		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Total alkalen fosfataz aktivitesinin yüksek bulunduğu durumlarda doku kaynağının belirlenmesi, karaciğer kemik bağırsak ve paratiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.	Elektroforez	Çarşamba 09:30	1 hafta sonra	24332-9
9425	L100750	*Alkalen fosfataz, kemiğe spesifik (Kütle)	donmuş	Jelli Tüp	Serum	1 mL, 0°C	Paget Hastalığı ve osteomalazi gibi metabolik kemik hastalığının ciddiye alınması teşhisi ve değerlendirilmesi, postmenopozal osteoporoz tedavisi de dahil olmak üzere antiösoptif tedavilerin etkinliğini izlemede kullanılır.	CLIA	Cuma 09:30	Pazartesi 18:00	-
9285	L100770	*Alüminyum, idrar		Plastik Kap	İdrar	2mL ,2-8°C	Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz uygulanan hastalarda alüminyum toksisitesi veya riskli kişilerde alüminyum entoksikasyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	İCP-MS	Pzt-Per 09:00	10 gün sonra 18:00	-
2830	L100760	*Alüminyum		lacivert kapak	Heparin'li Plazma	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz uygulanan hastalarda alüminyum toksisitesi veya riskli kişilerde alüminyum entoksikasyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	İCP-MS	Pazrtesi-Perşembe 09:30	Salı-Cuma 18:00	16349-3
4595	L100770	*Alüminyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	Örnekler soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz uygulanan hastalarda alüminyum toksisitesi veya riskli kişilerde alüminyum entoksikasyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	İCP-MS	Pazrtesi-Perşembe 09:30	Salı-Cuma 18:00	14592-0
1748	L100840	*Amiloid A		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut faz reaktanı, bir çok kanser için prognostik faktör tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Pzt-Per 09:30	1gün sonra 18:00	48498-0

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
51	L100860	*Amonyak (NH ₃)	donmuş	EDTA-Mor Kapak	Heparin'li Plazma	1 mL, <0°C. Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Kan alınmadan önce laboratuvar ile temasa geçilmelidir. Kan örneği alınması esnasında zorunlu olmadıkça turnike uygulanmamalıdır. Zorunlu durumlarda turnike uygulanması 1 dakikayı geçmemelidir. Kan alındıktan sonra tüpler soğuk su-buz içeren kaba konulur. Plazma en geç 30 dk içerisinde soğuk ortamda ayrılır ve hemen dondurularak transportu sağlanır. Hemolizli örnek analiz için kullanılmaz.	Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek, üre döngüsü bozukluklarını ve karaciğer yetmezliğine bağlı beyin durumlarını (hepatik ensefalopati) teşhis etmek veya izlemek için yapıldı	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00	22763-7
249	L100880	*Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sarkoidoz şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Kolorimetrik	Pazrtesi-Cuma 09:30	Pazrtesi-Cuma 18:00	2742-5
9437	L100880	*Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE)		Bos tüpü	BOS	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 ay	Sarkoidoz şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Kolorimetrik	Pazrtesi-Cuma 08:00	Pazrtesi-Cuma 18:00	2742-5
1169	912690	*Anti Adenovirüs IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Adenovirüs enfeksiyonları ile ilgili araştırma yapılması sırasında kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Pazartesi 18:00	5042-7
1176	906400	*Anti DNase B		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut ya da geçirilmiş Grup A streptokok enfeksiyonunun gösterilmesi	Nefelometri	Cuma 09:30	Cuma 18:00	14207-5
1183	906450	*Anti Fosfatidilserin IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Çarşamba 18:00	32032-5
1184	906460	*Anti Fosfatidilserin IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antifosfolipid sendrom, trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Çarşamba 18:00	32033-3
1195	906530	*Anti HAV IgM		mor kapak	Edta'lı Plazma	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Anti-HAV IgM tاینلری akut hepatitlerin ayrııcı tanısında, Hepatit A enfeksiyonunun saptanmasında kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pzt-Cmt 18:00	5181-3
8699	906650	*Anti Hepatit E (HEV) IgG		Jelli Tüp	Serum	0.5 mL, 2-8°C	HEV enfeksiyon hastalığının tanısını koymak için kullanılır.	EIA	Salı 09:30	Çar 18:00	13294-4
4943	906650	*ANTI Hepatit E (HEV) IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit E enfeksiyon tanısında kullanılır.	EIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	-
9392	-	*Anti Musk Antikoru		Jelli Tüp	Serum	1 mL, 2-8°C	Myastenia Gravis (MG) tanısında kullanılır. Asetilkolin reseptör antikoru negatif olan hastalarda MuSK antikor pozitifliği gözlemlenir.	ELISA	Salı 09:30	Çar 18:00	-
9380	906770	ti Nötrofil Sitoplazmik Antikor Profili(ANCA) İFA		Jelli Tüp	Serum	0.5 mL, 2-8°C	Bazı sistemik vaskülit formlarını tespit etmeye, teşhis etmeye ve izlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bazı sistemik vaskülit formlarını tespit etmeye, teşhis etmeye ve izlemeye yardımcı olmak için kullanılır.	İFT	Çar 08:00	Cum 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1635	906880	*Anti Tiroglobulin (Anti Tg)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hashimoto hastalığı, postpartum tiroiditis, neonatal hipotiroidi ve Graves hastalığı dahil otoimmün tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde yardımcı olarak kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumatesi 09:30	Pazartesi-Cumatesi 18:00	8098-6
1634	L107060	*Anti Tiroid Peroksidaz (Anti TPO)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün tiroid hastalıklarının tanısında yardımcı olarak, otoimmün tiroid bozukluklarının nonotoimmün guatr veya hipotiroidizmden ayrımında ve subklinik hipotiroidizmi olan hastalarda tedaviye karar vermede tanısıl bir araç olarak kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumatesi 09:30	Pazartesi-Cumatesi 18:00	8099-4
1233	906890	*Anti toxoplazma IgA		Jelli Tüp	Serum	2 mL, 2-8°C	Enfeksiyon sırasında, vücut ilk olarak enfeksiyondan 1-2 hafta sonra kanda ölçülebilir IgM antikorları üretir. Birkaç ay sonra, IgM'in yerini IgG antikorları alır. IgG antikorları, akut enfeksiyon, re enfeksiyon sırasında artabilir. Nadir durumlarda transplasental enfeksiyon (konjenital toksoplazmoz) ortaya çıkabilir.	ELİSA	Salı 08:00	Çarşamba 18:00	-
1238	906940	*Anti trombin 3 antijeni	donmuş	mavi kapak	Sitratlı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Antitrombin aktivitesi ile birlikte kazanılmış ya da konjenital antitrombin eksikliğinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	27812-7
7543	-	*Antimon		Sodyum Heparin-Lacivert Kapak	Plazma (Heparin)	2 mL, 2-8°C	Ağır metal testleri, toksik maruziyetin araştırılmasında kullanılmaktadır.	PCR	Salı 08:00 Çarşamba 08:00 Cumartesi 08:00	Perşembe 18:00 Cumartesi 18:00 Salı 18:00	-
9297	-	*Antimon, idrar		İdrar kabı	İdrar	5 mL, 2-8°C	Ağır metal testleri, toksik maruziyetin araştırılmasında kullanılmaktadır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cumartesi 09:00	10 gün sonra 18:00	-
3088	L105520	*ANTI-NMO (Anti Nöromiyelitis Optika IgG)		sarı kapak ve boş tüpü	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Neuromiyelitis Optica hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.	IFA	Salı 09:30	Çarşamba 18:00	-
9378	-	Saccharomyces cerevisiae Antikoru (ASCA), IgA		Jelli Tüp	Serum	0.5 mL, 2-8°C	ASCA, Crohn hastalığı olan hastaların birinci derece akrabalarının %20-25'inde bulunur ve prediktif değeri olduğu düşünülmektedir. ASCA'nın serum seviyesi ile hastalık aktivitesi arasında bir ilişki yoktur. Pozitif bir ASCA sonucu, CD, UC veya bir IBD'nin tanısı için yeterli değildir. Klinik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cumartesi 08:00	Salı-Cumartesi 18:00 Pzt 18:00	-
9379	-	Saccharomyces cerevisiae Antikoru (ASCA), IgG		Jelli Tüp	Serum	0.5 mL, 2-8°C	ASCA, Crohn hastalığı olan hastaların birinci derece akrabalarının %20-25'inde bulunur ve prediktif değeri olduğu düşünülmektedir. ASCA'nın serum seviyesi ile hastalık aktivitesi arasında bir ilişki yoktur. Pozitif bir ASCA sonucu, CD, UC veya bir IBD'nin tanısı için yeterli değildir. Klinik bulgularla birlikte değerlendirilmelidir.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cumartesi 08:00	Salı-Cumartesi 18:00 Pzt 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
4547	912850	AntiTüberküloz İlaçDuyarlılık Testi(Amikacin)		Kültür Plağı	K/T/D	2mL ,2-8°C	Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz (TB) adı verilen önemli bir hastalığa neden olurken, Nontüberküloz mikobakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Mikobakterilerin saptanması, numunede bulunan organizmaların sayısına, örnek toplama yöntemlerine, işleme yöntemlerine ve hastanın antimikobakteri tedavisinin kullanımı gibi faktörlere bağlıdır.	PCR	Pzt-Cum 12:00	1 Ay sonra 17:00	-
4552	912850	AntiTüberküloz İlaçDuyarlılık Testi(Cycloserine)		Kültür Plağı	K/T/D	2mL ,2-8°C	Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz (TB) adı verilen önemli bir hastalığa neden olurken, Nontüberküloz mikobakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Mikobakterilerin saptanması, numunede bulunan organizmaların sayısına, örnek toplama yöntemlerine, işleme yöntemlerine ve hastanın antimikobakteri tedavisinin kullanımı gibi faktörlere bağlıdır.	PCR	Pzt-Cum 12:00	1 Ay sonra 17:00	-
4555	912850	AntiTüberküloz İlaçDuyarlılık Testi(Ethambutol)		Kültür Plağı	K/T/D	2mL ,2-8°C	Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz (TB) adı verilen önemli bir hastalığa neden olurken, Nontüberküloz mikobakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Mikobakterilerin saptanması, numunede bulunan organizmaların sayısına, örnek toplama yöntemlerine, işleme yöntemlerine ve hastanın antimikobakteri tedavisinin kullanımı gibi faktörlere bağlıdır.	PCR	Pzt-Cum 12:00	1 Ay sonra 17:00	-
4551	912850	AntiTüberküloz İlaçDuyarlılık Testi(Ethionamide)		Kültür Plağı	K/T/D	2mL ,2-8°C	Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz (TB) adı verilen önemli bir hastalığa neden olurken, Nontüberküloz mikobakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Mikobakterilerin saptanması, numunede bulunan organizmaların sayısına, örnek toplama yöntemlerine, işleme yöntemlerine ve hastanın antimikobakteri tedavisinin kullanımı gibi faktörlere bağlıdır.	PCR	Pzt-Cum 12:00	1 Ay sonra 17:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
4553	912850	AntiTüberküloz İlaçDuyarlılık Testi(İsoniazid)		Kültür Plağı	K/T/D	2mL ,2-8°C	Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz (TB) adı verilen önemli bir hastalığa neden olurken, Nontüberküloz mikobakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Mikobakterilerin saptanması, numunede bulunan organizmaların sayısına, örnek toplama yöntemlerine, işleme yöntemlerine ve hastanın antimikobakteri tedavisinin kullanımı gibi faktörlere bağlıdır.	PCR	Pzt-Cum 12:00	1 Ay sonra 17:00	-
4554	912850	AntiTüberküloz İlaçDuyarlılık Testi(Kanamycin)		Kültür Plağı	K/T/D	2mL ,2-8°C	Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz (TB) adı verilen önemli bir hastalığa neden olurken, Nontüberküloz mikobakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Mikobakterilerin saptanması, numunede bulunan organizmaların sayısına, örnek toplama yöntemlerine, işleme yöntemlerine ve hastanın antimikobakteri tedavisinin kullanımı gibi faktörlere bağlıdır.	PCR	Pzt-Cum 12:00	1 Ay sonra 17:00	-
4545	912850	AntiTüberküloz İlaçDuyarlılık Testi(Moxifloxacin)		Kültür Plağı	K/T/D	2mL ,2-8°C	Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz (TB) adı verilen önemli bir hastalığa neden olurken, Nontüberküloz mikobakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Mikobakterilerin saptanması, numunede bulunan organizmaların sayısına, örnek toplama yöntemlerine, işleme yöntemlerine ve hastanın antimikobakteri tedavisinin kullanımı gibi faktörlere bağlıdır.	PCR	Pzt-Cum 12:00	1 Ay sonra 17:00	-
4524	912850	AntiTüberküloz İlaçDuyarlılık Testi(Ofloxacin)		Kültür Plağı	K/T/D	2mL ,2-8°C	Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz (TB) adı verilen önemli bir hastalığa neden olurken, Nontüberküloz mikobakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Mikobakterilerin saptanması, numunede bulunan organizmaların sayısına, örnek toplama yöntemlerine, işleme yöntemlerine ve hastanın antimikobakteri tedavisinin kullanımı gibi faktörlere bağlıdır.	PCR	Pzt-Cum 12:00	1 Ay sonra 17:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
4549	912850	AntiTüberküloz İlaçDuyarlılık Testi(Rifabutin)		Kültür Plağı	K/T/D	2mL ,2-8°C	Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz (TB) adı verilen önemli bir hastalığa neden olurken, Nontüberküloz mikobakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Mikobakterilerin saptanması, numunede bulunan organizmaların sayısına, örnek toplama yöntemlerine, işleme yöntemlerine ve hastanın antimikobakteri tedavisinin kullanımı gibi faktörlere bağlıdır.	PCR	Pzt-Cum 12:00	1 Ay sonra 17:00	-
4546	912850	AntiTüberküloz İlaçDuyarlılık Testi(Rifampicin)		Kültür Plağı	K/T/D	2mL ,2-8°C	Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz (TB) adı verilen önemli bir hastalığa neden olurken, Nontüberküloz mikobakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Mikobakterilerin saptanması, numunede bulunan organizmaların sayısına, örnek toplama yöntemlerine, işleme yöntemlerine ve hastanın antimikobakteri tedavisinin kullanımı gibi faktörlere bağlıdır.	PCR	Pzt-Cum 12:00	1 Ay sonra 17:00	-
4548	912850	AntiTüberküloz İlaçDuyarlılık Testi(Streptomycin)		Kültür Plağı	K/T/D	2mL ,2-8°C	Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz (TB) adı verilen önemli bir hastalığa neden olurken, Nontüberküloz mikobakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Mikobakterilerin saptanması, numunede bulunan organizmaların sayısına, örnek toplama yöntemlerine, işleme yöntemlerine ve hastanın antimikobakteri tedavisinin kullanımı gibi faktörlere bağlıdır.	PCR	Pzt-Cum 12:00	1 Ay sonra 17:00	29579-0
4550	912850	TüberkülozİlaçDuyarlılıkTesti(Paraaminosalicyc		Kültür Plağı	K/T/D	2mL ,2-8°C	Mycobacterium tuberculosis, Tüberküloz (TB) adı verilen önemli bir hastalığa neden olurken, Nontüberküloz mikobakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde önemli morbidite ve mortaliteye neden olur. Mikobakterilerin saptanması, numunede bulunan organizmaların sayısına, örnek toplama yöntemlerine, işleme yöntemlerine ve hastanın antimikobakteri tedavisinin kullanımı gibi faktörlere bağlıdır.	PCR	Pzt-Cum 12:00	1 Ay sonra 17:00	-
210	L101000	*Apolipoprotein A-I		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde, dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Salı-Perşembe 08:00	Çarşamba-Cuma 18:00	1869-7

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

21.10.2026											
Güncelleme Tarihi:											
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
211	L101030	*Apolipoprotein B		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde, dislipoproteinemi ve hiperlipoproteinemi tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Salı-Perşembe 08:00	Çarşamba-Cuma 18:00	1884-6
3434	906141	*ARB İncelemesi ve TBC Hızlı Kültürü, Balgam		steril idrar kabı	Mide Sıvısı	5mL, 2-8°C	Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR	Pzt-Cum 12:00	54 gün sonra 18:00	11545-1
3436	906141	*ARB İncelemesi, Balgam		steril idrar kabı	Balgam	5mL, 2-8°C	Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	11545-1
3052	L101110	*Arilsülfataz A (Lökosit)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Bu test lizozomal depo hastalıklarından olan metakromatik lökositrofi tanısında faydalıdır.	Fotometri	Pazartesi 09:30	Cuma 18:00	1901-8
3396	L101170	*Arsenik (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	5mL, 2-8°C	Arsenik maruziyetinin hemen sonrasında arsenik maruziyetinin tespiti amacıyla kullanılmaktadır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	Perşembe-Cuma-Salı 18:00	5586-3
2782	L101190	*Arsenik (Eritrosit)		lacivert kapak	Heparin Tam Kan	1	Akut ve kronik arsenik zehirlenmelerinin tanısında kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	5583-0
9159	L101170	*Arsenik İdrar		24 Saatlik İdrar Kabı	24Saat İdrar	2mL ,2-8°C	Ağır metal testleri, toksik maruziyetin araştırılmasında kullanılmaktadır.	PCR	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00	5586-3
7314	L107930	*Artemisia Vulgaris IgE Antikoru A753		sarı kapak	Serum	8 mL, 2-8°C.	Alerjik hastalık tanısı ve immünoterapi için sorumlu alerjen tespiti için.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	6183-8
9401	L107920	*Articaine IgE antikoru		sarı kapak	Serum	0,5mL, 2-8°C	artikain isimli lokal anestezi maddeye karşı vücudun geliştirmiş olduğu spesifik İmmünoglobulin E (IgE) antikorlarını kanda ölçen laboratuvar testidir	RAST	Pzt 09:30	10 gün sonra 18:00	-
7427	912340	*Ascaris IHA		sarı kapak	Serum	2 mL, 2-8°C	Ascaris lumbricoides parazitiye karşı vücudun ürettiği antikorları tespit etmeyi amaçlayan serolojik (kan) bir tanı testidir.	ELISA	Salı 09:30	2 hafta sonra 18:00	5049-2
1230	906340	*Asetilkolin Reseptör Antikoru		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Myestenia Gravis tanı ve tedavisinin takibi.	RIA	Cuma 09:30	Çarşamba 18:00	20427-1
7541	-	*Aseton (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	1 mL, 2-8°C	vücudun enerji üretmek için karbonhidratlar yerine yağları yakması sonucu ortaya çıkan keton cisimciklerinin idrardaki miktarını ölçen bir laboratuvar tetkikidir	GC-FID	Pzt-Cum 09:00	10 gün sonra 18:00	-
175	L101250	*Asit Fosfataz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Total asit fosfataz (AP) aktivitesi, prostat kanseri, Paget hastalığı, iskelet tutulumlu hiperparatiroidizm ve Gaucher hastalığını değerlendirilmesinde kullanılır.	Enzimatik	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmrt 18:00	1711-1
183	L100980	*ASO (Antistreptolizin O)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 ay	Bir kişinin yakın geçmişte veya halen A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu geçirip geçirmediğinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	PZRTS-CMRT 14:00	Aynı gün 18:00	5370-2

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
9362	-	*Aspergillus PCR		EDTA-Mor Kapak	Edta'lı Tam Kan	2 mL, 2-8°C	Aspergillus cinsi küf mantarlarının genetik materyalinin (DNA) polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle doğrudan kanda, serumda veya solunum yolu örneklerinde aranmasını sağlar	PCR	Pzt-Cum	5 gün sonra	-
506	L101350	*Bakır (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Wilson hastalığı olasılığının araştırılması ve hastalara uygulanan şelasyon tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	AAS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	Perşembe-Cuma-Salı 18:00	34273-3
507	L101340	*Bakır/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Wilson hastalığı olasılığının araştırılması ve hastalara uygulanan şelasyon tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	AAS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	Perşembe-Cuma-Salı 18:00	34273-3
9390	905690	*Bakteri tanımlanması (Otomatik sistem)		Saf kültür (besiyeri)	Kültür	18-24°C	Bakteri, tüberküloz ve mantarların tiplendirilmesinde kullanılır.	K/T	Pzt-Cmt 08:00	3 gün sonra 17:00	-
7531	912540	*Bartonella Henselae (Kedi Tirmığı) IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, 2-8°C	B henselae kedi tirmığı hastalığı (CSD), peliosis hepatit (PH), basiller anjiyomatoz (BA) ve endokardit ile ilişkilidir.	CLIA	Pazrtesi-Perşembe-Cuma 09:30	Salı-Cuma-Pazartesi 18:00	6954-2
7532	912540	*Bartonella Henselae (Kedi Tirmığı) IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, 2-8°C	B henselae kedi tirmığı hastalığı (CSD), peliosis hepatit (PH), basiller anjiyomatoz (BA) ve endokardit ile ilişkilidir.	CLIA	Pazrtesi-Perşembe-Cuma 09:30	Salı-Cuma-Pazartesi 18:00	6955-9
178	L101430	*Beta Galaktozidaz (Lökosit)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	20mL, 2-8°C	Beta galaktozidaz eksikliği (GM1 gangliosidozis) Morquio B Hastalığı Galaktosialosidozis tanısında kullanılır.	Fluorometri	Pazartesi 09:30	Cuma 18:00	1941-4
2178	L103070	*Beta Heksozaminidaz A		EDTA-Mor Kapak	Edta'lı Tam Kan	1 mL, 2-8°C. Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.	Enzim eksikliği Tay Sachs Hastalığına neden olur.	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00	-
833	905730	*Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Kültürü		bos tüpü	BOS	0,3 mL 18-24 °C.	BOS numunesinden kültür, akut bakteriyel menenjit tanısı konulması veya BOS şant enfeksiyonu varlığının belirlenmesinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	606-4
1614	L101670	*Bikarbonat (Serum)		sarı kapak	Serum	Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Örnek hava ile temas etmemelidir.	Solunumsal ve metabolik nedenli asit-baz denge bozukluklarının araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	1963-8
65	L101710	*Bilirubin, Direkt		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Karaciğer fonksiyonlarının ve sarılığın değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1968-7
2344	908113	*BK virüs PCR		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	2mL, 2-8°C	BK Virus varlığı araştırılmasında kullanılır.	PCR	Pazartesi Çarşamba 09:30	15 gün sonra 18:00	-
2792	912010	*Bordetella Pertussis IgA		sarı kapak	Serum	1mL, 2-8°C	Boğmaca enfeksiyon tanısında yardımcı olmak üzere kullanılmaktadır.	ELISA	Salı 08:00	2 hafta sonra 18:00	-
128	L101780	*BOS İmmünelektroforez		bos tüpü	BOS	3 mL, 2-8°C	. Genellikle merkezi sinir sistemindeki bağışıklık yanıtını ve Multiple Skleroz (MS) gibi hastalıklardan şüphelenildiğinde oligoklonal bant varlığını araştırmak için istenir. [1, 2, 3, 4]	Elektroforez	Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	49272-8
509	L101810	*Böbrek Taşı Analizi		İdrar kabı	Taş	1gr, 18-24°C	Üriner sistem taşlarının yapısının belirlenmesinde kullanılır.	FTIR	Salı-Cuma 09:30	Cuma-Salı 18:00	14638-1

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
9322	L114030	*Busulfan	donmuş	Heparin-Yeşil Kapak	Heparin'li Plazma	1mL, <0°C	ilaç dozunun kemik iliğini güvenle yok edecek kadar yüksek, karaciğer toksisitesi yaratmayacak kadar ise güvenli aralıkta kalmasını sağlayan bir testtir.	LC-MS/MS	Pzt-Cmt	5 gün sonra	-
264	L101900	*CA 125		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Over kanserli hastaların tedaviye yanıtının değerlendirilmesinde ve over kanserinin rekürrensini saptanmasında kullanılır.	CLIA	Pzrts -Cmrts 12:30	Pzrts -Cmrts 18:00	10334-1
262	L101920	*CA 15-3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Klinik bilgi ve diğer tanısal prosedürler ile birlikte meme kanseri hastalarının yönetiminde, metastatik meme kanserli hastalarda tedavi cevabının takibinde kullanılır.	CLIA	Pzrts -Cmrts 12:30	Pzrts -Cmrts 18:00	6875-9
263	L101940	*CA 19-9		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pankreas kanserinin tanı ve takibinde yardımcı olarak ve kolanjiokarsinom ve primer sklerozan kolanjitli hastaların tek başına primer sklerozan kolanjitli olan hastalardan ayrımında kullanılır.	CLIA	Pzrts -Cmrts 12:30	Pzrts -Cmrts 18:00	24108-3
265	L101960	*CA 72-4		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Mide kanserleri, kolorektal kanserler ve over kanserlerinde tedavi cevabının takibinde kullanılır. Over kanserlerinin takibinde CA-125 ile birlikte kullanılabilir.	CLIA	Pazartesi-Cuma 09:30	Salı-Pzrt 18:00	34161-0
2820	-	*Calprotectin, Gaita		Plastik Kap	Gaita	5 gr, 2-8°C. Örnek stabilitesi 2-8°C de 3 gündür. Donmuş örnekler çalışmaya uygun değildir.	dışkıdaki nötrofil kaynaklı bir proteini ölçerek bağırsaklarda iltihap (inflamasyon) olup olmadığını belirleyen non-invaziv bir analizdir	EİA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00	-
1765	908120	*Candida PCR		jelli swap	Sürüntü	2-8°C	Candida ağırlıklı olarak maya, hif ve psödohif olmak üzere birkaç farklı biçimde büyüeyebilen polimorfik bir mantardır. Patojenitesi ile ilgili olarak, paralel duvarlı gerçek hifler ve oval şekilli tomurcuklanan maya formları en önemlileridir. Hif formu enfeksiyon için daha yaygınken, maya formunun bu mikroorganizmanın yayılmasında önemli olduğu varsayılmaktadır.	PCR	Pzt-Cum	3 gün sonra	10650-0
3172	L104030	*CEA (Karsinoembriyonik Antijen)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kolorektal kanserler başta olmak üzere gastrointestinal sistem, akciğer, karaciğer, over, meme, pankreas, prostat ve tiroit kanserlerle ilgili tümör belirleyici olarak kullanılır.	CLIA	Pzrts -Cmrts 12:30	Pzrts -Cmrts 18:00	2039-6
189	L101980	*CH50 Kompleman Aktivitesi	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Klasik yol kompleman defekti şüphesinde kullanılır.	Türbidimetri	Salı 09:30	2 hafta sonra 18:00	4532-8
1261	907150	*Chlamydia trachomatis antijeni		laboratuvara danışınız	Laboratuvara Danışınız	2-8°C	Ürogenital enfeksiyonların tanı ve tedavisinde kullanılır.	İmmünoassay	Pazartesi-Cuma-Cumartesi 09:30	Sal-Cmt 18:00	6347-9
3398	L102010	*Civa (24 Saat İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Civa toksitesi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00	5685-3

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
2169	L102000	*Civa (Kan)		İacivert kapak	Edta'lı Tam Kan	Buzdolabında 1 ay	Civa toksitesi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00	25170-2
2314	L102010	*Civa (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Civa toksitesi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	Perşembe-Salı-Cuma 18:00	5685-3
9370	908122	*Clostridium difficile Toksin A/B DNA (PCR)		Plastik Kap	Gaita	1 gr, 2-8°C	Pseudomemronoz kolit tanısında, Clostridioides (Clostridium) difficile toksinlerinin saptanmasında kullanılır.	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra	54067-4
1272	907200	*CMV Antijenemia Viral Yük (IFA)		mor kapak	Edta'lı Plazma	Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	CMV enfeksiyonu tarama ve takibinde kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	8 gün sonra 18:00	16715-5
9366	908140	*CMV DNA PCR (İDRAR)		Plastik Kap	İdrar	10mL ,2-8°C	hematopoetik veya solid organ transplantasyonu gibi immün yetmezliği olan hastalar ile edinsel immün yetmezliği (AIDS) olan hastalarda ciddi organ tutulumlarına neden olabilmektedir.	PCR	pzrts-Cuma 08:00	2 gün sonra 18:00	-
7379	908140	*CMV DNA PCR Amniyon		Plastik Kap	Amniyon	2mL ,2-8°C	hematopoetik veya solid organ transplantasyonu gibi immün yetmezliği olan hastalar ile edinsel immün yetmezliği (AIDS) olan hastalarda ciddi organ tutulumlarına neden olabilmektedir.	PCR	SALI-CUMA 08:00	ÇARŞMBA-CMTRS 18:00	-
9299	-	*CMV DNA PCR, BOS, Kantitatif, Log		BOS Tüpü	Bos	2mL ,2-8°C	hematopoetik veya solid organ transplantasyonu gibi immün yetmezliği olan hastalar ile edinsel immün yetmezliği (AIDS) olan hastalarda ciddi organ tutulumlarına neden olabilmektedir.	PCR	PZRTS-CUMA 08:00	SALI-CMRTS 18:00	-
1274	907220	*CMV IgG Avidite		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	CMV enfeksiyonunda immünizasyon zamanının tahmini belirlenmesinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe 09:30	4 gün sonra 18:00	52984-2
1275	705210	*Coombs Testi (Direkt)		mor kapak	Edtalı Tam Kan	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hemotolik anemi, yenidoğan hemotolik hastalığı ve transfüzyon reaksiyonları gibi durumlarının araştırılması amacıyla kullanılır.	Aglütinasyon	Pazartesi-Cmrts 09:30	Aynı gün 18:00	1007-4
1276	705290	*Coombs Testi (İndirekt)		sarı kapak	Serum veya Edta Tam Kan	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Rh(-) anneye Rh antikorlarının varlığının ve düzeyinin belirlenmesinde kullanılır.	Aglütinasyon	Pazartesi-Çarşamba 09:30	Salı-Perşembe 18:00	50959-6
193	L101850	*CRP (C Reaktif Protein)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 8 gün, donmuş halde 1 ay	Başta bakteriyel enfeksiyonlar olmak üzere her türlü enfeksiyonun ve iltihabi sürecin belirlenmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Türbidimetri	Pzt/Cmrts 12:30	Pzt/Cmrts 18:00	1988-5
843	905820	*Cryptococcus neoformans antijeni		Jelli Tüp	Serum	1 mL, 2-8°C. Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz. Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.	Cryptococcosis, Cryptococcus neoformans ve Cryptococcus gattii'nin neden olduğu bir mantar hastalığıdır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	29896-8
3383	905830	*Cryptosporidium Antijeni		gaita kabı	Gaita	5mL, 2-8°C	Bağırsak kriptosporidyozu teşhisinin belirlenmesinde kullanılır.	İmmünokromotografik	Pazartesi-Cmrts 09:30	Pazartesi-Cmrts 18:00	20781-1

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
9430	908140	megalovirus (CMV) DNA (PCR), Doku, Kantitatif		Plastik Kap	Doku	0, 2-8°C. Doku: Biyopsi örnekleri nucliswap içinde gönderilmelidir.	hematopoetik veya solid organ transplantasyonu gibi immün yetmezliği olan hastalar ile edinsele immün yetmezliği (AIDS) olan hastalarda ciddi organ tutulumlarına neden olabilmektedir.	PCR	Pzt-Cum 08:00	4 gün sonra	4996-5
108	L102050	*Çinko (24 Saat İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Türbidimetri	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Salı 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00	-
904	L102060	*Çinko (Eritrosit İçi)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	2 mL, Oda ısısında, buzdolabında donmuş halde 2 hafta	Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Salı-Cuma 08:30	Cuma-Pzrts 18:00	-
109	L102050	*Çinko (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, 2-8°C	Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	AAS	Pzrts-Çarşamba-Cuma 09:30	Salı-Perşembe-Pzrts 18:00	34387-1
9170	L102050	*Çinko, idrar		İdrar kabı	İdrar	5 mL, 2-8°C	vücuttaki çinko atılımını ve metabolizmasını değerlendirmek amacıyla yapılan bir laboratuvar testidir.	AAS	Pzt-Çar-Cum 09:30	5 gün sonra	-
1646	L102250	*Dehidrottestosteron (DHT)	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kemoterapi alan hastaların izlenmesi, 5 alfa redüktaz inhibitörü tedavisi ve 5 alfa redüktaz eksikliği olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 08:30	Cuma 18:00	1848-1
613	L102130	*Demir (İdrar)		İdrar kabı	İdrar	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Demir yetersizliğinin değerlendirilmesinde ve anemilerin ayıncı tanısında kullanılır.	ICP-MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	33824-4
1601	L102190	*Desmoglein 1		sarı kapak	Serum	Buzdolabı (2-8) 14 gün	Pemfigus hastası tanısı	ELISA	Cuma 09:30	Pzrts 18:00	-
1602	L102200	*Desmoglein 3		sarı kapak	Serum	1 mL, 2-8°C	Pemfigusta blister oluşumundan sorumlu olan desmoglein-1 (dsg-1) ve desmoglein-3'e (dsg3) karşı antikorlardır.	ELISA	Cuma 09:30	Pzrts 18:00	-
1652	L102100	*DHEA (Dehidroepiandrosteron)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Androjen eksiklik veya fazlalığının değerlendirilmesinde ve hirsutizm, amenore, polikistik over sendromu, konjenital adrenal hiperplazi ile adrenal kansinomların değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Pzt-Cmt 08:30	Pzt-Cmt 18:00	2193-1
8677	-	*Diamin Oksidaz	donmuş	Jelli Tüp	Serum	1 mL, <0°C. Serum, Dondurulmuş: Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez.	Besinlerle alınan histaminin metabolizması için ana enzim diamin oksidazdır (DAO). Serumda DAO aktivitesinin belirlenmesi histamin intoleransının ayıncı tanısında yararlı olabilir	PCR	Salı 08:00	Çar 18:00	-
7529	912080	*Difteri ELISA IgG		sarı kapak	Serum	5 mL, < 2-8°C	Difteri enfeksiyonu tanısı ve takibinde kullanılır.	EIA	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	13227-4
217	L114090	*Digoksin		sarı kapak	Serum	1 mL , buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Digoksin tedavisinin takibi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	KIMS	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	10535-3
2800	908143	*EBV DNA (PCR)		mor kapak	Edta'lı Plazma	Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	2 gün sonra 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi:	21.10.2026										
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
9300	-	*EBV DNA (PCR), BOS, Kantitatif		BOS Tüpü	BOS	2mL ,2-8°C	Epstein-Barr virüsü ya da İnsan Herpesvirüsü tip 4 Herpesviridae ailesindendir ve insanlardaki en sık görülen virüslerden birisidir. Ateş, boğaz ağrısı, yaygın lenfadenitle seyreden enfeksiyöz mononükleoz hastalığına neden olur.	PCR	PZRTS-CUMA 08:00	SALI-CMRTS 18:00	-
9280	908143	*EBV DNA (PCR), Kantitatif	donmuş	EDTA-Mor Kapak	Plazma (EDTA)	2 mL, 0°C	Epstein Barr virüsü ya da İnsan Herpesvirüsü tip 4 Herpesviridae ailesindendir ve insanlardaki en sık görülen virüslerden birisidir. Ateş, boğaz ağrısı, yaygın lenfadenitle seyreden enfeksiyöz mononükleoz hastalığına neden olur.	PCR	Pzt-Cum 08:00	5 gün sonra	-
2182	907280	*EBV EARLY IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay BİZE HIÇ GELMEMİŞ	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılır.	ELISA	Pazartesi-Cuma-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	23995-4
7583	L114120	*Etosüksimid		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Etosüksimid ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	1hafta sonra 18:00	-
2846	L114140	*Everolimus (Kan)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	Oda ısısı 7 gün (2,-8) 30 gün	Everolimus immünosupresyonunun tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	50544-6
4137	912370	*Fasciola Hepatica (Distamatoz) (IHA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Fasciola hepatica enfeksiyonunun tespitinde kullanılır.	EIA/BLOT	Salı 08:00	17 gün sonra 18:00	25406-0
218	L114160	*Fenitoin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	PETİNİA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	3968-5
9377	L114170	*Fenobarbital		Jelsiz Tüp	Serum	1 mL, 2-8°C	Phenobarbital antikonvülfif, hipnotik ve sedatif etkilidir.Epilepsi, eklampsi ve spastik durumların sürekli tedavisi, bağmaca öksürüğünün kombine tedavisi, uykusuzluk, korea minör, anjina pectoris, hipertiroidi ve klimakteriundaki gerilimlerde endikedir.	PETİNİA	PZRTS-CMRTS 14:00	PZRTS-CMRTS 18:00	3948-7
4676	L102490	*Folat (Eritrosit)		mor kapak	Edtalı Tam Kan	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesi ile folat eksikliğinin tanı, tedavi ve takibinde kullanılır.	CLIA	Salı 09:30	1 hafta sonra 18:00	-
7542	-	*Formaldehit		Plastik Kap	Spot İdrar	10 mL, 2-8°C	vücudun formaldehite maruz kalıp kalmadığını ya da metabolik süreçler sonucu vücutta formaldehit birikimini ölçmek için yapılan bir testtir.	PCR	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra	-
9424	-	*Fosfolipaz A2 Reseptör Antikoru(Anti-PLA2R), IgG		Jelli Tüp	Serum	0.5 mL, 2-8°C. Hemolizli örnek kabul edilmez.	primer (idiyopatik) membranöz nefropati (MN) adlı böbrek hastalığının tanısında ve takibinde kullanılan özgül bir kan (serum) testidir	İFT	Salı 08:00	2 hafta sonra	-
4678	L102560	*Fruktoz (Kalitatif) (İdrar) (Şeker kromatografisi)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorpsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	32240-4
8	L102570	*Fruktozamin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Orta dönem (son 2-3 haftalık) glisemik kontrolün değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Salı-Perşembe 09:30	Çarşamba-Cuma 18:00	15069-8

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
4965	L102640	*Gaitada Fruktoz (Şeker Kromatografisi)		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz,galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	51593-2
4679	L102650	*Gaitada Galaktoz (Şeker kromatografisi)		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz,galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Çarşamba-Cuma-Salı 18:00	51594-0
4680	L102660	*Gaitada Glukoz (Şeker Kromatografisi)		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Çarşamba-Cuma-Salı 18:00	51595-7
4681	L102670	*Gaitada Laktoz (Şeker Kromatografisi)		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Çarşamba-Cuma-Salı 18:00	51598-1
4682	L102680	*Gaitada Sükroz (Şeker Kromatografisi)		gaita kabı	Gaita	10 gr, donmuş halde 14 gün	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında(laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltoz) kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Çarşamba-Cuma-Salı 18:00	40672-8
9304	L102770	*Galaktoserebrosidaz, Lökosit		EDTA-Mor Kapak	Edta'lı Tam Kan	8 mL, 2-8°C. Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli. Tam Kan (EDTA): Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.	Krabbe hastalığı için şüpheli klinik belirti ve semptomları olan hastalar için teşhis testidir.	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00	1901-8
7491	L102720	*Galaktoz (İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	5 mL, 2-8°C	İdrarda glukoz, galaktoz, laktoz, ksiloz, sukroz ve fruktozun kalitatif olarak değerlendirilmesi esasına dayanır. Kalıtsal metabolik hastalıkların (Galaktozemi, fruktozemi gibi) tanısında kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	21 gün sonra 18:00	2310-1
7330	L102720	*Galaktoz(Kalitatif)(İdrar)(Şeker Krom.)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00	-
1677	L102800	*Gastrin	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pernisiyöz anemi, kronik atrojik gastrit, Zollinger Ellison sendromu ve gastrinoma gibi hastalık olasılıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Çarşamba 09:30	Perşembe 18:00	2333-3
4406	L114210	*Gentamisin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	İmmunoassay	Pzrts-Çarşamba 09:30	8 gün sonra 18:00	-
2762	-	*GIDA İNTOLERANS TESTİ		Jelli Tüp	Serum	2mL ,2-8°C	vücudun belirli besinleri sindirmekte zorlanmasını veya bu besinlere karşı bağışıklık sistemi üzerinden geliştirdiği duyarlılığı (genellikle IgG antikorları) ölçen laboratuvar testidir	İMMUNOBLOTTİ NG	ÇARŞAMBA 08:00	1 hafta sonra 18:00	-
1676	L102880	*Glukagon		mor kapak	Edta'lı Plazma	Donmuş halde 1 ay	Glukagonomalann ve diğer glukagon üreten tümörlerin tanı ve takibinde ve sorunlu hiper veya hipoglisemik atakları olan diyabetik hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	RIA	Salı 09:30	17 gün sonra 18:00	15073-0

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
4689	L102960	*Glukoz (Kalitatif) (İdrar)(Şeker kromatografisi)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorpsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00	2349-9
744	L102980	*Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PD)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	Oda ısısında 3 gün	Çocuklarda ve yetişkinlerde hemolitik anemi sebebinin, yenidoğan döneminde ise uzun süren sarılıkların sebebinin araştırılması sırasında kullanılır.	Fotometri	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00	32546-4
1758	908160	*HCV Genotiplendirme		mor kapak	Edta'lı Plazma	3 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	HCV tipinin saptanması, hastanın prognozunun belirlenmesi ve tedavinin yönlendirilmesi amacıyla kullanılır.	PCR	Pzrts-Cuma 09:30	2 hafta sonra 18:00	32286-7
1316	907500	*Helicobacter Pylori IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Helikobakter pylori enfeksiyonu taraması amacıyla kullanılır.	EIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	Salı-Cuma-Pzrts 18:00	7901-2
640	L103150	*Hemoglobin Varyant Analizi (HPLC)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	3 mL, buzdolabında 7 gün Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez	Talasemi taşıyıcılığı ve diğer hemoglobin varyantlarının tespitinde ve açıklanamayan mikrositozun değerlendirilmesinde kullanılır.	HPLC	Pazartesi-Perşembe 09:30	Salı-Cuma 18:00	32017-6
9301	-	Herpes simplex virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), BOS	BOS	BOS Tüpü	BOS	2mL ,2-8°C	Herpes simplex virüsleri- iki herpes tipi olarak sınıflandırılırlar: Herpes tip 1 (HSV-1, ya da oral herpes) ve Herpes tip 2 (HSV-2 ya da genital herpes). Çoğunlukla Herpes tip 1 ağız ve dudaklar etrafında ağnılı uçğa yol açar. HSV-1 de genital herpesse yol açabilmekle birlikte daha çok Herpes tip 2 genital herpesse yol açar.	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00	-
1358	907580	*Heterofil antikor deneyi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	EBV enfeksiyonlarının tanısında, takip ve değerlendirilmesinde kullanılır.	Aglütinasyon	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	6424-6
558	911300	*Hippürik Asit (İdrar)		İdrar kabı	İdrar	2mL, 2-8°C	Toluen ve ksilen maruziyetinin araştırılmasında kullanılır.	HPLC	Pazartesi-Cuma 09:30	8 gün sonra 18:00	26833-4
7381	908200	*HSV DNA Tip 1-2 (PCR), Amniyon		Plastik Kap	Amniyon	1 mL, 2-8°C	Herpes simplex virüsleri- iki herpes tipi olarak sınıflandırılırlar: Herpes tip 1 (HSV-1, ya da oral herpes) ve Herpes tip 2 (HSV-2 ya da genital herpes). Çoğunlukla Herpes tip 1 ağız ve dudaklar etrafında ağnılı uçğa yol açar. HSV-1 de genital herpesse yol açabilmekle birlikte daha çok Herpes tip 2 genital herpesse yol açar.	PCR	PZRTS-CUMA 08:00	SALI-CUMARTESİ 18:00	-
196	L103530	*IgD	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	IgD'ye bağlı monoklonal plazma hücre diskrazilerinin tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Perşembe 09:30	Cuma 18:00	2460-4
9295	907630	*IgG		Jelli Tüp	Serum	2mL ,2-8°C	Kronik enfeksiyonların saptanması, otoimmün patolojiler, monoklonal gammopatiler/plazma hücre hastalıkları, immünoglobulin tedavisi alan hastaların takibi için kullanılır. IgG düzeylerindeki yükselmeler, poliklonal/monoklonal olabilir. Monoklonal IgG artışı ise multipl miyelom gibi plazma hücre hastalıklarında görülmektedir.	Fotometri	Pzt-Cum 12:00 Cmt 12:00	Pzt-Cum 18:00 Pzt 18:00	2465-3

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
9181	L103550	*IgG, BOS'		BOS Tüpü	BOS	1 mL, 2-8°C	Kronik enfeksiyonların saptanması, otoimmün patolojiler, monoklonal gammopatiler/plazma hücre hastalıkları, immüoglobulin tedavisi alan hastaların takibi için kullanılır. IgG düzeylerindeki yükselmeler, poliklonal/monoklonal olabilir. Monoklonal IgG artışı ise multipl miyelom gibi plazma hücre hastalıklarında görülmektedir.	NEFELOMETRİ	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra 18:00	2464-6
9184	L103550	*IgG, Serum'		Jelli Tüp	Serum	0,2mL,2-8°C	Kronik enfeksiyonların saptanması, otoimmün patolojiler, monoklonal gammopatiler/plazma hücre hastalıkları, immüoglobulin tedavisi alan hastaların takibi için kullanılır. IgG düzeylerindeki yükselmeler, poliklonal/monoklonal olabilir. Monoklonal IgG artışı ise multipl miyelom gibi plazma hücre hastalıklarında görülmektedir.	Fotometri	PZRTS-CUMA-CMRTS 12:00	PZRTS-CUMA18:00	2465-3
9296	907640	*IgM		Jelli Tüp	Serum	2mL ,2-8°C	Akut enfeksiyonlar, primer immün yetmezlik, humoral immün yanıtın değerlendirilmesi, tedavi sonrası immün durumun izlenmesi, monoklonal gammopati ve hematolojik hastalık araştırılmasında kullanılmaktadır.	Fotometri	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00	2472-9
2408	-	*İnterleukin-6	donmuş	sarı kapak	Serum	0,3 mL, <0°C	vücuttaki bağışıklık sistemi yanıtını ve akut iltihaplanma (enfamasyon) durumlarını ölçen bir laboratuvar testidir	CLIA	Her gün 09:30	11 gün sonra 18:00	26881-3
2945	911370	*İdrarda TCA ve TCE		İdrar kabı	İdrar	5mL, 2-8°C	Trikloroetilen maruziyetinin tespitinde kullanılır.	GC-MS	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra 18:00	3041-1
2635	L103770	*İnhibin B	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	İnhibin B, kadınlarda bazı over kanserlerin teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla tümör belirleyicisi olarak kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	Cuma 18:00	23883-2
2370	L103811	*İnterferon Gama Salınım Testi (IGRA)		laboratuvara danışınız	QUANTİFERON	2-8°C	TBI'nin değerlendirilmesinde ve hastalardaki M. tuberculosis kompleksi enfeksiyonunun teşhisinde yardımcı test olarak kullanılır.	ELISA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	Çar-Cmt 18:00 Pzt 18:00	-
2327	L103840	*İyot (24Saat İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	5mL, 2-8°C	İyot beslenme durumunun ya da iyot tedavisinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Pzt-Per 08:00	5 gün sonra	34320-2
2622	L103840	*İyot (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta	İyot beslenme durumunun ya da iyot tedavisinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Pazartesi- Perşembe 09:30	Cuma-Salı 18:00	34320-2
9371	908232	*JC Virus DNA (PCR)	donmuş	Steril Tüp / EDTA-Mor Kapak / Jelli Tüp	İdrar / Plazma (EDTA), Dondurulmuş / Serum, Dondurulmuş	İdrar: 1 mL, 2-8°C; Plazma (EDTA), Dondurulmuş: 1 mL, <0°C; Serum, Dondurulmuş: 1 mL, <0°C	İlerleyici multifokal ensefalopati, insan polyomavirus, JC virus'un yol açtığı merkezi sinir sisteminin öldürücü demyelinizan bir hastalığıdır.	PCR	Pzt-Cum 08:00	4 gün sonra	-
2442	911440	*Kadmiyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	5 mL, 2-8°C	Kadmiyum maruziyetinin gösterilmesi amacı ile kullanılmaktadır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	-
2443	-	*Kadmiyum (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, 2-8°C	Kadmiyum maruziyetinin gösterilmesi amacı ile kullanılmaktadır.	ICP-MS	Sal-Çar-Cum 09:30	10 gün sonra 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1636	L103850	*Kalsitonin	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay TEST DIŞARDA GÖZÜKÜYOR	Medüller tiroid kanserinin teşhisi ve takibinde ve multiple endokrin neoplazi Tip II teşhisinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	1992-7
687	911310	*Kanda Methemoglobin		EDTA-Mor Kapak	Edta'lı Tam Kan	4 mL, 2-8°C. Methemoglobin testi için alınan örneğin 72 saat içinde 2-8 C'de Merkez Laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir. Oda ısısında beklemiş örnekler red edilecektir.	Methemoglobineminin doğrulanmasında kullanılan testtir.	SPEKTROFOTO METRİ	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00	2614-6
220	L114260	*Karbamazepin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 6 ay. Edtalı plazma ve jelli tüpler kabul edilmez	İlaç düzeyinin belirlenmesi ile tedavi ve takibinde kullanılır.	PETINIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	3432-2
9402	L108720	*Klaritromisin IgE antikor		Jelli Tüp	Serum	1 mL, 2-8°C	makrolid grubu bir antibiyotik olan klaritromisine karşı vücudun bağışıklık sisteminin ürettiği alerji antikorlarını (İmmünoglobulin E) kanda ölçen laboratuvar testidir	EIA	Hergün 08:30	15 gün sonra 18:00	-
9375	L114280	*Klobazam		Jelsiz Tüp	Serum	2mL ,2-8°C	epilepsi tedavisinde kullanılan klobazam ilacının ve metabolitlerinin kandaki seviyesini ölçerek tedavi takibi ve doz ayarlaması yapılmasına yardımcı olan bir kan testidir	HPLC	SALI 08:00	1 HAFTA SONRA	-
6223	L114310	*Klozapin		mor kapak	Edta'lı Plazma	1 mL, 2-8°C	Clozapine, semptomatik psikotik bozuklukların tedavisinde kullanılan bir trisiklik diobenzodiazepindir. Diğer klasik antipsikotiklere dirençli, tekrarlayan süisidal davranışları bulunan şizofreni ve şizoafektif bozukluğu olan hastalarda kullanılmaktadır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	6896-5
2573	-	*Kobalt (Co)		lacivert kapak	Sodyum Heparinli Plazma	2 mL, 2-8°C	Ağır metal testleri, toksik maruziyetin araştırılmasında kullanılmaktadır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	Perşembe-Cuma-Salı 18:00	-
4714	L104470	*Kolajen Tip 1 N-Telopeptid (24 Saatlik İdrar)	donmuş	İdrar kabı	İdrar	5 mL, <0°C	Kemik dokusundaki Tip 1 kolajenin yıkılması sonucu açığa çıkan fragmanların idrarda tespitiyle yapılır	EIA	Salı 09:30	17 gün sonra 18:00	-
9410	L104510	*Kolestanol	donmuş	Heparin-Yeşil Kapak	Heparin'li Plazma	0.5 mL, <0°C	safra asidi sentezi yolundaki bir enzimin (sterol 27-hidroksilaz) eksikliğinden kaynaklanan nadir bir kalıtsal hastalık olan Serebrotendinöz Ksantomatoz (CTX) tanısını koymak ve takibini yapmak amacıyla yapılan kan testidir	GC-MS	Pzt 08:00	2 hafta sonra	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
6180	L104540	*Kompleman C1q		sarı kapak	Serum	Buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay	SLE, glomerülonefrit, kronik HBV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu, Lyme hastalığı, enfektif endokardit gibi hastalıkların teşhisinde, SLE ve romatoid artrit takibinde kullanılır. Edinilmiş eksiklikleri immün komplekslere bağlı kompleman tükenmesinde, otoimmün hastalıklarda, cryoglobülinemide ve lenfopenide gözlenirken, konjenital eksikliği herediter olabilir veya hipogamaglobülinemilerde gözlenir.	Nefelometri	Perşembe 09:30	Cuma 18:00	4478-4
1661	L104670	*Kortizol		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipotalamus-hipofiz adrenal korteks aksının değerlendirilmesinde ve Cushing Sendromunun ayırıcı tanısında kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	2143-6
4718	L104710	*Kortizol (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik idrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Konjenital adrenal hiperplaz ile adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Çarşamba 09:30	Perşembe 18:00	-
4187	L104720	*Kortizol, Tükürük	donmuş	Laboratuvara danışınız	Tükürük	2mL ,2-8°C	Konjenital adrenal hiperplazi, adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	PCR	Çar 08:00	Per 18:00	2142-8
4719	L104700	*Kortizol/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Konjenital adrenal hiperplaz ile adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Çarşamba 09:30	Perşembe 18:00	-
9327	L104750	*Kreatin Kinaz İzoenzimleri		Jelli Tüp	Serum	1 mL, 2-8°C. Hemolizli örnek kabul edilmez.	Kreatin kinaz, dört farklı tipi bulunan dimerik bir enzimdir: 1 Mitokondriyal ve 3 sitozolik izoenzim şeklindedir. Sitozolik olanlar; CK-MM (iskelet kası tipi), CK-BB (beyin tipi) ve CK-MB (miyokardiyal tip)'dir.En yaygın olarak iskelet kasında bulunur.Daha az olarak da beyin, kalp ve diğer düz kaslarda bulunur. **Total CK'da bariz artışlar: AMI'den sonra, iskelet kası hastalıklarında (Progresif Duchenne musküler distrofi), şok ve dolaşım yetmezliği ile olur.**Orta derecede artış: Kas yaralanması, cerrahi sonrası, fiziksel egzersiz ve hipotroidide beklenir.** KC'de CK aktivitesi çok düşük olduğundan, KC hastalıklarının çoğunda normaldir.**Ciddi alkolik KC hastalıklarında, hipertroidide, azalmış kas kitlesi ile, steroid kullanımı ile CK azalır.	Elektroforez	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra	-
9404	-	*Spesifik IgE- İbuprofen		Jelli Tüp	Serum	0.5 mL, 2-8°C. Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.	vücutta ibuprofen ilacının varlığını ölçmek veya ibuprofen alerjisini/duyarlılığını tespit etmek amacıyla yapılan özel tıbbi incelemelerdir	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
9188	L101340	*Kreatinin, idrar(spot)		Plastik Kap	Spot İdrar	2 mL, 2-8°C	EGFR hesaplamasında kullanılan bir böbrek fonksiyon testidir. Böbrek hastalıkları ve azalmış glomerüler filtrasyon, idrar yolu tıkanıklığı, konjestif kalp yetmezliği, şok ve dehidrasyon dahil olmak üzere böbrek kan akışının azalması ile yetmezlik; rabdomyoliz yüksek serum kreatinine neden olabilir.	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00	2161-8
2485	L104850	*Krom (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları takibinde kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	Perşembe-Cuma-Salı 18:00	25374-0
2288	L104850	*Krom (Kan)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	1	Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları takibinde kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	Perşembe-Cuma-Salı 18:00	25374-0
2404	-	*Kromogranin A (CgA)		sarı kapak	Serum	Donmuş halde 1 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez	Endokrin tümör şüphesinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	2 hafta sonra sonra 18:00	9811-1
2410	L104880	*Kurşun (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları takibinde kullanılır.	İCP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	Perşembe-Cuma-Salı 18:00	14808-0
1607	L104870	*Kurşun (Kan)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Mesleki maruziyet ve toksisite semptomları takibinde kullanılır.	AAS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	1 hafta sonra 18:00	5671-3
84	L104950	*Laktat Dehidrogenaz İzoenzimleri (Elektroforez)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	LDH yüksekliğinin kaynağının belirlenmesi amacıyla ve AMI, karaciğer hastalıkları, neoplaziler ve iskelet kasi hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılır.	Elektroforez	Salı 09:30	31 gün sonra 18:00	5910-5
4966	L104960	*Laktoz (Kalitatif) (İdrar)(Şeker Kromatografisi)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorpsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00	2553-6
2406	L114340	*Lamotrijin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Lamotrijin serum konsantrasyonunun izlenmesinde ve lamotrigine ile farmakokinetik olarak etkileşime giren diğer antikonvülsan ilaç kullanan hastalarda lamotrijin dozunun ayarlanmasında kullanılır.	HPLC	Pazartesi-Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	6948-4
2771	L104930	*LDH (Laktat Dehidrogenaz), BOS		bos tüpü	BOS	5 mL, 2-8°C	Kalp, karaciğer, kas,böbrek,akciğer	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2528-8
1346	907750	*Legionella Antijen (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyonun erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve konvalesan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 kat titre artışının gösterilmesi önemlidir.	İmmünokromatografik	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	6447-7
877	906070	*Legionella Kültürü		jelli swap	Diğer	5mL, 2-8°C	L. pneumophila ve diğer Legionella türlerini tespit etmek için yapılan testtir.	Kültür	Pazartesi-Cumartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
4572	908280	*Legionella pneumophila DNA (PCR) Aspirat		steril idrar kabı	Aspirat	1	PNömoninin ağır bir formu ve akciğer enfeksiyonuyla seyreden olan Lejyoner hastalığına Legionella isimli bakteri yol açmaktadır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	-
4570	908280	*Legionella pneumophila DNA (PCR) BAL		steril idrar kabı	BAL	5mL, 2-8°C	PNömoninin ağır bir formu ve akciğer enfeksiyonuyla seyreden olan Lejyoner hastalığına Legionella isimli bakteri yol açmaktadır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	-
2918	908280	*Legionella Pneumophila DNA (PCR) Balgam		steril idrar kabı	Balgam	5mL, 2-8°C	PNömoninin ağır bir formu ve akciğer enfeksiyonuyla seyreden olan Lejyoner hastalığına Legionella isimli bakteri yol açmaktadır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	-
4569	908280	*Legionella pneumophila DNA (PCR) Boğaz Sürüntüsü		jelli swap	Boğaz Sürüntü	5mL, 2-8°C	PNömoninin ağır bir formu ve akciğer enfeksiyonuyla seyreden olan Lejyoner hastalığına Legionella isimli bakteri yol açmaktadır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	-
4573	908280	*Legionella pneumophila DNA (PCR) Diğer		laboratuvara danışınız	Diğer	5mL, 2-8°C	PNömoninin ağır bir formu ve akciğer enfeksiyonuyla seyreden olan Lejyoner hastalığına Legionella isimli bakteri yol açmaktadır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	-
4571	908280	*Legionella pneumophila DNA (PCR) Tam Kan		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	5mL, 2-8°C	PNömoninin ağır bir formu ve akciğer enfeksiyonuyla seyreden olan Lejyoner hastalığına Legionella isimli bakteri yol açmaktadır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	-
1347	907770	*Legionella Pneumophila IgG		sarı kapak	Serum	5mL, 2-8°C	Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyonun erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve konvalesan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 kat titre artışının gösterilmesi önemlidir.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	58799-8
1348	907780	*Legionella Pneumophila IgM		sarı kapak	Serum	5mL, 2-8°C	Legionella enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Serolojik tanıda enfeksiyonun erken döneminde (hastalığın başlangıcının ilk haftası) ve konvalesan dönemde (3-6 hafta) alınacak kan örneklerinde serokonversiyon veya en az 4 kat titre artışının gösterilmesi önemlidir.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	22382-6
2359	-	*Leptin		sarı kapak	Serum	5mL, 2-8°C	Antiobezite dışında hematopoez, angiogenez, üreme, kan basıncı, büyüme, kemik hacmi, lenfoid organ homeostazi ve T lenfosit sistemleri gibi birçok sistemde etkileri olduğu bildirilmektedir.	ELISA	Salı 09:30	21 gün sonra 18:00	21365-2
2975	912660	*Leptospira ELISA IgG		sarı kapak	Serum	2mL, 2-8°C	Leptospira araştırılmasında kullanılır.	EIA	Salı 09:30	1 hafta sonra	-
2974	912670	*Leptospira ELISA IgM		sarı kapak	Serum	2mL, 2-8°C	Leptospira araştırılmasında kullanılır.	EIA	Salı 09:30	1 hafta sonra	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
199	L105140	*Lipoprotein a		sarı kapak	Serum	5mL, 2-8°C	Koroner kalp hastalığı veya serebrovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesi sırasında lipit profili parametrelerine ek bir parametre olarak kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	10835-7
124	L105130	*Lipoprotein Elektroforezi		sarı kapak	Serum	5mL, 2-8°C	Lipid metabolizması bozukluklarının araştırılması sırasında, lipoproteinlerin alt gruplara dağılımının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Elektroforez	Çarşamba 09:30	Cuma 18:00	20510-4
1355	907800	*Listeria Aglütinasyon		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Listeria monocytogenes enfeksiyonu olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.	Aglütinasyon	Her gün 08:00	3 gün sonra 18:00	23211-6
224	L114390	*Lityum		sarı kapak	Serum	5mL, 2-8°C	Tekrarlayan mani atakları ve depresyon da dahil olmak üzere, bipolar bozukluğu olan hastaların tedavisinin izlemesinde ve lityum toksisitesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ISE	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	3719-2
9397	-	*Magnezyum, Eritrosit		EDTA-Mor Kapak	Edta'lı Tam Kan	2 mL, 2-8°C. Tam Kan (EDTA): Test için EDTA-Tam kan gerekmektedir. Kan örneği alınması esnasında zorunlu olmadıkça turnike uygulanmamalıdır. Zorunlu durumlarda turnike uygulanması 1 dakikayı geçmemelidir.	Magnezyum metabolizmasını ve elektrolit dengesini değerlendirmek, kronik magnezyum eksikliğini saptamak veya tedavi takibi yapmak için kullanılır	ICP-MS	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Pzt 18:00	-
2662	L106260	*Makroprolaktin		sarı kapak	Serum	5mL, 2-8°C	Hiperprolaktinemi ayırıcı tanısında kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	-
1357	907820	*Malaria hızlı test		EDTA-Mor Kapak	Edta'lı Tam Kan	2 mL, 2-8°C	Malaria antijen testinin mikroskopi (kalın damla/ince yayma preparat incelenmesi) ile kıyaslandığında %95 uyumlu olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte mikroskopik inceleme sıtma tanısı açısından altın standart olarak kabul edilmektedir	İMMUNOKROMA TOGRAFI	Pzt-Cmt 12:00	7 gün sonra 18:00	70569-9
7272	-	*Mangan Tam Kan (EDTA)		lacivert kapak	Edta'lı Tam Kan	2mL, 2-8°C	Manganez eksikliğinin ve intoksikasyonun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	Perşembe-Cuma-Salı 18:00	-
7585	L105260	*Melatonin		Jelli Tüp	Serum	2 mL, 2-8°C. Serum: Örnek güneş ışığına maruz kalmamalıdır. BOS: Örnek güneş ışığına maruz kalmamalıdır.	beyindeki epifiz bezinden salgılanan ve uyku-uyanıklık (sirkadiyen) döngüsünü düzenleyen melatonin hormonunun kandaki miktarını ölçen bir laboratuvar testidir	RIA	Sal 08:00	12 gün sonra	-
7392	L105270	*Metanol		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	5mL, 2-8°C	Metil alkolün enzimatik tepkimelerle ayrıştırılması ve miktarının belirlenmesi esasına dayanır.	psGC-MS	Pazartesi-Cumartesi 09:30	4 saat sonra 18:00	-
4736	L105290	*Metil malonik asit (Serum/Plazma)		Jelli Tüp	serum	2mL ,2-8°C	Metilmalonik asidemi ve kobalamin eksikliği tanısı için kullanılan bir testtir.	LC-MS/MS	SALI 08:00	ÇARŞAMBA 18:00	-
7370	-	*Metilhippürük Asit, İdrar		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	endüstriyel ürünlerde yaygın bulunan ksilen (dimetilbenzen) maddesine maruz kaldığını belirlemek ve vücudun maruziyet düzeyini ölçmek için kullanılan bir testtir.	LC-MS/MS	Pazartesi Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
9265	L105300	*Metilmalonik Asit, İdrar (Spot)	donmuş	plastik kap	idrar	5mL, <0°C	Metilmalonik asidemi ve kobalamin eksikliği tanısı için kullanılan bir testtir.	GC-MS	SALI-PERŞEMBE-CMRTS 08:00	PZRTS-ÇARŞAMBA-CUMA 18:00	-
222	L114410	*Metotreksat		sarı kapak	Serum	5mL, 2-8°C	Methotrexate kullanan hastaların ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.	EMİD	Pazartesi-Cumartesi 09:30	4 saat sonra 18:00	14836-1
1764	908290	*Mikobakteri (PCR)		steril idrar kabı	idrar	2 mL, 2-8°C	Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	1 hafta sonra 18:00	14974-0
2369	906141	*Mikobakteri Aranması (ARB) Mikroskopik		steril idrar kabı	idrar	2 mL, 2-8°C	Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Mikroskopi	Pzrts-Cuma 09:30	54 gün sonra 18:00	11545-1
887	906170	*Mikobakteri kültürü (Üreme kontrollü otomatik sistem)		steril idrar kabı	Balgam, Biyolojik Sıvı, Açlık Mide Sıvısı, BOS, Diğer	5mL, 2-8°C	Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Kültür	Perşembe-Cumartesi 09:30	59 gün sonra 18:00	539-7
888	906180	*Mikobakteri Tiplendirmesi		steril idrar kabı	Balgam, Biyolojik Sıvı, Açlık Mide Sıvısı, BOS, Diğer	Oda ısısında, buzdolabında 3 gün. Donmuş halde kabul edilmez	Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	PCR	Pzrts-Cuma 09:30	4 hafta sonra	543-9
898	906190	*Mikoplazma kültürü		laboratuvara danışınız	Laboratuvara Danışınız	2-8°C	M. Pneumonia, Üreoplazma ureolyticum ve M. hominis tanısında kullanılır.	Kültür	Pazartesi-Cuma 09:30	4 gün sonra 18:00	6486-5
4740	L105340	*Miyogloblin (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Her türlü kas hasarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	2640-1
9381	-	*Miyozit Paneli		Jelli Tüp	Serum	1 mL, 2-8°C. Panel içeriğinde; Miyozit Mi-2 Beta Antikoru, Miyozit Mi-2 Alpha Antikoru, Miyozit Ku Antikoru, Miyozit PM-Sc100 Antikoru, Miyozit PM-Sc175 Antikoru, Miyozit Jo-1 Antikoru, Miyozit SRP Antikoru, Miyozit PL-7 Antikoru, Miyozit PL-12 Antikoru, Miyozit EJ Antikoru, Miyozit OJ Antikoru, Miyozit RO-52 Antikoru, Miyozit TIF1g Antikoru, Miyozit MDA5 Antikoru, Miyozit NXP2 Antikoru, Miyozit SAE1 Antikoru bulunmaktadır.	Miyozit tanısı koymak için kullanılır. Miyozite özgü otoantikorlar (MSA) ve miyozitle ilişkili otoantikorlar (MAA), idiyopatik otoimmun inflamatuvar miyopatilerin tanısında ve klinik veya patolojik fenotipler, prognoz ve tedaviye yanıt açısından hasta alt gruplarının tanımlanmasında yardımcı olabilir.	İMMUNOBLOTTİNG	Çar 08:00	Per 18:00	-
2572	L105430	*Nikel		lacivert kapak	Heparin'li Plazma	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Mesleki maruziyet ve toksisite semptomlarının araştırılmasında kullanılır.	ICP-MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	Salı-Cuma 18:00	18245-1
4746	L105450	*Nikel/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Mesleki maruziyet ve toksisite semptomlarının araştırılmasında kullanılır.	ICP-MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	Salı-Cuma 18:00	13472-6

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
2198	L105580	*Oksalat (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	Oda ısısında 4 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay 4 mL idrar 30 ml 6 N HCl üzerine toplanır. Toplama esnasında ve bir gün öncesi salatalık, kuşkonmaz, ıspanak ve domates tüketilmemelidir.	Üriner sistem taşı olan hastalarda sebebin araştırılması için kullanılır.	Fotometri	Cuma 09:30	Salı 18:00	2701-1
510	L105570	*Oksalat/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Üriner sistem taşı olan hastalarda sebebin araştırılması için kullanılır.	Fotometri	Cuma 09:30	Salı 18:00	2700-3
2378	L114500	*Okskarbazepin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Okskarbazepin tedavisi sırasında serum konsantrasyonunun izlenmesinde ve potansiyel toksisitenin değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Pazartesi-Perşembe 09:30	Pazartesi-Perşembe 18:00	3432-2
7528	L107100	*Total Glikozaminoglikan/Kreatinin (Spot İdrar)	donmuş	Plastik Kap	İdrar	5mL, <0°C	Mukopolisakkaridozların taranmasında önemlidir.	Fotometri	SALI 08:00	Cuma 18:00	-
9309	L101790	*Oligoklonal Band		Bos Tüpü ve Jelli Tüp	BOS ve Serum	2mL, 2-8°C	beyin omurilik sıvısında (BOS / bel suyu) bağışıklık sisteminin ürettiği antikorların (immünglobulinlerin) özel çizgiler (bantlar) halinde olup olmadığını inceleyen bir laboratuvar testidir	İEF	ÇARŞAMBA-CUMA 08:00	PAZARTESİ-ÇARŞAMBA 18:00	12782-9
1612	L101790	*Oligoklonal Bant (Elektroforez)		sarı kapak ve bos tüpü	BOS ve Serum	1	Multiple Skleroz başta olmak üzere santral sinir sisteminin inflamatuvar hastalıklarının tanısında, özellikle radyolojik ve klinik bulguları şüpheli olan hastalarda yardımcı olarak kullanılır.	Elektroforez	Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	12782-9
7587	L102280	*OMEGA 3 İNDEK		EDTA-Mor Kapak	Edta'lı Tam Kan	5mL ,2-8°C	kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) zarlarındaki EPA (eikosapentaenoik asit) ve DHA (dokosaheksaenoik asit) yağ asitlerinin toplam yağ asitlerine oranını yüzde olarak ölçen özel bir kan analizidir	GC-MS	ÇARŞAMBA 08:00	7 GÜN SONRA	-
1680	L105720	*Osteokalsin	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Osteopeni, osteoporoz, Paget hastalığı veya osteokalsin seviyelerinin arttığı diğer hastalıklar için antirezorptif tedavi alan hastalarda tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Salı-Perşembe-Pzrts 18:00	2697-1
1404	-	*Otoimmün Karaciğer Paneli		Jelli Tüp	Serum	1 mL, 2-8°C. Profil içeriğinde AMA M2, gp210, LC1, LKM1, SLA, Sp 100 testleri çalışılmaktadır.	Otoimmün karaciğer hastalığının tanısında kullanılır.	İMMUNOBLOTTİ NG	Pzt 08:00	Salı 18:00	-
2415	L105730	*Ozmolalite		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	HPLC	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	2692-2
1719	L105740	*Ozmolalite (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	5mL, 2-8°C	Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	FPD	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	2695-5
2392	L105740	*Ozmolalite (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	FPD	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	2695-5

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

21.10.2026

Güncelleme Tarihi:

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
7324	L105760	*Ozmotik Frajlite Testi (İnkübasyonlu)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	0,5mL, 2-8°C	Hereditör sferositoz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Akım Sitometri	Salı-Cuma 09:30	Perşembe-Salı 18:00	32862-5
695	L106080	*PAI (Plazminojen Aktivatör İnhibitör)	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Miyokart enfarktüsü, Derin Ven Trombozu, sepsis malignite gibi trombus çözünmesinin bozulduğu durumlarda kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	2 hafta sonra 18:00	5974-1
6224	L114530	*Paliperidon		mor kapak	Edta'lı Plazma	1 mL, 2-8°C	Paliperidon, ikinci nesil (atıptik) antipsikotik olarak bilinen şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	1 hafta sonra 18:00	59002-6
73	L105910	*Pankreatik Amilaz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pankreatit olasılığının kontrolü, total amilaz aktivitesi yüksek bulunan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	Enzimatik	Pazartesi-Cuma 09:30	Pazartesi-Cuma 18:00	1805-1
273	L106290	*PAP (Prostatik Asit Fosfataz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Prostatik karsinom tanı ve takibinde kullanılır.	Enzimatik	Pzrts-Cmrts 08:30	Pzrts-Cmrts 18:00	20420-6
6214	L114010	*Parasetamol Asetaminofen		sarı kapak	Serum	0,3 mL, 2-8°C	Baş ağrısı, migren, menstrüasyon sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, adale ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılarda endikedir	Türbidimetri	Pazartesi- Cmrts 09:30	Pazartesi- Cmrts 18:00	3298-7
1424	908330	*Parvovirüs PCR		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	2mL, 2-8°C	Parvovirüs enfeksiyonu tanı ve takibinde kullanılır.	PCR	Salı-Çarşamba-Perşembe 09:30	1 hafta sonra 18:00	9572-9
1621	L106040	*Piruvat		mor kapak	Plazma	Donmuş halde 6 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez	Metabolik asidozun değerlendirilmesinde ve karaciğer hastalığı, kalp yetmezliği, Tip 1 Diabetes Mellitus, AMI, kardiyak arrest tanı ve takibinde kullanılır.	Enzimatik	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 18:00	32338-6
702	L106070	*Piruvat Kinaz (Eritrosit)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	Buzdolabında 20 gün. Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez	Yenidoğan döneminde hemolitik anemi sebebinin belirlenmesine yönelik araştırmalar kapsamında kullanılır.	Fotometri	Salı-Perşembe 09:30	Çarşamba-Cuma 18:00	2912-4
1368	907920	*Plasmodium Aranması (Kalın Damla-PY.)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	5mL, 2-8°C	Malaria tanısında kullanılır.	Mikroskopi	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pzt-Cmt 18:00	10710-2
704	L106080	*Plazminojen Aktivitesi (PA)	donmuş	Sitrat-Mavi Kapak	Sitrat'lı Plazma	1 mL, <0°C. Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır. Hemolizli, lipemik, iktirik ve fibrin içeren numuneler analiz için kullanılmaz.	Fibrinoliz, diğer fibrinolitik sistem komponentleriyle (fibrinojen, doku plazminojen-aktivatörü-inhibitörü ve d-dimerleri) değerlendirilmesinde kullanılır.	KROMOJENİK	Salı 08:00	1 hafta sonra	-
9411	L106100	*Porfirin (kantitatif) idrar testi		İdrar kabı	Spot İdrar	Örnek ışıktan korunmalıdır.	vücuttaki hem (hemoglobinin yapısında bulunan ve kanın kırmızı rengini veren pigment) sentezindeki ara ürünler olan porfirinlerin kan, idrar veya dışkıda toplam miktarını ölçen bir laboratuvar tetkikidir	LC-MS/MS	Salı 09:30	1 hafta sonra 18:00	-
139	L106140	*Porfobilinojen (24 saatlik idrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	10mL, 2-8°C	Akut Hepatik Porfiriya tanısında kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	1 hafta sonra 18:00	2811-8

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1643	L106230	*Progesteron		sarı kapak	Serum	2-8°C	Ovülasyon, corpus luteum fonksiyonları ve gebelikte plasental fonksiyonların değerlendirilmesi, indüksiyon takibi, progesteron tedavisinin takibi ve erken abortus riski olan hastaların takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2839-9
1637	L106260	*Prolaktin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipofiz tümörlerinin, amenore, galaktore, kısırlık ve hipogonadizmin değerlendirilmesinde ve prolaktin üreten tümörlerin tedavisinin izlenmesinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	2842-3
707	L106350	*Protein C Antijeni	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Protein C eksikliği tip ayrımında ve trombozis etyolojisi araştırmasında kullanılır.	İmmünotürbidimetrik	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	27820-0
709	L106400	*Protein S Antijeni	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Tromboz etyolojisinin araştırılması amacıyla kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	27823-4
137	L106440	*Pseudokolinesteraz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosfat zehirlenmelerinin araştırılmasında kullanılır.	Enzimatik	Salı -Perşembe 09:30	Çarşamba-Cuma 18:00	33050-6
1679	L105960	*PTH (Parathormon)	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Paratiroid bezlerinin fonksiyonun değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	2731-8
1741	-	*Redüktan Madde (Gaita)	donmuş	gaita kabı	Gaita	2gr, <0°C	İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.	Manuel	Pazartesi-Cuma 09:30	Pazartesi-Cuma 18:00	-
555	-	*Redüktan Madde (İdrar)	donmuş	İdrar kabı	İdrar	5mL, <0°C	İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.	Manuel	Pazartesi-Cuma 09:30	Pazartesi-Cuma 18:00	-
247	L106490	*Renin (Aktivite)	donmuş	mor kapak	Edta'lı Plazma	Donmuş halde 1 ay, oda ısısında kabul edilmez. Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. Örnek ayakta alınması gerektiğinde hasta örnek alımından önce en az 2 saati ayakta geçirmelidir; yatarak alınacaksa sabah yataktan kalkmadan önce alınmalıdır. Gönderide örneğin hangi pozisyonunda alındığı mutlaka belirtilmelidir.	Primer hiperaldosteronizm ve sekonder hiperaldosteronizm ayrıcı tanısında ve hipertansiyon etyolojisi araştırmasında kullanılır.	RIA	Pazrtesi-Salı-Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	2915-7

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
9412	908333	Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA (PCR)		Plastik Kap / Nucliswab / Biyolojik Sıvı Tüpü / Biyolojik Sıvı Tüpü Nucliswab	Balgam / Boğaz Sürüntüsü / Bronkoalveoler Lavaj / Doku / Nazofaringeal Aspirat Nazofarinks Sürüntüsü / Transtrakeal Aspirat	Balgam: 2 mL, 2-8°C; Boğaz Sürüntüsü: 0, 2-8°C; Bronkoalveoler Lavaj: 2 mL, 2-8°C; Doku: 1 gr, 2-8°C; Nazofaringeal Aspirat Nazofarinks Sürüntüsü: 2 mL 0, 2-8°C; Transtrakeal Aspirat: 2 mL, 2-8°C	Burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı, ateş ve baş ağrısı ile birlikte soğuk algınlığına ve ayrıca öksürüğe, hırıltıya ve nefes almada zorluğa neden olabilir.Erken doğum öyküsü olan ve konjenital kalp veya akciğer hastalığı olan küçük bebekler, birincil RSV enfeksiyonu üzerine ciddi hastalık geliştirme riskinde artışa sahiptir.	REAL TIME PCR	Pzt-Cum 08:00	3 gün sonra	-
719	L106530	*Retikülosit Sayımı		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	Buzdolabında 3 gün. Donmuş halde kabul edilmez	Eritropoezisin arttığı durumların ve anemilerin tedavi sürecinin takibinde kullanılır.	DC,FC	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	14196-0
202	L106570	*RF (Romatoid Faktör)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Romatoid artrit, miks bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, dermatomyozit, SLE gibi otoimmün hastalıklar, enfeksiyöz mononükleoz gibi bazı viral hastalıklar ve bazı akut itihabi hastalıkların teşhis ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	11572-5
6222	L114560	*Risperidon	donmuş	mor kapak	Edta'lı Plazma	1 mL, <0°C	kanda risperidon ve aktif metaboliti olan 9-hidroksirisperidon miktarını ölçen bir laboratuvar testidir	LC-MS/MS	Salı 09:30	1 hafta sonra 18:00	9393-0
1376	908000	*Rubella IgG Avidite		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Rubella IgM antikor sonucu pozitif bulunan gebelerde primer enfeksiyonun geçirilme zamanını belirlemek amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi-Perşembe 09:30	Salı-Cuma 18:00	52986-7
1434	-	*Rubella Virus RNA PCR		sarı kapak	serum	2 mL, 2-8°C	Rubella, Alman Kızamığı ya da üç günlük kızamık olarak adlandırılan ve rubella virüsünün yol açtığı kızamıkçık hastalığıdır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	1 hafta sonra 18:00	-
7378	-	*Rubella Virus RNA PCR Amniyon		Plastik Kap	Amniyon	2mL ,2-8°C	Rubella, Alman Kızamığı ya da üç günlük kızamık olarak adlandırılan ve rubella virüsünün yol açtığı kızamıkçık hastalığıdır.	PCR	PAZARTESİ-CUMA 08:00	1 HAFTA SONRA	-
4763	L106610	*S-100B Proteinini (BOS)		bos tüpü	BOS Donmuş	2mL, 2-8°C	Bazı santral sinir sistemi hastalıklarının tanısında kullanılır.	CLIA	Salı 09:30	Çarşamba 18:00	-
2871	L106600	*S-100B Proteinini (Serum)	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Bazı santral sinir sistemi hastalıklarının tanısında kullanılır.	CLIA	Salı 09:30	Çar 18:00	47275-3
3	L106620	*Safra asitleri (Açlık)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Açlık safra asitleri düzeyinin yüksek olması hepatik kirensin bozulmasına bağlıdır ve karaciğer hastalıkları için sensitif bir gösterge olarak kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	-
4764	L106630	*Safra Asitleri (İdrar)		İdrar kabı	İdrar	5 mL, 2-8°C	karaciğer, safra kesesi ve safra yollarındaki tıkanıklıkları ya da fonksiyon bozukluklarını değerlendirmek için yapılan laboratuvar testidir.	Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
2531	L106620	*Safra Asitleri (Tokluk)		sarı kapak	Serum	1 mL, 2-8°C	yemekten 2 saat sonra alınan kan örneğiyle kandaki safra asidi seviyesini ölçen ve karaciğer fonksiyonlarını, safra akışını (kolestaz) ya da gebelik kolestazını değerlendirmeye yardımcı olan bir laboratuvar testidir.	Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	-
3083	L114590	*Salisilat		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Klinik uygulamada, tedavi dozunun optimize edilmesi veya toksisite vakalarının teşhis ve takibi amacıyla kullanılır.	Türbidimetri	Pazartesi- Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	4024-6
7428	912480	*Schistosoma IHA	donmuş	sarı kapak	Serum	1mL, <0°C	Schistosoma cinsi yassı parazit solucanların neden olduğu şistozomiyaz (schistosomiasis) hastalığını teşhis etmek amacıyla yapılır	IHA/IFT	SALI 08:00	2 HAFTA SONRA	6628-2
1606	L106670	*Selenyum		lacivert kapak	Heparin'li Plazma	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Mesleki maruziyet, toksisite, GİS kanserleri malnutrisyon, siroz ve hepatit değerlendirilmesinde kullanılır.	ICP-MS	Salı-Çarşamba-Cuma 09:30	Perşembe-Cuma-Salı18:00	5724-0
190	L106680	*Sensitif CRP (hsCRP)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Başa bakteriyel enfeksiyonlar olmak üzere her türlü enfeksiyonun ve iltihabi sürecin belirlenmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	30522-7
1664	L106750	*Serbest Kortizol (24 saatlik idrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Konjenital adrenal hiperplazi, adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Çarşamba 09:30	Perşembe 18:00	2147-7
2338	L106740	*Serbest Kortizol/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Konjenital adrenal hiperplazi, adrenal yetmezlik değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Çarşamba 09:30	Perşembe 18:00	11040-3
4770	L114640	*Sirolimus (Kan)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Terapi sırasında tam kan sirolimus konsantrasyonunun izlenmesi ve toksisiteyi asgariye indirirken immünosüpresyonu optimize etmek için dozu ayarlanması amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	29247-4
2687	L106850	*Sistatin C	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Böbrek yetmezliğinin tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Salı-Cuma 09:30	Çarşamba-Pzrts 18:00	33863-2
4724	L104910	Laktat (Vucut sıvıları)		Jelsiz Tüp	Vucut Sıvıları	1mL ,18-24°C	Vücut sıvılarında LDH bakılması transüdatif ve eksüdatif efüzyonların ayrımında önemli bir göstergedir. Ayrıca LDH aktivitesinin inflamasyonun da bir göstergesi olduğuda kabul ediliyor.	Fotometri	SİTEDE VE ACIBADEM'DE YOK	-	-
512	L110550	*Sistin/Kreatinin (Spot İdrar)	donmuş	İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, <0°C	Sistinozis tanı ve tedavi takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Çarşamba-Cuma-Salı 18:00	13966-7

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
2264	L106900	*Sitrat (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	10 mL, Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde belirsiz. 6 m HCl ilave ederek idrar toplanırken soğuk ortamda tutulmalıdır ve idrar hacmi belirtilmelidir İdrar pH'ı 2'nin altında olmalıdır	Kalsiyum içeren böbrek taşı olan hastaların ve renal tübüler asidozun tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Pazartesi-Perşembe 09:30	Pazartesi-Perşembe 18:00	6687-8
570	-	Mikroalbumin		Plastik Kap	İdrar	5mL ,2-8°C	İdrar ile albumin atılışı, glomeruler filtrasyon defektlerinde artar. Albuminin artmış üriner sekresyonu, diabetes mellituslu hastalarda renal ve vasküler komplikasyonların göstergesidir. Diagnostik amaçlı olarak, idrar albumin sonuçları her zaman hastanın tıbbi geçmişi ve klinik muayene bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir.	Nefelometri	Her gün 08:00	Aynı gün 18:00	14957-5
7269	911330	*Siyanür		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	2 mL, 2-8°C	insan kanında siyanür varlığını ve düzeyini ölçmek için yapılan laboratuvar testidir.	LC-MS/MS	Çarşamba 09:30	8 gün sonra 18:00	13511-1
2326	705320	*Soğuk Agglutininler		sarı kapak	Serum ve Edta Tam Kan	4 mL, 2-8°C	Soğuk oto-antikorlar çok yüksek titrede pozitif ise soğuk aglütinin hastalığı düşünülebilir. Test klinik önemi doğrudan ölçen bir ölçüm değildir ve hastanın klinik durumuyla beraber diğer laboratuvar bulgularıyla değerlendirilmelidir.	Jel Santrifüjasyonu	Pazartesi-Cuma 09:30	Pazartesi-Cuma 18:00	-
2680	L107840	*Spesifik IgE Alfa Laktalbumin f76		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	-
2252	L107850	*Spesifik IgE Alternaria Tenuis M6		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15530-9
4150	L108010	*Spesifik IgE Bal F247		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	-
2681	L108070	*Spesifik IgE Beta Laktoglobülin f77		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	-
2252	L108510	*Spesifik IgE Candida Albicans M5		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	6059-0
372	L108170	*Spesifik IgE Çavdar F5		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	-
6167	L108220	*Spesifik IgE Diklofenak		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	EIA	Perşembe	15 gün sonra saat: 18:00	56701-6

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
773	L106000	Periferik Yayma İncelemesi		EDTA-Mor Kapak	Edta'lı Tam Kan	2mL ,2-8°C	Lökosit, eritosit ve trombositlerin sayısal ve morfolojik özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.	Mikroskopi	HER GÜN 08:00	1 GÜN SONRA 18:00	5909-7
6189	L108470	*Spesifik IgE Kabak Çekirdeği F226		sarı kapak	Serum	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	ELISA	Cumartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	11193-0
341	L108500	*Spesifik IgE Kanarya Tüyü E201		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	7171-2
484	L108650	*Spesifik IgE Kereviz F85		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	6065-7
4156	L108660	*Spesifik IgE Kestane F299		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	-
6168	L108700	*Spesifik IgE Kivi F84	6168	6168	Serum	6168	6168	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	6154-9
4161	903720	*Spesifik IgE Küflü Peynir F82		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00	-
4164	903720	*Spesifik IgE Mantar F212		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00	-
3179	L108920	*Spesifik IgE Muz F92		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	6035-0
4958	L108950	*Spesifik IgE Ovalbumin Antikoru		sarı kapak	Serum	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	7556-4
4959	L108960	*Spesifik IgE Ovomukoid		sarı kapak	Serum	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	Kemilüminesans	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	7557-2
279	L109030	*Spesifik IgE Penicillium Notatum M1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00	6212-5
2688	L109110	*Spesifik IgE Sivrisinek İ71		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	-
4153	L109120	*Spesifik IgE Soğan F48		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	-
2679	L109130	*Spesifik IgE Somon İ41		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	6237-2

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
348	L109220	*Spesifik IgE Timoty (Phleum)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	6265-3
4149	903720	*Spesifik IgE Vanilya F234		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00	-
268	L106270	*SPSA (Prostat Spesifik Antijen, Serbest)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Prostat kanseri taramasında, kanser teşhisi konmuş hastalarda tedaviye alınan cevabın takibi ve tedavi sonrasında ve izlenmekte olan hastalarda nüksün oluşup oluşmadığının belirlenmesinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	10886-0
2158	L107010	Tam İdrar Analizi (Strip+Mikroskopi)		Plastik Kap	İdrar	5mL ,18-24°C	İdrarın dansitesi, pH'ı ve ürobilinojen kantitatif değer olarak raporlanır.Lökosit esterase, nitrit, protein, glukoz, keton ve bilirubin kantitatif olarak değerlendirilir.İdrar sedimentinde gözlenen hücreler, silindirler, kristaller ve mikroorganizmalar da tanıda faydalı olabilmektedir.	Mikroskopi	Her gün 08:00	Aynı gün 18:00	24356-8
4775	L106960	*Sükroz (Kalitatif) (İdrar)(Şeker Kromatografisi)		İdrar kabı	Spot İdrar	2 ml, donmuş halde 14 gün	Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	51612-0
2286	-	*Şeker Kromatografisi, Gaita		gaita kabı	Gaita	Şeker Kromatografisi Test Listesine Bakınız	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında (laktöz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltöz) kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00	51593-2
2286	-	*Şeker Kromatografisi, Gaita		gaita kabı	Gaita	Şeker Kromatografisi Test Listesine Bakınız	Çocuklarda şeker intoleransının araştırılmasında (laktöz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz, maltöz) kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	51593-2
2241	-	*Şeker Kromatografisi, İdrar (Herbiri)		İdrar kabı	İdrar	Şeker Kromatografisi Test Listesine Bakınız	Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00	2553-6
2241	-	*Şeker Kromatografisi, İdrar (Herbiri)		İdrar kabı	İdrar	Şeker Kromatografisi Test Listesine Bakınız	Karbonhidrat malabsorbsiyonu taraması amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Pazartesi-Çarşamba-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	2553-6
104	L114700	*Teofilin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Uygun dozun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	4049-3
1390	908050	*Tetanoz Antikor		Jelli Tüp	Serum	1 mL, 2-8°C	Clostridium tetani, toprakta ve çeşitli hayvanların yüzlerinde her yerde bulunur ve diğerlerinin yanı sıra otolizle salınan güçlü nörotoksin tetanospazmini üretir ve tatnoz nedeni olur.	CLIA	PAZARTESİ-PERŞEMBE-Cuma 08:00	SALI-CUMA-Pzrts 18:00	5093-0
1627	L107070	*Tiroid Stimule Edici Immünglobulin (TSI)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Gestasyonel tirotoksikozun oluşmasına veya Graves hastalığının nüksüne göre ayıncı tanısında ve Graves hastalığı nüks riskini değerlendirmek amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Perşembe-Cuma 09:30	Salı-Cuma-Pzrts 18:00	11580-8
1633	L107080	*Tiroksin Bağlayan Globulin (TBG)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kanda ölçülen total T3 ve total T4 konsantrasyonlarının klinik durum ile uyumlu bulunmadığı durumlarda, TBG eksikliğinin düşünüldüğü durumlarda kullanılır.	CLIA	Çarşamba 09:30	Perşembe 18:00	27980-2

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
9341	908111	*Adenovirus PCR		mor kapak	Edta'lı Plazma	2mL ,2-8°C	kandaki viral yükü saptamak ve özellikle yaygın organ tutulumu veya sistemik enfeksiyon şüphesi olan durumlarda kesin tanı koymak için istenir	PCR	PZARTESİ-CUMA 08:00	1 HAFTA SONRA	-
1628	-	*Total T3 (TT3)		Jelli Tüp	Serum	0,2mL,2-8°C	T3, metabolizmayı düzenleyen serumda bulunan tiroid hormonlarından birisidir.Bu hormonun konsantrasyonunun saptanması tiroid hastalıklarının ayırıcı tanısında önemlidir.T3'ün çoğu dolaşımda büyük oranda proteinlere (TBG, albumin, prealbumin) bağlı olarak bulunur.	CLIA	PZARTESİ-CUMARTESİ 12:00	PAZARTESİ-CMRTS 18:00	3053-6
1629	-	*Total T4 (TT4)		Jelli Tüp	Serum	0,2mL,2-8°C	iroksin (T4), tiroid bezinden salınan ve metabolik etkileri olan tiroidin ana hormonudur. Total T4'nın büyük bir kısmı (% 99'dan fazlası) taşıyıcı proteinlere (TBG, prealbumin ve albumin) bağlı olarak bulunur.	CLIA	PZARTESİ-CUMARTESİ 12:00	PAZARTESİ-CMRTS 18:00	3026-2
245	L107160	*Total Testosteron		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Androjen yetersizliği, idiopatik hirsutizm, Down Sendromu, hipogonadizm ve gecikmiş puberte tedavi ve takibinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	2986-8
2769	912490	*Toxocara canis ELISA IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, 2-8°C	Enfeksiyonda oluşan semptom ve bulguların patognomonik olmamasından dolayı insan toksokariyazisi tanısında genellikle serolojik testlerden faydalanılır. Toxocara canis enfeksiyonlarının teşhisini kurmak için kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Pzt 18:00	13276-1
1436	908334	*Toxoplasma Gondii DNA (PCR)		sarı kapak	Edta'lı Plazma	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay KAYIT YOKK	Toxoplasma gondii enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılır.	PCR	Pazartesi-Cuma 09:30	15 gün sonra 18:00	-
267	L106280	*TPSA (Prostat Spesifik Antijen, Total)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Prostat kanseri taramasında, kanser teşhisi konmuş hastalarda tedaviye alınan cevabın takibinde ve tedavi sonrası izlenmekte olan hastalarda nüksün oluşup oluşmadığının belirlenmesinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	2857-1
782	L107170	*Transferrin		Jelli Tüp	Serum	0.5 mL, 2-8°C	kandaki demir taşıyıcı protein miktarını ölçerek vücudun demir metabolizmasını, anemi (kansızlık) veya demir fazlalığı durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılan bir kan testidir	NEFELOMETRİ	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00	3034-6
7546	-	*Transmukonik Asit		Plastik Kap	İdrar	10mL ,2-8°C	insan idrarında bakılan ve özellikle benzen maruziyetini değerlendirmek için kullanılan önemli bir biyobelirteçtir	HPLC	PAZARTESİ-CUMA 08:00	8 GÜN SONRA	-
9396	L107310	*Trombin Zamanı (TT), Plazma		Sitrat-Mavi Kapak	Plazma (Sitrat)	0.5 mL, 2-8°C. Örnek alındıktan sonra 4 saat içerisinde çalışması gerekmektedir. Bu mümkün değilse plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalı ve donmuş olarak transfer edilmelidir.	Kalıtsal veya kazanılmış fibrinogen eksikliklerinde; heparin benzeri antikoagülanların varlığının belirlenmesinde ve direkt trombin inhibitör tedavisinin takibinde yardımcı bir testtir.	KOAGÜLOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00	L107310

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
897	906280	*Ureaplasma Kültürü		laboratuvara danışınız	Laboratuvara Danışınız	2-8°C	Başta üretriter olmak üzere ürogenital sistem enfeksiyonları ile ilgili araştırmalar sırasında kullanılır.	K/T/D	Pazartesi-Cuma 09:30	4 gün sonra 18:00	32368-3
219	L114730	*Valproik Asit		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin takibinde, hasta uyumunun kontrolünde ve potansiyel toksisitenin değerlendirilmesinde kullanılır.	PETINIA	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pazartesi-Cumartesi 18:00	4086-5
2376	L114740	*Vankomisin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İlaç düzeyinin takibinde, hasta uyumunun kontrolünde ve potansiyel toksisitenin değerlendirilmesinde kullanılır.	PETINIA	Pazartesi Cumartesi 09:30	Pazartesi Cumartesi 18:00	20578-1
9369	-	*Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR)		EDTA-Mor Kapak	Edta'lı Tam Kan	2mL ,2-8°C	suçiçeği veya zona (gece yanığı) gibi virüs kaynaklı enfeksiyonların teşhisi ve vücuttaki genel inflamasyon ya da hücre profilinin değerlendirilmesi amacıyla istenir	PCR	PZRTS-CUMA 08:00	1 HAFTA SONRA	-
256	-	*VİTAMİN B1(TİYAMİN)	donmuş	EDTA-Mor Kapak	Edta'lı Tam Kan	1 mL, <0°C. Tam Kan (EDTA), Dondurulmuş: Örnek ışıktan korunmalıdır.	vücuttaki tiamin düzeyini ölçerek enerji metabolizmasını, sinir ve kalp-damar sistemi sağlığını değerlendiren bir kan tahlilidir	LC-MS/MS	Pzt 08:00	Sal 18:00	-
2486	-	*VİTAMİN B2 (RİBOFLAVİN)		Heparin-Yeşil Kapak	Edta'lı Tam Kan	2 mL, 2-8°C. Plazma (Heparin): Örnek ışıktan korunmalıdır. Örnek en az 12 saat açık sonrası alınmalıdır.	vücuttaki B2 vitamini seviyesini ölçerek riboflavin eksikliğini değerlendirmek amacıyla yapılan bir kan testidir	LC-MS/MS	Cum 08:00	1 hafta sonra	-
9418	L114750	*Vorikonazol (Serum/Plazma)		Jelsiz Tüp	Serum	2mL ,2-8°C	ana karışmış olan vorikonazol adlı geniş spektrumlu antifungal (mantar karşıtı) ilacın serum veya plazma düzeyini ölçmek için yapılan Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi (TDM) testidir	LC-MS/MS	CUMA 08:00	PAZARTESİ 18:00	-
207	L100410	^ Alfa 1 Antitripsin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alfa-1 Antitripsin eksikliğunun belirlenmesinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	1825-9
259	L100680	^ Alfa-Fetoprotein (AFP)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Germ hücreli karsinomların sınıflandırılması ve derecelendirilmesinde HCG ile birlikte kullanılır. Özellikle hepatoselüler karsinomlarda prognoz ve tedavinin etkinliğin göstergesi olarak kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	19176-7
4	L102890	^ Glukoz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. Oda ısısında kabul edilmez.	Diabetes mellitus, hipoglisemi, gestasyonel diyabet teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2345-7
1311	907450	^ HBS AG (CHEM)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut veya kronik hepatit B enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	58452-4
42	L104520	^ Kolesterol, Total		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesinde ve riski yüksek hastaların takibi sırasında kullanılır.	Enzimatik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	14647-2

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
91	L106150	^ Potasyum		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesinde ve böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2823-3
90	L106910	^ Sodyum		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2951-2
46	L107250	^ Triglicerid		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hiperlipideminin değerlendirilmesinde kullanılır.	Kolorimetrik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2571-8
70	L100320	^ Albümin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kan-beyin bariyerin geçirgenliğinde artış olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1751-7
1172	906360	^Anti CMV IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Geçirilmiş CMV enfeksiyonu tanımlanmasında kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00	5124-3
1226	906820	^Anti Rubella IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kişinin kızamıkçık virüsüne karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00	5334-8
1235	906910	^Anti Toxoplazma IgG		sarı kapak	Serum	mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Toxoplasma IgG ölçümü, geçirilmiş ya da geçirmekte olan Toxoplasma enfeksiyonu saptanmasına yardımcı olarak kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00	8039-0
254	L102410	^Ferritin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Demir eksikliği ve aşırı demir yüklenme durumlarının tanısında yardımcı olarak, demir eksikliği anemisinin kronik hastalık anemisinden ayrımında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2276-4
255	L102480	^Folat		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Megaloblastik ve makrositik anemilerin değerlendirilmesi ile folat eksikliğinin tanı, tedavi ve takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2284-8
52	L102780	^GGT (Gamma Glutamil Transferaz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatobiliyer hastalık tanısının konulmasında ve izlenmesinde ve gizli alkolizm için tarama testi olarak kullanılır.	Enzimatik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2324-2
1418	908150	^HBV DNA (PCR)		mor kapak	Edta'lı Plazma	3 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik hepatit B vakalarında tedaviye başlamadan önce ve tedavi takibinde, ayrıca kronik dönemdeki hastaların çevreleri için enfeksiyon olma olasılığının araştırılmasında kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	5007-0
1326	908170	^HCV RNA (PCR)		mor kapak	Edta'lı Plazma	3 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik HCV enfeksiyonunun tespiti ve onaylanması, HCV enfeksiyonunda hastalık ilerlemesinin izlenmesi ve tedavinin takibinde, ayrıca antiviral tedavinin tamamlanmasından sonra tedavi ve nüks tespitinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	11259-9
2621	908210	^HIV RNA (PCR)		mor kapak	Edta'lı Plazma	2 mL, 2-8°C	HIV pozitifliğinin doğrulanması amacıyla kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	20447-9
92	L104180	^Klorür		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2075-0
186	L104560	^Kompleman C3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE hastalık aktivitesinin takibi ile Total Kompleman (CH50) eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Türbidimetrik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	4485-9

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
187	L104570	^Kompleman C4		sarı kapak	Serum	mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE, proliferatif glomerulonefrit, romatoid artrit, otoimmün hemolitik anemi hastalık aktivitesinin takibinde, Total Kompleman (CH50) eksikliğinin değerlendirilmesinde ve herediter anjiyoödem tanısında kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	4498-2
38	L104780	^Kreatinin (Serum/Plazma)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut ve kronik böbrek hastalarının ve diyalize alınan hastaların izlenmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2160-0
2379	L106200	^Prealbumin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Özellikle akut hastalarda beslenme desteğine olan yanıtın takibinde olmak üzere nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	14338-8
241	L107380	^TSH		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve tedavi ile takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	3016-3
257	L107520	^Vitamin B12		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Makrositik aneminin araştırılmasında ve megaloblastik anemilerde görülen eksikliklerin tetkikinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2132-9
1683	L100000	1,25-Dihidroksi Vitamin D		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	D vitamini eksikliği veya fazlalığı olasılıklarının araştırılması, yeni doğan, bebeklik ve çocuk raşitizmi ile kronik böbrek yetmezliği teşhisinde kullanılır.	CLIA	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	1649-3
1656	L100010	1,4-Delta Androstenedion		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hirşutizm, polistik over, konjenital adrenal hiperplazi gibi hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi 09:00	Ertesi gün 18:00	1854-9
1644	L100190	17-Hidroksiprogesteron		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Konjenital adrenal hiperplazilerde tarama testi olarak, ayrıca hirşutizm ve infertilite değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	1668-3
9340	L100200	17-Hidroksiprogesteron (Kuru kan)		Özel Filtre Kağıdı	Kromatografi - Filtre Kağıdı	18-24°C	Konjenital adrenal hiperplazi denilen adrenal bez ile ilgili bir grup bozukluğun tarandığı bir testtir	LC-MS/MS	Pzt-Per 08:00	5 gün sonra 18:00	-
7283	L111210	17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 0. dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'n sentetik subünitü olan, sağlıklı kişilerde ACTH'n kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	27996-8
2144	L111270	17-OH Progesteron-ACTH Uyarı Testi 120. dk		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'n sentetik subünitü olan, sağlıklı kişilerde ACTH'n kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	56617-4

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
7284	L111220	17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 15. dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sentetik subünitini olan, sağlıklı kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	10964-5
7282	L111200	17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi -15. dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sentetik subünitini olan, sağlıklı kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	47533-5
2140	L111230	17-OH Progesteron-ACTH Uyarı Testi 30. dk		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sentetik subünitini olan, sağlıklı kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	10965-2
7285	L111240	17-OH Progesteron-ACTH uyarı testi 45. dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sentetik subünitini olan, sağlıklı kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	16108-3
2142	L111250	17-OH Progesteron-ACTH Uyarı Testi 60. dk		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sentetik subünitini olan, sağlıklı kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortrosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	14114-3

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
2143	L111260	17-OH Progesteron-ACTH Uyarı Testi 90. dk		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	ACTH Stimülasyon Testi (17-alfa-OH progesteron)adrenal yetmezlik olup olmadığının saptanmasında kullanılır. Hastaya ACTH'nin sentetik subünitini olan, sağlıklı kişilerde ACTH'nin kortikosteroid stimüle edici etkilerini gösteren Cortosyn verilerek 17-alfa-OH progesteron yanıtı ölçülür. Yanıtın azalması adrenal yetmezliğin göstergesidir.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	56616-6
250	L100220	25-Hidroksi Vitamin D		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	D vitamini eksikliği veya fazlalığı olasılıklarının araştırılması ve tedavinin takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 08:00	Aynı gün 18:00	1989-3
585	L100090	5-Hidroksi İndol Asetik Asit (24 saatlik idrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	Numunenin toplanacağı temiz kabın içine 6 M HCLilave edilip koyulur ve idrar üzerine toplanır. Numune laboratuvara geldiğinde Ph < 4 olmalıdır. Ph 7 nin üzerindeki numuneler test için stabil değildir. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Karsinoid sendrom olasılığının değerlendirilmesinde ve hastaların takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	14573-0
4582	L100080	5-Hidroksi İndol Asetik Asit/Krea (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Karsinoid sendrom olasılığının değerlendirilmesinde ve hastaların takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	-
2724	705140	ABO+Rh tayini (Forward gruplama)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	Buzdolabında 2 hafta	Kan grubu ve Rh tayininde kullanılır.	Jel Santrifügasyon	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	882-1
2723	705130	ABO+Rh Tayini (Forward gruplama)+ABO Reverse Grup		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	Buzdolabında 2 hafta	Kan grubu ve Rh tayininde kullanılır.	Jel Santrifügasyon	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	1303-7
246	L100270	ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)	donmuş	mor kapak	Edta'lı Plazma	Numune alındıktan sonra Buz ile plazma hemen ayrılmalı ve örnek dondurularak transfer edilmelidir. 30 dk Trans -20 °C 'de 1 Ay	Adrenal yetmezliğin tanısında ve ön hipofiz tümörlerinin varlığının belirlenmesinde yardımcı olur.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2141-0
7281	L113760	ACTH-Düşük Doz (0.5 mg) Deksmetazon Baskılama Testi		mor kapak	Edta'lı Plazma	Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve örnek dondurularak transfer edilmelidir.	Adrenal yetmezliğin tanısında ve ön hipofiz tümörlerinin varlığının belirlenmesinde yardımcı olur.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	50420-9
1166	906320	Adacık Hücre Antikoru(Islet Cell Antibody-ICA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Tip-1 diyabet olasılığının değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısında kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	13927-9
1168	906330	Adenovirüs Antijeni		gaita kabı	Gaita	1gr, 2-8°C	Akut ishal vakalarında sebebi belirlemeye yönelik incelemelerde kullanılır.	İmmünoassay	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	5826-3
586	L104070	Adrenalin (Epinefrin) (24h İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	24 saatlik idrar toplanarak kabın içine 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı için kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	14712-4

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
115	L104050	Adrenalin (Epinefrin) (Plazma)		yeşil kapak	Heparin'li Plazma	Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir. Donmuş halde 1 ay.	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı için kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	14711-6
2191	L104060	Adrenalin (Epinefrin)/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı için kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	24522-5
599	L100290	Aktive Protein C Rezistansı (APC-R)	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Tromboemboli eğilimi bulunduğu düşünülen kişilerde sebebin Faktör V'de bulunan yapısal bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırması için kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	13590-5
571	L100330	Albümin/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Diabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tanı ve takibinde, glomerüler proteinürinin erken saptanmasında ve yüksek riskli gebelik takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	32293-3
53	L100710	ALP (Alkalen Fosfataz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatobiliyer ve kemik kaynaklı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	6768-6
49	L100300	ALT (Alanin Aminotransferaz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatoselüler hasar, karaciğer hücre nekrozu ya da herhangi bir nedenle meydana gelen hasar,alkolik hepatit ve kronik hepatit tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1742-6
4587	L100310	ALT (Alanin Aminotransferaz), Vücut Sıvıları		bos tüpü	Vücut Sıvısı	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Hemolizli örnekler kabul edilmez	Hepatoselüler hasar, karaciğer hücre nekrozu ya da herhangi bir nedenle meydana gelen hasar,alkolik hepeti ve kronik hepatit tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	-
2373	L100960	AMH (Anti Müllerien Hormon)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Bebeklerde ve çocuklarda testis fonksiyonunun değerlendirilmesinde, erken over yetmezliği de dahil olmak üzere menopoz durumunun değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	38476-8
72	L100800	Amilaz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pankreatit, böbrek yetmezliği, akciğer veya over tümörleri, tükürük bezi hastalıkları (özellikle kabakulak) tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1798-8
4600	L100820	Amilaz (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay. Donmuş halde kabul edilmez.	Pankreatit, böbrek yetmezliği, akciğer veya over tümörleri, tükürük bezi hastalıkları (özellikle kabakulak) tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	-
496	L100810	Amilaz (Spot İdrar)		İdrar kabı	İdrar	Oda ısısında 1 hafta, buzdolabında 1 ay. Donmuş halde kabul edilmez.	Pankreatit, böbrek yetmezliği, akciğer veya over tümörleri, tükürük bezi hastalıkları (özellikle kabakulak) tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1799-6
4601	L100830	Amilaz (Vücut Sıvıları)		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)	0,5mL, 2-8°C	Pankreatit, böbrek yetmezliği, akciğer veya over tümörleri, tükürük bezi hastalıkları (özellikle kabakulak) tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

21.10.2026

Güncelleme Tarihi:

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
4820	-	Aminoasit ve Türevleri (BOS)		bos tüpü	Kromatografi - BOS	Aminoasitler Test Listesine bakınız	Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	-
4911	-	Aminoasit ve Türevleri (İdrar)		İdrar kabı	Kromatografi - Spot İdrar	Aminoasitler Test Listesine bakınız	Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	-
4879	-	Aminoasit ve Türevleri (Plazma)		mor kapak	Kromatografi - Serum	Aminoasitler Test Listesine bakınız	Bu test, plazma örnekleri kullanılarak olası doğuştan metabolizma hastalıkları olan hastaların değerlendirilmesi içindir ve endokrin bozukluklar, karaciğer hastalıkları, kas hastalıkları, neoplastik hastalıklar, nörolojik bozukluklar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği ve yanıkların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	20636-7
1244	L100890	Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	7 gün sonra 18:00	44447-1
1242	L100900	Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	7 gün sonra 18:00	44448-9
1243	L100910	Anti Beta-2 Glikoprotein 1 IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Arterial ve venöz tromboz riskinin araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	7 gün sonra 18:00	44449-7
1173	906370	Anti CMV IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut CMV enfeksiyonu tanımlanmasında kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00	5126-8
1177	906410	Anti ds DNA (ELİSA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) olasılığının düşündürdiren hastaların teşhisinde ve SLE tanısı konmuş hastaların takibinde kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	5131-8
1175	906410	Anti dsDNA (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sistemik lupus eritematozus (SLE) olasılığının düşündürdiren hastaların teşhisinde ve SLE tanısı konmuş hastaların takibinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	-
1178	906420	Anti Düz Kas Antikoru (ASMA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik aktif hepatit, siroz, infeksiyöz mononükleozis, otoimmün hepatit tanı ve takibinde kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	5 gün 18:00	5358-7
1180	906430	Anti Endomisyum IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformis tanı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	10362-2

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1181	906430	Anti Endomisyum IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformisin tanı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	39554-1
1185	906470	Anti Fosfolipid IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Açıklanamayan arteriyel, venöz tromboz, kutanöz dolaşım bozukluğu, trombositopeni ile hemolitik anemi tanı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	7 gün sonra 18:00	7801-4
1187	906480	Anti Fosfolipid IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Açıklanamayan arteriyel, venöz tromboz, kutanöz dolaşım bozukluğu, trombositopeni ile hemolitik anemi tanı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	7 gün sonra 18:00	7802-2
1191	906490	Anti Gliadin IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformisin tanı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	6924-5
1192	906500	Anti Gliadin IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformisin tanı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	5170-6
1400	L102870	Anti Glomerüler Bazal Membran Antikoru(Anti-GBM)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Goodpasture sendromu veya Glomerüler Bazal Membran hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Haftada bir gün	7 gün sonra 18:00	31252-0
1193	906510	Anti HAV IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut Hepatit A enfeksiyonu olasılığının veya kişinin Hepatit A virüsüne karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	5179-7
1198	906560	Anti HBc IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Geçirilmiş veya yeni Hepatit B enfeksiyonu tanısında, gizli Hepatit B enfeksiyonunun diğer bir deyişle HbsaG, Anti HBS, Anti HBc IgM, HbeAg ve Anti Hbe belirteçlerinin negatif olduğu Hepatit B taşıyıcılarının belirlenmesinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	5187-0
1200	906580	Anti HBc IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut Hepatit B enfeksiyonunun tanısında, HBsAg ve Anti-HBs'nin negatif olduğu serolojik pencere periyodundaki akut Hepatit B enfeksiyonun tespiti ve Anti HBc'nin pozitif olması halinde akut ve kronik Hepatit B enfeksiyonu ayırımında kullanılır.	CLIA	Salı 08:00 Cum 08:00	7 gün sonra 18:00	5185-4
1202	906600	Anti HBe		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit B virüs taşıyıcılarının infektivitesinin belirlenmesinde ve kronik HBV enfeksiyonlu hastalarda enfeksiyon durumunun takibinde kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	5189-6
1314	907480	Anti HCV		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hastanın hepatit C virüsü ile enfekte olup olmadığının veya geçmişte bu virüsle karşılaşmış olup olmadığını belirlemek için kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	16128-1
1209	906670	Anti HIV		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Human immunodeficiency virus ile karşılaşılıp karşılaşmadığının anlaşılması amacı ile kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 12:30	Aynı gün 18:00	5223-3
1212	906700	Anti Histon Antikor		Jelli Tüp	Serum	1 mL, 2-8°C. Serum: Analiz; hemoliz, iktet ve lipemiden etkilenmektedir.	Test ilaç kaynaklı lupus tanısında ve izlenmesinde yardımcı olmak.	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00	30359-4

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

21.10.2026

Güncelleme Tarihi:

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1213	906710	Anti İnsülin Antikor		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Tip 1 Diyabet teşhis ve kontrolünde kullanılır.	EIA	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	8072-1
1215	906730	Anti Kardiyolipin IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE, lupus benzeri hastalıklar, maligniteler, Antifosfolipid Sendrom ve trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	7 gün sonra 18:00	3181-5
1216	906740	Anti Kardiyolipin IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE, lupus benzeri hastalıklar, maligniteler, Antifosfolipid Sendrom ve trombotik riskin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	7 gün sonra 18:00	3182-3
1218	906760	Anti Mitokondrial Antikor (AMA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hepatitlerin ayırıcı tanısında kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	5247-2
1220	906770	Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor Profil (ANCA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sistemik vaskülitlerin (özellikle renal ve pulmoner tutulumlarının) tanı ve tedavilerinin takibinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	7 gün sonra 18:00	17351-8
1221	906780	Anti Nükleer Antikor (ANA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hastalıkların araştırılması ve tanısında kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	5048-4
1749	906790	Anti Pariyetal Antikor (APA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik atrofik gastrit olasılığının değerlendirilmesinde veya vitamin B12 eksikliğinin sebebinin araştırılmasında kullanılır.	ELISA	Haftada bir gün	7 gün sonra 18:00	5271-2
1762	906800	Anti Ribozomal P Protein (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE ve romatoid artrit hastalığı olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	31592-9
1228	906840	Anti Rubella IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kişinin kızamıkçık virüsüne karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00	5335-5
1231	906860	Anti Sentromer Antikor (IFA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Skleroderma hastalığının bir varyantı olarak kabul edilen CREST sendromu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	7 gün 18:00	16570-4
1232	907000	Anti SM (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor test sonucu pozitif sonucu pozitif bulunan ve skleroderma olasılığını destekleyen klinik bulgular gösteren hastalarda, bu olasılığın kontrolü amacıyla kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	56730-5
1752	907020	Anti SSA (Anti Ro 52)(Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor testinin pozitif olduğu bağ dokusu hastalığının belirti ve semptomları olan hastaların değerlendirmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	63445-1
1251	907020	Anti SSA (Anti Ro 60) (Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor testinin pozitif olduğu bağ dokusu hastalığının belirti ve semptomları olan hastaların değerlendirmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	63445-1
1753	907030	Anti SSB (Anti La)(Immunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor testinin pozitif olduğu bağ dokusu hastalığının belirti ve semptomları olan hastaların değerlendirmesinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	56725-5

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi:	21.10.2026										
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1237	906930	Anti Toxoplazma IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Toxoplasma IgM ölçümü, aktif toxoplasma enfeksiyonu saptanmasına yardımcı olarak kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe-Cumartesi 12:30	Aynı gün 18:00	8040-8
876	905610	Antibiyotik Duyarlılık Testi		kültür plağı	diğer	18-24°C	Kültür örneğinde etken bakteri varlığında, tedavi için duyarlı antibiyotiğin tespiti amacıyla kullanılır.	Disk difüzyon	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	29576-6
1241	906960	Anti-GAD Antikoru		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün (tip 1, insüline bağımlı) diabetes mellitus ve buna bağlı endokrin bozukluklarına (örneğin, tiroit ve zararlı anemi) duyarlılığın değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	5 gün 18:00	13926-1
1247	906980	Anti-Jo1 (İmmunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Pulmoner belirti ve semptomlarında Raynaud fenomeni ve artriti olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	İmmunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	56731-3
1229	906990	Anti-SCL 70 (İmmunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Antinükleer antikor test sonucu pozitif bulunan ve skleroderma olasılığını destekleyen klinik bulgular gösteren hastalarda, bu olasılığın kontrolü amacıyla kullanılır.	İmmunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	56693-5
3385	907010	Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	SLE, Sjögren sendromu, skleroderma, mixed konnektif doku hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.	İmmunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	33568-7
1239	L100990	Antitrombin III Aktivitesi	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Kazanılmış veya doğuştan gelen antitrombin eksikliğinin teşhisi ve takibinde kullanılır.	Koagülometri	Salı Perşembe 09:30	Aynı gün 18:00	55442-8
600	L101050	APTT	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	İntrensek ve ortak koagülasyon yolunun değerlendirilmesi, faktörlerin fonksiyonunu belirlemede, ayrıca heparin tedavisinde kullanılır.	Koagülometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3173-2
2899	905661	Aspirat Kültürü		steril idrar kabı	aspirat	2 mL, 18-24°C	Aspirat örneğinde mikrobiyolojik etken varlığı araştırılması amacıyla yapılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	597-5
103	L101330	Bakır		kırmızı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Jelsiz tüpe alınan örnek hemen santrifüj edilmeli ve serum ayrılmalıdır.	Wilson hastalığı olasılığının araştırılması ve hastalara uygulanan şelasyon tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	14665-4
823	905675	Balgam Kültürü		steril idrar kabı	Balgam	5 mL, 2-8°C	Solunum yolu enfeksiyonları tanısında, patojen mikroorganizmaların belirlenmesinde kullanılır..	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	6460-0
1647	L101550	Beta HCG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Gebelik teşhisinde, germ hücreleri, overler, mesane, pankreas, mide, akciğer ve karaciğer tümörleri tanı ve teşhisinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	19080-1
579	L101630	Beta-2-Mikroglobulin (24 Saat İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hücre turn-over artışına sebep olan enflamasyon ve malignite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	1953-9

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
107	L101620	Beta-2-Mikroglobulin (Serum)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hücre turn-over artışına sebep olan enflamasyon ve malignite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	1952-1
580	L101630	Beta-2-Mikroglobulin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hücre turn-over artışına sebep olan enflamasyon ve malignite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	1953-9
64	L101730	Bilirubin, Total		sarı kapak	Serum	1 mL, ışıktan korunması şartıyla; buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Karaciğer fonksiyonunun; bilirubin üretimi, tutulumu, depolanması, metabolizması ve atılımını etkileyen hastalıkların ve neonatal fototerapinin etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	1968-7
180	L101760	Biotinidaz Aktivitesi	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Yenidoğanlarda nöbetlere, hipotoni, solunum problemlerine ve ileri dönemde gelişme geriliğine neden olan biotinidaz eksikliğinin taraması amacıyla kullanılır.	Fluorometri	Salı-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	1982-8
818	905670	Boğaz Kültürü		jelli swap	Boğaz Sürüntüsü	18-24°C	A Grubu Beta Hemolitik Streptokok enfeksiyonlarının tanısında kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	546-2
1189	907050	Borrelia Burgdorferi IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Lyme hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00	7817-0
1188	907060	Borrelia Burgdorferi IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Lyme hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	22135-8
836	905760	Boyali mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)		laboratuvara danışınız	diğer	1	Gram, metilen mavisi, Giemza, Wright, Ziehl Nielsen vb. yöntemler ile mikrobiyolojik ve hematolojik incelemelerde kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	27112-2
837	905770	Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme		laboratuvara danışınız	diğer	18-24°C	Mikolojik, bakteriyolojik, parazitolojik ve biyokimyasal amaçlı incelemelerde kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	20431-3
-	-	Bronkoalveolar Lavaj (BAL) Lenfosit Alt Grupları Analizi		İdrar kabı	BAL	5 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune stabilitesi için laboratuvara danışınız	Akciğer hastalıkları, sarkoidoz vs. düşünülen hastaların immünolojik yönden değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Panel içerisinde CD3, CD4, CD8, CD14, CD15, CD19, CD16, CD56 ve CD45 yer almaktadır	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-
1258	907080	Brucella Aglütinasyon (Coombs)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Brucella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Aglütinasyon	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	40614-0
1256	907070	Brucella Aglütinasyon (Rose Bengal)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Brucella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Aglütinasyon	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	40614-0
1186	907091	Brucella IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Brucella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	24396-4
1257	907092	Brucella IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Brucella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	24397-2
1259	907090	Brucella Tüp Aglütinasyon (Wright)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Brucella enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Aglütinasyon	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	20719-1
825	905677	Burun Kültürü		jelli swap	Burun Sürüntüsü	18-24°C	Burun akıntısında patojen mikroorganizmaların izolasyonunda kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	10353-1

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1668	L101820	Büyüme Hormonu (GH, Somatotropin)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Büyüme hormonu üretiminde fazlalık veya yetersizlik bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2963-7
9405	-	HORMONU-OGTT İLE BASKILAMA TESTİ	donmuş	Jelli Tüp	Serum	1mL, <0°C	Akromegali teşhisi koymak amaçlı yapılan bir testtir.IGF-1 düzeyi üst referans değerin üzerinde ama 2 katından az atış gösterdiğinde ya da normal olduğunda yapılması tercih edilen bir testtir.	CLIA	Sal-Per 09:30	3 gün sonra	-
1364	907950	C ANCA (PR3 ANCA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Wegener granülomatozi 4 hastalığını teşhisi amacıyla kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	7 gün sonra 18:00	17351-8
1675	L101830	C Peptid		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Endojen insülin üretiminin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	14633-2
2982	L101830	C Peptid (Tokluk)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Endojen insülin üretiminin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	14633-2
185	L101860	C1 Esteraz İnhibitör (Fonksiyonel)	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Hereditör anjio ödem teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Salı Perşembe 09:30	Aynı gün 18:00	4477-6
4637	L101870	C1 Esteraz İnhibitör (Kütle)		sarı kapak	Serum	Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 6 saat, donmuş halde 1 ay	Hereditör Anjiyoödem tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	4485-9
2310	907101	CCP (Cyclic Citrullinated Peptide)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Romatoid artrit olduğundan şüphelenilen hastaları değerlendirme, Romatoid artrit ile ortaya çıkabilecek diğer bağ dokusu hastalıklarından ayırt etmek için kullanılır.	CLIA	Pzrts -Cmrts 12:30	Pzrts -Cmrts 18:00	32218-0
-	-	CD34 Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan, Kemik iliği, Aferez Ürünü	2 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Otolog ve allojenik kemik iliği naklinde verilecek kök hücre miktarının ve zamanının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-
-	-	CD40 Ligand Test Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Aktive olmuş T hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD40 Ligand Hiper IgM Sendromu Tip 3 ile birlikte pek çok immün yetmezlik durumunda B hücre immün yanıtının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-
1263	907130	Chlamydia Pneumoniae IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Chlamydia pneumoniae ile ilişkili atipik pnömoni enfeksiyonlarının serolojik teşhisi amacıyla kullanılır.	ELISA	Haftada bir gün	7 gün sonra 18.00	5085-6
1264	907140	Chlamydia Pneumoniae IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Chlamydia pneumoniae ile ilişkili atipik pnömoni enfeksiyonlarının serolojik teşhisi amacıyla kullanılır.	ELISA	Haftada bir gün	7 gün sonra 18.00	22174-7
1265	907160	Chlamydia Trachomatis IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kadın ve erkeklerde genitoüriner enfeksiyonların sebebinin araştırılması sırasında, etkenin Chlamydia trachomatis olup olmadığını belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	22191-1

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1266	907170	Chlamydia Trachomatis IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kadın ve erkeklerde genitoüriner enfeksiyonların sebebinin araştırılması sırasında, etkenin Chlamydia trachomatis olup olmadığını belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Cumartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	5090-6
76	L104730	CK (Kreatin Kinaz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Miyopatileri veya diğer travma, toksin veya ilaca bağlı kas hasarını tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	16688-4
1271	907190	Clostridium Difficile Toxin-A ve B		gaita kabı	Gaita	1gr, 2-8°C	Antibiyotik tedavisi sonrasında ortaya çıkan kolit vakalarının Clostridium difficile ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	İmmünokromatografik	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	34713-8
1766	908140	CMV DNA (PCR)		mor kapak	Edta'lı Plazma	2mL ,2-8°C	CMV enfeksiyonu tarama ve takibinde kullanılır.	PCR	Hafta da 1 09:30	7 gün sonra 18:00	4996-5
6217	908115	Covid-19 (SARS-CoV-2) PCR		jelli swap	Sürüntü	2-8°C	Salgın durumunda enfeksiyonu yayma potansiyeli olan kişilerin ve temaslıların taranması amacı ile kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	94500-6
105	L102040	Çinko (Zn)		kırmızı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Jelsiz tüpe alınan örnek hemen santrifüj edilmeli ve serum ayrılmalıdır.	Çinko eksikliği olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	5763-8
173	L102070	Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri(C:22,C:24,C:26)	donmuş	mor kapak	Edta'lı Plazma	1 mL, donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Yağ asidi oksidasyon defektlerinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	15 gün sonra 18:00	17080-3
611	L102090	D-Dimer (Kantitatif)		mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Fibrin yıkım ürünlerinin tayinine yönelik kullanılır.	İmmünokromatografik	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	48066-5
1277	907230	Delta Antijeni		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut HBV enjeksiyonu olan veya kronik akut alevlenme gösteren kronik enjeksiyonlu hastalarda, HDV koenfeksiyonu veya süperenfeksiyonu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	EIA	Cuma 09:30	17 gün sonra 18:00	33464-9
1278	907240	Delta Antikoru (Anti HDV)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut HBV enjeksiyonu olan veya kronik akut alevlenme gösteren kronik enjeksiyonlu hastalarda, HDV koenfeksiyonu veya süperenfeksiyonu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	7 gün sonra 18:00	13248-0
99	L102120	Demir		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Demir yetersizliğinin değerlendirilmesinde ve anemilerin ayıncı tanısında kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2498-4
2439	L102160	Demir Bağlama Kapasitesi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Demir yetersizliğinin değerlendirilmesinde ve anemilerin ayıncı tanısında kullanılır.	Fotometri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2500-7

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1653	L102110	DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kadınlarda hiperandrojenizm olasılığının değerlendirilmesi, prematüre menarş sebebinin araştırılması ve konjenital adrenal hiperplazi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	2 gün sonra 18:00	2191-5
2726	905870	Direkt parazit incelenmesi, manuel		gaita kabı	Gaita	1gr, 2-8°C	Gaitada parazit araştırılması sırasında kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	20932-0
1682	L102260	Doku Transglutaminaz IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Çölyak hastalığı tanı ve takibinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	7 gün 18:00	31017-7
1681	L102270	Doku Transglutaminaz IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Çölyak hastalığı tanı ve takibinde kullanılır.	ELISA	Perşembe 09:30	7 gün 18:00	32998-7
591	L104070	Dopamin (24h İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	24 saatlik idrar toplanacak kabın içine 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Feokromasitoma şüphesi,nöroblastoma, ganglionöroma ve hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	25906-9
116	L104050	Dopamin (Plazma)		yeşil kapak	Heparin'li Plazma	Donmuş halde 1 ay Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir.	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı olarak kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	14703-3
2192	L104060	Dopamin/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Feokromositoma şüphesi, nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayırıcı tanısı olarak kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	24524-1
2270	L102290	Dörtlü Test (AFP-E3-HCG-İnhibin A)		sarı kapak	Serum	2 mL , buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 ay	İkinci trimester döneminde nöral tüp defekti, Down sendromu, Trizomi 18 için kantitatif risk tayini (prenatal tarama) için kullanılır.	CLIA	Salı Perşembe 09:30	Ertesi gün 18:00	-
1640	L102320	E2 (Estradiol)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kadınlarda hormonal dengenin değerlendirilmesi ve erkeklerde feminizasyon bulgularının sebebinin araştırılması sırasında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2243-4
1642	L102340	E3 (Estriol)	donmuş	Jelli Tüp	Serum	0,5mL , <0°C	Prenatal tarama testlerinin bir bileşeni olarak risk değerlendirilmesinde kullanılır.Düşük seviyeleri anensefali, nöral tüp defekti, trizomi 18 (Edward sendromu) Smith-Lemli-Opitz sendromu (kolesterol biyosentezinde kusur), X'e bağlı ichthyosis and contiguous gene syndrome (plasental sülfataz eksikliği bozuklukları), aromataz eksikliği ve primer veya sekonder fetal adrenal yetmezlik ile ilişkilidir.Erişkinlerde, meme kanseri,preterm doğum preeklamsi risk değerlendirilmesinde kullanılabilir.	CLIA	HER GÜN 08:00	1 GÜN SONRA 18:00	2251-7
2183	907280	EBV EARLY IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	5153-2

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1283	907290	EBV EBNA IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu geçirilip geçirilmediğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Çarşamba-Cumartesi 09:30	Aynı gün 18:00	7883-2
1285	907310	EBV VCA IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu geçirilip geçirilmediğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	7885-7
1286	907320	EBV VCA IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	7886-5
2508	-	ENA 11'li Panel (İmmunoblot)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. ENA Panelleri listesine bakınız.	Otoimmün hastalıkların araştırılması amacıyla kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	3 gün 18:00	30342-0
1301	907350	Entamoeba Histolytica (Amip) Antijeni (Gaita)		gaita kabı	Gaita	1gr, 2-8°C	Amip enfeksiyonlarının araştırılmasında kullanılır.	İmmünokromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	31811-3
1302	907360	Entamoeba Histolytica (Amip) Antikoru		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Gaitada amip enfeksiyonlarının araştırılması ve tanısı sırasında kullanılır.	ELISA	15 günde 09:30	Ertesi gün 18:00	21259-7
618	L102310	Eritropoetin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Primer ve sekonder polisitemia ayrıcı tanısı ile EPO replasman tedavisinin takibinde kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	15061-5
2172	L104270	Faktör 10 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Doğumsal ya da kazanılmış Faktör X eksikliğinin tespitinde ve karaciğer hastalığında hemostatik fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	7 gün 18:00	3218-5
2173	L104280	Faktör 11 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Faktör XI eksikliğinin tespitinde ve uzamış aPTT'nin araştırılmasında kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	7 gün 18:00	3226-8
2246	L104290	Faktör 12 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Uzamış aPTT'li hastalarda kanamaya eğilimin ve sürekli azalmış aktiviteli hastalarda orta dereceli artmış tromboz riskinin araştırılmasında kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	7 gün 18:00	3232-6
2331	L104300	Faktör 13 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Kanama eğiliminde artış ve yara iyileşmesinde yavaşlık gibi sorunları olan hastalarda sebebin araştırılmasında kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	7 gün 18:00	3240-9
2171	L104230	Faktör 5 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Karaciğer hastalığı, Vitamin K eksikliği, oral antikoagülan kullanımı ve antikorlara bağlı kazanılmış eksikliklerin değerlendirilmesinde kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	7 gün 18:00	3193-0
3066	L104320	Faktör 5 inhibitör	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Faktör V inhibitörleri, myeloproliferatif hastalıklar ile intravasküler koagülasyon ve fibrinolitikse bağlı kazanılmış eksikliklerin tespitinde kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	7 gün 18:00	3193-0
625	L104240	Faktör 7 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Kanama eğilimi yüksek hastalarda, vitamin K eksikliğinin bağlı kazanılmış Faktör VII eksikliğinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	7 gün 18:00	3198-9

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
622	L104250	Faktör 8 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	aPTT'nin uzamasına yol açan sebeplerin ve Hemofili A olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	7 gün 18:00	38521-1
626	L104340	Faktör 8 İnhibitör	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Faktör VIII aktivitesi düşüklüğünün, gerçekten üretim defektine mi yoksa bu faktöre karşı üretilen inhibe edici antikorlara mı bağlı olduğunun ayırt edilmesi amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	7 gün 18:00	3204-5
623	L104260	Faktör 9 Aktivite	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Faktör IX eksikliğinin tespiti, Hemofili B tanısı (Christmas Hastalığı), karaciğer hastalığının hemostaz üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	7 gün 18:00	3190-6
2224	L104350	Faktör 9 İnhibitör	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 2 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Faktör IX'a spesifik inhibitör varlığının ve titresinin belirlenmesinde kullanılır.	Koagülometri	Çarşamba -Cuma 09:30	7 gün 18:00	3185-6
6182	-	Fenilalanin/Tirozin (Kuru kan)		Özel Filtre Kağıdı	Kromatografi - Filtre Kağıdı	18-24°C	Fenilketonüri (PKU) gibi kalıtsal metabolik hastalıkların tespiti, doğrulanması ve tedavisinin izlenmesi amacıyla yapılan bir laboratuvar testidir	LC-MS/MS	Pzt-Cum 09:30	3 gün sonra	-
632	L102450	Fibrinojen	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Dissemine intravasküler koagülasyon, hiperfibrinoliz, akut pulmoner emboli, pankreatit ve ağır karaciğer yetmezliği tanı ve tedavisinde kullanılır.	Koagülometri	HER GÜN 08:00	Aynı gün 18:00	3255-7
8925	L102470	Fitanik asit analizi (GC/MS)		Jelli Tüp	Serum	2mL ,2-8°C	Serum Fitanik asit seviyesi Refsum Hastalığında, fitanik asit alfa oksidasyon eksikliğine bağlı olarak artmıştır. Bu mekanizmada yer alan enzimler; açıl-KoA sentetaz, fitanoyl-Koa hidrolaz, 2-hidroksifitanoyl-Koa liyaz ve aldehid dehidrogenazdır. Refsum hastalığının; moleküler düzeyde fitanoyl-KoA hidroksilaz ve PTS2 reseptörü genlerindeki sekans varyasyonlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Fitanik asit ayrıca; Zellweger Sendromu, neonatal adrenolökodistrofi, infantil Refsum Hastalığı ve rhizomelic chondrodysplasia punctata tip I 'de artmaktadır.	GC-MS	SALI 12:00	10 gün sonra 18:00	-
95	L102510	Fosfor		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Fosfor dengesinde değişiklik yaratabilen kemik, paratiroid bezi ve böbreklerle ilişkili hastalıkların tanı ve takibinde, ayrıca kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2777-1
2396	L102530	Fosfor (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	1 ml, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 1 ay	Fosfor dengesinde değişiklik yaratabilen kemik, paratiroid bezi ve böbreklerle ilişkili hastalıkların tanı ve takibinde, ayrıca kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2779-7

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
97	L102520	Fosfor/Kreatinin (Spot idrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Fosfor dengesinde değişiklik yaratabilen kemik, paratiroid bezi ve böbreklerle ilişkili hastalıkların tanı ve takibinde, ayrıca kalsiyum-fosfor dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2778-9
1638	L102500	FSH (Folikül Stimülant Hormon)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Menstrüel düzensizliklerin değerlendirilmesine yardımcı olarak, hipogonadizm şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde, ovulasyonun tahmininde, infertilite değerlendirmesinde ve hipofizer bozuklukların tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	15067-2
820	905672	Gaita Kültürü		gaita kabı	Gaita	1gr, 2-8°C	İshallerin sebebinin araştırılması sırasında, klinik tablonun patojen bir bakteri tarafından meydana getirilip getirilmediğinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	625-4
861	905920	Gaitada Amip-Giardia Aranması		gaita kabı	Gaita	1gr, 2-8°C	Kanlı ve mukuslu ishal vakalarının araştırılmasında kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	10670-8
2752	-	Gaitada Direkt Parazit İncelemesi		gaita kabı	Gaita	1gr, 2-8°C	İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	-
862	905930	Gaitada gizli kan aranması, manuel		gaita kabı	Gaita	Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 36 saat	Kansızlık sebebinin araştırılması sırasında ve kalın bağırsak kanseri taramasında kullanılır.	İmmüno-kromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2335-8
1734	L102600	Gaitada pH		gaita kabı	Gaita	1gr, 2-8°C	Protein ve karbonhidrat yıkımının izlenmesinde kullanılır.	Manuel	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	2755-7
1735	L102610	Gaitada Sindirim Durumu		gaita kabı	Gaita	Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 36 saat	Malabsorbsiyon bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	10753-2
1742	L102630	Gaitada Yağ (Steatokrit)		gaita kabı	Gaita	Oda ısısında 1 saat, buzdolabında 36 saat	Malabsorbsiyon bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır.	Manuel	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	2270-7
1305	907390	Galaktomannan Antijeni	donmuş	sarı kapak	Serum Donmuş	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İnvaziv Aspergillus ön tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	35383-9
2601	-	GFR (CKD-EPI)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	-
4684	L102790	GGT (Gamma Glutamil Transferaz), Vücut Sıvıları		bos tüpü	Vücut Sıvıları (Mayı)	0,5mL, 2-8°C	Hepatobilyer hastalık tanısının konulmasında ve izlenmesinde ve gizli alkolizm için tarama testi olarak kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	-
7276	L112250	GH-Glukagon uyarı testi 0. dakika	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	Hipofiz bezinin büyüme hormonu rezervini ve salgılama kapasitesini değerlendirmek.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	34063-8
2149	L112290	GH-Glukagon Uyarı Testi 120. dk	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	Hipofiz bezinin büyüme hormonu rezervini ve salgılama kapasitesini değerlendirmek.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55504-5
2606	L112300	GH-Glukagon Uyarı Testi 150. dk	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	Hipofiz bezinin büyüme hormonu rezervini ve salgılama kapasitesini değerlendirmek.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55515-1

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi:		21.10.2026									
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
2409	L112310	GH-Glukagon Uyarı Testi 180. dk	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	Hipofiz bezinin büyüme hormonu rezervini ve salgılama kapasitesini değerlendirmek.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55511-0
2145	L112260	GH-Glukagon Uyarı Testi 30. dk	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	Hipofiz bezinin büyüme hormonu rezervini ve salgılama kapasitesini değerlendirmek.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55512-8
2147	L112270	GH-Glukagon Uyarı Testi 60. dk	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	Hipofiz bezinin büyüme hormonu rezervini ve salgılama kapasitesini değerlendirmek.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55517-7
2148	L112280	GH-Glukagon Uyarı Testi 90. dk	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	Hipofiz bezinin büyüme hormonu rezervini ve salgılama kapasitesini değerlendirmek.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55516-9
7286	L111940	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 0. dakika	donmuş	sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	hipofiz bezinin yeterli büyüme hormonu (GH) salgılayıp salgılamadığını ölçmek amacıyla yapılan stimülasyon testleridir	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	40298-2
7291	L111990	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 120. dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	hipofiz bezinin yeterli büyüme hormonu (GH) salgılayıp salgılamadığını ölçmek amacıyla yapılan stimülasyon testleridir	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	40301-4
7327	-	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 180. dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	hipofiz bezinin yeterli büyüme hormonu (GH) salgılayıp salgılamadığını ölçmek amacıyla yapılan stimülasyon testleridir	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	-
7287	L111950	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 30. dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	hipofiz bezinin yeterli büyüme hormonu (GH) salgılayıp salgılamadığını ölçmek amacıyla yapılan stimülasyon testleridir	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55513-6
7288	L111960	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 45. dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	hipofiz bezinin yeterli büyüme hormonu (GH) salgılayıp salgılamadığını ölçmek amacıyla yapılan stimülasyon testleridir	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	55509-4
7289	L111970	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 60. dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	hipofiz bezinin yeterli büyüme hormonu (GH) salgılayıp salgılamadığını ölçmek amacıyla yapılan stimülasyon testleridir	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	40299-0
7290	L111980	GH-Klonidin/L-DOPA uyarı testi 90. dakika		sarı kapak	Serum	1 mL, <0°C, Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.	hipofiz bezinin yeterli büyüme hormonu (GH) salgılayıp salgılamadığını ölçmek amacıyla yapılan stimülasyon testleridir	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	40300-6
1306	907400	Giardia Antijeni		gaita kabı	Gaita	1gr, 2-8°C	Dışkı örneklerinde bulunan Giardia lamblia antijenlerinin tespiti için hassas tarama testi olarak kullanılır.	İmmünokromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	27265-8

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

21.10.2026

Güncelleme Tarihi:

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
6	L102820	Glike Hemogloblin (Hb A1c)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 hafta,	HbA1c Diabetes Mellituslu hastalarda kan şekerinin son 3 aydaki ortalama değerlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	17856-6
4687	L102910	Glukoz (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saatlik İdrar	5 mL, buzdolabında 5 gün, donmuş halde 1 ay	Diabetes Mellitus tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	-
2617	L102920	Glukoz (BOS)		bos tüpü	BOS	2mL, 2-8°C	Her türlü menenjit vakalarında BOS glukozu düşüklüğünün değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2342-4
495	L102900	Glukoz (Spot İdrar)		İdrar kabı	İdrar	5mL, 2-8°C	Diabetes Mellitus tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Kromatografi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2350-7
4690	L102940	Glukoz (Tokluk)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Diabetes mellitus, hipoglisemi, gestasyonel diyabet teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	-
2307	L102950	Glukoz, Tokluk (2. saat)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Diabetes mellitus, hipoglisemi, gestasyonel diyabet teşhisi ve tedavisinin takibi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2345-7
867	905970	Gonokok Kültürü		jelli swap	Üretral Akıntı	18-24°C	Neisseria gonorrhoeae (gonokok) enfeksiyonunun teşhisinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	698-1
868	905980	Grup A streptokok tayini (Lateks veya ELISA)		jelli swap	Boğaz Sürüntüsü	18-24°C	İltihabi boğaz hastalıklarının tanısında kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	546-2
6220	L114220	Haloperidol		mor kapak	Edta'lı Plazma	2 mL, 2-8°C	İlaç düzeyi değerlendirme.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	16 gün sonra 18:00	3669-9
746	L103020	Haptogloblin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İntravasküler hemoliz varlığının değerlendirilmesinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	4542-7
1308	907420	HBeAg		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hepatit B virüsü ile enfekte bir kişide replikasyonun devam edip etmediğinin ve hastanın yakın çevresindekileri enfekte etme olasılığının belirlenmesine yardımcı olur.	CLIA	Pazartesi-Çarşamba -Cuma 08:00	Aynı gün 18:00	5191-2
43	L103050	HDL Kolesterol		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kalp hastalığı ve ateroskleroz riskinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2085-9
1759	908171	HDV RNA (PCR)		mor kapak	Edta'lı Plazma	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kronik hepatit B hastalarında HDV viral yükünün belirlenmesi amacıyla kullanılır.	PCR	Pazartesi 09:30	15 gün sonra 18:00	7906-1
1315	907490	Helicobacter Pylori Direkt Antijen		gaita kabı	Gaita	2 mL, 2-8°C	Helikobakter pylori enfeksiyonunun teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	İmmünokromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	31843-6
1317	907510	Helicobacter Pylori IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Helikobakter pylori enfeksiyonu taraması amacıyla kullanılır.	CLIA	Salı- Cuma 09:30	Ertesi gün 18:00	7902-0
4696	L103140	Hemoglobin Varyant Analizi (Elektroforez)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	5 mL, 2-8°C	Talasemi tanısı ve hemoglobin varyantlarının sınıflandırılmasında yardımcı testtir.	Agaroz Jel Elektroforezi	Pzrts-Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	-
1318	907520	Herpes Simpleks Tip 1 IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonlarının teşhisi, serokonversiyonun izlenmesi ve hastanın bu virüse karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	7909-5

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1319	907530	Herpes Simpleks Tip 1 IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonlarının teşhisi, serokonversiyonun izlenmesi ve hastanın bu virüse karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	8 gün sonra 18:00	7910-3
1322	907560	Herpes Simpleks Tip 2 IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonlarının teşhisi, serokonversiyonun izlenmesi ve hastanın bu virüse karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	7912-9
1323	907570	Herpes Simpleks Tip 2 IgM		sarı kapak	Serum	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Herpes Simpleks Virüs enfeksiyonlarının teşhisi, serokonversiyonun izlenmesi ve hastanın bu virüse karşı bağışıklığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	Ertesi gün 18:00	7913-7
1722	L103190	HLA-B27 (Akım Sitometri)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	Buzdolabında 3 gün	HLA doku grubu tayininde kullanılır. Ankilozan spondilit ve romatoid artritte destekleyici bir bulgudur.	Akım Sitometri	Pazartesi-Cumartesi 09:30	4 gün sonra 18:00	4821-5
206	L109960	Homosistein		mor kapak	Serum/Edta'lı Plazma	Oda ısısında 1saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 3 ay Numune alınması için sabah açlığı tercih edilir. Numune alındıktan sonra serum hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir	Dejeneratif vasküler hastalıklar ile kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi ve tromboz riskinin belirlenmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	13965-9
584	L104110	Homovanilik Asit (HVA) (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	5mL, 2-8°C	Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastoma gibi dopamin salgılayan tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	73879-9
2193	L104100	Homovanilik Asit (HVA)/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglioblastoma gibi dopamin salgılayan tümörlerin tanı ve takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	73879-9
1422	908730	HPV Genotipleme (PCR)		thin prep	Sürüntü	2-8°C	HPV tipinin saptanması hastanın ve tedavinin yönlendirilmesi amacıyla kullanılır.	PCR	Her gün 09:30	15 gün sonra 18:00	48560-7
2634	L103520	Hücre sayımı (Vücut Sıvıları)		sarı kapak	Diğer	1 mL, 18-24°C	Plevral, perikardiyal ve periton sıvıları dahil olmak üzere, belirli vücut sıvılarının transuda mı yoksa bir eksesüde mi olduğunu belirlemek için kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	12182-2
1331	907620	IgA		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopati olasılığının araştırılmasında ve immün yetmezlik tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2458-8
197	L103540	IgE		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalıklar, primer immün yetmezlikler, enfeksiyonlar, maligniteler veya diğer iltihaplı hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	19113-0

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

21.10.2026

Güncelleme Tarihi:

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
7280	L113830	IGF-1-Somatomedin 120 dk		sarı kapak	Serum	2 mL, 2-8°C	İnsülin like growth hormon (IGF-1) ve büyüme hormonu beraber kemik ve dokuların normal büyümesi ve gelişmesi için gereklidir.IGF-1'in büyük bir kısmı karaciğerden az bir kısmı iskelet kaslarından sentezlenir.Asıl görevi Büyüme Hormonunu stimüle etmesidir.Kan IGF-1 düzeyleri Büyüme Hormonunun aynasıdır.IGF -1 düzeylerinin gün içerisinde vücuttaki salınımı sabittir.Normal aralıklar içerisindeki IGF-1 düzeyi ile akromegali tanısı dışlanabilir.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	60009-8
7277	L113800	IGF-1-Somatomedin 30 dk		sarı kapak	Serum	2 mL, 2-8°C	İnsülin like growth hormon (IGF-1) ve büyüme hormonu beraber kemik ve dokuların normal büyümesi ve gelişmesi için gereklidir.IGF-1'in büyük bir kısmı karaciğerden az bir kısmı iskelet kaslarından sentezlenir.Asıl görevi Büyüme Hormonunu stimüle etmesidir.Kan IGF-1 düzeyleri Büyüme Hormonunun aynasıdır.IGF -1 düzeylerinin gün içerisinde vücuttaki salınımı sabittir.Normal aralıklar içerisindeki IGF-1 düzeyi ile akromegali tanısı dışlanabilir.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	49850-1
7278	L113810	IGF-1-Somatomedin 60 dk		sarı kapak	Serum	2 mL, 2-8°C	İnsülin like growth hormon (IGF-1) ve büyüme hormonu beraber kemik ve dokuların normal büyümesi ve gelişmesi için gereklidir.IGF-1'in büyük bir kısmı karaciğerden az bir kısmı iskelet kaslarından sentezlenir.Asıl görevi Büyüme Hormonunu stimüle etmesidir.Kan IGF-1 düzeyleri Büyüme Hormonunun aynasıdır.IGF -1 düzeylerinin gün içerisinde vücuttaki salınımı sabittir.Normal aralıklar içerisindeki IGF-1 düzeyi ile akromegali tanısı dışlanabilir.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	60011-4
7279	L113820	IGF-1-Somatomedin 90 dk		sarı kapak	Serum	2 mL, 2-8°C	İnsülin like growth hormon (IGF-1) ve büyüme hormonu beraber kemik ve dokuların normal büyümesi ve gelişmesi için gereklidir.IGF-1'in büyük bir kısmı karaciğerden az bir kısmı iskelet kaslarından sentezlenir.Asıl görevi Büyüme Hormonunu stimüle etmesidir.Kan IGF-1 düzeyleri Büyüme Hormonunun aynasıdır.IGF -1 düzeylerinin gün içerisinde vücuttaki salınımı sabittir.Normal aralıklar içerisindeki IGF-1 düzeyi ile akromegali tanısı dışlanabilir.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	60010-6
1671	L103810	IGFBP-3 (IGF Bağlayan Protein 3)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Rekombinant büyüme hormonu tedavisinin izlenmesi, akromegali ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	2483-6
1333	907630	IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopati olasılığının araştırılması ile immün yetmezlik tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2465-3

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1335	907640	IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopati olasılığının araştırılması ile immün yetmezlik tanı ve takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	2472-9
819	905671	İdrar Kültürü		steril idrar kabı	İdrar	2mL, 2-8°C	Üriner sistem enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın izolasyonu ve identifikasyonunda kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	630-4
2387	L103620	İkili Test (PAPP-A+Serbest/Total Beta HCG)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Birinci trimester döneminde Nöral tüp defekti, Down sendromu ve Trizomi 18 için kantitatif risk tayini (prenatal tarama) için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	48798-3
121	L103730	İmmünofiksasyon Elektroforezi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Multiple myeloma, Waldenström makroglobulinemisi ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır.	Elektroforez	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	-
3069	L103740	İmmünofiksasyon Elektroforezi (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İdrarla atılan serbest Lambda ve Kappa hafif zincir bulunup bulunmadığının ve özellikle multiple myeloma başta olmak üzere Amyloidozis, Fanconi sendromu ve Waldenström makroglobulinemisi ihtimalinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Elektroforez	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	57457-4
2746	907660	İnfluenza A/B		jelli swap	Burun Sürüntü	2-8°C	Grip enfeksiyonunu teşhis etmeye yardımcı olmak için ve ayrıca influenzaya neden olan enfeksiyonların türünü belirlemek amacıyla kullanılır.	İmmünokromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	5863-6
1688	L103760	İnhibin A		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İnhibin A, trizomi taraması amacıyla dörtlü testin bir komponenti olarak kullanılır.	CLIA	Salı Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	23883-2
1673	L103780	İnsülin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İnsülin bağımlı Diabetes Mellitus tedavisi ve takibinde ve insülinomanın teşhisinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	20448-7
1672	L103790	İnsülin (Tokluk)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İnsülin bağımlı Diabetes Mellitus tedavisi ve takibinde ve insülinomanın teşhisinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	20448-7
1674	-	İnsülin Direnci (HOMA- IR)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Metabolik sendrom tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	-
1388	908030	İnterleukin-6 (IL-6)	donmuş	Jelli Tüp	Serum, Dondurulmuş	0.5 mL, <0°C	vücutta meydana gelen iltihaplanma (inflamasyon), bağışıklık sistemi aktivasyonu veya doku hasarını ölçmek için kan örneğiyle yapılan bir laboratuvar testidir	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00	26881-3
94	L103820	İyonize Kalsiyum		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Anormal total kalsiyum sonuçlarının ve yeni doğanın kalsiyum dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	17864-0
1340	907690	Kabakulak IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Aşılama ile kazanılan bağışıklığın ölçülmesi ve doğal bağışıklığın değerlendirilmesinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	25418-5
1341	907700	Kabakulak IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kabakulak virüs enfeksiyonunun laboratuvar tanısı ve tedavisinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	8 gün sonra 18:00	25419-3

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
93	L103860	Kalsiyum		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Serum kalsiyum konsantrasyonunda azalma veya artma meydana getirebilen kemik, böbrek, paratiroid bezi ve gastrointestinal sistem hastalıkları ile besinsel D vitamini veya kalsiyum eksikliği olasılığının araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2000-8
2308	L103880	Kalsiyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	5 mL, oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 3 hafta Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat böbrek taşı riskinin değerlendirilmesi, osteoporoz ve osteomalazi dahil kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	18488-7
500	L103870	Kalsiyum/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	6 mL, oda ısısında 4 saat, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 3 hafta Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.	Kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat böbrek taşı riskinin değerlendirilmesi, osteoporoz ve osteomalazi dahil kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	35675-8
665	705160	Kan Grubu		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	3 mL, oda ısısında 3 gün, buzdolabında 1 hafta Donmuş halde kabul edilmez	Kan grubu ve Rh tayininde kullanılır.	Jel Santrifüjasyon	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	33062-1
871	906010	Kan kültürü (Aerob-anaerob)		kan kültür şişesi	Kan/Kordon Kanı	5-10 mL, Kan kültür şişesine alınır.Buzdolabında ve donmuş halde kabul edilmez	Bakteriyemi ve sepsis etkeni mikroorganizmanın izolasyon ve indentifikasyonu amacıyla kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	600-7
2786	L103950	Kappa Hafif Zincir, Serbest (İdrar)		İdrar kabı	İdrar	Oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	43940-6
2784	L103930	Kappa Hafif Zincir, Serbest (Serum)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	36916-5
565	L103950	Kappa Hafif Zincir, Total (İdrar)		İdrar kabı	İdrar	9 Ml, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	15188-6
559	L103940	Kappa Hafif Zincir, Total (Serum)		sarı kapak	Serum	2 mL, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 2 hafta	Multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	11050-2
3096	L103980	Karnitin, Serbest		Özel Filtre Kağıdı	Özel Filtre Kağıdı (PKU)	Buzdolabında 12 saat, donmuş halde 1 ay. Serum-plazma (heparinli) için: İki yuvarlak işaretli alana kan tamamen emdirilmelidir.Oda ısısında kabul edilmez	Organik asidemiler, yağ asidi oksidasyon bozuklukları, primer karnitin eksikliği gibi birçok metabolik hastalık açısından önemi vardır.	LC-MS/MS	Pazartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	59249-3

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi:	21.10.2026										
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
2829	L104010	Karnitin/Açilkarnitin Analizi (Kuru Kan)		Özel Filtre Kağıdı	Özel Filtre Kağıdı (PKU)	Buzdolabında 12 saat, donmuş halde 1 ay Serum-plazma (heparinli) için: İki yuvarlak işaretli alana kan tamamen emdirilmelidir Oda ısısında kabul edilmez	Yağ asidi oksidasyon defektleri ve bazı organik asidemilerin taramasında kullanılır.	LC-MS/MS	Pazartesi 09:30	10 gün sonra 18:00	59249-3
6221	L114510	*Olanzapin		mor kapak	Edta'lı Plazma	2mL ,2-8°C	hastanın kanındaki ilaç seviyesini ölçerek psikiyatrik tedaviyi en iyi duruma getirmek (optimize etmek) veya güvenliği sağlamak amacıyla yapılan Terapötik İlaç İzlemi (TDM) uygulamasıdır	LC-MS/MS	HER GÜN 09:30	16 gün sonra 18:00	12389-3
1342	907710	Kızamık (Rubeola-Measles) IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Bireyin kızamık virüsüne karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi ve önceki enfeksiyonun belgelenmesinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	5244-9
1343	907720	Kızamık (Rubeola-Measles) IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Rubeola (kızamık) virüsü ile akut faz enfeksiyonunun belirlenmesinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	7 gün sonra 18:00	25421-9
1344	907730	Kist Hidatik (İndirekt Hemaglutinasyon)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Echinococcus granulosus spesifik antikorlarının belirlenmesinde kullanılır.	IHA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	26008-3
498	L104200	Klorür (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2079-2
4705	L104210	Klorür (BOS)		bos tüpü	BOS	2mL, 2-8°C	Her türlü menenjit varlığında klor düşüklüğünün tespitinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2072-7
4707	L104190	Klorür (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	ISE	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2078-4
82	L104770	Kreatin Kinaz-MB (CK-MB), Kütle		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut miyokard enfarktüsü veya miyokarditler gibi miyokardial iskemilerin tanı ve takibinde kullanılır.	İmmünoassay	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	13969-1
505	L104800	Kreatinin (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Akut ve kronik böbrek hastalarının ve diyalize alınan hastaların izlenmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2162-6
505	L104800	Kreatinin (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Akut ve kronik böbrek hastalarının ve diyalize alınan hastaların izlenmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2162-6
572	L104790	Kreatinin (Spot İdrar-)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, oda ısısında 2 gün, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay. Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Akut ve kronik böbrek hastalarının ve diyalize alınan hastaların izlenmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	35674-1
821	905673	Kulak Kültürü		jelli swap	Kulak Sürüntüsü	1	Otit etkeni mikroorganizmanın izolasyon ve identifikasyonunda kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	608-0

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

21.10.2026

Güncelleme Tarihi:

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
117	L104890	Laktat		gri kapak	Serum	Buzdolabında 2 hafta donmuş halde 1 ay Numune alındıktan sonra hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir (Egzersiz ve kan alımı sırasında turnikinin uzun süre takılı kalması laktat düzeyini artırır)	Laktik asidoz olasılığının değerlendirilmesi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2524-7
9393	L106870	*Sistatin C (24 saatlik idrar)	donmuş	Plastik Kap	İdrar	2 mL, <0°C	Özellikle serum kreatininin yanıltıcı olabileceği hastalarda (örneğin ileri obez, yaşlı veya yetersiz beslenmiş hastalar) glomerüler filtrasyon hızı endeksidir.Böbrek hastalığı olan hastalarda tedavi yanıtının izlenmesinde kullanılır.	Nefelometri	SALI-CUMA 08:00	ÇARŞAMBA-PZRTS 18:00	-
2787	L104990	Lambda Hafif Zincir, Serbest (İdrar)		İdrar kabı	İdrar	5 mL, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Elektroforez ile idrarda M-proteini tespit edilen hastalarda kantifikasyon ve tiplendirme, monoklonal protein şüphesi olan idrarda elektroforez kararı için kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	53574-0
2785	L104970	Lambda Hafif Zincir, Serbest (Serum)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopatilerin tanı ve takibinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:31	7 gün 18:00	33944-0
566	L104990	Lambda Hafif Zincir, Total (İdrar)		İdrar kabı	İdrar	9 mL, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir	Elektroforez ile idrarda M-proteini tespit edilen hastalarda kantifikasyon ve tiplendirme, monoklonal protein şüphesi olan idrarda elektroforez kararı için kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	15187-8
560	L104980	Lambda Hafif Zincir, Total (Serum)		sarı kapak	Serum	2 mL, oda ısısında 2 saat, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Monoklonal gammopatilerin tanı ve takibinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Nefelometri	Çarşamba-Perşembe 09:31	7 gün 18:00	11051-0
83	L104920	LDH (Laktat Dehidrogenaz)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Kalp, karaciğer, kas, böbrek, akciğer ve kan hastalıkları dahil çeşitli hastalıkların araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2532-0
44	L105000	LDL Kolesterol		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Aterosklerotik risk değerlendirilmesinde, hiperlipideminin tedavi ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	18262-6
-	-	Lenfoma Paneli Analizi		mor kapak	Edtalı Tam Kan, Kemik İliği, Vücut Sıvıları	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Lenfoproliferatif (T ve B) hastalık düşünülen hastaların tanı, tedavi ve takibini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Farklı numune türleri için laboratuvara danışınız	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-
-	-	Lenfosit Alt Grupları Analizi		mor kapak	Edtalı Tam Kan, Kemik İliği	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	İmmün yetmezlik düşünülen hastalarda, immünoojik monitorizasyonda T, B ve NK hücrelerini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Panel içerisinde CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56 ve CD45 yer almaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
2411	L114360	Levetirasetam		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 ay DIŞ LAB DEĞİL KROMO?	Tedavi takibinde kullanılır.	LC-MS/MS	Pzrts-Perşembe 09:30	Pzrts-Perşembe 18:00	-
1639	L105220	LH (Lüteinizan Hormon)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Menstrüel düzensizliklerin değerlendirilmesine yardımcı olarak, hipogonadizm şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	10501-5
74	L105100	Lipaz		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Özellikle pankreatit olmak üzere pankreas hastalıklarının araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3040-3
4727	L105110	Lipaz (İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Özellikle pankreatit olmak üzere pankreas hastalıklarının araştırılmasında kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	-
1356	907810	Liver Kidney Mikrozomal Antikor (LKM) (IFA)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hepatitlerin ayırıcı tanısında kullanılır.	IFA	Her gün 09:30	3 gün 18:00	9838-4
749	L107020	LÖKOSİT		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 24 saat. Donmuş halde kabul edilmez	Hematolojik hastalıkların araştırılması, akut ve kronik enfeksiyonlar, kan kaybı durumlarında kullanılır.	Otomatize Kan Sayım Sistemi	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	58410-2
-	-	Lösemi Paneli Analizi		mor kapak	Edtalı Tam Kan, Kemik İliği, Vücut Sıvıları	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır. Farklı numune türleri için laboratuvara danışınız	Lösemi düşünülen hastaların tanı, tedavi ve takibini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-
681	L105210	Lupus Antikoagülan (Doğrulama)	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 8 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Sistematik Lupus Eritematozus başta olmak üzere, vasküler hastalığa sebep olabilen her türlü otoimmün hastalık olasılığının araştırılması sırasında kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	3281-3
680	L105200	Lupus Antikoagülan (Tarama)	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Sistematik Lupus Eritematozus başta olmak üzere, vasküler hastalığa sebep olabilen her türlü otoimmün hastalık olasılığının araştırılması sırasında kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	7 gün 18:00	3282-1
-	-	Lyme Hastalığı (CD8/CD57) Analizi		mor kapak	Edtalı Tam Kan	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Kronik Lyme Hastalığının tedavisi ve takibinde kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-
98	L105230	Magnezyum		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	19123-9
554	L105240	Magnezyum (24 Saat İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	5mL, 2-8°C	Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	25954-9
514	L105240	Magnezyum (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Magnezyum metabolizması ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2598-1
2732	906091	Mantar Aranması (KOH ile)		laboratuvara danışınız	Diğer	2-8°C	İncelenen materyalde dermatofitlerin gözlenmesi, izolasyonu ve identifikasyonunun değerlendirilmesinde kullanılır.	Mikroskopi	Her gün 09:30	Ertesi gün 18:00	10689-8
-	-	MDS Paneli Analizi		mor kapak	Edtalı Tam Kan, Kemik İliği	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	MDS (Myelodisplastik Sendrom) düşünülen hastaların tanı tedavi ve takibinde kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-
826	905678	Meni Kültürü		steril idrar kabı	Meni	18-24°C	Yara enfeksiyonlarının etkenlerinin belirlenmesinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
1608	L104110	Metanefrin (24h İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	İdrar toplanacak kabın içine 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Katekolamin salgılayan feokromasitoma gibi adrenal tümörlerde ve paraganglioma gibi nöral kaynaklı tümörlerde teşhis ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	11140-1
2197	L104090	Metanefrin (Plazma)		mor kapak	Edta'lı Plazma	2 mL, donmuş halde 1 ay Oda ısısında ve buzdolabında kabul edilmez	Katekolamin salgılayan feokromasitoma gibi adrenal tümörlerde ve paraganglioma gibi nöral kaynaklı tümörlerde teşhis ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	25473-0
111	L104100	Metanefrin/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Katekolamin salgılayan feokromasitoma gibi adrenal tümörlerde ve paraganglioma gibi nöral kaynaklı tümörlerde teşhis ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	13771-1
885	906150	Mikobakteri Ant. Duy. Testi (Oto. Sis.)		steril idrar kabı	Üremiş mikobakteri kültürü	2-8°C	Tüberküloz tanı ve tedavisinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	59 gün sonra 18:00	29579-0
2781	L102620	*Sterkobilinojen, Gaita		gaita kabı	Gaita	2gr, 2-8°C	sarılık türlerinin aynı tanımasını yapmak ve safra yollarında bir tıkanıklık olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır.	KALİTATİF (WEB SAYFASINDA KİMYASAL)	HER GÜN 09:30	3 gün sonra 18:00	2969-4
568	L100340	Mikroalbümin (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24 Saat İdrar	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Diabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tanı ve takibinde, glomerüler proteinürinin erken saptanmasında ve yüksek riskli gebelik takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 08:00	Aynı gün 18:00	14956-7
2720	L100330	Mikroalbümin/Kreatinin		İdrar kabı	Spot İdrar	1 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Diabetik nefropati ve hipertansiyonun erken tanı ve takibinde, glomerüler proteinürinin erken saptanmasında ve yüksek riskli gebelik takibinde kullanılır.	Türbidimetri	Her gün 08:00	Aynı gün 18:00	14957-5
1689	L105330	Miyogloblin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Her türlü kas hasarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	İmmunokromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2639-3
-	-	Multiple Myeloma Paneli Analizi		mor kapak	Edtalı Kemik iliği	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Multiple Myeloma ve plazma hücreli hastalıkları düşünülen hastaların tanı, tedavi ve takibini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-
1361	907860	Mycoplasma Pneumonia IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Atipik pnömoni tablosu sergileyen hastalarda, Mikoplazma pneumoniae enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Salı-Cuma 08:30	Ertesi gün 18:00	7970-7
1362	907870	Mycoplasma Pneumonia IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Atipik pnömoni tablosu sergileyen hastalarda, Mikoplazma pneumoniae enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Salı-Cuma 08:30	Ertesi gün 18:00	21406-4
-	-	NK Hücre Analizi		mor kapak	Edtalı Tam Kan	4 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Akciğer hastalıkları düşünülen hastaların immünolojik yönden değerlendirmek için kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
587	L104070	Noradrenalin (Norepinefrin) (24h İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 1 ay, donmuş halde 1 ay 5 mL Asetik asit veya 6N HCl veya borik asit üzerine idrar toplanmalıdır	Hipertansiyon, feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	25963-0
114	L104050	Noradrenalin (Norepinefrin) (Plazma)		yeşil kapak	Heparin'li Plazma	Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir.	Feokromositoma şüphesinde ve nöroblastoma, ganglionöroma, hipertansiyon ayıncı tanısında kullanılır	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	14852-8
2195	L104060	Noradrenalin (Norepinefrin)/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipertansiyon, feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Cuma 09:30	10 gün sonra 18:00	24523-3
2196	L104110	Normetanefrin (24h İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	İdrar toplanacak kabın içine 5 M HCL koyulur ve idrar üzerine toplanır. İdrar volumü mutlaka bildirilmelidir.	Hipertansiyon, feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	15083-9
2244	L104090	Normetanefrin (Plazma)		mor kapak	Edta'lı Plazma	Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve dondurularak gönderilmelidir.	Hipertansiyon, feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	25489-6
588	L104100	Normetanefrin/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Oda ısısında 24 saat, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipertansiyon, feokromasitoma, nöroblastoma ve ganglionöromaların tanı ve tedavisinde kullanılır.	LC-MS/MS	Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	34348-3
9436	-	Norovirüs Antijeni		Plastik Kap	Gaita	2 gr, 2-8°C	Norovirüs gastroenterite neden olan ve kusma, ishal gibi belirtiler ile kendini gösteren çok bulaşıcı bir virüstür.	İMMUNOKROMA TOGRAFI	Pzt-Cum 12:00 Cmt 12:00	Pzt-Cum 18:00 Pzt 18:00	5879-2
1684	L105530	Nöron Spesifik Enolaz (NSE)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Küçük hücreli akciğer kanseri, nöroblastoma, retinoblastoma, tiroit medüller kanseri, pankreas adacık hücreli kanseri, karsinoid tümör, feokromasitoma gibi APUD hücreli nöronendokrin hücrelerden kaynaklanan tümörlerin teşhisine yardımcı parametre olarak kullanılır.	CLIA	Çarşamba 08:00	Ertesi gün 18:00	15060-7
1299	907871	Nükleosom		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Otoimmün hastalıkların tanısı, SLE hastalığı tanı ve takibi, otoimmün hepatitlerin ayıncı tanısı ve takibinde kullanılır.	Immunoblotting	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	-
2167	L105660	Organik Asit Analizi (İdrar)	donmuş	İdrar kabı	İdrar	Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Üriner sistem taşı olan hastalarda sebebin araştırılmasında, belirtisi olan veya olmayan kişilerde ve özellikle çocuklarda, kılkurdu enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	GC-MS	Çarşamba - Perşembe 09:30	15 gün sonra 18:00	33477-1
1363	907880	P ANCA (Anti-MPO)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Diğer otoantikör testleri ile birlikte otoimmün vaskülit, özellikle mikroskopik polianjiit (MPA) olduğundan şüphelenilen hastaları değerlendirmesinde kullanılır.	ELISA	Çarşamba 09:30	7 gün sonra 18:00	8085-3

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
6184	L105940	Pankreatik Elastaz (Gaita)		gaita kabı	Gaita	Buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 ay	Pankreatik elastaz testi, dışkı örneklerinde insan pankreatik elastaz enziminin kantitatif olarak tespiti amacıyla yapılan bir testtir.	CLIA	Ayda 1 09:30	31 gün sonra 18:00	25907-7
2380	L105950	PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein A)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Birinci trimester dönemi prenatal tarama testi içerisinde Down sendromu ve Trizomi 13/18 için biyokimyasal marker olarak risk hesaplamasında kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	32046-5
1745	907900	Parvovirüs B19 IgG		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Parvovirüs B19 enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	40657-9
1746	907910	Parvovirüs B19 IgM		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Parvovirüs B19 enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ELISA	Pazartesi 09:30	7 gün sonra 18:00	40659-5
110	L104090	Katekolamin metabolitleri (Serum/Plazma)	donmuş	mor kapak	Edta'lı Plazma	2mL, <0°C	vücutta aşırı miktarda katekolamin (adrenalin, noradrenalin, dopamin) salgılayan nadir tümörlerin varlığını araştırmak, teşhis etmek ve bu hastaların takibini yapmak amacıyla istenir.	LC-MS/MS	PERŞEmbe 08:30	10 gün sonra 18:00	79499-0
-	-	PNH (Paroksizmal Nokturnal Hemoglobinüri) Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	Paroksizmal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) hastalığının tanısını desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-
4757	L106120	Porfobilinojen/Kreatinin (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	Akut Hepatik Porfiriya tanısında kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	1 hafta sonra 18:00	-
4758	L106180	Potasyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesinde ve böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.	ISE	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Aynı gün 18:00	-
1713	L106170	Potasyum (Spot idrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesinde ve böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.	ISE	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Aynı gün 18:00	2828-2
8926	L106210	Pristanik asit analizi (GC/MS)		Jelli Tüp	Serum	2mL ,2-8°C	anda veya plazmada pristanik asit seviyesini ölçerek peroxisomal (peroksizomal) hastalıkların, özellikle Refsum hastalığı veya Zellweger spektrumu bozuklukları gibi yağ asidi metabolizma bozukluklarının tanısında kullanılan bir laboratuvar testidir	GC-MS	PAZARTESİ 08:30	15 gün sonra 18:00	-
119	L106220	ProB Natriüretik Peptid (NT- ProBNP)		mor kapak	Edta'lı Plazma	1 mL, buzdolabında 3 gün, donmuş halde 1 ay	Konjestif kalp yetmezliğinin tanı, evrelendirme, prognoz tayini ve takibinde kullanılır.	İmmünokromotografik	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	30934-4
243	L106240	Prokalsitonin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sepsis, bakteriyel enfeksiyonlar, ciddi travma, yanık, cerrahi operasyonlar ve multiorgan yetmezliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.	İmmünokromotografik	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	33959-8
574	L106320	Protein (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Proteinüriye sebep olan böbrek hastalıkları ile ilgili araştırmalar sırasında ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2889-4

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
2618	L106330	Protein (BOS)		bos tüpü	BOS	2mL, 2-8°C	Meningjit, ensefalomyelit vb. hastalıklarda kan-santral sinir sistemi bariyerinin bozulduğu durumların tespitinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	32337-8
2767	L106330	Protein (Vücut Sıvıları)		bos tüpü	Diğer	2mL, 2-8°C	vücut boşluklarında biriken veya dolaşan sıvıların (plevral, peritoneal, beyin omurilik sıvısı, perikardiyal vb.) yapısını inceleyerek, bu sıvının transüda (organ disfonksiyonuna bağlı sıvı birikimi) veya eksüda (enfeksiyon/enflamasyon kaynaklı sıvı birikimi) ayrımını yapmak amacıyla çalışılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2881-1
706	L106340	Protein C	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Trombotik sorunlar yaşayan yenidoganlarda konjenital yetersizlik olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Salı - Perşembe 09:30	7 gün 18:00	6007-9
129	L106360	Protein Elektroforezi		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Lipoid nefrozis ve glomerulonefrit teşhis ve takibi amacı ile kullanılır.	Elektroforez	Hergün 09:30	10 gün sonra 18:00	12851-2
2603	L106370	Protein Elektroforezi (İdrar)		İdrar kabı	İdrar	10 mL, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Lipoid nefrozis ve glomerulonefrit teşhis ve takibi amacı ile kullanılır.	Elektroforez	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	17817-8
708	L106390	Protein S	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 4 saat, donmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Kazanılmış veya konjenital protein S eksikliğinin teşhisi için kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	7 gün sonra 18:00	5892-5
68	L106300	Protein, Total		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Böbrek, karaciğer ve kemik iliği kaynaklı hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	32337-8
67	L106310	Protein/Kreatinin (Spot idrar)		İdrar kabı	İdrar	10 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Proteinüriye sebep olan böbrek hastalıkları ile ilgili araştırmalar sırasında ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2888-6
712	L106430	Protrombin Zamani (PTZ)	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2 mL, buzdolabında 24 saadonmuş halde 1 hafta. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Karaciğer hastalığı, K vitamini eksikliği veya belirli bir faktör inhibitörü nedeniyle ekstrinsik pıhtılaşma sisteminin (I, II, V, VII, X) pıhtılaşma faktörlerinden 1 veya daha fazla eksikliğini belirlemek için yapılan tarama testidir. Oral antikoagülan tedavi izleminde kullanılır.	Koagülometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	5964-2
1372	907980	Rotavirüs Antijen		gaita kabı	Gaita	2 gr, 2-8°C	Gaitada rotavirüs varlığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.	İmmünokromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	5879-2
9221	908020	Salmonella Agglütinasyonu (Gruber Widal)		Jelli Tüp	Serum	0,5 mL, 2-8°C	Salmonella typhi, paratyphi A ve paratyphi B'ye ait O ve H antijenlerine karşı serumda oluşan antikorların semikanitatif olarak belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.	AGLUTINASYON	Pzt-Cum 09:30	5 gün sonra	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
7565	-	SARS-CoV-2 Hızlı Antijen Testi		Özel Filtre Kağıdı	Sürüntü	Gargara ve ağız çalkalama suyu: 20 mL, 18-24°C; Nazofarinks Sürüntüsü: 0, 2-8°C	Test sonucu kliniğinizle birlikte değerlendirilmelidir. Klinik şüphe varsa SARS-CoV-2 PCR ve akciğer CT ile değerlendirme yapılması önerilir. Pozitif sonuçlar enfeksiyon lehine değerlendirilir ve izolasyon önerilir.	İMMUNOKROMA TOGRAFI	Pzt-Pzr	1 saat sonra	94558-4
7371	907222	SARS-CoV-2 IgG II (Quant)		Heparin-Yeşil Kapak	Heparin'li Plazma	1mL, 2-8°C	SARS-CoV-2 IgG testi; virüsün spike protein reseptör bağlanma bölgesine (S1 RBD) karşı oluşan IgG antikorunun kantitatif ölçümüdür.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	-
6210	907223	SARS-CoV-2 IgM		sarı kapak	Serum	5mL, 2-8°C	vücudun virüse karşı geliştirdiği erken dönem bağışıklık yanıtını (antikorları) ölçmek amacıyla yapılan serolojik bir kan testidir.	CLIA	Her gün 09:30	7 gün sonra 18:00	-
781	L106650	Sedimentasyon		siyah kapak	Sitratlı Tam Kan	Buzdolabında 24 saat. Donmuş halde kabul edilmez	Enflamatuvar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, maligniteler, romatoid ve otoimmün hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.	Westergren	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	30341-2
1630	L106760	Serbest T3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hormon konsantrasyonunun saptanması tiroid hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	3051-0
1631	L106770	Serbest T4		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hormon konsantrasyonunun saptanması tiroid hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Aynı gün 18:00	3024-7
1655	L106780	Serbest Testosteron		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Erkeklerde libido bozuklukları, empotans, infertilite, testiküler atrofi ile prematüre veya gecikmiş pubertenin tanı ve takibinde; kadınlarda ise hirsutizm, polikistik over sendromu ve amenore hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılır.	ELISA	Salı 09:30	3 gün 18:00	2991-8
205	L106790	Seruloplazmin		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Bakır bağlayıcı protein olması sebebiyle Wilson hastalığının tanısında ve akut faz reaktanı olarak kullanılır. Gebelik, östrojen ve oral kontraseptif kullanımı, inflamasyon, doku nekrozu, osteosarkomlar, bilier siroz ve travmalarda serum seruloplazmin düzeyi artarken, Wilson hastalığı, Menkes kinky MKH hair sendromu ve gastroenteropatilerde azalır.	Türbidimetri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2064-4
1651	L106660	SHBG (Seks Hormon Bağlayıcı Globulin)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Hipertiroidizm, Anoreksiya Nervosa, hipotiroidizm, hirsutizm, obezite ve polikistik over sendromunda kullanılır.	CLIA	Salı-Cumartesi 09:30	2 gün sonra 18:00	13967-5
215	L114600	Siklosporin		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	Buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 2 ay	Siklosporin tedavisi uygulanan hastalarda hedeflenen kan konsantrasyonunun elde edilip edilemediğinin kontrolü ve hasta için uygun olan tedavi dozunun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3520-4

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
9198	L110550	Sistin, İdrar (24 saat)	donmuş	Plastik Kap	24 Saatlik İdrar, Dondurulmuş	10 mL, <0°C	sistinüri durumunu taramak, teşhis etmek ve idrarla atılan sistin miktarını pratik bir şekilde takip etmek amacıyla yapılır.	LC-MS/MS	Pzt-Cum 09:30	10 gün sonra 18:00	-
9207	L106890	Sitrat, İdrar (24 saat)		Plastik Kap	İdrar	5 mL, 2-8°C	İdrarda sitrat varlığı idrarda kalsiyum bağlanmasına bağlı olarak böbrek taşı oluşumunun majör inhibitörüdür.	Fotometri	Pzt-Per 08:00	10 gün sonra 18:00	-
2712	L106940	Sodyum (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	1 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Diyetle sodyum alımının azalması gibi durumlarda ve adrenal yetmezliğin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ISE	Her gün12:30	Ertesi Gün 18:00	21525-1
497	L106930	Sodyum (Spot İdrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	1 ml, buzdolabında 1 hafta, donmuş halde 1 ay	Diyetle sodyum alımının azalması gibi durumlarda ve adrenal yetmezliğin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	ISE	Pazartesi-Cumartesi 09:30	Pzt-Cmt 18:00	2955-3
1670	L103800	Somatomedin-C (IGF-1)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Büyüme hormonu eksikliği veya fazlalığının değerlendirilmesinde, recombinant büyüme hormonu tedavisi ve takibinde ve akromegali ve jigantizmli vakaların takibinde kullanılır.	CLIA	Salı-Perşembe 12:30	Aynı gün 18:00	2484-4
4141	L108680	Spesifik IgE Acı Kırmızı Biber F279		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	7591-1
409	L107640	Spesifik IgE Ağaç Panel 1 TP1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	24479-8
6169	L107640	Spesifik IgE Ağaç Panel 2 TP2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15263-7
2692	L107640	Spesifik IgE Ağaç Panel 7 TP7		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15268-6
2236	L107820	Spesifik IgE Akar Panel 1 DP1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	37987-5
2685	L108030	Spesifik IgE Ala Balık F204		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	7311-4
2245	L107860	Spesifik IgE Amoksisilin C204		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	-
2251	L107870	Spesifik IgE Ampisilin C203		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	-
4140	L107890	Spesifik IgE Antep Fıstığı F203		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
281	L107940	Spesifik IgE Aspergillus Fumigatus-M3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6025-1
1712	L107980	Spesifik IgE Badem F20		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6019-4
2153	L108000	Spesifik IgE Bal Anısı Zehri İ1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6844-5
2238	L108130	Spesifik IgE Buğday F4		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6276-0
1711	L108150	Spesifik IgE Ceviz F256		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6273-7
2684	L108180	Spesifik IgE Çikolata F105		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6073-1
1710	L108190	Spesifik IgE ÇİLEK İ44		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6257-0
374	L107650	Spesifik IgE Çimen (Grass) Panel 2 GP2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	24486-3
355	L107650	Spesifik IgE Çimen Panel 1 GP1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	24478-0
295	L108210	Spesifik IgE D1- Dermatophagoides pteronyssinus		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	41271-8
2592	L108230	Spesifik IgE Domates F25		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6266-1
2689	L108240	Spesifik IgE Ekmek Maya F45		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6287-7
471	L108280	Spesifik IgE Fındık F17		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6136-6
6170	L107720	Spesifik IgE Gıda FP1 (Food) Panel 1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15217-3
283	L107770	Spesifik IgE Gıda FP13 (Food) Panel 13		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15244-7

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

21.10.2026

Güncelleme Tarihi:

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
6173	L107710	Spesifik IgE Gıda FP15 (Food) Panel 15		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15246-2
6171	L107800	Spesifik IgE Gıda FP2 (Food) Panel 2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15218-1
7275	L107730	Spesifik IgE Gıda FP25 (Food) Panel 25		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15253-8
2954	L107740	Spesifik IgE Gıda FP5 (Food) Panel 5		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	24484-8
6174	L107700	Spesifik IgE Gıda FP50 (Food) Panel 50		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15251-2
286	L107760	Spesifik IgE Gıda FP7 (Food) Panel 7		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	47302-5
6172	L107750	Spesifik IgE Gıda FP73 (Food) Panel 73		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15226-4
2682	L108320	Spesifik IgE Gluten F79		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6125-9
306	L108360	Spesifik IgE Hamam Böceği İ6		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6078-0
2234	L107780	Spesifik IgE Hayvan (Animal) Panel 2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15213-2
322	L107780	Spesifik IgE Hayvan Panel 1 EP1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	30185-3
292	L107780	Spesifik IgE Hayvan Panel 71 EP71		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15215-7
287	L107780	Spesifik IgE Hayvan Panel 72		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15216-5
1698	L107780	Spesifik IgE Hayvan Tüyleri Karışımı EP72		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	-
2672	L107720	Spesifik IgE Hububat Karışımı FP3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	52972-7

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

21.10.2026

Güncelleme Tarihi:

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
483	L108440	Spesifik IgE İnek Sütü F2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	7258-7
290	L108450	Spesifik IgE İnhalant Panel 8 IP8		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	37989-1
4146	L108480	Spesifik IgE Kaju F202		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	-
6204	L108490	Spesifik IgE Kakao F93		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6080-6
4138	L108520	Spesifik IgE Kara Biber F280		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	-
2676	L108530	Spesifik IgE Karabuğday F11		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	-
2686	L108630	Spesifik IgE Keçi Sütü F409		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	-
318	L108640	Spesifik IgE Kedi Döküntüsü E1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6833-8
2231	L108760	Spesifik IgE Köpek Epiteli E2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6833-8
308	L107790	Spesifik IgE Küf Panel 1 MP1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	24485-5
2202	L108790	Spesifik IgE Lateks K82		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6158-0
2673	L108890	Spesifik IgE Mısır F8		Jelli Tüp	Serum	0.3 mL, 2-8°C	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6087-1
340	L108910	Spesifik IgE Muhabbet Kuşu Tüyü E78		Jelli Tüp	Serum	0.3 mL, 2-8°C	Alerjik hastalık ve/veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6030-1
2678	L108990	Spesifik IgE Patates F35		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	-
2987	L109010	Spesifik IgE Penisilol G C1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6851-0

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi:		21.10.2026									
Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
2986	L109020	Spesifik IgE Penisilol V C2		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6210-9
2674	L109040	Spesifik IgE Piring F9		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6230-7
2677	L108200	Spesifik IgE Siğır Eti F27		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6039-2
289	L109140	Spesifik IgE Soya Fasülyesi F14		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6248-9
4142	L109150	Spesifik IgE Susam F10		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6242-2
4960	L109170	Spesifik IgE Süt Antikoru		sarı kapak	Serum	2 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6174-7
2683	L109200	Spesifik IgE Tavuk Eti F83		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	19734-3
336	903720	Spesifik IgE Tavuk Tüyü E85		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	19734-3
4143	L109230	Spesifik IgE Ton Balığı F40		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6270-3
294	L107820	Spesifik IgE Toz (Dust) Panel 1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	-
2253	L109250	Spesifik IgE Yaban Anısı Zehri İ3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	-
2407	L107810	Spesifik IgE Yabani Ot (Weed) Panel 1 WP1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	24481-4
2399	L107810	Spesifik IgE Yabani Ot (Weed) Panel 3 WP3		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15273-6
288	L109260	Spesifik IgE Yerfistiği F13		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	15917-8
284	L109300	Spesifik IgE Yumurta Akı F1		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6106-9

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
482	L109290	Spesifik IgE Yumurta F245		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	7291-8
2152	L109310	Spesifik IgE Yumurta Sansı F75		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6107-7
310	L109330	Spesifik IgE Zeytin Ağacı T9		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	CLIA	Her gün 12:30	Ertesi gün 18:00	6192-9
214	L114680	Takrolimus (FK 506) (Kan)		mor kapak	Edta'lı Tam Kan	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Terapötik aralığının dar olması ve toksite potansiyelinin yüksek olması sebebiyle, bu ilaç ile immunosupressif tedaviye tabi tutulan hastalarda uygun dozun belirlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi-Cumrtı 09:30	Pazartesi-Cumrtı 18:00	11253-2
2187	L104050	Katekolaminler (Serum/Plazma)	donmuş	yeşil kapak	Heparin'li Plazma	2mL, <0°C	böbrek üstü bezi veya sinir sistemi kaynaklı, nadir görülen ve hormon salgılayan tümörlerin teşhisi ile takibi amacıyla yapılır	LC-MS/MS	CUMA 08:30	10 gün sonra 18:00	2056-0
1632	L107050	Tiroglobulin (Tg)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Direfansiye tiroid kanserli hastaların tiroidektomi ve radyoaktif iyot ablasyonu sonrası takibinde kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3013-0
100	-	Total Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Alerjik hastalık veya anafaksi tablosu olan hastalarda tanı için ve immunoterapi için sorumlu alergen tespiti için kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	2500-7
1754	908070	Toxoplazma IgG Avidite		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Toxoplasmaya spesifik IgG ve IgM antikorlarının beraberce pozitif bulunması halinde, bu durumun primer enfeksiyonla ilişkili olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olmak ve primer enfeksiyonun gerçekleşme zamanını yaklaşık olarak belirlemek amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi- Perşembe 09:30	10 gün sonra 18:00	56991-3
1394	908090	TPHA (Treponema Pallidum Hemag. Antikoru)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Sifiliz olasılığının araştırılması sırasında, nontreponemal testlerle elde edilen pozitif sonuçların kontrolü amacıyla kullanılır.	IHA	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	26009-1
2247	L107290	Triptaz	donmuş	sarı kapak	Serum	Donmuş halde 1 ay. Örnek alındıktan sonra dondurularak transfer edilmelidir.	Anafilaksi tanısının doğrulanmasında ve mastositozların tanısında kullanılır.	ELISA	20 günde 09:30	21 gün sonra 18:00	21582-2
-	-	Trmbosit Yüzey Antijen Analizi		mor kapak	Edtali Tam Kan	3 mL Oda ısısında (18 -24 °C) Numune dondurulmamalıdır.	mbosit fonksiyon bozukluklarını değerlendirmek için kullanılmaktadır	Akım Sitometri	Her gün 09:30	4 gün sonra 18:00	-

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
101	L107360	Troponin I		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Akut miyokard enfarktüsünün dışlayıcı tanısında, akut koroner sendromların takibinde ve prognozunun belirlenmesinde ve iskemik olmayan sebeplerle kardiyak hasar oluşmuş (travma, enfeksiyon, vb.) hastaların takibinde kullanılır.	İmmünokromotografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	10839-9
242	L107390	TSH Reseptör Bloke Edici Antikor (TRB)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Graves hastalığının teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.	CLIA	Pazartesi 08:30	7 gün sonra 18:00	5385-0
2386	L107410	Üçlü Test (AFP-E3-HCG)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	İkinci trimester döneminde nöral tüp defekti, Down Sendromu ve Trizomi 18 için kantitatif risk tayini (prenatal tarama) için kullanılır.	CLIA	Her gün 09:30	2 gün sonra 18:00	49572-1
34	L107420	Üre (Serum/Plazma)		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ve serum kreatinin testi ile birlikte eşzamanlı olarak, prerenal, renal ve postrenal hiperüreminin ayırıcı tanısında yardımcı olarak kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3094-0
2607	905678	Üretral Akıntı Kültürü		jelli swap	üretral akıntı	2-8°C	Göz enfeksiyonlarına neden olan mantar ve bakterilerin identifikasyonunda kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	6463-4
40	L107460	Ürik Asit		sarı kapak	Serum	1 mL, buzdolabında 2 hafta, donmuş halde 1 ay	Böbrek fonksiyonlarının ve gut hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3084-1
2984	L107480	Ürik asit (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	5 mL, buzdolabında 4 gün, donmuş halde 2 hafta	İdrarla ürik asit atılımı nedeni ile böbrek taşı bulunan hastalarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3087-4
2400	L107470	Ürik asit/Kreatinin (Spot idrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	5mL, 2-8°C	İdrarla ürik asit atılımı nedeni ile böbrek taşı bulunan hastalarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	3086-6
795	905676	Vajen Kültürü		jelli swap	Vajinal Sürüntü	2-8°C	Candida, Trichomonas, Nesisseria gonorrhoeae, Gardnerella ve diğer bakteriyel etkenlerin izolasyon ve identifikasyonu sırasında kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	43410-0
583	L107500	Vanil Mandelik Asit (VMA) (24 Saatlik İdrar)		İdrar kabı	24Saat İdrar	2-8°C	Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde ve ayrıca nöroblastoma, ganglionöroma ve karinsinoid tümörlerin değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	3122-9
2194	L107490	Vanil Mandelik Asit (VMA)/Kreatinin (Spot idrar)		İdrar kabı	Spot İdrar	2-8°C	Feokromasitoma tanı ve tedavi takibinde ve ayrıca nöroblastoma, ganglionöroma ve karinsinoid tümörlerin değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	15097-9
1395	908100	Varicella Zoster Virüs (VZV) IgG		sarı kapak	Serum	2-8°C	Bireylerin suçiçeği (Varicella zoster) virüsüne karşı bağışıklık durumunun belirlenmesinde kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	7 Gün sonra 18:00	19162-7
1396	908110	Varicella Zoster Virüs (VZV) IgM		sarı kapak	Serum	2-8°C	Varicella zoster virüsü ile akut faz enfeksiyonu tanısında kullanılır.	ELISA	Cuma 09:30	7 Gün sonra 18:00	21597-0

TEST LİSTESİ

Doküman No	DRN.PRS.08-LST.05
Yürürlük Tarihi	26.09.2023
Revizyon No	1
Revizyon Tarihi	21.09.2026

Güncelleme Tarihi: 21.10.2026

Test No	Bütçe Kodu	Test Adı	Donmuş Örnekler	Numune Kabı	Örnek Tipi	Numune Miktarı / Saklama ve Transfer Koşulları / Dikkat edilecek Hususlar / Açıklama	Endikasyon	Metod	Çalışma Günü	Rapor Tarihi	Loinc Kodu
899	906290	VDRL-RPR		sarı kapak	Serum	2-8°C	Treponema pallidumun neden olduğu sifilis hastalığının tanısında kullanılır.	İmmünokromatografik	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	20507-0
274	L107510	Vitamin A		sarı kapak	Serum	2-8°C	A vitamini eksikliği ve toksisitenin teşhisinde ve lipidlerin bağırsak emiliminde bozukluk olan kişilerin değerlendirilmesinde kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	14642-3
272	L107540	Vitamin E		sarı kapak	Serum	2-8°C	E vitamini eksikliği için motor ve duyuşal nöropatili bireylerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Salı 09:30	10 gün sonra 18:00	29747-3
45	-	VLDL Kolesterol		sarı kapak	Serum	2-8°C	kanda karaciğer tarafından üretilen ve ağırlıklı olarak trigliserit taşıyan "çok düşük yoğunluklu lipoprotein" miktarını ölçen bir tetkiktir.	Fotometri	Her gün 09:30	Aynı gün 18:00	14647-2
741	L107550	Von Willebrand Faktör Antijeni	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2-8°C	Pıhtılaşma mekanizmasında bozukluğa sebep olan von Willebrand hastalığının teşhisinde ve hastalığın alt tipleri arasında ayırım yapılması amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	Aynı gün 18:00	27816-8
742	L107570	Von Willebrand Faktör, Ristasetin Kofaktör	donmuş	mavi kapak	Sitrat'lı Plazma	2-8°C	Pıhtılaşma mekanizmasında bozukluğa sebep olan von Willebrand hastalığının teşhisinde ve hastalığın alt tipleri arasında ayırım yapılması amacıyla kullanılır.	Koagülometri	Salı-Perşembe 09:30	Aynı gün 18:00	6014-5
822	905674	Yara Kültürü (Aspirat, Vücut Sıvıları vs.)		jelli swap	Vücut Sıvıları (Mayı)	2-8°C	Yara enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonunun değerlendirilmesinde kullanılır.	Kültür	Her gün 09:30	3 gün sonra 18:00	6462-6
164	L107610	Yenidoğan Taraması (Kuru Kan)		Özel Filtre Kağıdı	Özel Filtre Kağıdı (PKU)	Buzdolabında 12 saat, donmuş halde 1 ay Serum-plazma (heparinli) için: İki yuvarlak işaretli alana kan tamamen emdirilmelidir. Oda ısısında kabul edilmez	Yenidoğan döneminde belirlenerek tedavi edilmemesi halinde bebeğin kaybına ya da fiziksel ve zihinsel gelişme geriliğine neden olacak bazı metabolik hastalıkların taranması amacıyla kullanılır.	LC-MS/MS	Her gün 09:30	10 gün sonra 18:00	57794-0